



neodisher® Mielclear



Naspoelmiddel voor machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten



Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- naspoeling bij machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten, gebruiksvoorwerpen en dienbladen in tandartspraktijken en tandheelkundige en kaakklinieken

Vermogensspectrum:

- bevochtigt metalen oppervlakken van roestvrij staal en oppervlakken van kunststoffen die moeilijk te bevochtigen zijn

Bijzondere eigenschappen:

- neutraliseert overgedragen alkalineresten en alkalisch water

Toepassing en dosering:

neodisher Mielclear kan worden gebruikt in reinigings- en desinfectieapparaten voor tandheelkundige instrumenten. De dosering vindt automatisch plaats via het geïntegreerde doseerapparaat bij de laatste wasbeurt en bedraagt 0,2 - 0,4 ml/l.

Gebruik voor dosering passende doseertoestellen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Niet mengen met andere producten.
- Spoel het doseersysteem inclusief zuigslangen met water voordat u de producten vervangt.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat.
- Het reinigen, desinfecteren en steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.

- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.

Technische gegevens:

pH-waarde	4,1 - 3,5 (0,2 - 0,4 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:
< 5% niet-ionische tensiden, fosfaat

CE-markering:

neodisher Mielclear voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische producten.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Vorstvrij bewaren. Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden.

Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool 

Gevaren- en veiligheidsinstructies

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.



neodisher[®] Mielclear

Gooi containers alleen weg als deze helemaal leeg en gesloten zijn. Verwijdering van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

MB 4119/3-1

Versie: 09/2020

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.
