

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 1 di 8

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

VITA ADIVA CERA ETCH

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Uso come reagenti per laboratorio

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG

Indirizzo: Spitalgasse 3

Città: D-79713 Bad Säckingen

Casella postale: 1338

D-79704 Bad Säckingen

Telefono: +49(0)7761-562-0

Telefax: +49(0)7761-562-299

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Persona da contattare: regulatory affairs

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

Dipartimento responsabile: Regulatory Affairs

1.4. Numero telefonico di emergenza:

+49-(0)761-19240

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

Categorie di pericolo:

Tossicità acuta: Acute Tox. 2

Tossicità acuta: Acute Tox. 3

Tossicità acuta: Acute Tox. 4

Corrosione/irritazione cutanea: Skin Corr. 1

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Dam. 1

Indicazioni di pericolo:

Letale per contatto con la pelle.

Tossico se ingerito.

Nocivo se inalato.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell'etichetta

GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

acido fluoridrico

Acido solforico ... %

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi:



Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 2 di 8

Indicazioni di pericolo

H301	Tossico se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H332	Nocivo se inalato.

Consigli di prudenza

P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P405	Conservare sotto chiave.
P308+P311	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

2.3. Altri pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

N. CAS	Nome chimico	Quantità
	Classificazione (GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8))	
7664-93-9	Acido solforico ... %	5 - < 10 %
	Skin Corr. 1A; H314	
7664-39-3	acido fluoridrico	1 - < 5 %
	Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1A; H310 H330 H300 H314	
64-17-5	alcool etilico	1 - < 5 %
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319	

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi! Portare la persona colpita fuori dalla zona di pericolo e stenderla.

In seguito ad inalazione

Provvedere all' apporto di aria fresca. Necessario trattamento medico IN CASO DI INALAZIONE: Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ in caso di malessere.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Consultare immediatamente il medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Soluzione di gluconato di calcio Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.

In seguito a contatto con gli occhi

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 3 di 8

In seguito ad ingestione

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi: Perforazione dello stomaco. Consultare immediatamente il medico. In caso di ingestione subito far bere: Soluzione di gluconato di calcio

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non infiammabile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria. Tuta da protezione completa.

Ulteriori dati

Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Informazioni generali

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure speciali.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Approntare ed osservare un programma di controllo della

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 4 di 8

pelle! Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia. Non mangiare né bere durante l'impiego.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare sotto chiave. Conservare in un posto accessibile solo a persone autorizzate. In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non sono necessarie misure speciali.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)

N. CAS	Nome dell'agente chimico	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Categoria	Provenienza
7664-39-3	Acido fluoridrico	1,8	1,5		8 ore	D.lgs.81/08
		3	2,5		Breve termine	D.lgs.81/08
7664-93-9	Acido solforico (nebulizzazione)	-	0,05		8 ore	D.lgs.81/08
64-17-5	Alcool etilico (Etanolo)	1000	1880		8 ore	ACGIH-2002

8.2. Controlli dell'esposizione



Controlli tecnici idonei

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto

Proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezione delle mani

Guanti consigliati KCL Dermatril P Periodo di permanenza con contatto periodico (spruzzi): 480 min Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Protezione della pelle

Usare indumenti protettivi adatti.

Protezione respiratoria

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:

Colore:

rosso chiaro

Odore:

caratteristico

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 5 di 8

Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione/punto di congelamento: non determinato
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 100 °C

Inflammabilità

Solido/liquido: non applicabile
Gas: non applicabile

Inferiore Limiti di esplosività: non determinato
Superiore Limiti di esplosività: non determinato

Temperatura di autoaccensione

Solido: non applicabile
Gas: non applicabile

Temperatura di decomposizione: non determinato
Valore pH: 2,0

Solubilità in altri solventi

non determinato

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: non determinato

Pressione vapore: ≤1100 hPa
(a 50 °C)

Densità: 1,06000 g/cm³

Densità di vapore relativa: non determinato

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Proprietà ossidanti
Non comburente.

Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto dei corpi solidi: 1,5 %
Velocità di evaporazione: non determinato

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

nessuna

10.5. Materiali incompatibili

Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 6 di 8

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Letale per contatto con la pelle.
Tossico se ingerito.
Nocivo se inalato.

ATEmix calcolato

ATE (orale) 100,4 mg/kg; ATE (cutanea) 100,4 mg/kg; ATE (inalazione vapore) 10,04 mg/l; ATE (inalazione polvere/nebbia) 1,004 mg/l

N. CAS	Nome chimico				
	Via di esposizione	Dosi	Specie	Fonte	Metodo
7664-39-3	acido fluoridrico				
	orale	ATE 5 mg/kg			
	cutanea	ATE 5 mg/kg			
	inalazione vapore	ATE 0.5 mg/l			
	inalazione polvere/nebbia	ATE 0.05 mg/l			
64-17-5	alcol etilico				
	cutanea	DL50 7060 mg/kg			

Irritazione e corrosività

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Provoca gravi lesioni oculari.

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Ulteriori dati per le analisi

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela!

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Il prodotto non è: Ecotossico.

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato esaminato.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato esaminato.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 7 di 8

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

Ulteriori dati

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU o numero ID:

UN 2922

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Wasser)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:


8

14.4. Gruppo di imballaggio:

II

Etichette:

8+6.1



Disposizioni speciali:

274

Quantità limitate (LQ):

1 L

Quantità consentita:

E2

EmS:

F-A, S-B

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID:

UN 2922

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Wasser)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:


8

14.4. Gruppo di imballaggio:

II

Etichette:

8+6.1



Disposizioni speciali:

A3 A803

Quantità limitate (LQ) Passenger:

0.5 L

Passenger LQ:

Y840

Quantità consentita:

E2

Istruzioni IATA per l'imballo - Passenger:

851

Max quantità IATA - Passenger:

1 L

Istruzioni IATA per l'imballo - Cargo:

855

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA CERA ETCH

Data di revisione: 12.02.2020

N. del materiale: 307

Pagina 8 di 8

Max quantità IATA - Cargo:

30 L

14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Tossico. fortemente corrosivo.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

Regolamentazione nazionale

Limiti al lavoro:

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Resorbimento dalla pelle/sensibilizzazione:

Compenetra facilmente la pelle esterna causando avvelenamenti.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione:
1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15.

Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Ulteriori dati

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017
Data di stampa: 27/02/2017

Versione: 1

1. Identificazione della sostanza o della preparazione e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale: VITA ADIVA C-PRIME

Utilizzo della preparazione: Prodotto dentale

Produttore/fornitore:

Harvard Dental International GmbH,
Margaretenstraße 2-4,
15366 Hoppegarten, Germany
info@harvard-dental-international.de

Numero telefonico di emergenza:

+ 49 (0) 30 99 28 978-0 (Quality Management)

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Flam. Liq. 2, H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "Direttiva generale della CE sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.

Elementi per la classificazione:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Simboli di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Frasi di rischio

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili

Avvertenze di sicurezza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Classificazione secondo le Direttive CEE

I prodotti medicali ai sensi della Direttiva 93/42/CEE destinati al consumatore finale e utilizzati in modo invasivo o a contatto con il corpo umano sono esenti dall'obbligo di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP/GHS).

Altri pericoli

Esiti della valutazione PBT- e vPvB

PBT: Non applicabile

vPvB: Non applicabile

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Caratterizzazione chimica:

Descrizione:

Soluzione di metacrilato di silano in etanolo

Sostanze pericolose:

64-17-5 (CAS-Nr.)

Etanolo

GHS02, H225

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

4. Misure di pronto soccorso:

Indicazioni generali: Contattare un medico nel caso in cui dovessero comparire sintomi potenzialmente causati dal prodotto.

In caso di contatto con la pelle: Lavare con abbondante acqua saponata.

Se inalato: Condurre il soggetto all'aria aperta.

In caso di contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua saponata e consultare un medico.

Se ingerito: Consultare un medico in caso di persistenza del disturbo.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei: CO₂, getto d'acqua nebulizzata, schiuma, polvere. Nessuna limitazione in caso di incendio circostante.

Equipaggiamento speciale di protezione: Adeguati indumenti protettivi e respiratore indipendente dall'atmosfera ambiente.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Precauzioni individuali: Non inalare vapori e aerosol. Garantire la ventilazione in ambienti chiusi.

Precauzioni ambientali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera.

Metodi di pulizia e raccolta: Raccogliere con assorbenti e pulire con acqua.

Ulteriori indicazioni: -

7. Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione: Può essere utilizzato solo da odontoiatri o da laboratori odontotecnici o su incarico dei medesimi.

Avvertenze per un impiego sicuro: Nessuna in caso di manipolazione e immagazzinamento a regola d'arte

Avvertenze per la protezione antincendio e antiesplorazione: Tenere lontano da fonti di ignizione. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche.

Immagazzinamento: Conservare in luogo asciutto e in condizioni ermetiche (< 25°C).

Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori: Nessun particolare requisito

Indicazioni per uno stoccaggio insieme ad altri prodotti: Non conservare insieme ad alimenti.

Ulteriori indicazioni riguardo alle condizioni di stoccaggio: Nessuna

Classe di stoccaggio: -

8. Controllo dell'esposizione e protezione personale

Ulteriori indicazioni riguardo alla conformazione di impianti tecnici: -

Componenti con valori limite da monitorare correlati alla postazione di lavoro:

N. CAS	Designazione della sostanza	Tipo	Valore	Unità
64-17-5	Etanolo	TRGS 900	500	ml/m ³ (ppm)
			oppure 960	mg/m ³

Ulteriori indicazioni: Come base sono state utilizzate le liste valide in sede di allestimento.

Equipaggiamento di protezione personale:

Misure generali per la protezione e l'igiene: Normali misure igieniche

Protezione respiratoria: Necessaria in caso di comparsa di vapori/aerosol.

Protezione per le mani: Indossare guanti. È necessario che i guanti siano realizzati con un materiale impermeabile e resistente al prodotto. A causa dell'assenza di test non è possibile fornire raccomandazioni riguardo al materiale dei guanti per il prodotto.

Protezione per gli occhi: Necessari occhiali protettivi.

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017
Data di stampa: 27/02/2017

Versione: 1

9. Proprietà fisiche e chimiche			
Aspetto esteriore			
Forma:	Liquido		
Colore:	Incolore		
Odore:	Caratteristico		
	Valore/intervallo	Unità	Metodo
Cambiamento di stato			
Punto di fusione / intervallo di fusione:	-114	°C	
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione:	78	°C.	
Punto d'infiammabilità:	12	°C	
Autocombustibilità:	425	°C.	
Rischio di esplosione:	Limite di esplosione inferiore 3.5 %		
	Kühn-		
	Limite di esplosione superiore 15 %		
	Birett		
Densità:	ca. 0.8 g/cm³		
Pressione del vapore:	Non determinata		
Valore pH:	Neutro		
Solubilità in/miscibilità in:			
Acqua:	Solubile		
Contenuto di solventi:			
Solventi organici:	Etanolo		
10. Stabilità e reattività			
Condizioni da evitare:			
Evitare il contatto con: ammine, composti perossidi, indicatori di polimerizzazione, acidi, basi, agenti ossidanti			
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto.			
11. Informazioni tossicologiche			
Tossicità acuta: LD50 (orale) Ratto: 6200 mg/kg (etanolo)			
Effetto irritante primario:			
sulla pelle: Effetto sgrassante			
sugli occhi: Lievemente irritante			
Sensibilizzazione: Non nota			
Ulteriori indicazioni tossicologiche:			
Possibili reazioni allergiche in caso di costante esposizione al prodotto.			
La nostra esperienza dimostra che a fronte di una corretta gestione del prodotto e del rispetto della consueta igiene sul luogo di lavoro il prodotto può essere manipolato senza pericolo per la salute.			
12. Informazioni ecologiche			
Indicazioni generali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera.			
Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque			

Scheda dati di sicurezza
Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

13. <u>Indicazione per lo smaltimento</u>
Prodotto: Raccomandazione: Può essere bruciato nel rispetto delle disposizioni locali in impianto idoneo. Imballaggi contaminati: Raccomandazione: Smaltimento ai sensi delle disposizioni di autorità pubblica
14. <u>Disposizioni per il trasporto</u>
Trasporto nazionale ADR, RID: UN 1170 ETHANOL, 3, II Trasporto su nave codice IMDG: UN 1170 ETHANOL, 3, II EmS F-E S-D Trasporto aereo ICAO-TI/IATA-DGR: UN 1170 ETHANOL, 3, II Le disposizioni per il trasporto sono citate secondo le regolamentazioni internazionali e nella forma applicata in Germania. Non sono contemplate possibili differenze in altri Paesi.
15. <u>Disposizioni</u>
Classificazione secondo le Direttive CE: Il prodotto ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva CE 93/42/CEE per prodotti medicali. Disposizioni nazionali: Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque. Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.
16. <u>Altre informazioni:</u>
Modifiche rispetto all'ultima versione: Modifica secondo 1907/2006/CE, articolo 31 Le informazioni si basano sull'attuale stato delle conoscenze e delle esperienze effettuate. Le informazioni presenti all'interno della scheda dati di sicurezza non assicurano le caratteristiche del prodotto.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA OXY-PREVENT

Data di revisione: 02.06.2022

N. del materiale: 308

Pagina 1 di 7

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

VITA ADIVA OXY-PREVENT

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Ausiliario per la produzione di protesi dentaria

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG

Indirizzo: Spitalgasse 3

Città: D-79713 Bad Säckingen

Casella postale: 1338

D-79704 Bad Säckingen

Telefono: +49(0)7761-562-0

Telefax: +49(0)7761-562-299

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Persona da contattare: regulatory affairs

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

Dipartimento responsabile: Regulatory Affairs

1.4. Numero telefonico di

+49-(0)761-19240

emergenza:

Ulteriori dati

despositivio medico

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

Categorie di pericolo:

Liquido infiammabile: Flam. Liq. 4

Indicazioni di pericolo:

Liquido combustibile.

2.2. Elementi dell'etichetta

GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

Avvertenza: Attenzione

Indicazioni di pericolo

H227 Liquido combustibile.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.

P403 Conservare in luogo ben ventilato.

2.3. Altri pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA OXY-PREVENT

Data di revisione: 02.06.2022

N. del materiale: 308

Pagina 2 di 7

Caratterizzazione chimica

Sostanza, organico

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In seguito ad inalazione

Provvedere all'apporto di aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

In seguito ad ingestione

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non infiammabile. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d'incendio: Indossare un autorespiratore.

Ulteriori dati

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Informazioni generali

Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA OXY-PREVENT

Data di revisione: 02.06.2022

N. del materiale: 308

Pagina 3 di 7

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Non sono necessarie misure speciali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure speciali.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non sono necessarie misure speciali.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)

N. CAS	Nome dell'agente chimico	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Categoria	Provenienza
56-81-5	(OLD) Glicerina, nebbie	-	10		8 ore	ACGIH-2002

8.2. Controlli dell'esposizione

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto

Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Protezione delle mani

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.
NBR (Caucciù di nitrile)

Protezione della pelle

Uso di indumenti di protezione.

Protezione respiratoria

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Aprire la finestra in modo da assicurare una ventilazione naturale.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido

Colore:

Odore: caratteristico

Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione/punto di congelamento: non determinato

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA OXY-PREVENT

Data di revisione: 02.06.2022

N. del materiale: 308

Pagina 4 di 7

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 192 °C

Punto di infiammabilità: 180 °C

Infiammabilità

Solido/liquido: non applicabile

Gas: non applicabile

Proprieta' esplosive

Il prodotto non è: Esplosivo.

Temperatura di autoaccensione

Solido: non applicabile

Gas: non applicabile

Temperatura di decomposizione: non determinato

Valore pH: non determinato

Solubilità in altri solventi

non determinato

Coefficiente di ripartizione non determinato

n-ottanolo/acqua:

Pressione vapore: non determinato

Densità: non determinato

Densità di vapore relativa: non determinato

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Proprietà ossidanti

Non comburente.

Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto dei corpi solidi: non determinato

Velocità di evaporazione: non determinato

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

nessuna

10.5. Materiali incompatibili

Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA OXY-PREVENT

Data di revisione: 02.06.2022

N. del materiale: 308

Pagina 5 di 7

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Irritazione e corrosività

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Ulteriori dati per le analisi

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Il prodotto non è: Ecotossico.

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato esaminato.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato esaminato.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

Ulteriori dati

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Lavare abbondantemente con acqua. Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU o numero ID:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA OXY-PREVENT

Data di revisione: 02.06.2022

N. del materiale: 308

Pagina 6 di 7

14.4. Gruppo di imballaggio:	Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1. Numero ONU o numero ID:	Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:	Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:	Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.4. Gruppo di imballaggio:	Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.5. Pericoli per l'ambiente	
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:	No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori	
Non ci sono informazioni disponibili.	
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	
non applicabile	

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

Regolamentazione nazionale

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 9.

Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation)

Scheda di dati di sicurezza

secondo il GHS dell'ONU (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)

VITA ADIVA OXY-PREVENT

Data di revisione: 02.06.2022

N. del materiale: 308

Pagina 7 di 7

intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Per abbreviazioni e acronimi fare riferimento all'elenco sul sito <http://abk.esdscom.eu>**Ulteriori dati**

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)

Scheda dati di sicurezza Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

1. Identificazione della sostanza o della preparazione e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale: VITA ADIVA TE-CEM**Utilizzo della preparazione:** Prodotto dentale

Produttore/fornitore:

Harvard Dental International GmbH,
Margaretenstraße 2-4,
15366 Hoppegarten, Germany
info@harvard-dental-international.de

Numero telefonico di emergenza:

+ 49 (0) 30 99 28 978-0 (Quality Management)

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Irrit. pelle 2; H315 Provoca irritazione cutanea

Irrit. occhi 2; H319 Provoca grave irritazione oculare

STOT SE 3, H335 Irritazione delle vie respiratorie – Può irritare le vie respiratorie

Acq. acuto 1; H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Acq. cron 1; H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "Direttiva generale della CE sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.

Elementi per la classificazione:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Simboli di pericolo



Avvertenza

Attenzione

Fraasi di rischio

H315 Provoca irritazione cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare

H335 Irritazione delle vie respiratorie – Può irritare le vie respiratorie

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Avvertenze di sicurezza

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Classificazione secondo le Direttive CEE

I prodotti medicali ai sensi della Direttiva 93/42/CEE destinati al consumatore finale e utilizzati in modo invasivo o a contatto con il corpo umano sono esenti dall'obbligo di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP/GHS).

Altri pericoli

Esiti della valutazione PBT- e vPvB

PBT: Non applicabile**vPvB:** Non applicabile

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti**Caratterizzazione chimica:****Descrizione:**

Preparato composto da acidi organici, ossido di zinco e metacrilati

Sostanze pericolose:

[N. Indice 607-134-00-4]	Metacrilati	GHS07, H315, H319, H335
[N. CAS 1314-13-2]	Ossido di zinco	GHS09, H410, H411

4. Misure di pronto soccorso:**Indicazioni generali:** Contattare un medico nel caso in cui dovessero comparire sintomi potenzialmente causati dal prodotto.**In caso di contatto con la pelle:** Lavare con abbondante acqua saponata.**In caso di contatto con gli occhi:** Lavare con abbondante acqua saponata e consultare un medico.**Se ingerito:** Consultare immediatamente un medico.**5. Misure antincendio****Mezzi di estinzione idonei:** CO₂, polvere, getto d'acqua nebulizzata

Adeguate a incendio circostante.

Equipaggiamento speciale di protezione: Adeguate indumenti protettivi e respiratore indipendente dall'atmosfera ambiente**6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale****Precauzioni individuali:** Non necessarie**Precauzioni ambientali:** Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera.**Metodi di pulizia e raccolta:** Raccogliere meccanicamente e pulire.**Ulteriori indicazioni:**

Vedi sezione 7 per le informazioni per una manipolazione sicura.

Vedi sezione 8 per le informazioni sull'equipaggiamento speciale di protezione.

Vedi sezione 13 per le informazioni sullo smaltimento .

7. Manipolazione e immagazzinamento**Manipolazione:** Può essere utilizzato solo da odontoiatri o da laboratori odontotecnici o su incarico dei medesimi.**Avvertenze per un impiego sicuro:** Nessuna in caso di manipolazione e immagazzinamento a regola d'arte**Avvertenze per la protezione antincendio e antiesplorazione:** -**Immagazzinamento:** Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco, asciutto e in condizioni ermetiche (< 25°C).**Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori:** Nessun particolare requisito**Indicazioni per uno stoccaggio insieme ad altri prodotti:** Non conservare insieme ad alimenti.**Ulteriori indicazioni riguardo alle condizioni di stoccaggio:** nessuno**Classe di stoccaggio:** -

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

8. Controllo dell'esposizione e protezione personale**Ulteriori indicazioni riguardo alla conformazione di impianti tecnici: -****Componenti con valori limite da monitorare correlati alla postazione di lavoro:**

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze con valori limite da monitorare correlati alla postazione di lavoro.

Ulteriori indicazioni: Come base sono state utilizzate le liste valide in sede di allestimento.**Equipaggiamento di protezione personale:****Misure generali per la protezione e l'igiene:** Normali misure igieniche**Protezione respiratoria:** Necessaria in caso di comparsa di vapori/aerosol.**Protezione per le mani:** Indossare guanti. È necessario che i guanti siano realizzati con un materiale impermeabile e resistente al prodotto. A causa dell'assenza di test non è possibile fornire raccomandazioni riguardo al materiale dei guanti per il prodotto.**Protezione per gli occhi:** Occhiali protettivi**9. Proprietà fisiche e chimiche****Aspetto esteriore****Forma:**

Pasta

Colore:

Colore dei denti

Odore:

Inodore

Valore/intervallo	Unità	Metodo
-------------------	-------	--------

Cambiamento di stato**Punto di fusione / intervallo di fusione:**

n.a.

Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione:

n.a.

Punto d'inflammabilità:

n.a.

Autocombustibilità:

Il prodotto non è autocombustibile

Rischio di esplosione:

Nessuno (non volatile)

Densità:1,56 (20°C) g/cm³**Pressione del vapore:**

n.a.

Solubilità in/miscibilità in:

Parzialmente solubile in toluolo o solventi organici

Acqua:

Insolubile

Contenuto di solventi:

Nessuno

Solventi organici:

Nessuno

10. Stabilità e reattività**Condizioni da evitare:**

Non stabile in presenza di calore, luce solare diretta e iniziatori radicalici.

Evitare calore, radiazione solare e penetrazione luminosa.

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto.**11. Informazioni tossicologiche**

Possibili reazioni allergiche in caso di costante esposizione al prodotto.

Tossicità acuta: Nessun dato disponibile**Effetto irritante primario:****Sulla pelle:** Lievemente irritante**Sugli occhi:** Irritante**Sensibilizzazione:** Non osservata

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

Ulteriori indicazioni tossicologiche: La nostra esperienza dimostra che a fronte di una corretta gestione del prodotto e del rispetto della consueta igiene sul luogo di lavoro il prodotto può essere manipolato senza pericolo per la salute.
12. Informazioni ecologiche Indicazioni generali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera. Classe di pericolosità per le acque: WGK 2 (autoclassificazione): pericoloso per le acque
13. Indicazione per lo smaltimento Prodotto: Raccomandazione: Può essere bruciato nel rispetto delle disposizioni locali in impianto idoneo. Imballaggi contaminati: Raccomandazione: Smaltimento ai sensi delle disposizioni di autorità pubblica
14. Disposizioni per il trasporto Trasporto nazionale ADR, RID: Non merce pericolosa ai sensi delle disposizioni per il trasporto Trasporto su nave codice IMDG: Non merce pericolosa ai sensi delle disposizioni per il trasporto Trasporto aereo ICAO-TI/IATA-DGR: Non merce pericolosa ai sensi delle disposizioni per il trasporto Le disposizioni per il trasporto sono citate secondo le regolamentazioni internazionali e nella forma applicata in Germania. Non sono contemplate possibili differenze in altri Paesi.
15. Disposizioni Classificazione secondo le Direttive CE: Il prodotto ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva CE 93/42/CEE per prodotti medicali. Disposizioni nazionali: Classe di pericolosità per le acque: WGK 2 (autoclassificazione): pericoloso per le acque Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.
16. Altre informazioni: Modifiche rispetto all'ultima versione: Modifica secondo 1907/2006/CE, articolo 31 Le informazioni si basano sull'attuale stato delle conoscenze e delle esperienze effettuate. Le informazioni presenti all'interno della scheda dati di sicurezza non assicurano le caratteristiche del prodotto.

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017
Data di stampa: 27/02/2017

Versione: 1

1. Identificazione della sostanza o della preparazione e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale: VITA ADIVA T-BOND I

Utilizzo della preparazione: Prodotto dentale

Produttore/fornitore:

Harvard Dental International GmbH,
Margaretenstraße 2-4,
15366 Hoppegarten, Germany
info@harvard-dental-international.de

Numero telefonico di emergenza:

+ 49 (0) 30 99 28 978-0 (Quality Management)

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Irrit. pelle 2; H315 Provoca irritazione cutanea

Irrit. occhi 2; H319 Provoca grave irritazione oculare

STOT SE 3; H335 Irritazione delle vie respiratorie – Può irritare le vie respiratorie

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "Direttiva generale della CE sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.

Elementi per la classificazione:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Simboli di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Fraasi di rischio

H315 Provoca irritazione cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare

H335 Irritazione delle vie respiratorie – Può irritare le vie respiratorie

Avvertenze di sicurezza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondante acqua saponata.

Classificazione secondo le Direttive CEE

I prodotti medicali ai sensi della Direttiva 93/42/CEE destinati al consumatore finale e utilizzati in modo invasivo o a contatto con il corpo umano sono esenti dall'obbligo di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP/GHS).

Altri pericoli

Esiti della valutazione PBT- e vPvB

PBT: Non applicabile

vPvB: Non applicabile

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

3. <u>Composizione/informazioni sugli ingredienti</u>				
Caratterizzazione chimica:				
Descrizione:				
Soluzione composta da acidi acrilici modificati, acidi poliacrilici, metacrilati, catalizzatori e stabilizzatori in etanolo				
Sostanze pericolose:				
607-134-00-4 (N. indice)	Metacrilato	GHS07, H315, H319, H335		
64-17-5 (N. CAS)	Etanolo	GHS02, H225		
4. <u>Misure di pronto soccorso:</u>				
Indicazioni generali: Contattare un medico nel caso in cui dovessero comparire sintomi potenzialmente causati dal prodotto.				
In caso di contatto con la pelle: Lavare con abbondante acqua saponata.				
Se inalato: Condurre il soggetto all'aria aperta.				
In caso di contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua saponata e consultare un medico.				
Se ingerito: Consultare un medico in caso di persistenza del disturbo.				
5. <u>Misure antincendio</u>				
Mezzi di estinzione idonei: CO ₂ , getto d'acqua nebulizzata, schiuma, polvere. Nessuna limitazione in caso di incendio circostante.				
Equipaggiamento speciale di protezione: Adeguati indumenti protettivi e respiratore indipendente dall'atmosfera ambiente				
6. <u>Misure in caso di rilascio accidentale</u>				
Precauzioni individuali: Non inalare vapori e aerosol. Garantire la ventilazione in ambienti chiusi.				
Precauzioni ambientali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera.				
Metodi di pulizia e raccolta: Raccogliere con assorbenti e pulire con acqua. Accertarsi che l'ambiente sia sufficientemente ventilato.				
7. <u>Manipolazione e immagazzinamento</u>				
Manipolazione: Può essere utilizzato solo da odontoiatri o da laboratori odontotecnici o su incarico dei medesimi.				
Avvertenze per un impiego sicuro: Nessuna in caso di manipolazione e immagazzinamento a regola d'arte				
Avvertenze per la protezione antincendio e antiesplorazione: Tenere lontano da fonti di ignizione. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche.				
Immagazzinamento: Conservare in luogo asciutto e in condizioni ermetiche (< 25°C).				
Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori: Nessun particolare requisito				
Indicazioni per uno stoccaggio insieme ad altri prodotti: Non conservare insieme ad alimenti.				
Ulteriori indicazioni riguardo alle condizioni di stoccaggio: Nessuno				
Classe di stoccaggio: -				
8. <u>Controllo dell'esposizione e protezione personale</u>				
Ulteriori indicazioni riguardo alla conformazione di impianti tecnici: -				
Componenti con valori limite da monitorare correlati alla postazione di lavoro:				
N. CAS	Designazione della sostanza	Tipo	Valore	Unità
64-17-5	Etanolo	TRGS 900	500	ml/m ³ (ppm)
		oppure	960	mg/m ³

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

Ulteriori indicazioni: Come base sono state utilizzate le liste valide in sede di allestimento.				
Equipaggiamento di protezione personale:				
Misure generali per la protezione e l'igiene: Normali misure igieniche				
Protezione respiratoria: Necessaria in caso di comparsa di vapori/aerosol.				
Protezione per le mani: Indossare guanti. È necessario che i guanti siano realizzati con un materiale impermeabile e resistente al prodotto. A causa dell'assenza di test non è possibile fornire raccomandazioni riguardo al materiale dei guanti per il prodotto.				
Protezione per gli occhi: Necessari occhiali protettivi				
9. Proprietà fisiche e chimiche				
Aspetto esteriore				
Forma:	Liquido			
Colore:	Incolore			
Odore:	Caratteristico			
	<u>Valore/intervallo</u>	<u>Unità</u>	<u>Metodo</u>	
Cambiamento di stato				
Punto di fusione / intervallo di fusione:	Non determinato			
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione:	n.a.			
Punto d'inflammabilità:	n.a.			
Autocombustibilità:	n.a. (non infiammabile)			
Rischio di esplosione:				
Densità:	ca. 1,0 g/cm ³			
Pressione del vapore:	Non determinata			
Viscosità:	Liquido			
Valore pH:	ca. 3			
Solubilità in/ miscibilità in:				
Acqua:	Solubile			
Contenuto di solventi:				
Solventi organici:	Etanolo			
10. Stabilità e reattività				
Condizioni da evitare:				
Evitare il contatto con: Ammine, composti perossidi, indicatori di polimerizzazione, acidi, basi, agenti ossidanti				
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto.				
11. Informazioni tossicologiche				
Tossicità acuta: (Etanolo)				
LD ₅₀ (orale) Ratto: 6200 mg/kg				
Effetto irritante primario:				
sulla pelle: Irritante				
sugli occhi: Irritante				
Sensibilizzazione: Possibile sensibilizzazione per contatto con la pelle				
Ulteriori indicazioni tossicologiche:				
Possibili reazioni allergiche in caso di costante esposizione al prodotto. La nostra esperienza dimostra che a fronte di una corretta gestione del prodotto e del rispetto della consueta igiene sul luogo di lavoro il prodotto può essere manipolato senza pericolo per la salute.				

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

12. Informazioni ecologiche Indicazioni generali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera. Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque
13. Indicazione per lo smaltimento Prodotto: Raccomandazione: Può essere bruciato nel rispetto delle disposizioni locali in impianto idoneo. Imballaggi contaminati: Raccomandazione: Smaltimento ai sensi delle disposizioni di autorità pubblica
14. Disposizioni per il trasporto Trasporto nazionale ADR, RID: Non merce pericolosa ai sensi delle disposizioni per il trasporto Trasporto su nave codice IMDG: Non merce pericolosa ai sensi delle disposizioni per il trasporto Trasporto aereo ICAO-TI/IATA-DGR: Non merce pericolosa ai sensi delle disposizioni per il trasporto Le disposizioni per il trasporto sono citate secondo le regolamentazioni internazionali e nella forma applicata in Germania. Non sono contemplate possibili differenze in altri Paesi.
15. Disposizioni Classificazione secondo le Direttive CE: Il prodotto ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva CE 93/42/CEE per prodotti medicali. Disposizioni nazionali: Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.
16. Altre informazioni: Modifiche rispetto all'ultima versione: Modifica secondo 1907/2006/CE, articolo 31 Le informazioni si basano sull'attuale stato delle conoscenze e delle esperienze effettuate. Le informazioni presenti all'interno della scheda dati di sicurezza non assicurano le caratteristiche del prodotto.

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

1. Identificazione della sostanza o della preparazione e della società/impresa

Identificatore del prodotto

Nome commerciale: VITA ADIVA ZR-PRIME**Utilizzo della preparazione:** Prodotto dentale

Produttore/fornitore:

Harvard Dental International GmbH,
Margaretenstraße 2-4,
15366 Hoppegarten, Germany
info@harvard-dental-international.de

Numero telefonico di emergenza:

+ 49 (0) 30 99 28 978-0 (Quality Management)

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Flam. Liq. 2, H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili

Irrit. occhi 2; H319 Provoca grave irritazione oculare

STOT SE 3, H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "Direttiva generale della CE sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.

Elementi per la classificazione:

Classificazione ai sensi dell'Ordinanza (CE) 1272/2008

Simboli di pericolo



Avvertenza

Pericolo

Frasi di rischio

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili

H319 Provoca grave irritazione oculare

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

Avvertenze di sicurezza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Classificazione secondo le Direttive CEE

I prodotti medicali ai sensi della Direttiva 93/42/CEE destinati al consumatore finale e utilizzati in modo invasivo o a contatto con il corpo umano sono esenti dall'obbligo di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP/GHS).

Altri pericoli

Esiti della valutazione PBT- e vPvB

PBT: Non applicabile**vPvB:** Non applicabile

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

3. <u>Composizione/informazioni sugli ingredienti</u>				
Caratterizzazione chimica:				
Descrizione:				
Preparazione a base di acetone.				
Sostanze pericolose:				
CAS 67-64-1(EINECS: 200-662-2)		Acetone	GHS02, GHS07, H225, H319, H336	
4. <u>Misure di pronto soccorso:</u>				
Indicazioni generali: Contattare un medico nel caso in cui dovessero comparire sintomi potenzialmente causati dal prodotto				
In caso di contatto con la pelle: Lavare con abbondante acqua saponata.				
Successivamente a inalazione: Condurre il soggetto all'aria aperta. In caso di malessere consultare un medico.				
In caso di contatto con gli occhi: Lavare con abbondante acqua saponata e consultare un medico.				
Se ingerito: Prudenza: rischio di aspirazione. Mantenere libere le vie respiratorie. Contattare immediatamente un medico.				
5. <u>Misure antincendio</u>				
Mezzi di estinzione idonei: CO ₂ , getto d'acqua nebulizzata, schiuma, polvere. Nessuna limitazione in caso di incendio circostante				
Equipaggiamento speciale di protezione: Adeguati indumenti protettivi e respiratore indipendente dall'atmosfera ambiente				
6. <u>Misure in caso di rilascio accidentale</u>				
Precauzioni individuali: Non inalare vapori e aerosol. Garantire la ventilazione in ambienti chiusi.				
Precauzioni ambientali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera.				
Metodi di pulizia e raccolta: Raccogliere con assorbenti e pulire con acqua. Accertarsi che l'ambiente sia sufficientemente ventilato.				
Ulteriori indicazioni: -				
7. <u>Manipolazione e immagazzinamento</u>				
Manipolazione: Può essere utilizzato solo da odontoiatri o da laboratori odontotecnici o su incarico dei medesimi.				
Avvertenze per un impiego sicuro: Nessuna in caso di manipolazione e immagazzinamento a regola d'arte.				
Avvertenze per la protezione antincendio e antiesplorione: Tenere lontano da fonti di ignizione. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche.				
Immagazzinamento: Conservare in luogo asciutto e in condizioni ermetiche (< 25°C).				
Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori: Nessun particolare requisito				
Indicazioni per uno stoccaggio insieme ad altri prodotti: Non conservare insieme ad alimenti.				
Ulteriori indicazioni riguardo alle condizioni di stoccaggio: Nessuna				
Classe di stoccaggio: -				
8. <u>Controllo dell'esposizione e protezione personale</u>				
Ulteriori indicazioni riguardo alla conformazione di impianti tecnici: -				
Componenti con valori limite da monitorare correlati alla postazione di lavoro:				
N. CAS	Designazione della sostanza	Tipo	Valore	Unità
67-64-1	Acetone	TRGS 900	500	ml/m ³ (ppm)
		oppure	1200	mg/m ³

Scheda dati di sicurezza

Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

Ulteriori indicazioni: Come base sono state utilizzate le liste valide in sede di allestimento.				
Equipaggiamento di protezione personale:				
Misure generali per la protezione e l'igiene: Normali misure igieniche				
Protezione respiratoria: Necessaria in caso di comparsa di vapori/aerosol.				
Protezione per le mani: Indossare guanti. È necessario che i guanti siano realizzati con un materiale impermeabile e resistente al prodotto. A causa dell'assenza di test non è possibile fornire raccomandazioni riguardo al materiale dei guanti per il prodotto.				
Protezione per gli occhi: Necessari occhiali protettivi				
9. Proprietà fisiche e chimiche				
Aspetto esteriore				
Forma:	Liquido			
Colore:	Incolore			
Odore:	Caratteristico			
	<u>Valore/intervallo</u>	<u>Unità</u>	<u>Metodo</u>	
Cambiamento di stato				
Punto di fusione / intervallo di fusione:	Non determinato			
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione:	55°C			
Punto d'inflammabilità:	-20	°C	DIN 51794	
Autocombustibilità:	Nessuna informazione disponibile			
Rischio di esplosione:	inferiore	2,5	Vol %	
	superiore	13,0	Vol %	
Densità:	ca. 0,8 g/cm ³			
Pressione del vapore:	Non determinata			
Viscosità:	Liquido			
Solubilità in/miscibilità in:				
Acqua:	Solubile			
Contenuto di solventi:				
Solventi organici:	Acetone			
10. Stabilità e reattività				
Condizioni da evitare:				
Calore, luce solare. Evitare il contatto con iniziatori di radicali liberi, idrossidi alcalini, alogeni, idrocarburi alogenati e forti agenti ossidanti.				
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessun dato disponibile				
11. Informazioni tossicologiche				
Tossicità acuta: LD ₅₀ (orale) Ratto: 5800 mg/kg				
Effetto irritante primario:				
sulla pelle: Irritante. In caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle l'effetto sgrassante del solvente può provocare l'insorgenza di dermatite (infiammazione cutanea).				
sugli occhi: Irritante				
Ulteriori indicazioni tossicologiche:				
Possibili reazioni allergiche in caso di costante esposizione al prodotto.				
La nostra esperienza dimostra che a fronte di una corretta gestione del prodotto e del rispetto della consueta igiene sul luogo di lavoro il prodotto può essere manipolato senza pericolo per la salute.				

Scheda dati di sicurezza
Conforme a 1907/2006/CE, articolo 31

Rielaborata il: 31/01/2017

Versione: 1

Data di stampa: 27/02/2017

12. Informazioni ecologiche Indicazioni generali: Fare in modo che la sostanza sia sversata in canalizzazioni o nella falda acquifera. Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque
13. Indicazione per lo smaltimento Prodotto: Raccomandazione: Può essere bruciato nel rispetto delle disposizioni locali in impianto idoneo. Imballaggi contaminati: Raccomandazione: Smaltimento ai sensi delle disposizioni di autorità pubblica
14. Disposizioni per il trasporto Trasporto nazionale ADR, RID: UN 1090 ACETON, 3, II Trasporto su nave codice IMDG: UN 1090 ACETONE, 3 II EmS: F-E S-D Trasporto aereo ICAO-TI/IATA-DGR: UN 1090 ACETONE, 3, II Le disposizioni per il trasporto sono citate secondo le regolamentazioni internazionali e nella forma applicata in Germania. Non sono contemplate possibili differenze in altri Paesi.
15. Disposizioni Classificazione secondo le Direttive CE: Il prodotto ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva CE 93/42/CEE per prodotti medicali. Disposizioni nazionali: Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 (autoclassificazione): debolmente pericoloso per le acque Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.
16. Altre informazioni: Modifiche rispetto all'ultima versione: Modifica secondo 1907/2006/CE, articolo 31 Le informazioni si basano sull'attuale stato delle conoscenze e delle esperienze effettuate. Le informazioni presenti all'interno della scheda dati di sicurezza non assicurano le caratteristiche del prodotto.