

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

**1.1 Identifikator izdelka**

Ime proizvoda : ANIOS RL  
UFI : 0RYQ-KK28-KF0X-KUU2  
Koda proizvoda : 315000  
Uporaba snovi/zmesi : Izpiralno sredstvo  
Vrsta snovi : Zmes

**Samo za poklicne uporabnike.**

Podatki o redčenju izdelka : Podatkov o redčenju ni na voljo.

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Identifikacija uporabe : Medicinski pripomočki. Polavtomatski postopek  
Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba : Laboratoires ANIOS  
1 rue de l'Espoir  
59260 Lezennes, Francija Tel. + 33 (0)3 20 67 67 67 Fax. + 33  
(0)3 20 67 67 68  
fds@anios.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Telefonska številka za nujne primere : +32-(0)3-575-5555 Transevropski  
Klic v sili : 112

Datum sestavitve/Revizije : 28.11.2025  
Verzija : 1.2

**ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti**

**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

**Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Ni nevarna snov ali zmes.

**2.2 Elementi etikete**

**Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

**ANIOS RL**

Potreben ni noben piktogram za nevarnost, opozorilna beseda, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki.

**Dodatno označevanje:**

Izjemno označevanje : Varnostni list na voljo na zahtevo.  
posebnih zmesi

**2.3 Druge nevarnosti**

Nobena znana.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**

**3.2 Zmesi**

**Nevarne sestavine**

| Kemijsko ime                               | Št. CAS<br>št. ES<br>Št. REACH | Razvrstitev<br>UREDBA (ES) št. 1272/2008                              | Koncentracija<br>: [%] |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| C12-C16 alkoholni<br>etoksilat propoksilat | 68213-24-1                     | Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno<br>okolje Kategorija 1; H400 | $\geq 2.5 - < 10$      |
| alkoxylated fatty alcohol                  | 68154-97-2<br>polymer          | Draženje oči Kategorija 2; H319                                       | $\geq 1 - < 10$        |

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem Oddelku, glej Oddelek 16.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

Pri stiku z očmi : Izprati z obilo vode.  
Pri stiku s kožo : Izprati z obilo vode.  
Pri zaužitju : Splaknite usta. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju : Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Zdravljenje : Specifični ukrepi niso določeni.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

**5.1 Sredstva za gašenje**

Ustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju.

**ANIOS RL**

Neustrezna sredstva za gašenje : Nobena znana.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Specifične nevarnosti med gašenjem : Ni vnetljivo ali gorljivo.

Nevarni proizvodi izgorevanja : Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:  
ogljikova oksida

**5.3 Nasvet za gasilce**

Posebna zaščitna oprema za gasilce : Uporabljajte osebno varovalno opremo.

Dodatne informacije : Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

**6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Nasvet za neizučeno osebo : Glej zaščitne ukrepe, navedene v Oddelkih 7 in 8.

Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Okoljevarstveni ukrepi : Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Metode čiščenja : Zaustaviti puščanje, če je varno. Zajezi in zadržati izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in prenesti v vsebnik za odstranjevanje skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glej Oddelek 13). Splakniti sledi z vodo. Pri večjih razlitjih zajezi ali drugače zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Navodilo za varno roko : Umiti roke po rokovanju. V primeru mehanske okvare ali v stiku s proizvodom neznanega razredčenja, nositi popolno osebno zaščitno opremo. Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.

**ANIOS RL**

Higienski ukrepi : Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Varovati pred mrazom, toploto in sončno svetlobo.  
Hranite/skladiščite pri sobni temperaturi v originalnem vsebniku.  
Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.

Temperatura pri skladiščenju : 5 °C do 25 °C

**7.3 Posebne končne uporabe**

Posebni način(-i) uporabe : Medicinski pripomočki. Polavtomatski postopek

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost**

| Sestavine | Št. CAS | Tip vrednosti<br>(Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora                    | Osnova |
|-----------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| etanol    | 64-17-5 | MV                                       | 500 ppm<br>960 mg/m <sup>3</sup>     | SI OEL |
|           |         | KTV                                      | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL |

**DNEL**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propilen glikol | : | <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 168 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>213 mg/kg</p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Zaužitje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 85 ppm</p> |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ANIOS RL**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>N-(2-ethylhexyl)-3,5,5-trimethylhexanamide</p> | <p>: Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 8.8 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 2.5 mg/kg telesna masa/dan</p> <p>Končna uporaba: Splošno prebivalstvo<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 3.125 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Splošno prebivalstvo<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 1.79 mg/kg telesna masa/dan</p> <p>Končna uporaba: Splošno prebivalstvo<br/>Načini izpostavljenosti: Oralno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 1.79 mg/kg telesna masa/dan</p> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Propilen glikol</p>                            | <p>: Sladka voda<br/>Vrednost: 260 mg/l</p> <p>Morska voda<br/>Vrednost: 26 mg/l</p> <p>Prekinjena uporaba/izpust<br/>Vrednost: 183 mg/l</p> <p>Usedlina v sladki vodi<br/>Vrednost: 572 mg/kg</p> <p>Usedlina v morju<br/>Vrednost: 57.2 mg/kg</p> <p>Naprava za čiščenje odplak<br/>Vrednost: 20000 mg/l</p> <p>Tla<br/>Vrednost: 50 mg/kg</p> |
| <p>N-(2-ethylhexyl)-3,5,5-trimethylhexanamide</p> | <p>: Sladka voda<br/>Vrednost: 0.00157 mg/l</p> <p>Prekinjena uporaba/izpust<br/>Vrednost: 0.00475 mg/l</p> <p>Morska voda</p>                                                                                                                                                                                                                   |

**ANIOS RL**

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | Vrednost: 0.000157 mg/l                          |
|  | Naprava za čiščenje odplak<br>Vrednost: 100 mg/l |
|  | Usedlina v sladki vodi<br>Vrednost: 1.25 mg/kg   |
|  | Usedlina v morju<br>Vrednost: 0.125 mg/kg        |
|  | Tla<br>Vrednost: 0.44 mg/kg                      |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezni inženirski mehanizmi

Tehnični ukrepi : Dobro splošno prezračevanje naj bi zadoščalo za uravnavanje izpostavitve delavcev nečistočam v zraku.

### Individualni zaščitni ukrepi

Higienski ukrepi : Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokoanju s proizvodom.

Zaščito za oči/obraz (EN 166) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Zaščita rok (EN 374) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Zaščita kože (EN 14605) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Zaščita dihal (EN 143, 14387) : Ni potrebna, če se koncentracija nevarnih snovi v zraku ohrani pod mejnimi vrednostmi, navedenimi v podatkih o mejnih vrednostih izpostavitve. Uporabiti certificirano dihalno napravo, skladno z zahtevami Direktiv 89/656/EGS in (EU) 2016/425 ali enakovredno, kadar se tveganju za dihalo ni mogoče izogniti s tehničnimi varovalnimi sredstvi in ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela.

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošni nasveti : Razmislite o ukrepih glede zadrževanja okoli posod za skladiščenje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : tekočina  
Barva : Brezbarven  
Vonj : lahen  
pH : 6.5 - 7.7, 100 %  
Značilnosti delcev

**ANIOS RL**

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ocena                                                   | : ne uporablja                                 |
| Velikost delcev                                         | : ne uporablja                                 |
| Porazdelitev velikosti delcev                           | : ne uporablja                                 |
| Prašenje                                                | : ne uporablja                                 |
| Specifična površina                                     | : ne uporablja                                 |
| Površinska napetost/Zeta potencial                      | : ne uporablja                                 |
| Oblika                                                  | : ne uporablja                                 |
| Kristaliničnost                                         | : ne uporablja                                 |
| Obdelava površin /Premaz                                | : ne uporablja                                 |
| Plamenišče                                              | : Se ne upošteva.                              |
| Mejne vrednosti vonja                                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Tališče/ledišče                                         | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Vrelišče, začetno vrelišče in območje vrelišča          | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Hitrost izparevanja                                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Vnetljivost                                             | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Zgornja meja eksplozivnosti                             | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Spodnja meja eksplozivnosti                             | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Parni tlak                                              | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Relativna gostota par/hlapov                            | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Gostota in / ali relativna gostota                      | : 1.009 - 1.013                                |
| Topnost v vodi                                          | : topno                                        |
| Topnost v drugih topilih                                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost) | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Temperatura samovžiga                                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Toplotni razpad/razgradnja                              | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Viskoznost, kinematična                                 | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Eksplozivne lastnosti                                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Oksidativne lastnosti                                   | : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna. |

## 9.2 Drugi podatki

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

### 10.2 Kemijska stabilnost

**ANIOS RL**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Nobena znana.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Nobena znana.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

V primeru požara glej oddelek 5

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

**11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so definirani v Uredbi (EC) Št. 1272/2008**

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti : Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo

**Proizvod**

Akutna oralna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna dermalna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Jedkost za kožo/draženje kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Resne okvare oči/draženje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Rakotvornost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Učinki na razplojevanje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Mutagenost za zarodne celice : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Teratogenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - enkratna izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

**ANIOS RL**

Nevarnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

**Možni učinki na zdravje**

Oči : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

Koža : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

Zaužitje : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

Vdihavanje : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

Kronična izpostavljenost : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

**Izkušnje z izpostavljenostjo človeka**

Stik z očmi : Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

Stik s kožo : Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

Zaužitje : Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

Vdihavanje : Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev** : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

**Dodatne informacije** : Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

**12.1 Ekotoksičnost**

Učinki na okolje : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.

**Proizvod**

Strupenost za ribe : Ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : Ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za alge : Ni razpoložljivih podatkov

**Sestavine**

Strupenost za ribe : alkoxylated fatty alcohol  
96 h LC50 *Poecilia reticulata* (gupi): 4.209 mg/l

**Sestavine**

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : alkoxylated fatty alcohol  
48 h EC50 *Daphnia magna* (Vodna bolha): 4.188 mg/l

**ANIOS RL**

**Sestavine**

Strupenost za alge : alkoxyated fatty alcohol  
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (zelena alga): 5 mg/l

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

**Proizvod**

Biorazgradljivost : V proizvodu vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004/EC.

**Sestavine**

Biorazgradljivost : alkoxyated fatty alcohol  
Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

**Proizvod**

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

Proizvod : Če predpisi to dovoljujejo, se lahko razredčene proizvode splakne v javno kanalizacijo.

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi in zveznimi predpisi.

Napotki za izbiro kode odpadka : Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Če se ta proizvod uporablja v katerih koli nadaljnjih postopkih, mora končni uporabnik opredeliti in določiti najprimernejšo kodo odpadka glede na Evropski seznam odpadkov. Odgovornost povzročitelja

**ANIOS RL**

odpadkov je, da določi strupenost in fizikalne lastnosti nastalega materiala ter določi ustrezne metode identifikacije in odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavnimi evropskimi (EU Direktiva 2008/98/ES) in lokalnimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

**Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN številka ali ID številka               | : Nenevarno blago |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                       | : Nenevarno blago |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                | : Nenevarno blago |
| 14.4 Embalažna skupina                         | : Nenevarno blago |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | : Nenevarno blago |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : Nenevarno blago |

**Zračni transport (IATA)**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN številka ali ID številka               | : Nenevarno blago |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                       | : Nenevarno blago |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                | : Nenevarno blago |
| 14.4 Embalažna skupina                         | : Nenevarno blago |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | : Nenevarno blago |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : Nenevarno blago |

**Pomorski transport (IMDG/IMO)**

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN številka ali ID številka                                  | : Nenevarno blago |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                                          | : Nenevarno blago |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                                   | : Nenevarno blago |
| 14.4 Embalažna skupina                                            | : Nenevarno blago |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                                         | : Nenevarno blago |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                    | : Nenevarno blago |
| 14.7 Prevoz po morju v razsutem stanju, skladno z IMO instrumenti | : Nenevarno blago |

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| v skladu z Uredbo o detergentih ES 648/2004 | : 5 % ali več vendar manj kot 15 %: Neionske površinsko aktivne snovi |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**ANIOS RL**

Seveso III: Direktiva : Se ne upošteva.  
2012/18/EU Evropskega  
parlamenta in Sveta o  
obvladovanju nevarnosti  
večjih nesreč, v katere so  
vključene nevarne snovi.

REACH - Seznam : Se ne upošteva.  
kandidatnih snovi, ki vzbujajo  
veliko zaskrbljenost, za  
avtorizacijo ( 59. člen).

**Nacionalni predpis**

**Upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvo mladih ljudi pri delu.**

Razred skladiščenja : 12

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah  
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje  
nevarnih kemikalij  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št.  
72/21)  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem  
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri  
delu  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in  
mladih oseb  
  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so  
pred kratkim rodile ter doječih delavk  
Zakon o varstvu okolja  
Uredba o odpadkih  
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
Zakon o prevozu nevarnega blaga

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Informacije o oceni kemijske varnosti snovi, vsebovanih v proizvodu, so sestavni del oddelkov  
tega varnostnega lista, kjer je to potrebno.

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Način, na katerega je bila določena razvrstitev

**UREDBA (ES) št. 1272/2008**

| Razvrstitev               | Utemeljitev     |
|---------------------------|-----------------|
| Ni nevarna snov ali zmes. | Metoda izračuna |

**Celotno besedilo H-stavkov**

H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

**ANIOS RL**

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Oseba, ki je pripravila VL : Regulatory Affairs

Številke, navedene v varnostnem listu, so podane v obliki: 1,000,000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 desetina in 0.001 = 1 tisočina.

SPREMEMBE PODATKOV: Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej popravljeni izdaji so nakazane s črto ob levem robu varnostnega lista.

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

**Priloga: Scenariji izpostavljenosti**

**Scenarij izpostavljenosti: Medicinski pripomočki. Polavtomatski postopek**

Life Cycle Stage : Razširjena uporaba s strani strokovnih delavcev

Kategorija izdelka : **PC35** Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)

**ANIOS RL**

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost okolja za:**

Kategorija sproščanja v okolje : **ERC8a** Široko razširjena uporaba nereaktivnega procesnega pripomočka (brez vključitve v ali na izdelek, notranja)

Dnevna količina na lokacijo : 7.5 kg

Vrsta komunalne čistilne naprave : Komunalna čistilna naprava

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC8a** Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah.

Trajanje izpostavljenosti : 60 Min.

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Glej Oddelek 8

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC1** Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Trajanje izpostavljenosti : 480 Min.

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Glej Oddelek 8