



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Abschnitt 1: Bezeichnung d. Stoffes bzw. d. Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produkt Identifikator

Produktform: Gemisch
Artikelbezeichnung: AQUA Spacer
Artikelnummer: 597-0001, *Koralle*, 18ml
598-0001, *Ocean*, 18ml
599-0001, *Stone*, 18ml

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemisch und Verwendungen von denen abgeraten wird

Verwendungszweck: Stumpflack (Platzhalter) im dentaltechnischen Bereich

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestr.3
DE-78234 Engen
www.yeti-dental.com
www.dentalwax.com
info@yeti-dental.com
Tel. +49 (0)7733-9410-0
Fax +49 (0)7733-9410-20

Kontaktstelle für techn. Informationen / Anwendungstechnik

Geräte +49 (0)7733-9410-14 technik@yeti-dental.com
Zahntechnik +49 (0)7733-9410-20 labor@yeti-dental.com

1.4 Notrufnummer Tel. 0 77 33 / 94 10 0 (*Mo.–Do.8h–16h30, Fr. 8h–14h*)

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.1272/2008 CLP.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

2.2 Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig

Gefahrenpiktogramme n. a.
Gefahrenhinweise n. a.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti	02.12.2016/JB	17.07.2026/JB	2.0	20.07.2026	1-20



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Sicherheitshinweise n. a.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H) -on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

Gefahrenhinweise n. a.
Sicherheitshinweise n. a.
Enthält n. a.
Besondere Kennzeichnung n. a.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben von Bestandteilen

3.2 Gemische

Produktbeschreibung / Chemische Charakterisierung

Beschreibung: wässrige Dispersion

Einstufung gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) n. a.

Einstufung gem. Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG n. a.

Zusätzliche Hinweise: keine

Abschnitt 4: Erste –Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflößen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt:

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lösungsmittel oder Verdünnungen verwenden!



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen!

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach verschlucken:

Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen Herbeiführen! Mund mit Wasser ausspülen.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen, ärztlichen Rat einholen

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel** Das Produkt selbst brennt nicht
Geeignete Löschmittel n. a.
Ungeeignete Löschmittel n. a.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte Kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
- 5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**
Atemschutzgerät bereithalten.
Zusätzliche Hinweise
Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht In Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenschutzbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in Abwasser, Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.
- 6.3 Verfahren zur Aufnahme / Reinigung:**
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (Sand, Kieselgur, Erde, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Kapitel 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmitteln säubern, keine Lösungsmittel benutzen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen u. Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter sorgfältig verschlossen und aufrecht lagern, um jegliches auslaufen zu verhindern.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 5°C und 25°C lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Frost schützen.

Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Das Produkt ist ausschließlich für den dentalen, beschriebenen Anwendungsbereich frei gegeben.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter / Arbeitsplatzgrenzwerte

n. a.

8.2 Begrenzung zur Überwachung der Exposition / Arbeitsplatz

Atemschutz

Nicht anwendbar

Handschutz

Für längeren oder wiederholten Umgang ist ein PVC Handschutz zu verwenden. Empfohlene Handschuhfabrikate DIN EN374

Zusätzlich können für ausgesetzte Bereiche **vor** dem Kontakt, Schutzcremes verwendet werden – jedoch keinesfalls nach Kontakt.

Augenschutz

Bei Spritzgefahr dichtschießende Schutzbrille tragen

Körperschutz

Nicht anwendbar

Schutzmaßnahmen

Nach Kontakt Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife (oder geeignetem Reinigungsmittel) reinigen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen (Kap.7). Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften Erscheinungsbild:

Aggregatzustand:	Flüssigkeit
Farbe:	siehe Etikett
Geruch:	arttypisch
Sicherheitsrelevante Daten	
Selbstentzündlichkeit:	n.a.
Flammpunkt:	n.a.
Dampfdruck: bei 20°C	n.a.
Dichte:	ca. 1,24 g/cm ³ bei 20°C
Löslichkeit in Wasser:	mit Wasser mischbar
Festkörpergehalt:	54,7 Gew.-%
Wasser:	45 Gew.-%

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität

Bei Anwendung der vorgeschriebenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen siehe Kapitel 7

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht anwendbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Nicht anwendbar

10.5 Unverträgliche Materialien

Nicht anwendbar

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen – z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Erfahrungen aus der Praxis / beim Menschen

Längerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt führt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschäden (Kontaktdermitis) und /oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR Eigenschaften

Die Inhaltstoffe dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für die CMR Kategorien 1 oder 2
Gemäß 67/548/EWG

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
Yeti2/QM-neu/SDB/Yeti	02.12.2016/JB	17.07.2026/JB	2.0	20.07.2026	1-20



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Es sind keine Angaben über die Zubereitung selbst vorhanden. Die Zubereitung wurde beurteilt nach der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG und nicht klassifiziert.

Abschnitt 12: Umweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft.

12.1 Toxizität

Es liegen keine Informationen vor

Langzeit Ökotoxizität

Toxikologische Daten liegen keine vor

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Toxikologische Daten liegen keine vor

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Toxikologische Daten liegen keine vor

Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Toxikologische Daten liegen keine vor

12.4 Mobilität im Boden

Toxikologische Daten liegen keine vor

12.5 Ergebnisse der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gem. REACH, Anhang XIII

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und als nicht umweltgefährlich eingestuft.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung/Produkt – Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAKV

080111 Farb- und Lackabfälle, die organischen Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Verpackung – Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte und nicht entleerte Gebinde sind Sonderabfall.



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Dieses Gemisch ist nach den internationalen Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) als nicht gefährlich eingestuft.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

14.1 UN-Nummer

n. a.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

n. a.

14.3 Transportgefahrenklassen

n. a.

14.4 Verpackungsgruppe

n. a.

14.5 Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID)

n. a.

Marine pollutant

n. a.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behälter. Sicherstellen dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist. Hinweise zum sicheren Umgang (siehe Abschnitte 6-8) beachten.

Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID) Tunnelbeschränkungscode

Seeschiffstransport (IMDG) EmS-Nr. n.a.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens

73/78 gemäß IBC – Code

nicht anwendbar

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits-und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger, organischer Verbindungen (VOC-RL)

VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 0,328



Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Handelsname: AQUA SPACER
Gültig ab: 20.07.2026
Version: 2.0
Überarbeitet am: 17.07.2026
Ersetzt Version: 1.0

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK)

1

Betriebssicherheitsverordnung (Betr.SichV)

n. a.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

fällt nicht unter die TA-Luft

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R- und H-Sätze (Nummer und Volltext)

n. a.

Weitere Angaben

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie EG-Gesetzgebung. Die angegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind erforderlich nach § 6 der Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der Verordnung 1907/2006 (EG).

n. a. nicht anwendbar
n. b. nicht bestimmt
n. z. nichtzutreffend

