

KaVo PHYSIO One

Kde se snoubí zdraví s pohodlím.



KaVo. Dental Excellence.

Nová KaVo PHYSIO One ...

Zdravé sezení je důležité.

Pracovní židle, která se postará o pohodlnou a správnou polohu při sezení, je ve vaší všední praxi obzvláště důležitá. Protože anatomicky přirozené držení těla je základem pro dlouhodobou pracovní pohodu a je šetřené pro vaši páteř.

Kromě toho nabízí KaVo PHYSIO One spolehlivou kvalitu KaVo a atraktivní, praktický, moderní design – to vše při výborném poměru mezi cenou a užitnou hodnotou.

Uvolněné držení těla při práci začíná u správné polohy při sezení.

KaVo PHYSIO One je vhodná díky nejrůznějším možnostem nastavení, díky kterým se židle rychle a jednoduše přizpůsobí vašim individuálním požadavkům:

- Variabilní a individuální nastavitelná výška posezení a sklonu sedáku i opěradla
- Ergonomicky optimálně tvarované polstrování sedáku a opěradla
- Velmi stabilní polohu posedu zajišťuje speciálně tvarovaná sedací plocha
- Spousta volného prostoru díky zaoblenému tvaru ramen pojezdového kříže s kolečky



Posaďte se prosím: KaVo PHYSIO One je vyrobena z kvalitních materiálů a garantuje spolehlivost a dlouhou životnost.

... vše ostatní si můžete ušetřit.

Tvar i barva pro váš komfort.

Vedle ergonomických předností nabízí KaVo PHYSIO One atraktivní barvy a praktický design. Zvolte si barvu, která vám a vaší praxi vyhovuje nejlépe. KaVo PHYSIO One je k dispozici ve všech barvách, které jsou k dostání také pro KaVo stomatologické soupravy.

V případě designu KaVo PHYSIO One platí, že méně znamená více. Protože úzká konstrukce pojezdového kříže nabízí velkou svobodu pohybu, a to i v tom nejomezenějším prostoru. Každá poloha při sezení je proto pro vás a vašeho asistenta pohodlná, a můžete se tak plně soustředit na vaší práci.



Pojezdový kříž je kompaktní a nabízí velkou svobodu pohybu a zároveň dobrý přístup k pacientovi. Plocha sedáku je speciálně vytvarovaná a podporuje stabilní sedací polohu.

Všechny výhody hned na první pohled.

- Ergonomie a komfort pro každou polohu při sezení a bezúnavovou práci.
- Kvalita KaVo s výborným poměrem ceny a užité hodnoty
- Atraktivní barvy a moderní design pro individuální návrh jakékoli ordinace

Flexibilně nastavitelná pro každou tělesnou výšku a anatomické nároky.


Vysoká kvalita, bezpečná hygiena.

Spolehlivá kvalita KaVo a použití vysoce kvalitních materiálů vám zaručuje dlouhou radost z používání KaVo PHYSIO One.

Mysleli jsme i na hygienu: Snadno očištěitelné plochy a celkové zpracování s malými rozměry a minimem štěrbin podporují spolehlivou hygienu a také rychlé a účinné čištění.

Investice, která se vyplatí.


Požadujete ergonomii, komfort a vysokou kvalitu s výborným poměrem ceny a užité hodnoty? Pak je KaVo PHYSIO One optimální pracovní židli pro vaši ordinaci. Aby se vám vaše investice vyplatila i dlouhodobě, nabízí vysoká kvalita zpracování KaVo PHYSIO One trvanlivost a robustnost pro dlouhé, intenzivní využívání v praxi.



černá noční modř smoky blue mořská modř mátová emerald green antracitová cognac ostružinová rubínově červená oranžová čokoládově

Technická data

Nejnižší poloha sedáku od podlahy	465 mm
Nejvyšší poloha sedáku od podlahy	660 mm
Rozsah mezi nejnižší a nejvyšší polohou sedáku	195 mm
Šířka sedáku	400 mm
Hloubka sedáku	380 mm
Nastavitelný sklon opěrky a sedáku v rozmezí	15°
Průměr pojezdového kříže s kolečky	535 mm
Hmotnost	12 kg



KaVo. Dental Excellence.