

KaVo PHYSIO One

Hier kommen Preis und Leistung zusammen.



KaVo. Dental Excellence.

Der neue KaVo PHYSIO One ...

Richtig ist wichtig.

Ein Arbeitsstuhl, der für eine bequeme und richtige Sitzposition sorgt, ist in Ihrem Praxisalltag besonders wichtig. Denn eine anatomisch natürliche Körperhaltung ist die Basis um langfristig entspannt und rückschonend zu behandeln.

Außerdem bietet der KaVo PHYSIO One zuverlässige KaVo Qualität und ein attraktives, praktisches, modernes Design – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Entspanntes Arbeiten fängt beim richtigen Sitzen an.

Der KaVo PHYSIO One passt sich dank unterschiedlicher Einstellmöglichkeiten schnell und einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse an:

- Variabel und individuell einstellbare Sitzhöhe und -neigung
- Ergonomisch optimal geformte Rücken- und Sitzpolster
- Stabiler Sitz dank speziell geformter Sitzfläche
- Viel Freiraum durch abgerundete Oberschenkelauflege

... alles andere können Sie sich sparen.

Form und Farbe für Ihren Komfort.

Neben den ergonomischen Vorteilen bietet der KaVo PHYSIO One attraktive Farben und ein praktisches Design. Wählen Sie die Farbe, die am besten zu Ihnen und Ihrer Praxis passt. Der KaVo PHYSIO One ist in allen Farben erhältlich, die es auch für KaVo Behandlungseinheiten gibt.

Beim Design des KaVo PHYSIO One gilt Weniger ist Mehr. Denn die schlanke Bauweise des Fußkreuzes bietet viel Bewegungsfreiheit selbst auf engstem Raum. So ist für Sie und Ihre Assistenz jede Sitzposition bequem und Sie können sich völlig auf die Behandlung konzentrieren.



Das Fußkreuz ist kompakt und bietet viel Bewegungsfreiheit und einen guten Patientenzugang. Die speziell geformte Sitzfläche unterstützt eine stabile Sitzhaltung.

Alle Vorteile auf einen Blick.

- Ergonomie und Komfort für jede Sitzposition und ermüdungsfreies Arbeiten
- KaVo Qualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis
- Attraktive Farben und modernes Design zur individuellen Praxisgestaltung

Flexibel einstellbar für jede Körpergröße und anatomische Anforderung.

Hochwertige Qualität, sichere Hygiene.

Zuverlässige KaVo Qualität und die Verarbeitung hochwertiger Materialien garantieren Ihnen lange Freude mit dem KaVo PHYSIO One.

Auch an die Hygiene ist gedacht: Reinigungsfreundliche Oberflächen und eine Materialverarbeitung mit geringen Spaltmaßen unterstützen eine zuverlässige Hygiene sowie eine schnelle und effiziente Reinigung.


Eine Investition, die sich rechnet.

Sie wollen Ergonomie, Komfort und hohe Qualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis? Dann ist der KaVo PHYSIO One der optimale Arbeitsstuhl für Ihre Praxis. Und damit sich Ihre Investition auch langfristig rechnet, bietet die hohe Verarbeitungsqualität des KaVo PHYSIO One Haltbarkeit und Robustheit für einen langen, intensiven Praxiseinsatz.



Technische Daten

Niedrigste Sitzhöhe	465 mm
Höchste Sitzhöhe	660 mm
Verstellbereich der Sitzhöhe	195 mm
Sitzbreite	max. 400 mm
Sitztiefe	380 mm
Verstellbereich der Rückenlehnen-/Sitzneigung	15°
Durchmesser Fußkreuz	535 mm
Gewicht	12 kg



KaVo. Dental Excellence.