

KaVo PHYSIO One

Prezzo e prestazioni si incontrano.



KaVo. Dental Excellence.

Il nuovo KaVo PHYSIO One ...

L'importanza della giusta posizione.

Un seggiolino odontoiatrico che assicuri una posizione di seduta comoda e corretta è molto importante nelle attività quotidiane dello studio. Una postura che rispetti la naturale anatomia è la base per lavorare a lungo senza tensioni e per salvaguardare la schiena.

KaVo PHYSIO One garantisce qualità ed affidabilità KaVo con un design accattivante, pratico e moderno: il tutto ad un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Per lavorare rilassati è fondamentale una postura corretta.

Grazie alle varie possibilità di regolazione, KaVo PHYSIO One si adatta in modo semplice e veloce alle vostre necessità personali:

- Regolazione variabile e personalizzabile dell'altezza e dell'inclinazione della seduta
- Imbottitura di schienale e seduta conformati in modo ergonomicamente ottimale
- Seduta stabile grazie alla speciale conformazione del sedile
- Massima libertà grazie all'area di appoggio delle cosce arrotondata



Una cosa è certa: il seggiolino KaVo PHYSIO One è realizzato con materiali di qualità assicurando pertanto affidabilità e resistenza nel tempo.

...l'unico di cui non potrete fare a meno.

Forme e colori per il vostro comfort.

Oltre ai vantaggi ergonomici, KaVo PHYSIO One propone colori accattivanti ed un moderno design. Scegliete il colore che meglio si adatta a voi ed al vostro studio. KaVo PHYSIO One è disponibile in tutti i colori in cui sono realizzati anche i riuniti KaVo.

Il design di KaVo PHYSIO One segue la filosofia del "minimo è meglio". La struttura snella della base assicura la massima libertà di movimento anche in spazi ristretti. Voi e i vostri assistenti sarete sempre comodi, in qualsiasi posizione, e potrete concentrarvi completamente sui trattamenti.



La base compatta consente massima libertà di movimento e buon accesso al paziente. La speciale conformazione del sedile contribuisce a una posizione di seduta stabile.

Tutti i vantaggi a colpo d'occhio.

- Ergonomia e comfort in qualsiasi posizione di seduta e possibilità di lavorare senza stress
- Qualità KaVo ad un eccezionale rapporto qualità/prezzo
- Colori accattivanti e design moderno per allestire lo studio in modo personale

Regolazione flessibile per adattarsi a qualsiasi dimensione del corpo e alle svariate esigenze anatomiche.


Massima qualità, igiene sicura.

Grazie all'affidabile qualità KaVo e alla lavorazione di pregiati materiali, KaVo PHYSIO One garantisce la massima soddisfazione a lungo termine.

Anche l'igiene non viene trascurata: le superfici facili da pulire e un assemblaggio dei materiali con fessure molto ridotte assicurano un'igiene sicura e una pulizia rapida ed efficace.


Un investimento che vale la pena fare.

Cercate ergonomia, comfort e qualità garantita ad un prezzo veramente accessibile? Allora KaVo PHYSIO One è il seggiolino perfetto per voi. Il vostro investimento sarà inoltre duraturo nel tempo in quanto l'ottima lavorazione di KaVo PHYSIO One assicura resistenza e robustezza, rendendolo adatto anche per un intenso utilizzo.



Dati tecnici

Altezza minima seduta:	465 mm
Altezza massima seduta:	660 mm
Limite di regolazione altezza seduta:	195 mm
Larghezza seduta:	max. 400 mm
Profondità seduta:	380 mm
Limite di regolazione inclinazione schienale/seduta:	15°
Diametro base:	535 mm
Peso:	12 kg



KaVo. Dental Excellence.