

KaVo PHYSIO One

Doskonała jakość
w przystępnej cenie.



KaVo. Dental Excellence.

Nowe krzesło KaVo PHYSIO One ...

Dobra jakość ma duże znaczenie.

Krzesło, które zapewnia wygodną i prawidłową pozycję siedzenia, jest wyjątkowo ważnym elementem wyposażenia gabinetu. Naturalna, anatomiczna pozycja ciała jest podstawą komfortowej pracy i ochrony pleców.

Co więcej, krzesło KaVo PHYSIO One to niezawodna jakość KaVo i atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo – przy zachowaniu wyjątkowo korzystnego stosunku ceny do jakości.

Komfortowa praca zaczyna się od właściwego siedzenia.

Dzięki różnym możliwościom ustawień, KaVo PHYSIO One szybko i łatwo dopasowuje się do indywidualnych potrzeb:

- Regulowane ustawienie wysokości i pochylecia siedziska
- Ergonomiczny, optymalny kształt oparcia i siedziska
- Stabilna pozycja dzięki specjalnie uformowanej powierzchni siedziska
- Duża swoboda dzięki zaokrąglonej nakładce udowej

... na wszystkim innym można zaoszczędzić.

Nowoczesny kształt i bogata kolorystyka.

Oprócz zalet ergonomicznych, krzesło KaVo PHYSIO One to szeroki wachlarz dostępnych kolorów i nowoczesne wzornictwo. Wybierz kolor, który najlepiej pasuje do Twojego gabinetu – KaVo PHYSIO One jest dostępne we wszystkich kolorach, w których dostępne są fotele stomatologiczne KaVo.

Wzornictwo KaVo PHYSIO One opiera się na jednej zasadzie: im mniej, tym lepiej. Smukła budowa podstawy zapewnia dużą swobodę ruchów nawet w małych przestrzeniach. Bez wysiłku można przyjąć wygodną pozycję, i całkowicie skoncentrować się na leczeniu.



Kompaktowa podstawa zapewnia dużą swobodę ruchu i dobry dostęp do pacjenta. Specjalnie uformowane siedzisko wspomaga stabilną pozycję ciała.

Zalety w skrócie.

- Ergonomia w każdej pozycji, zapewniająca komfortową pracę.
- Jakość KaVo przy wyjątkowo korzystnym stosunku ceny do jakości.
- Atrakcyjne kolory i nowoczesne wzornictwo, pozwalające na indywidualne urządzenie gabinetu.

Elastyczna regulacja umożliwia dopasowanie w zależności od wzrostu i wymagań anatomicznych.


Doskonała jakość i higiena.

Niezawodna jakość KaVo i wykończenie przy użyciu wysokiej jakości materiałów gwarantują długotrwałe zadowolenie z krzesła KaVo PHYSIO One.


Pomyślano także o higienie: łatwe w czyszczeniu powierzchnie i materiały oraz wykończenie z niewieloma szczelinami wspomagają utrzymanie higieny oraz szybkie i skuteczne czyszczenie.

Inwestycja, która się opłaca.

Chcesz uzyskać ergonomię, komfort i wysoką jakość przy wyjątkowo korzystnym stosunku ceny do jakości? KaVo PHYSIO One jest zatem optymalnym sprzętem do Twojego gabinetu. Żeby inwestycja była naprawdę opłacalna, wysoka jakość wykończenia krzesła KaVo PHYSIO One zapewnia jego trwałość i wytrzymałość przez wiele lat nawet przy intensywnej pracy w gabinecie.



Najniższa wysokość siedziska	465 mm
Najwyższa wysokość siedziska	660 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska	195 mm
Szerokość siedziska	maks. 400 mm
Głębokość siedziska	380 mm
Zakres regulacji pochylenia oparcia/siedziska	15°
Średnica podstawy	535 mm
Masa	12 kg



KaVo. Dental Excellence.