

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Uitgave: 12 juni 2013 / Versie 1.0

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Productnaam: Puimsteenpoeder
Productcode: P50117
CAS nr. 14808-60-7

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Toepassing van de stof/ van de bereiding: Professioneel gebruik

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/ leverancier:

Denteck B.V.
Heliumstraat 8
2718 SL Zoetermeer
T. +31-(0)79-3617573
@ info@denteck.nl
W www.denteck.nl

Inlichtingengevende sector: Denteck B.V.

Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel: 030-274 88 88, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
(Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen)

2. Identificatie van de gevaren

Fysische : Niet geclassificeerd
Gezondheid : Niet geclassificeerd
Milieu : Niet geclassificeerd

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Gebruikelijke chemische naam: Puimsteenpoeder
Onzuiverheden / additieven die gevaar op kunnen leveren: geen

Puimsteenpoeder

Synoniemen : Puimsteenpoeder
CAS nr. : 14808-60-7

Puimsteenpoeder is een natuurlijk complexsilicaat, voornamelijk bestaand uit siliciumdioxide (SiO₂) welke opgeloste oxides bevat uit verschillende elementen.

Gevaarlijke inhoudstoffen : Geen

Aanvullende instructies : Geen

4. Eerste hulp maatregelen

Algemene aanbevelingen

Geen

Bij inademing

Geen gevaar voor de gezondheid bij normaal industrieel gebruik. In geval van inademing van stofdeeltjes de patiënt rustig houden, in de frisse lucht brengen en indien nodig medische hulp inschakelen.

Opname

Geen effecten.

Contact met de huid

Geen effecten.

Contact met de ogen

Ogen tenminste 15 minuten spoelen met water, oogleden open houden. Een oogarts waarschuwen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

Niet toepasselijk

Brand & explosiegevaaren.

Niet toepasselijk

6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Geen

Milieu voorzorgmaatregelen

Geen

Reinigingsmethoden

Bij morsen van dit product zijn geen speciale materialen of procedures vereist. Er worden geen neutraliserende chemische producten vereist. U kunt gemorst product gewoon opvegen.

7. Behandeling en opslag

Houd in een strak gesloten container, die op een koel, droog en geventileerd gebied wordt opgeslagen. Bescherm het product tegen vocht en zorg dat het product stofvrij blijft.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Technische maatregelen

Zie voor aanvullende informatie 7.

Bescherming van de handen en huid

Gebruik goed geïsoleerde handschoenen, bij uitgebreide blootstelling.

Bescherming van de ademhalingswegen:

Stofmasker.

Bescherming van de ogen

Gebruik een beschermende bril als een stofwolk niet kan worden voorkomen.

Overige informatie

Deze puimsteenpoeder bestaat uit inert silicaat en bevat geen vrij kwarts in kristalvorm (<0,1%) zoals cristobaliet, tridymiet etc. Het wordt aanbevolen de normen T.L.V – T.W.A gespecificeerd in A.C.G.I.H jaar 2004, Art. 4 – EEC Directive 98/24, EEC Directive 1999/45 en EEC Directive 67/845 aan te houden.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C	: Poeder
Kleur	: Lichtgrijs
Geur	: Geurloos
pH waarde	: 7,5 – 8,0
Smeltpunt	: 1.500 °C
Kookpunt °C	: Niet toepasselijk
Brandbaar	: Product is niet brandbaar
Explosiegevaar	: Geen
Dichtheid	: 2.313 – 2.350 g / ml
Dichtheid in bulk	: 400 – 900 g / ml
Oplosbaarheid in water	: Volledig oplosbaar
Oplosbaarheid in andere materialen	: Volledig oplosbaar in fluorwaterstofzuur

10. Stabiliteit en reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

11. Toxicologische informatie

Het product is onschadelijk en vormt geen gevaar voor allergische of verdovende reacties. Een stofmasker wordt wel aangeraden.

12. Ecologische informatie

Daar puimsteenpoeder een natuurlijk product is vormt het geen gevaar voor het milieu.

13. Instructies voor verwijdering

Het product kan verwijderd worden met de standaard schoonmaak procedures.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Geen restricties voor vervoer.

15. Wettelijk verplichte informatie

Geen.

16. Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.