

UC32 BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner

Reviderad datum: 13.05.2016

Tryckdatum: 21.03.2017

Sida 1 av 5

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

UC32 BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner

Ytterligare HandelsnamnCat. No. UC32
48023**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Producent**

Leverantör: Coltène/Whaledent Inc.
Gatuadress: 235 Ascot Parkway
Stad: Cuyahoga Falls, OH 44223/USA
Telefon: +1 (330) 916 8800
Telefax: +1 (330) 916 7077
E-post: info.us@coltene.com
Internet: www.coltene.com

Authorized Representative

Leverantör: Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Gatuadress: Raiffeisenstraße 30
Stad: D-89129 Langenau
Telefon: +49 (7345) 805 0
Telefax: +49 (7345) 805 201
E-post: info.de@coltene.com
Internet: www.coltene.com

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Farlighetskategorier:

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1

Faroangivelser:

Orsakar allvarliga ögonskador.

Denna produkt behöver inte klassas som reproduktionstoxisk när den säljs inom EU. Koncentrationen av borax understiger klassificeringsgränsvärdena enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Klassificeringen H360FD gäller för marknader där gränsvärden för borax inte har fastställts i nationell lag.

2.2 Märkningsuppgifter**Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Alkyl Polyglycosides

Signalord: Fara**Piktogram:****Faroangivelser**

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

UC32 BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner

Reviderad datum: 13.05.2016

Tryckdatum: 21.03.2017

Sida 2 av 5

Skyddsangivelser

- P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast läkare.
P405 Förvaras inlåst.

Särskild märkning av vissa blandningar

- EUH208 Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
68515-73-1	Alkyl Polyglycosides			5 - < 10 %
	500-220-1			
	Eye Dam. 1, Aquatic Acute 3; H318 H402			
1303-96-4	dinatriumtetraborat, dekahydrat; boraxdekahydrat			< 1 %
	215-540-4	005-011-01-1		
	Repr. 1B; H360FD			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Vid inandning**

- Sörj för frisk luft.
Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptom uppträder.

Vid hudkontakt

- Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.
Byt indränkta kläder.
Vid hudirritationer sök genast läkare.

Vid ögonkontakt

- Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

Vid nedsväljning

- Framkalla INTE kräkning. Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Sök läkarrådgivning.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

- Vattendimma. Skum. Släckningspulver. Koldioxid (CO₂). Sand.

Övrig information

- Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

UC32 BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner

Reviderad datum: 13.05.2016

Tryckdatum: 21.03.2017

Sida 3 av 5

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk). Förorenade ytor rengörs noggrant.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Undvik kontakt med huden och ögonen.

enbart till yrkesmässig användning Förvaras oåtkomligt för barn.

Information om brand- och explosionsskydd

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Övrig information

Behållaren måste alltid stängas tätt och noggrant efter produktuttag.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Rekommenderad lagringstemperatur: >0 °C

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2015:7)**

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m ³	f/cm ³	Kategori	
1303-96-4	Borax; Natriumtetraboratdekahydrat - totaldamm	-	2		NGV (8 h)	
		-	5		KGV (15 min)	

8.2 Begränsning av exponeringen**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskar

Använd lämpliga skyddshandskar.

Hudskydd

Laboratorierock.

Andningsskydd

Sörj för tillräcklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:

flytande

Färg:

orange

Lukt:

karaktäristisk

UC32 BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner

Reviderad datum: 13.05.2016

Tryckdatum: 21.03.2017

Sida 4 av 5

Provnormer

pH-värde:	6 - 8
Tillståndsväxlingar	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	100 °C
Flampunkt:	< 93.3 °C
Ångtryck:	No Data
Densitet (vid 25 °C):	1.03 g/cm³
Vattenlöslighet:	lättlöslig.
Viskositet, dynamisk:	65 mPa·s

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.2 Kemisk stabilitet**

Ämnet är kemiskt stabilt under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

värme.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Irritation och frätning

Orsakar allvarliga ögonskador.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Ytterligare information

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

UC32 BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner

Reviderad datum: 13.05.2016

Tryckdatum: 21.03.2017

Sida 5 av 5

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
1303-96-4	dinatriumtetrahydroborat, dekahydrat; boraxdekahydrat	-1,53

Ytterligare information

Enligt EG-klassificeringen kriterier och märkning "miljöfarlig" (93/21/EWG) skall ämnet/produkten inte märkas som miljöfarligt.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation**Landtransport (ADR/RID)**

14.1 UN-nummer: ---

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: ---

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: ---

Ytterligare information

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter****Övrig information**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nationella bestämmelser**AVSNITT 16: Annan information****Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H360FD	Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H402	Farligt för akvatiskt liv.
EUH208	Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)