

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)**CELTRA PRESS investment Liquid**

Versie: **1.3 / NL**
Datum van herziening: **28.10.2020**
Opsteldatum: **30.05.2016**
vervangt versie: **1.2**
Pagina: **1 / 7**

materiaalnr.
specificatie **183895**
VA-Nr **01963351**

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Handelsnaam **CELTRA PRESS investment Liquid**
REACH-registratienr.: **indien aanwezig in hfst. 3 vermeld**

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde toepassingen **Alleen voor dentaal gebruik.**

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma **DeguDent GmbH**
Postfach 1364
D-63403 Hanau

Telefoon **+49 (0)6181/59-5576**
Telefax **+49 (0)6181/59-5751**
Emailadres **SDB.Degudent-DE@dentsplysirona.com**

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodgevalinformatie **+49 (0)6181/59-50 (Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar tijdens kantooruren.)**

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling overeenkomstig verordening (EG) nummer 1272/2008 [CLP].

Volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 geen gevaarlijk mengsel.

2.2. Etiketteringselementen

Markering volgens (EG) 1272/2008

Wettelijke basis **Volgens EU-CLP verordening (1272/2008) niet markeringsverplicht**

2.3. Andere gevaren

Bij deskundige hantering en opslag zijn geen gevaarlijke reacties bekend.
Een PBT/vPvB-beoordeling is niet beschikbaar, aangezien een chemische veiligheidsbeoordeling niet nodig is / niet werd uitgevoerd.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**Chemische omschrijving**

waterige oplossing van alkalisch gestabiliseerd colloïdaal kiezelzuur

3.1. Stoffen

–

3.2. Mengsels**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)**CELTRA PRESS investment Liquid**

Versie: **1.3 / NL**
Datum van herziening: **28.10.2020**
Opsteldatum: **30.05.2016**
vervangt versie: **1.2**
Pagina: **2 / 7**

materiaalnr.
specificatie
VA-Nr

183895
01963351

**Contact met de huid**

Afwassen met veel water.

Contact met de ogen

Bij geopend ooglid zorgvuldig met veel water spoelen.

Oogarts raadplegen.

Inslikken

Onmiddellijk een arts waarschuwen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**Verschuinselen**

niet bekend

Gevaren

niet bekend

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: Waternevel
Schuim
bluspoeder
Kooldioxide (CO₂)

Ongeschikte blusmiddelen: Sterke waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product zelf brandt niet.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Oplosmaatregelen afstemmen op gebruikspek.

De bij branden gebruikelijke veiligheidsuitrusting gebruiken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Draag geschikte handschoenen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Bij grotere hoeveelheden het product niet in wateren, het grondwater en afvalwater laten vloeien.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch met een goed absorberend materiaal opnemen en in een geschikt reservoir verzamelen.

Bij kleine hoeveelheden: Resten met veel water wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen; zie deel 8.

Instructies voor verwijdering; zie deel 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Advies voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Opslag

In originele verpakking goed afgesloten, koel en droog opslaan.

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)**CELTRA PRESS investment Liquid**

Versie: **1.3 / NL**
Datum van herziening: **28.10.2020**
Opsteldatum: **30.05.2016**
vervangt versie: **1.2**
Pagina: **3 / 7**

materiaalnr.
specificatie
VA-Nr

183895
01963351

**Duitse opslagclassificatie**

12 - Niet-brandbare vloeistoffen

Opslagstabiliteit

Tegen vorst beschermen.

Bij temperaturen tussen 5 °C en 30 °C bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke eindtoepassingen die verder gaan dan de opgaven in paragraaf 1, zijn ons op dit moment niet bekend.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Opmerkingen niet bekend

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Technische maatregelen**

Voor geschikte afzuiging/luchtafvoer op de werkplaats of de machines zorgen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen**Bescherming van de handen**

Beschermende handschoenen, De arbeidsplaatsspecifieke geschiktheid dient met de beschermhandschoenenfabrikant te worden besproken.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijkleppen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid., Bij het werk niet eten, drinken, roken, snoepen. Vóór pauzes en aan het eind van het werk handen en/of gezicht wassen.

Beschermende maatregelen

Bij mogelijkheid tot contact met de huid / ogen moet(en) de aangegeven handschoenen / bril / lichaamsbescherming worden gebruikt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Voorkomen**

Vorm vloeibaar
Kleur melkachtig-wit

Geur reukloos

Geurdrempel niet van toepassing

pH 8 - 10
Vriespunt circa 0 °C

Kookpunt/traject circa 100 °C (1013 mbar)

Vlampunt niet van toepassing

Verdampingssnelheid Niet uitgevoerd

Ontvlambaarheid (vast, gas) Niet brandbaar.

Onderste explosiegrens niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)**CELTRA PRESS investment Liquid**

Versie: **1.3 / NL**
Datum van herziening: **28.10.2020**
Opsteldatum: **30.05.2016**
vervangt versie: **1.2**
Pagina: **4 / 7**

materiaalnr.
specificatie
VA-Nr

183895
01963351



Bovenste explosiegrens	niet van toepassing
Dampspanning	Gegevens afgeleid van product met soortgelijke samenstelling: circa 20 hPa (20 °C)
Dichtheid	Gegevens afgeleid van product met soortgelijke samenstelling: 1,1 - 1,4 g/cm ³ (20 °C)
Mengbaarheid met water	volledig mengbaar
Zelfontvlambaarheid	Niet zelfontvlammend, niet intrinsiek verhitbaar.
Thermische ontleding	niet bepaald
Viscositeit, dynamisch	Gegevens afgeleid van product met soortgelijke samenstelling: < 20 mPas (20 °C)
Explosiviteit	niet explosief
9.2. Overige informatie	
Ontstekingstemperatuur	niet van toepassing
Overige informatie	Verdere fysisch-chemische gegevens werden niet vastgesteld.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1. Reactiviteit**
geen gegevens beschikbaar
- 10.2. Chemische stabiliteit**
Het product is chemisch stabiel.
- 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**
Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
- 10.4. Te vermijden omstandigheden**
Tegen vorst beschermen.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**
niet bekend
- 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**
niet bekend

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1. Informatie over toxicologische effecten**
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Acute orale toxiciteit | LD50 Rat: > 15000 mg/kg |
| Acute inhalatoire toxiciteit | geen gegevens beschikbaar |
| Acute dermale toxiciteit | geen gegevens beschikbaar |
| Huidirritatie | Konijn
niet irriterend |

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)**CELTRA PRESS investment Liquid**

Versie: **1.3 / NL**
Datum van herziening: **28.10.2020**
Opsteldatum: **30.05.2016**
vervangt versie: **1.2**
Pagina: **5 / 7**

materiaalnr.
specificatie
VA-Nr

183895
01963351



Oogirritatie	Konijn niet irriterend
Sensibilisatie	geen gegevens beschikbaar
Toxiciteit bij herhaalde toediening	geen gegevens beschikbaar
Beoordeling mutageniteit	geen gegevens beschikbaar
Kankerverwekkendheid	Geen gegevens beschikbaar
Toxiciteit ten aanzien van de voortplanting	Geen gegevens beschikbaar
Ervaring bij mensen	Bij omgang met dit product zijn schadelijke werkingen tot nu toe niet bekend.
Verdere informatie	Bij deskundige hantering en opslag zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Ecotoxicologisch onderzoeken betreffende dit product zijn niet beschikbaar.

Toxiciteit voor vissen	LC0 (Brachydanio rerio): 5000 mg/l
Toxiciteit voor bacteriën	EC50 Organische slik: > 10000 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid	geen gegevens beschikbaar
-----------------------------	---------------------------

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie	geen gegevens beschikbaar
----------------	---------------------------

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Geen andere informatie beschikbaar
------------	------------------------------------

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Een PBT/vPvB-beoordeling is niet beschikbaar, aangezien een chemische veiligheidsbeoordeling niet nodig is / niet werd uitgevoerd.

12.6. Andere schadelijke effecten

Verdere informatie	Indringen in de bodem, waterlopen en riolering verhinderen.
--------------------	---

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****product**

Afvoer volgens de plaatselijke voorschriften.

Ongereinigde verpakkingen

Afvoer volgens de plaatselijke voorschriften.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN (EC 1907/2006)**CELTRA PRESS investment Liquid**

Versie: **1.3 / NL**
Datum van herziening: **28.10.2020**
Opsteldatum: **30.05.2016**
vervangt versie: **1.2**
Pagina: **6 / 7**

materiaalnr.
specificatie **183895**
VA-Nr **01963351**

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

- | | |
|---|-----|
| 14.1. VN-nummer: | -- |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | -- |
| 14.3. Transportgevaarenklasse(n): | -- |
| 14.4. Verpakkingsgroep: | -- |
| 14.5. Milieugevaren: | -- |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | Nee |

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Nationale wetgeving****15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Chemischeveiligheidsbeoordeling	Voor dit product is volgens artikel 2(8), 2(9) of artikel 14 van de REACH-verordening een stofveiligheidscertificaat niet vereist.
---------------------------------	--

RUBRIEK 16: Overige informatie

Classificatie en toegepaste procedure ter herleiding van de inschaling voor mengsels overeenkomstig de EU-verordening (EG) nummer 1272/2008 (CLP)

Verdere informatie

Wijzigingen die zijn aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave worden gemarkeerd in de kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vroegere versies.

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. Toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden. De vermelding van handelsnamen van andere ondernemingen vormt geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere gelijksoortige producten niet uit.

Legenda

ADR	Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ADN	Europese overeenkomst betreffende het transport van gevaarlijke goederen over binnenwateren
ASTM	Amerikaanse maatschappij voor het testen van materialen
ATP	Aanpassing aan de technische vooruitgang
BCF	Bioconcentratiefactor
BetrSichV	Bedrijfsveiligheidsverordening
c.c.	gesloten vat
CAS	Maatschappij voor het verstrekken van CAS-nummers
CESIO	Europese comité voor organische tensiden en de tussenproducten ervan
ChemG	Chemicaliënwet (Duitsland)
CMR	carcinogeen-mutageen-reproductietoxisch
DIN	Duits Instituut voor Standaardisatie

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN (EC 1907/2006)**CELTRA PRESS investment Liquid**

Versie: **1.3 / NL**
Datum van herziening: **28.10.2020**
Opsteldatum: **30.05.2016**
vervangt versie: **1.2**
Pagina: **7 / 7**

materiaalnr.
specificatie
VA-Nr

183895
01963351



DMEL	Afgeleid minimaal-effect-niveau
DNEL	Afgeleid nul-effect-niveau
EINECS	Europese chemicaliëninventaris
EC50	gemiddeld effectieve concentratie
GefStoffV	Verordening betreffende gevaarlijke stoffen
GGVSEB	Verordening betreffende gevaarlijke stoffen voor weg-, spoor- en binnenvaartvervoer
GGVSee	Verordening betreffende gevaarlijke stoffen voor zeevervoer
GLP	Goede laboratoriumpraktijk
GMO	Genetisch modificeerbaar organisme
IATA	Internationale vlucht-transport-vereniging
ICAO	Internationale burgerluchtvaartorganisatie
IMDG	Internationale code voor gevaarlijke stoffen over zee
ISO	Internationale Organisatie voor Standaardisatie
LOAEL	Laagste dosis van een toedienende chemische stof, waarbij in de dierproef nog schadelijke effecten werden waargenomen.
LOEL	Laagste dosis van een toedienende chemische stof, waarbij in de dierproef nog effecten werden waargenomen.
NOAEL	Hoogste dosis van een stof, die ook bij continu opname geen herkenbare en meetbare schadelijke effecten achterlaat.
NOEC	Concentratie zonder waargenomen effect
NOEL	Dosis zonder waargenomen effect
o. c.	open vat
OECD	Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
OEL	Luchtgrenswaarden op de werkplek
PBT	Persistent, bioaccumulatief, toxisch
PEC	Voorspelde milieuconcentratie
PNEC	Voorspelde concentratie in het betreffende milieumedium, waarbij geen schadelijk milieueffect meer optreedt.
REACH	REACH-registratie
RID	Regeling m.b.t. het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen in het spoorwagverkeer
STOT	Specifieke doelorgaantoxiciteit
SVHC	Bijzonder zorgwekkende stoffen
TA	Technische richtlijn
TPR	Derde als vertegenwoordiger (art. 4)
TRGS	Technische regels voor gevaarlijke stoffen
VCI	Vereniging van de chemische industrie
vPvB	zeer persistent, zeer bioaccumuleerbaar
VOC	vluchtige organische substanties
VwVwS	Administratieve instructie voor de classificatie van watergevaarlijke stoffen
WGK	Waterverontreinigingsklasse
WHO	Wereldgezondheidsorganisatie