

UNIVERSELL. FLIESSFÄHIG. STARK. IHR NEUES LIEBLINGSKOMPOSIT.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal stellt einen grundlegenden Wandel in der Vorstellung davon dar, was universelle Komposite leisten können. Durch die Integration eines hohen Füllstoffgehalts und die Erzielung einer hohen Biegefestigkeit positioniert sich CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal als eine dauerhafte Lösung, die sowohl begeisterte Ästhetik als auch höchste Zuverlässigkeit bietet.

1 FARBE

Deckt 16 VITA*-Farben in Seitenzahnkavitäten ab.

2 VISKOSITÄTEN

Niedrig und superniedrig für eine breite Palette von Indikationen.


BEEINDRUCKENDE STABILITÄT

Auch für herausfordernde Seitenzahnrestaurationen geeignet.



Alle Restaurationen. Nur zwei Farben. Wie funktioniert das?

Eine intelligente Kombination aus schmelzähnlicher Transluzenz, dentinähnlichem Chroma und Light-Diffusion Technology (LDT) macht es möglich. Dank der schmelzähnlichen Transluzenz wird das Licht durch das Material hindurchgeleitet und bringt die Farbe der umgebenden Zahnstruktur zum Vorschein. Feinabstimmung des Chromas, das nicht von der umgebenden Zahnschicht beeinflusst wird, unterstützt natürliche Ergebnisse. Schließlich sorgt die LDT dafür, dass die Restaurationen das Licht auf ähnliche Weise wie Schmelz und Dentin streut. Dementsprechend fügt sich das Material leicht und nahtlos in die umgebende Zahnstruktur ein.



Artikelnummer	Produkt	Inhalt
#4600-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (U) Spritze	Spritze 2.7g/1.5ml, 15x Applikationsspitzen
#4601-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Low (UD) Spritze	Spritze 2.7g/1.5ml, 15x Applikationsspitzen
#4620-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (U) Spritze	Spritze 2.7g/1.5ml, 15x Applikationsspitzen
#4621-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal Super Low (UD) Spritze	Spritze 2.7g/1.5ml, 15x Applikationsspitzen
#3331-EU	CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Applikationsspitzen (N)	20x Applikationsspitzen

*VITA ist eine Marke der VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland

