



Harvard CalciumHydroxide LC

Calciumhydroxidpaste, lichthärtend

Das Harvard CalciumHydroxide LC ist geeignet für indirekte Pulpenüberkappungen und als Liner für Füllungen. Der hohe pH-Wert unterstützt die antimikrobielle Wirkung.

Eigenschaften und Vorteile

- Geeignet für indirekte Pulpenüberkappungen und als Liner für Füllungen
- Hoher pH-Wert unterstützt antimikrobielle Wirkung
- Optimale Fließeigenschaften
- Röntgenopak
- Lichthärtung, Aushärtung auf „Kommando“

Indirekte Pulpenüberkappung.



| Artikelinformationen | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Harvard CalciumHydroxide LC 2 ml Spritze, 3 needle tips | 7071263 |
| Harvard NeedleTips H18 Nachfüllbeutel mit 50 needle tips | 7095158 |

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen. Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten. Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

11023_DE_10/18