

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Castorit-super A, B, C, Líquido de mezcla

Fecha: 05.09.2012

Código del producto: 106-702

Página 1 de 3

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o empresa**Identificador del producto**

Castorit-super A, B, C, Líquido de mezcla

Otros nombres comerciales

No. del artículo: 106-702-00, 106-703-00, 106-704-00

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**Uso de la sustancia o de la mezcla**

Servicio sanitario.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía: DENTEURUM GmbH & Co. KG

Calle: Turnstr. 31

Población: D-75228 Ispringen

Teléfono: +49 7231 803 0

Fax: +49 7231 803 295

Correo elect.: info@dentaurum.de

Página web: www.dentaurum.com

Información adicional

Número de llamada de socorro:

07:00 - 16:15 (Mo - Do), 07:00 - 13:15 (Fr) +49 7231 803 213

16:15 - 18:00 (Mo - Do), 13:15 - 18:00 (Fr) +49 7231 803 0

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**Elementos de la etiqueta****Otros peligros**

Ningunos peligros especiales de nombrar.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**Mezclas****Características químicas**

Agua. Dióxido de silicio (coloidal).

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Descripción de los primeros auxilios****En caso de contacto con la piel**

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua.

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**Medios de extinción****Medios de extinción adecuados**

El producto en sí no es combustible. Coordinar las medidas de extinción a los alrededores.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Castorit-super A, B, C, Líquido de mezcla

Fecha: 05.09.2012

Código del producto: 106-702

Página 2 de 3

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**Precauciones para una manipulación segura****Indicaciones para la manipulación segura**

No son necesarias medidas especiales.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento**

Protegerse contra: Helada.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**Parámetros de control****Controles de la exposición****Protección de los ojos**

Úsese protección para los ojos/la cara.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico:	líquido/a
Color:	blanco
Olor:	característico

Método de ensayo

pH (a 20 °C):	9-10
---------------	------

Cambio de estado

Temperatura de ebullición:	(1013 mbar) ca. 100 °C
----------------------------	------------------------

Densidad (a 20 °C):	> 1 kg/l: 1,1-1,2 g/cm³
---------------------	-------------------------

Solubilidad en agua:	mezclable.
----------------------	------------

Viscosidad dinámica: (a 20 °C)	20 mPa·s
-----------------------------------	----------

Otros datos

Punto de solidificación: 0°C

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ningunos peligros especiales de nombrar.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

Toxicidad extrema (oral): LD50: Rata. > 15000 mg/kg

Efectos específicos en experimentos con animales

Efecto de irritación en la piel: no irritante. Conejo.

Efecto irritante de los ojos: no irritante. Conejo.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Castorit-super A, B, C, Líquido de mezcla

Fecha: 05.09.2012

Código del producto: 106-702

Página 3 de 3

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**Métodos para el tratamiento de residuos****Eliminación**

Puede ser eliminado en un depósito de basura doméstica.

Eliminación de envases contaminados

Los recipientes limpiados deben ser reciclados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**Otras indicaciones aplicables**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Información reglamentaria EU****Indicaciones adicionales**

Según la norma de la UE o de las leyes nacionales no es obligatorio de caracterizar el producto.

Legislación nacional

Clasificación como contaminante acuático (D):

- - No peligroso para el agua

SECCIÓN 16: Otra información**Indicaciones adicionales**

Las indicaciones se apoyan hoy día en la posición de nuestros conocimientos, sin embargo se pone que ellas no garantizan la propiedad de producción y no fundan contratos derechos.

Las leyes existentes y determinaciones son por el destinatario de nuestros productos por su propia responsabilidad tenerle en cuenta.

(Los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes se han tomado de la ficha de seguridad del suministrador respectivo.)