

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 1 / 11

N° du matériau
spécification 130055
VA-Nr 02039528



SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial Toutes les masses céramique pulvérulentes de:
Cercon ceram kiss
Cercon ceram love
Cercon Couleurs
Ducera AllCeram
Ducera press
Duceragold Kiss
Duceragold love
Duceram Kiss
Duceram love
Duceram Plus
Duceratin Kiss
LFC / SML
SYMBIOceram

N° d'enregistrement REACH: si disponible, indiqué au chap. 3

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes Uniquement pour une utilisation dentaire.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société DeguDent GmbH
Postfach 1364
D-63403 Hanau

Téléphone +49 (0)6181/59-5576
Téléfax +49 (0)6181/59-5751
Adresse e-mail SDB.Degudent-DE@dentsplysirona.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Renseignements en cas d'urgence +49 (0)6181/59-50 (Ce numéro de téléphone n'est valable que pendant les heures de bureau.)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le décret (CE) n° 1272/2008 (CLP)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 2 / 11

N° du matériau
spécification
VA-Nr

130055
02039528



Selon le décret (CE) n° 1272/2008, pas de mélange dangereux.

2.2. Éléments d'étiquetage

Marquage selon (CE) 1272/2008

Base légale

Selon le décret EU-CLP (1272/2008), non soumis à une obligation de marquage.

Critères de danger /éléments de marquage complémentaires (UE) :

2.3. Autres dangers

Dans le cas de libération de poussière de produit: Risque d'affection pulmonaire après une inhalation prolongée de particules de poussières.

Une appréciation PBT/vPvB n'est pas disponible car une appréciation de sécurité chimique n'est pas nécessaire / n'a pas été effectuée.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Nature chimique

céramique, Le mélange contient :, Frittes céramiques, Pigments

3.1. Substances

-

3.2. Mélanges

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation

Dans le cas de libération de poussière de produit:

Transférer la personne à l'air frais.

Contact avec la peau

Dans le cas de libération de poussière de produit:

Laver abondamment à l'eau.

Contact avec les yeux

Dans le cas de libération de poussière de produit:

Laver les yeux à grande eau.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 3 / 11

N° du matériau
spécification
VA-Nr

130055
02039528



Ingestion

Rincer la bouche à l'eau.

En cas de troubles: Prévoir des soins médicaux.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes

aucun(e) connu(e)

Dangers

aucun(e) connu(e)

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié: tous les agents d'extinction sont appropriés

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ne pas inhaler les gaz de décomposition et les gaz de combustion.

5.3. Conseils aux pompiers

Clarifier les mesures d'extinction sur les lieux d'intervention.

Le produit lui-même ne brûle pas.

Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Dans le cas de libération de poussière de produit:

Ne pas respirer les poussières.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter une pénétration dans le sol, les eaux et les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Utiliser un équipement de manutention mécanique.

Enlever le matériau absorbé conformément aux prescriptions.

6.4. Référence à d'autres sections

Porter un équipement de protection individuel; voir section 8.

Considérations relatives à l'élimination; voir section 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 4 / 11

N° du matériau
spécification
VA-Nr

130055
02039528



Dans le cas de libération de poussière de produit:

Ne pas respirer les poussières.

En cas d'utilisation adéquate, pas de mesures particulières nécessaires.

En cas d'apparition de poussière:

Équipement de protection individuelle

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

Classe de stockage (Allemagne)

13 - Substances solides non combustibles

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Nous n'avons actuellement pas connaissance d'applications finales spécifiques qui dépassent le cadre des indications fournies au point 1.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

• valeur limite de poussières		
No.-CAS		
Paramètres de contrôle	10 mg/m3	Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR))
Type d'exposition	Fraction inhalable	
Paramètres de contrôle	5 mg/m3	Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR))
Type d'exposition	fraction alvéolaire	
• valeur limite de poussières		
No.-CAS		
Paramètres de contrôle	10 mg/m3	Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR))
Type d'exposition	Fraction inhalable	
Paramètres de contrôle	5 mg/m3	Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR))
Type d'exposition	fraction alvéolaire	

8.2. Contrôles de l'exposition

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 5 / 11

N° du matériau
spécification 130055
VA-Nr 02039528



Mesures d'ordre technique

Dans le cas de libération de poussière de produit:, Système d'aspiration.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire

Dans le cas de libération de poussière de produit:, Ne pas respirer les poussières., Masque de protection contre la poussière selon EN 149 FFP3

Protection des mains

Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité avec protections latérales, En cas d'apparition de poussières: lunettes masques

Protection de la peau et du corps

Pas de mesures particulières nécessaires.

Mesures d'hygiène

Pendant le travail, ne pas manger, boire, fumer, priser. Avant les pauses et à la fin des travaux, se laver les mains et/ou le visage.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Forme poudre
Couleur selon la coloration
état physique solide

Odeur inodore

Seuil olfactif : non applicable

pH 8,5 - 10,5 (100 g_l)
Point/intervalle de fusion 680 - 1050 °C

Point/intervalle d'ébullition non applicable
(solide)

Point d'éclair n'a pas de point d'éclair

Vitesse d'évaporation non applicable

Inflammabilité (solide, gaz) non inflammable

Limite d'explosivité, inférieure non applicable

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 6 / 11

N° du matériau
spécification
VA-Nr

130055
02039528



Limite d'explosivité, supérieure non applicable

Pression de vapeur non applicable

Densité de vapeur non applicable

Densité env. 2,5 g/cm³

Hydrosolubilité insoluble

Coefficient de partage: n-octanol/eau non applicable

Auto-inflammabilité Non auto-inflammable, non autoréchauffable.

Décomposition thermique non applicable

Viscosité, dynamique non applicable

Viscosité, cinématique donnée non disponible

Explosibilité non applicable

Propriétés comburantes Non comburant

9.2. Autres informations

Densité de vapeur relative donnée non disponible

Autres informations D'autres données physico-chimiques ne seront pas déterminées.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

donnée non disponible

10.2. Stabilité chimique

Ce produit est chimiquement stable.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Pas de réactions dangereuses connues.

10.4. Conditions à éviter

Pas de restrictions

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 7 / 11

N° du matériau
spécification
VA-Nr

130055
02039528



10.5. Matières incompatibles

Aucun(e) à notre connaissance.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

Pas d'autres informations disponibles

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Pas d'examen mené sur les animaux avec ce produit.

Toxicité aiguë par voie orale donnée non disponible

Toxicité aiguë par inhalation donnée non disponible

Toxicité aiguë par pénétration cutanée donnée non disponible

Irritation de la peau donnée non disponible

Irritation oculaire donnée non disponible

Sensibilisation donnée non disponible

Toxicité à dose répétée donnée non disponible

Appréciation STOT-Exposition unique Pas de donnée disponible

Appréciation STOT-Exposition répétée Pas de donnée disponible

Risque de toxicité par aspiration non applicable

Appréciation mutagénité donnée non disponible

Cancérogénicité Pas de donnée disponible

Toxicité pour la reproduction Pas de donnée disponible

Expérience chez l'homme Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Information supplémentaire En cas d'utilisation et d'entreposage adéquats, aucune réaction dangereuse n'est connue., Risque d'affection pulmonaire après une inhalation prolongée de particules de poussières.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 8 / 11

N° du matériau
spécification
VA-Nr

130055
02039528



SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Cette produit ne fait l'objet d'aucun examen de toxicologie de l'environnement.

Toxicité pour les poissons donnée non disponible

Toxicité pour les algues donnée non disponible

toxicité chronique poissons donnée non disponible

12.2. Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité donnée non disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation donnée non disponible

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité Pas de donnée disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Une appréciation PBT/vPvB n'est pas disponible car une appréciation de sécurité chimique n'est pas nécessaire / n'a pas été effectuée.

12.6. Autres effets néfastes

Information supplémentaire Du fait de la non-solubilité dans l'eau, il est impossible de donner des indications.
Ne pas déverser dans les eaux usées, le sol ou les eaux courantes.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit

Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.

Emballages non nettoyés

Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: 1.20 / FR
Date de révision: 29.04.2025
Date de création: 31.10.2001
remplace la version: 1.19
Page: 9 / 11

N° du matériau
spécification
VA-Nr

130055
02039528



SECTION 14: Informations relatives au transport

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

- | | |
|--|-----|
| 14.1. Numéro ONU: | -- |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies: | -- |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport: | -- |
| 14.4. Groupe d'emballage: | -- |
| 14.5. Dangers pour l'environnement: | -- |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Non |

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Législation nationale

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique

Un rapport de sécurité sur la substance n'est pas nécessaire pour ce produit selon le paragraphe 2(8), 2(9) ou le paragraphe 14 du décret REACH.

SECTION 16: Autres informations

Classification et procédé utilisé pour déterminer le classement de mélanges selon le règlement UE (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Autres informations

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: **1.20 / FR**
Date de révision: **29.04.2025**
Date de création: **31.10.2001**
remplace la version: **1.19**
Page: **10 / 11**

N° du matériau
spécification **130055**
VA-Nr **02039528**



Exclusion de responsabilité Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier, aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Légende

ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
ADN	Accord européen sur le transport de matières dangereuses par voies fluviales
ASTM	Société américaine de contrôle de matériaux
ATP	Adaptation au progrès technique
BCF	Coefficient de bioconcentration
BetrSichV	Décret sur la sécurité à l'intérieur de l'entreprise
c.c.	réipient fermé
CAS	Société d'attribution de numéros CAS
CESIO	Comité européen des tensio-actifs organiques et de leurs produits intermédiaires
ChemG	Loi sur les produits chimiques (Allemagne)
CMR	cancérogène-mutagène-toxique pour la reproduction
DIN	Institut allemand de normalisation, association enregistrée
DMEL	Niveau effet minimal dérivé
DNEL	Niveau effet zéro dérivé
EINECS	Inventaire européen sur les produits chimiques
EC50	concentration moyenne effective
GefStoffV	Décret sur les substances dangereuses
GGVSEB	Décret sur les matières dangereuses route, voie ferrée et bateaux de navigation fluviale
GGVSee	Décret sur les matières dangereuses mer
GLP	Bonne pratique de laboratoire
GMO	Organisme modifié par voie génétique
IATA	Association internationale de transport par avion
ICAO	Organisation internationale d'aviation civile
IMDG	Code international des marchandises dangereuses sur l'eau
ISO	Organisation internationale de normalisation
LOAEL	Dose la plus basse d'une substance chimique administrée pour laquelle des lésions ont encore été observées dans le cadre d'expériences animales.
LOEL	Dose la plus basse d'une substance chimique administrée pour laquelle des effets

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (EC 1907/2006)

Toutes les masses céramique pulvérulentes de:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Couleurs

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Duceragold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Version: **1.20 / FR**
Date de révision: **29.04.2025**
Date de création: **31.10.2001**
remplace la version: **1.19**
Page: **11 / 11**

N° du matériau
spécification **130055**
VA-Nr **02039528**



NOAEL

ont encore été observés dans le cadre d'expériences
Dose maximale d'une substance ne laissant aucun lésion reconnaissable et mesurable même lors d'une absorption continue.

NOEC

Concentration sans effet pouvant être observé

NOEL

Dose sans effet pouvant être observé

o. c.

récepteur ouvert

OECD

Organisation pour la coopération et le développement économiques

OEL

Valeurs limites d'air au poste de travail

PBT

Persistant, bio-accumulatif, toxique

PEC

Concentration dans l'environnement annoncée

PNEC

Concentration prévue dans le milieu environnemental respectif pour laquelle plus aucun effet nocif pour l'environnement ne se produit.

REACH

Enregistrement REACH

RID

Réglementation relative au transport international de marchandises dangereuses sur rail

STOT

Toxicité spécifique pour les organes cibles

SVHC

Substances liées à des craintes particulières

TA

Instruction technique

TPR

Troisième en tant que représentant (par. 4)

TRGS

Règles techniques pour les matières dangereuses

VCI

Association enregistrée de l'industrie chimique

vPvB

très persistant, très bio-accumulable

VOC

substances organiques volatiles

VwVws

Prescription administrative pour la classification de substances menaçant l'eau

WGK

Classe de contamination de l'eau

WHO

Organisation mondiale de la santé