

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)****Alle keramiekmassa's in poedervorm van:****Cercon ceram kiss****Cercon ceram love****Cercon Kleurmiddelen****Ducera AllCeram****Ducera press****Duceragold Kiss****Ducergold love****Duceram Kiss****Duceram love****Duceram Plus****Duceratin Kiss****LFC / SML****SYMBIOceram**

Versie: **1.17 / NL**  
Datum van herziening: **29.04.2025**  
Opsteldatum: **31.10.2001**  
vervangt versie: **1.16**  
Pagina: **1 / 11**

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

**130055**  
**02039528**

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Handelsnaam

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Ducergold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

REACH-registratienr.:

indien aanwezig in hfst. 3 vermeld

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Relevante geïdentificeerde  
toepassingen

Alleen voor dentaal gebruik.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma

DeguDent GmbH

Postfach 1364

D-63403 Hanau

Telefoon

+49 (0)6181/59-5576

Telefax

+49 (0)6181/59-5751

Emailadres

SDB.Degudent-DE@dentsplysirona.com

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Noodgevalinformatie

+49 (0)6181/59-50 (Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar tijdens kantooruren.)

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig verordening (EG) nummer 1272/2008 [CLP].**

## VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

DuceraGold Kiss

DuceraGold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: 1.17 / NL  
Datum van herziening: 29.04.2025  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: 2 / 11

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

130055  
02039528



Volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 geen gevaarlijk mengsel.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Markering volgens (EG) 1272/2008

Wettelijke basis

Volgens EU-CLP verordening (1272/2008) niet markeringsverplicht

#### Aanvullende gevarenkenmerken / aanduidingselementen (EU):

### 2.3. Andere gevaren

Bij vrijkomen van product in stofvorm: Risico op longinfectie na aanhoudend inademen van stofdeeltjes.

Een PBT/vPvB-beoordeling is niet beschikbaar, aangezien een chemische veiligheidsbeoordeling niet nodig is / niet werd uitgevoerd.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### Chemische omschrijving

keramiek, Het mengsel bevat: Keramische fritten, Pigmente

### 3.1. Stoffen

-

### 3.2. Mengsels

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Inademing

Bij vrijkomen van product in stofvorm:  
Overbrengen naar de frisse lucht.

#### Contact met de huid

Bij vrijkomen van product in stofvorm:  
Afwassen met veel water.

#### Contact met de ogen

Bij vrijkomen van product in stofvorm:  
Bij geopend ooglid zorgvuldig met veel water spoelen.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

#### Inslikken

Mond met water laten uitspoelen.

## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

DuceraGold Kiss

DuceraGold love

Ducera Kiss

Ducera love

Ducera Plus

Ducera Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: 1.17 / NL  
Datum van herziening: 29.04.2025  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: 3 / 11

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

130055  
02039528



Bij klachten: Voor medische behandeling zorgen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Verschijnselen**

niet bekend

**Gevaren**

niet bekend

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: alle blusmiddelen geschikt

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontbindings- en brandgassen niet inademen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Oplosmaatregelen afstemmen op gebruikspek.

Het product zelf brandt niet.

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Bij vrijkomen van product in stofvorm:

Stof niet inademen.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Indringen in de bodem, waterlopen en riolering verhinderen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gebruik mechanische bewerkingsmachines.

Opgenomen materiaal volgens voorschrift verwijderen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen; zie deel 8.

Instructies voor verwijdering; zie deel 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij vrijkomen van product in stofvorm:

Stof niet inademen.

## VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

DuceraGold Kiss

DuceraGold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: 1.17 / NL  
Datum van herziening: 29.04.2025  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: 4 / 11

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

130055  
02039528



Bij deskundig gebruik geen bijzondere maatregelen vereist.  
Bij het optreden van stof:  
Persoonlijke beschermingsmiddelen

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Advies voor bescherming tegen brand en explosie

Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

#### Opslag

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

#### Duitse opslagclassificatie

13 - Niet-brandbare vaste stoffen

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke eindtoepassingen die verder gaan dan de opgaven in paragraaf 1, zijn ons op dit moment niet bekend.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

| • stofgrens         |                 |                                         |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| CAS-Nr.             |                 |                                         |
| Controleparameters  | 10 MGQ          | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):(MAC (NL)) |
| Blootstellingssoort | Inhaleerbaar    |                                         |
| Controleparameters  | 5 MGQ           | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):(MAC (NL)) |
| Blootstellingssoort | inadembaar stof |                                         |
| • stofgrens         |                 |                                         |
| CAS-Nr.             |                 |                                         |
| Controleparameters  | 10 MGQ          | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):(MAC (NL)) |
| Blootstellingssoort | Inhaleerbaar    |                                         |
| Controleparameters  | 5 MGQ           | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):(MAC (NL)) |
| Blootstellingssoort | inadembaar stof |                                         |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Bij vrijkomen van product in stofvorm:, Objectafzuiging.

## VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

DuceraGold Kiss

DuceraGold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: 1.17 / NL  
Datum van herziening: 29.04.2025  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: 5 / 11

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

130055  
02039528



### Persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Adembescherming

Bij vrijkomen van product in stofvorm: Stof niet inademen., Stofmasker overeenkomstig EN 149 FFP3

#### Bescherming van de handen

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

#### Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijkleppen, Bij het optreden van stof: roosterbril

#### Bescherming van de huid en het lichaam

Geen bijzondere maatregelen vereist.

#### Hygiënische maatregelen

Bij het werk niet eten, drinken, roken, snoepen. Vóór pauzes en aan het eind van het werk handen en/of gezicht wassen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Vorm              | poeder             |
| Kleur             | al naar inkleuring |
| Aggregaattoestand | vast               |

|      |          |
|------|----------|
| Geur | reukloos |
|------|----------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Geurdrempel | niet van toepassing |
|-------------|---------------------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| pH                | 8,5 - 10,5 (100 GLI) |
| Smeltpunt/traject | 680 - 1050 °C        |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Kookpunt/traject | niet van toepassing<br>(vaste stof) |
|------------------|-------------------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Vlampunt | ontvlamt niet |
|----------|---------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Verdampingssnelheid | niet van toepassing |
|---------------------|---------------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | niet ontvlambaar |
|-----------------------------|------------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Onderste explosiegrens | niet van toepassing |
|------------------------|---------------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Bovenste explosiegrens | niet van toepassing |
|------------------------|---------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Dampspanning | niet van toepassing |
|--------------|---------------------|

**VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)****Alle keramiekmassa's in poedervorm van:****Cercon ceram kiss****Cercon ceram love****Cercon Kleurmiddelen****Ducera AllCeram****Ducera press****DuceraGold Kiss****DuceraGold love****Duceram Kiss****Duceram love****Duceram Plus****Duceratin Kiss****LFC / SML****SYMBIOceram**

Versie: **1.17 / NL**  
Datum van herziening: **29.04.2025**  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: **6 / 11**

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

**130055**  
**02039528**



|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dampdichtheid                         | niet van toepassing                               |
| Dichtheid                             | circa 2,5 g/cm <sup>3</sup>                       |
| Oplosbaarheid in water                | onoplosbaar                                       |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | niet van toepassing                               |
| Zelfontvlambaarheid                   | Niet zelfontvlammend, niet intrinsiek verhitbaar. |
| Thermische ontleding                  | niet van toepassing                               |
| Viscositeit, dynamisch                | niet van toepassing                               |
| Viscositeit, kinematisch              | geen gegevens beschikbaar                         |
| Explosiviteit                         | niet van toepassing                               |
| Oxiderende eigenschappen              | niet brandbevorderend                             |

**9.2. Overige informatie**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Relatieve dampdichtheid | geen gegevens beschikbaar                                   |
| Overige informatie      | Verdere fysisch-chemische gegevens werden niet vastgesteld. |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

geen gegevens beschikbaar

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is chemisch stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Geen beperkingen

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Niets bekend.

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

DuceraGold Kiss

DuceraGold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: 1.17 / NL  
Datum van herziening: 29.04.2025  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: 7 / 11

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

130055  
02039528



### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

Geen andere informatie beschikbaar

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

*Onderzoek in de vorm van experimenten met dieren met dit product niet bekend.*

Acute orale toxiciteit geen gegevens beschikbaar

Acute inhalatoire toxiciteit geen gegevens beschikbaar

Acute dermale toxiciteit geen gegevens beschikbaar

Huidirritatie geen gegevens beschikbaar

Oogirritatie geen gegevens beschikbaar

Sensibilisatie geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit bij herhaalde toediening geen gegevens beschikbaar

beoordeling STOT eenmalige blootstelling Geen gegevens beschikbaar

beoordeling STOT

herhaaldelijke blootstelling

gevaar voor aspiratietoxiciteit niet van toepassing

Beoordeling mutageniteit geen gegevens beschikbaar

Kankerverwekkendheid Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit ten aanzien van de voortplanting Geen gegevens beschikbaar

Ervaring bij mensen Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten.

Verdere informatie Bij deskundige hantering en opslag zijn geen gevaarlijke reacties bekend.,  
Risico op longinfectie na aanhoudend inademen van stofdeeltjes.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

*Ecotoxicologisch onderzoeken betreffende dit product zijn niet beschikbaar.*

## VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

DuceraGold Kiss

DuceraGold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: 1.17 / NL  
Datum van herziening: 29.04.2025  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: 8 / 11

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

130055  
02039528



Toxiciteit voor vissen geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen geen gegevens beschikbaar

Chronische toxiciteit vissen geen gegevens beschikbaar

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid geen gegevens beschikbaar

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie geen gegevens beschikbaar

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Geen gegevens beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Een PBT/vPvB-beoordeling is niet beschikbaar, aangezien een chemische veiligheidsbeoordeling niet nodig is / niet werd uitgevoerd.

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Verdere informatie Wegens onoplosbaarheid in water kunnen geen informatie worden verstrekt.  
Niet in rioolwater, bodem of waterlopen terecht laten komen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### product

Afvoer volgens de plaatselijke voorschriften.

#### Ongereinigde verpakkingen

Afvoer volgens de plaatselijke voorschriften.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer



## VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

DuceraGold Kiss

DuceraGold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: 1.17 / NL  
Datum van herziening: 29.04.2025  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: 9 / 11

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

130055  
02039528



Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

- |       |                                                                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1. | VN-nummer:                                                      | --  |
| 14.2. | Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | --  |
| 14.3. | Transportgevarenklasse(n):                                      | --  |
| 14.4. | Verpakkingsgroep:                                               | --  |
| 14.5. | Milieugevaren:                                                  | --  |
| 14.6. | Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:                        | Nee |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale wetgeving

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling Voor dit product is volgens artikel 2(8), 2(9) of artikel 14 van de REACH-verordening een stofveiligheidscertificaat niet vereist.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Classificatie en toegepaste procedure ter herleiding van de inschaling voor mengsels overeenkomstig de EU-verordening (EG) nummer 1272/2008 (CLP)

#### Verdere informatie

Wijzigingen die zijn aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave worden gemarkeerd in de kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vroegere versies.

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. Toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden. De vermelding van handelsnamen van andere ondernemingen vormt geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere gelijksoortige producten niet uit.

#### Legenda

ADR

Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)****Alle keramiekmassa's in poedervorm van:****Cercon ceram kiss****Cercon ceram love****Cercon Kleurmiddelen****Ducera AllCeram****Ducera press****Duceragold Kiss****Ducergold love****Duceram Kiss****Duceram love****Duceram Plus****Duceratin Kiss****LFC / SML****SYMBIOceram**

Versie: **1.17 / NL**  
Datum van herziening: **29.04.2025**  
Opsteldatum: **31.10.2001**  
vervangt versie: **1.16**  
Pagina: **10 / 11**

materiaalnr.  
specificatie **130055**  
VA-Nr **02039528**



|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADN</b>       | Europese overeenkomst betreffende het transport van gevaarlijke goederen over binnenwateren                            |
| <b>ASTM</b>      | Amerikaanse maatschappij voor het testen van materialen                                                                |
| <b>ATP</b>       | Aanpassing aan de technische vooruitgang                                                                               |
| <b>BCF</b>       | Bioconcentratiefactor                                                                                                  |
| <b>BetrSichV</b> | Bedrijfsveiligheidsverordening                                                                                         |
| <b>c.c.</b>      | gesloten vat                                                                                                           |
| <b>CAS</b>       | Maatschappij voor het verstrekken van CAS-nummers                                                                      |
| <b>CESIO</b>     | Europese comité voor organische tensiden en de tussenproducten ervan                                                   |
| <b>ChemG</b>     | Chemicaliënwet (Duitsland)                                                                                             |
| <b>CMR</b>       | carcinogeen-mutageen-reproductietoxisch                                                                                |
| <b>DIN</b>       | Duits Instituut voor Standaardisatie                                                                                   |
| <b>DMEL</b>      | Afgeleid minimaal-effect-niveau                                                                                        |
| <b>DNEL</b>      | Afgeleid nul-effect-niveau                                                                                             |
| <b>EINECS</b>    | Europese chemicaliëninventaris                                                                                         |
| <b>EC50</b>      | gemiddeld effectieve concentratie                                                                                      |
| <b>GefStoffV</b> | Verordening betreffende gevaarlijke stoffen                                                                            |
| <b>GGVSEB</b>    | Verordening betreffende gevaarlijke stoffen voor weg-, spoor- en binnenvaartvervoer                                    |
| <b>GGVSee</b>    | Verordening betreffende gevaarlijke stoffen voor zeetransport                                                          |
| <b>GLP</b>       | Goede laboratoriumpraktijk                                                                                             |
| <b>GMO</b>       | Genetisch modificeerbaar organisme                                                                                     |
| <b>IATA</b>      | Internationale vlucht-transport-vereniging                                                                             |
| <b>ICAO</b>      | Internationale burgerluchtvaartorganisatie                                                                             |
| <b>IMDG</b>      | Internationale code voor gevaarlijke stoffen over zee                                                                  |
| <b>ISO</b>       | Internationale Organisatie voor Standaardisatie                                                                        |
| <b>LOAEL</b>     | Laagste dosis van een toegediende chemische stof, waarbij in de dierproef nog schadelijke effecten werden waargenomen. |
| <b>LOEL</b>      | Laagste dosis van een toegediende chemische stof, waarbij in de dierproef nog effecten werden waargenomen.             |
| <b>NOAEL</b>     | Hoogste dosis van een stof, die ook bij continu opname geen herkenbare en meetbare schadelijke effecten achterlaat.    |
| <b>NOEC</b>      | Concentratie zonder waargenomen effect                                                                                 |
| <b>NOEL</b>      | Dosis zonder waargenomen effect                                                                                        |
| <b>o. c.</b>     | open vat                                                                                                               |
| <b>OECD</b>      | Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling                                                              |
| <b>OEL</b>       | Luchtgrenswaarden op de werkplek                                                                                       |
| <b>PBT</b>       | Persistent, bioaccumulatief, toxisch                                                                                   |
| <b>PEC</b>       | Voorspelde milieuconcentratie                                                                                          |
| <b>PNEC</b>      | Voorspelde concentratie in het betreffende milieumedium, waarbij geen schadelijk milieueffect meer optreedt.           |
| <b>REACH</b>     | REACH-registratie                                                                                                      |
| <b>RID</b>       | Regeling m.b.t. het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen in het spoorwegverkeer                              |
| <b>STOT</b>      | Specifieke doelorgaantoxiciteit                                                                                        |

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (EC 1907/2006)

Alle keramiekmassa's in poedervorm van:

Cercon ceram kiss

Cercon ceram love

Cercon Kleurmiddelen

Ducera AllCeram

Ducera press

Duceragold Kiss

Ducergold love

Duceram Kiss

Duceram love

Duceram Plus

Duceratin Kiss

LFC / SML

SYMBIOceram

Versie: **1.17 / NL**  
Datum van herziening: **29.04.2025**  
Opsteldatum: 31.10.2001  
vervangt versie: 1.16  
Pagina: **11 / 11**

materiaalnr.  
specificatie  
VA-Nr

**130055**  
**02039528**



|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SVHC</b>  | Bijzonder zorgwekkende stoffen                                                |
| <b>TA</b>    | Technische richtlijn                                                          |
| <b>TPR</b>   | Derde als vertegenwoordiger (art. 4)                                          |
| <b>TRGS</b>  | Technische regels voor gevaarlijke stoffen                                    |
| <b>VCI</b>   | Vereniging van de chemische industrie                                         |
| <b>vPvB</b>  | zeer persistent, zeer bioaccumuleerbaar                                       |
| <b>VOC</b>   | vluchtige organische substanties                                              |
| <b>VwVwS</b> | Administratieve instructie voor de classificatie van watergevaarlijke stoffen |
| <b>WGK</b>   | Waterverontreinigingsklasse                                                   |
| <b>WHO</b>   | Wereldgezondheidsorganisatie                                                  |