



Cercon® yo ML Multilayer Zirkonoxid

Das smarte Zirkonoxid ist da!

Cercon yo ML – ein 4Y/5Y Yttrium-optimiertes Hybrid-Zirkonoxid – wurde entwickelt für ein ausgewogenes Verhältnis von Stabilität und natürlicher Ästhetik. Es bietet hervorragende Transluzenz, Farbsättigung und Farbtreue. Cercon yo ML erfüllt nahezu jede Anforderung an Zirkonoxid und unterstützt Restaurationen, die ebenso funktional wie ästhetisch sind.

Entdecken Sie die Kraft von SMARTER Ästhetik, Stabilität und Kontinuität. Für exzellente Zirkonoxid-Restaurationen und eine effiziente Fertigung ist Cercon yo ML einfach ein smartes Zirkonoxid.

Smart. Und stark.

Cercon yo ML bietet eine hohe Stabilität und Ästhetik für nahezu jede Art von Zirkonoxid-Restauration in Ihrem Labor.

**4Y Dentin (1000 MPa)
5Y Inzisal (900 MPa)**

Das smarte Multilayer Zirkonoxid für verschiedene Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

Cercon® yo ML adaptiert sich an den natürlichen Zahnbestand, unterstützt die Produktionseffizienz, eine lange Beständigkeit sowie eine hohe Stabilität.



SMARTE ÄSTHETIK

- Verwendet True Color Technology mit proprietären Rezepturen für eine **sehr genaue Farbabstimmung**.
- **Hohe Natürlichkeit** durch individuelle inzisale Rezeptur für alle Farben.
- Die patentierte Layer-Technologie unterstützt einen **nahtlosen Verlauf** von zervikal nach inzisal.



SMARTE PRODUKTION

- **Eine Runde für nahezu alle Fälle**, kann zu einer Effizienzsteigerung im Labor beitragen und unterstützt eine hohe Maschinenauslastung.
- Die optimierte Vorsinterfestigkeit unterstützt in Kombination mit dem Adapterring einen in hohem Maße **reibungsfreien Fräsprozess**.
- Der Schichtaufbau unterstützt ein **einfaches Nesting**.
- Smartes Sintern von Einzelkronen in 45 Minuten möglich.



SMARTE KONTINUITÄT

- Unterstützt vollkeramische restaurative Behandlungsoptionen, so dass Patienten über Jahre hinweg für **verschiedene Indikationen mit demselben Material** versorgt werden können, um eine lebenslange Farbübereinstimmung zu unterstützen.
- Geeignet für Front- und Seitenzahnkronen und bis zu 14-gliedrige Brücken.
- Erhältlich in allen **16 A-D Classic VITA®-Farbtönen* + 2 Bleach-Farbtönen** für eine nahtlose Anpassung an vorhandene Restaurationen.



Weitere Informationen sowie aktuelle Angebote zu Cercon yo ML erhalten Sie von Ihrem Dentsply Sirona-Außendienstmitarbeiter oder unter:
www.dentsplysirona.com/cerconyo