



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Clean Polish

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto Clean Polish

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Aplicaciones Limpieza y pulido dental.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
Tel: +39-081-850-8311
E-mail: safety@kerrhawe.com

Persona de contacto: E-mail: safety@kerrhawe.com (Mobile Phone number 08.00 – 23.00:
+39-340.1721884)

Fabricante KERRHAWE S.A.
Via Strecce n°4
6934 Bioggio (Switzerland)
Tel: 00-800-41-050-505
E-mail: safety@kerrhawe.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfonos de emergencia Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, Oviedo, SPAIN. Telephone: + 34 98 521
2176 Email: cimo@redfarma.org
CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only)
001-800-424-9300
International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según las directivas -
67/548/CEE, 99/45/CE & 2001/58/CE
(DSD/DPD)

Clasificación según las directivas
1272/2008 (CLP)

EUH210

Comunicación

No es considerado como un riesgo ambiental, de explosión, de incendio o un riesgo para la salud en la legislación vigente.
Este producto es un dispositivo médico exento, Reglamento (CE) no 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo, artículo 1d:
los productos sanitarios, tal como se definen en las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo, que sean invasivos o se apliquen en contacto directo con el cuerpo humano, y en la Directiva 98/79/CE.

2.2. Elementos de la etiqueta

CLP

Indicación de peligro

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros

Cumple con los criterios de mPmB	No.
Cumple con los criterios de PBT	No.
Otros peligros que no conducen a una clasificación	Información desconocida.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Nombre del componente

Nombre	N°CE	N°CAS	Contenido	Símbolo	Frases
etanol	200-578-6	64-17-5	<1 %	F	R-11

CLP

Nombre	N°REACH	Contenido	Símbolo	Frases	N°CAS
etanol	01-21194576 10-43	<1 %	GHS02, , peligro	Flam. Liq. 2: H225	64-17-5

Consultar la sección 16 para ver las explicaciones de las frases.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

General	Prestar primeros auxilios al afectado y proporcionar reposo, abrigo y aire fresco. Obtener atención médica si continúan las molestias.
---------	---

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Tratamiento específico de primeros auxilios	No se observan medidas de primeros auxilios específicas.
---	--

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Inhalación	No se observan medidas de primeros auxilios específicas.
Ingestión	Tras la ingestión de una gran cantidad del producto, dar agua para diluir.
Contacto con la piel	Lavar cuanto antes la piel contaminada con agua abundante.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Quitarse las lentes de contacto antes de enjuagarse los ojos. Conseguir atención médica si sigue produciéndose alguna molestia.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción	Agua pulverizada, atomizada o nebulizada.
---------------------	---

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgos especiales	No inflamable.
Productos de combustión peligrosos	El fuego provoca: Dióxido de carbono (CO ₂). Monóxido de carbono (CO).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de protección en caso de incendio	Las personas expuestas a los gases de combustión y a los productos de descomposición deben llevar un aparato de respiración autónomo.
---	---

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Protección personal	Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8.
---------------------	--

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Protección medioambiental

Evitar el descargue en los desagües, tuberías, o en el suelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**Métodos de limpieza o recogida de las fugas o derrames**

Recoja el material derramado utilizando equipo mecánico. Recoger y regenerar o eliminar metiéndolo en recipientes herméticos y llevándolos a un vertedero autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la sección 13 relativa a la manipulación de residuos.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**7.1. Precauciones para una manipulación segura****Precauciones para el uso**

Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**Precauciones para el almacenamiento**Almacenar a temperaturas moderadas en una zona seca y bien ventilada.
Almacenar separado de: Ácidos.**7.3. Usos específicos finales****Usos específicos**

Contactar al proveedor para más información.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**8.1. Parámetros de control**

Nombre del componente	nº CAS	Referencia	VLA-ED	VLA-EC	Fecha
etanol	64-17-5	VLA.	1000/1910 ppm/mg/m³		

Comentarios sobre los componentes

VLA = Valores límite de exposición españoles.

Ventilación

No hace falta ningún tipo de ventilación especial.

8.2. Controles de la exposición**Respiradores**

No es necesario utilizar protección respiratoria.

Guantes de protección

No es necesario utilizar protección para las manos.

Protección de los ojos

Bajo condiciones normales de uso la protección de ojos no es requerida.

Otro tipo de protección

Utilizar indumentaria adecuada para evitar cualquier posibilidad de contacto con la piel.

Prácticas de higiene laboral

Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y de utilizar el servicio.

DNEL

Sin data disponible.

PNEC

Sin data disponible.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Aspecto**

Pasta.

Color

Rosa.

Olor

Menta.

Descripción de la solubilidad

Parcialmente soluble en agua.

Densidad (g/cm³)

1,45

Temperatura (°C)**Valor de pH, disolución diluida**

7,5 - 9,5

Concentración %M

10 %

9.2. Información adicional**Información de seguridad**

No se conoce.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No constan grupos incompatibles.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad

Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerización peligrosa

No se polimeriza.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar

Evitar el calor, las llamas y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

Productos a evitar

Ácidos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos

El buen uso evita la formación de productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Sensibilización

No hay una reacción alérgica conocida.

Genotoxicidad

No se conocen efectos hereditarios o mutagénicos.

Carcinogénesis

No hay evidencia de que esta sustancia tenga propiedades cancerígenas.

Toxicidad para la reproducción

No se conocen efectos peligrosos en la reproducción, la fertilidad o para el feto.

Inhalación

El contacto prolongado o repetido puede causar: Irrita las vías respiratorias superiores.

Ingestión

Ingerir una gran cantidad del material puede causar una leve irritación en la garganta.

Contacto con la piel

No constan advertencias específicas para la salud.

Contacto con los ojos

Puede causar una leve irritación por rozamiento mecánico.

COMPONENTE:

etanol

Dosis tóxica - LD 50:

7060 mg/kg. (oral rata)

Dosis tóxica - LD 50 (piel):

>20000 mg/kg. (cutánea conejo)

Concentración tóxica - LC 50:

124,7 mg/l/4 h (inhalación rata)

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Información ecológica

Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, esto no impide la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Degradabilidad

No hay información.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación

No se prevé bioacumulación

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad

Parcialmente soluble en agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

PTB/mPmB

Los componentes no se identifican como sustancias PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

No hubo información.

COMPONENTE:	etanol
LC 50, 96 h, Pez, mg/l:	13500 (Pimephales promelas)
EC 50, 48 h, Daphnia, mg/l:	5400 (Daphnia magna)
IC 50, 72 h, Algas, mg/l:	>10,9 (Skeletonema costatum)
Potencial de bioacumulación	BCF:0,66
Coefficiente de reparto (log P(oc/ag))	-0,32
Persistencia y degradabilidad	BOD5/COD: 0,4 - 0,8 85 % deg., 28 days, Method: OECD 301D

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

General/limpieza	El producto no es un residuo peligroso.
Métodos de eliminación	Eliminar de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades locales.
Clase de residuo	18 01 07 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06
Embalaje contaminado	Siga las instrucciones para la destrucción de los envases que se utilicen.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General	No clasificado como mercancía peligrosa según las normativas ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
---------	--

TRANSPORTE POR CARRETERA (ADR):

14.1. Número ONU

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

TRANSPORTE POR FERROCARRIL (RID):

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMDG):

TRANSPORTE POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES (ADN):

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Notas para el transporte por vías navegables interiores	No aplicable.
---	---------------

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No es necesario tomar precauciones especiales.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No hay código IBC para el transporte a granel mar adentro (MARPOL).

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directivas de la UE	Dispositivo médico, EU-reglamento 1272/2008, párrafo 1, artículo 5d, 453/2010/CE), Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH, CLP), 1272/2008, 790/2009. Informaciones relativas al transporte (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO). Valori limite d'esposizione professionale nazionali.
---------------------	--

15.2. Evaluación de la seguridad química

Valoración de la seguridad química	El Informe de Seguridad Química (ISQ) no está disponible para este producto.
------------------------------------	--

SECCIÓN 16: Otra información

Explicaciones de las frases R de la sección 3	R-11 Facilmente inflamable.
Explicaciones de las frases de la sección 3	H225 Líquido y vapores muy inflamables.

DSD/DPD

*** Información revisada desde la versión anterior de la ficha de datos de seguridad**

Emitido por	Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Noruega. E-mail: post@essenticon.no. Tel.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com
Fecha de emisión	07.10.2014
Status de la Ficha de Datos de Seguridad	CLP 05 ATP
Firma	R. E. Lunde
Descargo de responsabilidad	PRECAUCIÓN: PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL La información de esta Ficha de Seguridad está basada en los datos disponibles en este momento y nuestros mejores conocimientos para el correcto manejo del producto bajo condiciones normales. El uso de este producto de cualquier manera distinta a la indicada en esta Ficha o el uso de este producto junto con cualquier otro proceso/procedimiento será exclusivamente responsabilidad del usuario. Est documento no constituye ninguna garantía explícita o implícita de la calidad del producto ni de su idoneidad para un fin particular.