



FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ CLEANIC Mint, without Fluoride

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit CLEANIC Mint, without Fluoride

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Domaines d'application Produit à usage dentaire.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
Tél: +39-081-850-8311
E-mail: safety@kerrhawe.com

Personne à contacter E-mail: safety@kerrhawe.com (Mobile Phone number 08.00 – 23.00:
+39-340.1721884)

Fabricant KERRHAWE S.A.
Via Strecce n°4
6934 Bioggio (Switzerland)
Tél: 00-800-41-050-505
E-mail: safety@kerrhawe.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° d'appel d'urgence 112 / – Centre antipoisons: + 33 (0)1 40 05 48 48
WEB:<http://www.centres-antipoison.net>
CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only)
001-800-424-9300
International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification aux directives 67/548/CE, 99/45/CE & 2001/58/CE (DSD/DPD) -

Classification aux directives 1272/2008 (CLP)

Communication Ce produit est un dispositif médical exempt, règlement (ce) no 1272/2008 du parlement européen et du conseil, article 1d: les dispositifs médicaux, tels que définis dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, qui sont invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, et dans la directive 98/79/CE.

2.2. Éléments d'étiquetage

CLP

Contient éthanol
glycérol

2.3. Autres dangers

Répond aux critères de vPvB Non.

Répond aux critères de PBT Non.

Autres dangers qui ne conduisent pas à la classification

Aucun.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Ingrédient

Composant	N°. CE	N°. CAS	Concentration	Symbole	Risques
éthanol	200-578-6	64-17-5	<2 %	F	R-11
glycérol	200-289-5	56-81-5		-	

CLP

Composant	N°. REACH	Concentration	Symbole	Classification	N°. CAS
éthanol	01-21194576 10-43	<2 %	GHS02, , danger	Flam. Liq. 2: H225	64-17-5
glycérol	01-21194719 87-18		GHS07, , attention	Eye Irrit. 2: H319	56-81-5

Voir section 16 pour des explications relatives aux phrases.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Généralités

Premiers soins, repos, chaleur et air frais. Consulter un médecin si les troubles persistent.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Traitements spécifiques

Pas de recommandations spécifiques de premiers soins notées.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Inhalation

Aucune recommandation fournie.

Ingestion

En cas d'ingestion de grandes quantités du produit, diluer avec de l'eau.

Contact avec la peau

Laver rapidement la peau contaminée avec de l'eau.

Contact avec les yeux

Rincer abondamment et immédiatement à l'eau pendant 15 minutes au maximum. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. Consulter un médecin si un trouble subsiste.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

Utiliser le moyen approprié pour maîtriser un feu.

Procédures de lutte contre l'incendie

Eviter un jet d'eau direct, qui disperse et étend le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques

Non-inflammable.

Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Gaz carbonique (CO2).

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de protection en cas d'incendie

Les personnes soumises aux gaz de combustion et produits de décomposition doivent porter un appareil respiratoire autonome.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Protection du personnel Utiliser l'équipement de protection nécessaire - voir la rubrique 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Protection de l'environnement Ne pas laisser le produit pénétrer dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Recueillir le produit répandu avec un équipement mécanique. Post clean with water.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir la section 13 pour le traitement des déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'usage Lire et suivre les recommandations du fabricant.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré, dans des conteneurs fermés. Conserver dans le récipient initial.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) Contacter le fournisseur pour plus d'informations.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Composant	N°. CAS	Référence	VME 8 h	VLE 15 mn	Date
éthanol	64-17-5	VLEP.	1000/1900 ppm/mg/m³	5000/9500 ppm/mg/m³	
dioxyde de titane	13463-67-7	VLEP.	11 mg/m³		
glycérol	56-81-5	VLEP.	10 Non norm.		

Commentaires sur les ingrédients VLEP = Les Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle.

Ventilation Pas d'instruction particulière de ventilation.

8.2. Contrôles de l'exposition

Appareils respiratoires Une protection respiratoire n'est pas requise.

Gants de protection Protection des mains non requise.

Protection des yeux Dans des conditions d'utilisation normale, aucune protection oculaire n'est nécessaire.

Autres protections Porter des vêtements appropriés pour éviter un contact avec la peau.

Mesures d'hygiène du travail Se laver après le travail et avant de manger, de fumer et avant d'aller aux toilettes.

DNEL Aucune data.

PNEC Aucune data.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Pâte.

Couleur Bleu pâle.

Odeur/goût Menthe.

Description de la solubilité Insoluble dans l'eau.

9.2. Autres informations

Informations sur la sécurité Aucune connue.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de groupe d'incompatibilité noté.

10.2. Stabilité chimique

Habituellement stable.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dangers de polymérisation

Ne peut polymériser.

10.4. Conditions à éviter

Aucune réaction dangereuse connue.

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter

Aucune information.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition nocif n'est émis en cas d'utilisation conformément aux recommandations.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Sensibilisation

Aucune réaction allergique n'est connue.

Mutagenèse

Aucuns effets génétiques ou mutagéniques.

Cancérogenèse

Cette substance n'a pas de propriétés cancérigènes démontrées.

Toxicité pour la reproduction

Aucun effet nocif connu sur les fonctions de reproduction, la fertilité ou le fœtus.

Inhalation

Pas de mises en garde spécifiques pour la santé.

Ingestion

De grandes quantités de la substance peuvent causer une légère irritation de la gorge.

Contact avec la peau

Risque de causer de légères irritations, principalement en raison des caractéristiques mécaniques.

Contact avec les yeux

Risque de causer de légères irritations, principalement en raison des caractéristiques mécaniques.

COMPOSANT:

éthanol

Dose toxique - DL 50:

7060 mg/kg (oral rat)

Dose toxique - DL 50 (dermal):

>20000 mg/kg (peau lap)

Conc. toxique - CL 50:

124,7 mg/l/4 h (inh rat)

COMPOSANT:

dioxyde de titane

Dose toxique - DL 50:

>100000 mg/kg (oral rat)

Dose toxique - DL 50 (dermal):

>10000 mg/kg (peau lap)

Conc. toxique - CL 50:

> 4,68 mg/l/4 h (inh rat)

COMPOSANT:

glycérol

Dose toxique - DL 50:

12600 mg/kg (oral rat)

Dose toxique - DL 50 (dermal):

>10000 mg/kg (peau lap)

Conc. toxique - CL 50:

>0,570 mg/l/h (inh-rat)

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Informations sur l'écologie

Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement. Cependant, on ne peut pas exclure la possibilité d'effets nocifs ou dangereux pour l'environnement des déversements majeurs ou fréquents.

12.2. Persistance et dégradabilité

Inconnu.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Inconnu.

12.4. Mobilité dans le sol**Mobilité**

Le produit est insoluble dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**PTB/vPvB**

Composant(s) non identifié(s) en tant que substance(s) PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Il n'y a pas d'informations.

COMPOSANT:**CL50, 96 H, Poisson, mg/l:****éthanol**

13500 (Pimephales promelas)

CE50, 48 H, Daphnies, mg/l:

5400 (Daphnia magna)

CE50, 72 H, Algues, mg/l:

>10,9 (Skeletonema costatum)

Potentiel de bioaccumulation

BCF:0,66

Coefficient de partage (log Pow)

-0,32

Persistence et dégradabilité

BOD5/COD: 0,4 - 0,8

85 % deg., 28 days, Méthode: OECD 301D

COMPOSANT:**dioxyde de titane****CL50, 96 H, Poisson, mg/l:**

>1000 (Fundulus heteroclitus)

CE50, 48 H, Daphnies, mg/l:

> 1000 (Daphnia magna)

COMPOSANT:**glycérol****CL50, 96 H, Poisson, mg/l:**

67500 (Oncorhynchus mykiss)

CE50, 72 H, Algues, mg/l:

2900

Potentiel de bioaccumulation

BCF:0,017

Coefficient de partage (log Pow)

-1,76

Persistence et dégradabilité

BOD5/COD: 1

63 % deg., 14 days, Méthode: OECD 301C

93 % deg., 30 journées, Méthode: OECD 301D

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****Généralités/nettoyage**

Ce produit ne constitue pas de déchet dangereux.

Méthodes d'élimination

Agir en accord avec les consignes des autorités locales.

Classe déchets

18 01 07 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.

SECTION 14: Informations relatives au transport**Généralités**

Ce produit n'est pas couvert par les normes internationales en matière de transport de produits dangereux (ADR/RID, IMDG, AITA, OACI).

TRANSPORT ROUTIER (ADR)**14.1. Numéro ONU****14.2. Nom d'expédition des Nations unies****14.3. Classe(s) de danger pour le transport****TRANSPORT FERROVIAIRE (RID)****TRANSPORT MARITIME (IMDG)****TRANSPORT FLUVIAL (ADN/ADNR)****14.4. Groupe d'emballage****14.5. Dangers pour l'environnement****Notes pour le transport fluvial**

Non applicable.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune précaution particulière.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucun code IBC pour transport de masse extraterritorial (MARPOL).

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directives européennes

Médical dispositif, le Règlement 1272/2008/CE, article 1, paragraphe 5d, Règlement no (CE) 453/2010, (CE) 1907/2006 (REACH, CLP), (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009). Valeurs limites d'exposition professionnelle.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique

Aucun rapport de sécurité chimique (RSC) n'a été effectué pour ce produit.

SECTION 16: Autres informations

Explications relatives aux phrases R, section 3

R-11 Facilement inflammable.

Explications relatives aux phrases, section 3

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Les révisions par rapport à la FDS précédente sont signalées par le signe *

DSD/DPD

Publié par

Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norvège. E-mail: post@essenticon.no. Tlf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59
www.essenticon.com

Date d'émission

20.05.2014

Etat de la fiche de sécurité

CLP 03 ATP

Signature

R. E. Lunde

Domaines de validité

AVERTISSEMENT : PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur les données actuellement disponibles et sur toutes nos connaissances concernant une manipulation correcte du produit dans des conditions normales. Toute utilisation de ce produit en dehors des indications figurant sur cette fiche ou l'utilisation de ce produit selon toute autre méthode/procédure s'effectuera exclusivement sous la responsabilité de l'utilisateur. Ce document ne constitue aucune garantie.
explicite ou implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un emploi particulier.