



SCHEDA DATI DI SICUREZZA CLEANIC Mint, without Fluoride

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto CLEANIC Mint, without Fluoride

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Applicazioni Prodotto per uso odontoiatrico.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
Tel: +39-081-850-8311
E-mail: safety@kerrhawe.com

Persona da contattare E-mail: safety@kerrhawe.com (Mobile Phone number 08.00 – 23.00:
+39-340.1721884)

Fabbricante KERRHAWE S.A.
Via Strecce n°4
6934 Bioggio (Switzerland)
Tel: 00-800-41-050-505
E-mail: safety@kerrhawe.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numeri di telefono d'emergenza 112 / Ospedali Riuniti, Clinical Toxicology - Poison Control Center, Bergamo, Italy
Telephone: + 39 035 269 469 E-mail: clintox@ospedaliriuniti.bergamo.it
CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only)
001-800-424-9300
International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo le direttive -
67/548/CEE, 99/45/CE & 2001/58/CE
(DSD/DPD)

Classificazione secondo le direttive
1272/2008 (CLP)

Comunicazione Il prodotto è esente da etichettatura in quanto Dispositivo Medico, Regolamento (ce) n. 1272/2008 del parlamento europeo e del consiglio, articolo 1d:
Dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, di carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella direttiva 98/79/CE.

2.2. Elementi dell'etichetta

CLP

Contiene etanolo
glicerina

2.3. Altri pericoli

Soddisfa i criteri per vPvB No.

Soddisfa i criteri per PBT

No.

Altri pericoli che non comportano la classificazione

Nessuna informazione conosciuta.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele**

Nome ingrediente

Nome	N. EC	N. CAS	Contenuto	Simbolo	Frase
etanolo	200-578-6	64-17-5	<2 %	F	R-11
glicerina	200-289-5	56-81-5		-	

CLP

Nome	REACH No.	Contenuto	Simbolo	Frase	N. CAS
etanolo	01-21194576 10-43	<2 %	GHS02, , Pericolo	Flam. Liq. 2: H225	64-17-5
glicerina	01-21194719 87-18		GHS07, , Attenzione	Eye Irrit. 2: H319	56-81-5

Vedi sezione 16 per le spiegazioni delle Frasi.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Generalità

Pronto soccorso generico, riposo in un luogo caldo e ben aerato. Consultare un medico se il disturbo continua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Trattamento di primo soccorso specifico

Nessuna misura specifica di primo soccorso hanno notato.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Inalazione

Nessuna specifica raccomandazione.

Ingestione

In caso di ingestione di grosse quantità di materiale, diluire con acqua.

Pelle

Lavare subito la pelle contaminata con un getto d'acqua.

Occhi

Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Rimuovere le lenti a contatto prima di risciacquare gli occhi. Se continua il disagio consultare un medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione**

Mezzi di spegnimento

Usare mezzi estinguenti adatti per circoscrivere il fuoco.

Procedure antincendio speciali

Evitare getti d'acqua violenti che possono propagare l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici

Non infiammabile.

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio. Biossido di carbonio (CO2).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure di protezione contro l'incendio

I vigili del fuoco esposti a gas di combustione/prodotti in decomposizione dovranno utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Protezione personale Indossare equipaggiamenti per la protezione personale appropriati - vedere la Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Protezione ambientale Non consentire l'immissione in scarichi , fognature o corsi d'acqua .

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Sistemi di pulizia in caso di fuoriuscita Usare attrezzature di movimentazione meccaniche. Pulire con acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per la gestione dei rifiuti vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni di uso Leggere e seguire le raccomandazioni dei prodotti.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Precauzioni di stoccaggio Tenere in stoccaggio al fresco, asciutto, ventilato e in contenitori chiusi. Tenere nei contenitori originali.

7.3. Usi finali specifici

Usi particolari Contattare il fornitore per maggiori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Nome dell'ingrediente	N. CAS	Riferimenti	LT esp. 8 ore	ST Esp. 15 min	Data
etanolo	64-17-5	IT.	1000 ppm		
biossido di Titanio	13463-67-7	IT.	10 mg/m3		
glicerina	56-81-5	OES.	10 Nessuna std.	Nessuna std.	

Informazioni sugli ingredienti IT = Limiti di esposizione italiani.

Ventilazione Non è richiesta una particolare aerazione.

8.2. Controlli dell'esposizione

Respiratori Non si richiede protezione respiratoria.

Guanti di protezione Le protezioni per mani non sono richieste.

Protezione per gli occhi Alle condizioni raccomandate di utilizzo non è necessaria protezione per gli occhi.

Altra protezione Indossare gli appropriati indumenti per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle.

Pratiche di lavoro igieniche Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro, prima di mangiare, fumare o andare alla toilet.

DNEL Nessuna informazione.

PNEC Nessuna informazione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto Pasta.

Colore Blu chiaro.

Odore Menta

Descrizione solubilità Insolubile in acqua.

9.2. Altre informazioni

Informazioni sulla sicurezza Non noti.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessun gruppo incompatibile notato.

10.2. Stabilità chimica

normalmente stabile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa

Non polimerizza.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono note reazioni pericolose.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare

Nessuna informazione.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi

Con l'utilizzo raccomandato non vengono emesse sostanze pericolose durante la decomposizione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Sensibilizzazione

Sensibilizzazione: non irritante.

Genotossicità

La presente sostanza non presenta evidenza di proprietà mutageno della tetrageno.

Cancerogenicità

La presente sostanza non presenta evidenza di proprietà cancerogene.

Tossicità per la riproduzione

Effetti sullo sviluppo, fertilità: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Inalazione

Nessuna avvertenza specifica per la salute è notata

Ingestione

L'ingestione di grosse quantità di prodotto può causare lieve irritazione alla gola.

Pelle

Può causare moderata irritazione per sfregamento.

Occhi

Può causare moderata irritazione per sfregamento.

SOSTANZA:

etanolo

Dose di tossicità - LD50:

7060 mg/Kg (Orale nei ratti)

Dose di tossicità - LD50 pelle:

>20000 mg/kg (skn rbt)

Conc. di tossicità - LC50 - LC50:

124,7 mg/l/4h (inalazione nel ratto)

SOSTANZA:

biossido di Titanio

Dose di tossicità - LD50:

>100000 mg/Kg (Orale nei ratti)

Dose di tossicità - LD50 pelle:

>10000 mg/kg (skn rbt)

Conc. di tossicità - LC50 - LC50:

> 4,68 mg/l/4h (inalazione nel ratto)

SOSTANZA:

glicerina

Dose di tossicità - LD50:

12600 mg/Kg (Orale nei ratti)

Dose di tossicità - LD50 pelle:

>10000 mg/kg (skn rbt)

Conc. di tossicità - LC50 - LC50:

>0,570 mg/l/1h (inalazione nel ratto)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità

I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia questo non esclude la possibilità che traboccamenti di grandi quantità e frequenti potrebbero avere un effetto dannoso sull'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Inconnu.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna informazione.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità

Il prodotto è insolubile in acqua.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PTB/vPvB

Componente(i) non identificato(i) come sostanza(e) PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti avversi

No informazioni.

SOSTANZA:

LC50, 96 ore, pesce, mg/l:

etanolo

13500 (Pimephales promelas)

EC50, 48 ore, dafnia, mg/l:

5400 (Daphnia magna)

IC50, 72 ore, alghe, mg/l:

>10,9 (Skeletonema costatum)

Potenziale di bioaccumulo

BCF:0,66

coefficiente di ripartizione (log Pow)

-0,32

Persistenza e degradabilità

BOD5/COD: 0,4 - 0,8

85 % deg., 28 days, Method: OECD 301D

SOSTANZA:

biossido di Titanio

LC50, 96 ore, pesce, mg/l:

>1000 (Fundulus heteroclitus)

EC50, 48 ore, dafnia, mg/l:

> 1000 (Daphnia magna)

SOSTANZA:

glicerina

LC50, 96 ore, pesce, mg/l:

67500 (Oncorhynchus mykiss)

IC50, 72 ore, alghe, mg/l:

2900

Potenziale di bioaccumulo

BCF:0,017

coefficiente di ripartizione (log Pow)

-1,76

Persistenza e degradabilità

BOD5/COD: 1

63 % deg., 14 days, Method: OECD 301C

93 % deg., 30 days, Method: OECD 301D

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Generalità/pulitura

Rifiuti non pericoloso.

Metodo di smaltimento

Smaltimento in conformità con le specifiche delle autorità locali.

Classe di rifiuti

18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Generali

Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA-DGR).

TRASPORTO STRADALE (ADR):

14.1. Numero ONU

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

TRASPORTO FERROVIARIO (RID):

TRASPORTO MARITTIMO (IMDG):

TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE (ADN):

14.4. Gruppo d'imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente

Note sul trasporto per vie
navigabili interne

Non applicabile.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna precauzione particolare.

14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Codice IBC non richiesto per trasporto in massa oltremare (MARPOL).

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttive UE

Dispositivo Medico, EU-Regolamento 1272/2008, paragrafo 1 Artocolo 5d, (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose), Regolamento (CE) 453/2010, (CE) 1907/2006 (REACH, CLP), (CE) 1272/2008, (CE) 790/2009. Valori limite sul posto di lavoro. Informazioni sul trasporto ADR/RID, IMO, IATA/ICAO.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica

Un Rapporto di Sicurezza Chimica (CSR) non è stato completato per questo prodotto.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Spiegazioni delle frasi R presenti nella sezione 3

R-11 Facilmente infiammabile.

Spiegazioni delle frasi presenti nella sezione 3

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

DSD/DPD

* Informazioni modificate dalla precedente versione della scheda di sicurezza

Emesso da

Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norvegia. E-mail: post@essenticon.no. Tel.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59
www.essenticon.com

Data di rilascio

20.05.2014

Stato dell'elenco di sicurezza

CLP 03 ATP

Firma

R. E. Lunde

Limitazione di responsabilità

ATTENZIONE: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sui dati attualmente disponibili e sulle nostre migliori conoscenze relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualunque altro utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o l'impiego del prodotto in combinazione con qualunque altro prodotto o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.