



SCHEDA DATI DI SICUREZZA CLEANIC without Fluoride

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto CLEANIC without Fluoride

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Applicazioni Prodotto per uso odontoiatrico.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
Tel: +39-081-850-8311
E-mail: safety@kerrhawe.com

Persona da contattare E-mail: safety@kerrhawe.com (Mobile Phone number 08.00 – 23.00:
+39-340.1721884)

Fabbricante KERRHAWE S.A.
Via Strecce n°4
6934 Bioggio (Switzerland)
Tel: 00-800-41-050-505
E-mail: safety@kerrhawe.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numeri di telefono d'emergenza 112 / Ospedali Riuniti, Clinical Toxicology - Poison Control Center, Bergamo, Italy
Telephone: + 39 035 269 469 E-mail: clintox@ospedaliriuniti.bergamo.it
CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only)
001-800-424-9300
International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo le direttive
67/548/CEE, 99/45/CE & 2001/58/CE
(DSD/DPD)** -

**Classificazione secondo le direttive
1272/2008 (CLP)** EUH210

Comunicazione Il prodotto è esente da etichettatura in quanto Dispositivo Medico, Regolamento (ce) n. 1272/2008 del parlamento europeo e del consiglio, articolo 1d:
Dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, di carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella direttiva 98/79/CE.

2.2. Elementi dell'etichetta

CLP

Indicazione di pericolo EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene biossido di Titanio

2.3. Altri pericoli

Soddisfa i criteri per vPvB No.

Soddisfa i criteri per PBT

No.

Altri pericoli che non comportano la classificazione

Nessuna informazione conosciuta.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele**

Nome ingrediente

Nome	N. EC	N. CAS	Contenuto	Simbolo	Frase
biossido di Titanio	236-675-5	13463-67-7		-	

CLP

Nome	REACH No.	Contenuto	Simbolo	Frase	N. CAS
biossido di Titanio	01-21194893 79-17				13463-67-7

Vedi sezione 16 per le spiegazioni delle Frasi.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Generalità

Pronto soccorso generico, riposo in un luogo caldo e ben aerato. Consultare un medico se il disturbo continua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Trattamento di primo soccorso specifico

Nessuna misura specifica di primo soccorso hanno notato.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Inalazione

Nessuna specifica raccomandazione.

Ingestione

In caso di ingestione di grosse quantità di materiale, diluire con acqua.

Pelle

Lavare subito la pelle contaminata con un getto d'acqua.

Occhi

Rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Rimuovere le lenti a contatto prima di risciacquare gli occhi. Se continua il disagio consultare un medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione**

Mezzi di spegnimento

Usare mezzi estinguenti adatti per circoscrivere il fuoco.

Procedure antincendio speciali

Evitare getti d'acqua violenti che possono propagare l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici

Non infiammabile.

Prodotti di combustione pericolosi

Non sono stati riscontrati composti pericolosi per la combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure di protezione contro l'incendio

I vigili del fuoco esposti a gas di combustione/prodotti in decomposizione dovranno utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Protezione personale

Indossare equipaggiamenti per la protezione personale appropriati - vedere la Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Protezione ambientale

Non consentire l'immissione in scarichi , fognature o corsi d'acqua .

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**Sistemi di pulizia in caso di fuoriuscita**

Usare attrezzature di movimentazione meccaniche. Pulire con acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per la gestione dei rifiuti vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Precauzioni di uso**

Osservare scrupolosamente le misure di igiene e pulizia personale.

Leggere e seguire le raccomandazioni dei prodotti.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Precauzioni di stoccaggio**

Tenere in stoccaggio al fresco, asciutto, ventilato e in contenitori chiusi.

7.3. Usi finali specifici**Usi particolari**

Contattare il fornitore per maggiori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo**

Nome dell'ingrediente	N. CAS	Riferimenti	LT esp. 8 ore	ST Esp. 15 min	Data
biossido di Titanio	13463-67-7	IT.	10 mg/m3		

Informazioni sugli ingredienti

IT = Limiti di esposizione italiani.

Ventilazione

Non è richiesta una particolare aerazione.

8.2. Controlli dell'esposizione**Respiratori**

Non si richiede protezione respiratoria.

Guanti di protezione

Le protezioni per mani non sono richieste.

Protezione per gli occhi

Alle condizioni raccomandate di utilizzo non è necessaria protezione per gli occhi.

Altra protezione

Indossare gli appropriati indumenti per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle.

Pratiche di lavoro igieniche

Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro, prima di mangiare, fumare o andare alla toilet.

DNEL

Nessuna informazione.

PNEC

Nessuna informazione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Aspetto**

Pasta.

Colore

Blu chiaro.

Odore

Menta

Descrizione solubilità

Insolubile in acqua.

Densità (g/cm3)

1,25

Temperatura (°C)**9.2. Altre informazioni****Informazioni sulla sicurezza**

Non noti.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessun gruppo incompatibile notato.

10.2. Stabilità chimica

Stabile a temperature normali ed uso consigliato.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa

Non polimerizza.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono note reazioni pericolose.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare

Non noti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi

Con l'utilizzo raccomandato non vengono emesse sostanze pericolose durante la decomposizione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Sensibilizzazione

Sensibilizzazione: non irritante.

Genotossicità

La presente sostanza non presenta evidenza di proprietà mutageno della tetrageno.

Cancerogenicità

La presente sostanza non presenta evidenza di proprietà cancerogene.

Tossicità per la riproduzione

Effetti sullo sviluppo, fertilità: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Inalazione

Nessuna avvertenza specifica per la salute è notata

Ingestione

L'ingestione di grosse quantità di prodotto può causare lieve irritazione alla gola.

Pelle

Può causare moderata irritazione per sfregamento.

Occhi

Può causare moderata irritazione per sfregamento.

SOSTANZA:

biossido di Titanio

Dose di tossicità - LD50:

>100000 mg/Kg (Orale nei ratti)

Dose di tossicità - LD50 pelle:

>10000 mg/kg (skn rbt)

Conc. di tossicità - LC50 - LC50:

> 4,68 mg/l/4h (inalazione nel ratto)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità

I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia questo non esclude la possibilità che traboccamenti di grandi quantità e frequenti potrebbero avere un effetto dannoso sull'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Inconnu.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna informazione.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità

Il prodotto è insolubile in acqua.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PTB/vPvB

Componente(i) non identificato(i) come sostanza(e) PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti avversi

No informazioni.

SOSTANZA:

biossido di Titanio

LC50, 96 ore, pesce, mg/l:

>1000 (Fundulus heteroclitus)

EC50, 48 ore, dafnia, mg/l:

> 1000 (Daphnia magna)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Generalità/pulitura	Rifiuti non pericoloso.
Metodo di smaltimento	Smaltimento in conformità con le specifiche delle autorità locali.
Classe di rifiuti	18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Generali	Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA-DGR).
----------	---

TRASPORTO STRADALE (ADR):**14.1. Numero ONU****14.2. Nome di spedizione dell'ONU****14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto****TRASPORTO FERROVIARIO (RID):****TRASPORTO MARITTIMO (IMDG):****TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE (ADN):****14.4. Gruppo d'imballaggio****14.5. Pericoli per l'ambiente**

Note sul trasporto per vie navigabili interne	Non applicabile.
---	------------------

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna precauzione particolare.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Codice IBC non richiesto per trasporto in massa oltremare (MARPOL).

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Direttive UE	Dispositivo Medico, EU-Regolamento 1272/2008, paragrafo 1 Artocolo 5d, (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose), Regolamento (CE) 453/2010, (CE) 1907/2006 (REACH, CLP), (CE) 1272/2008, (CE) 790/2009. Valori limite sul posto di lavoro. Informazioni sul trasporto ADR/RID, IMO, IATA/ICAO.
--------------	---

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica	Un Rapporto di Sicurezza Chimica (CSR) non è stato completato per questo prodotto.
-------------------------------------	--

SEZIONE 16: Altre informazioni

Spiegazioni delle frasi R presenti nella sezione 3

Spiegazioni delle frasi presenti nella sezione 3

DSD/DPD

* Informazioni modificate dalla precedente versione della scheda di sicurezza

Emesso da	Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norvegia. E-mail: post@essenticon.no. Tel.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com
-----------	---

Data di rilascio 20.05.2014

Stato dell'elenco di sicurezza CLP 03 ATP

Firma R. E. Lunde

Limitazione di responsabilità**ATTENZIONE: PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE**

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sui dati attualmente disponibili e sulle nostre migliori conoscenze relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualunque altro utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o l'impiego del prodotto in combinazione con qualunque altro prodotto o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.