



## Säkerhetsinformationsblad för medicintekniska produkter

Upphovsrätt, 2025 Solventum samtliga rättigheter förbehållna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i syfte att korrekt använda Solventums produkter är tillåten under förutsättning att: (1) informationen kopieras i sin helhet utan några ändringar om inte Solventum i förväg lämnar skriftligt godkännande därtill, och (2) vare sig kopian eller originalet säljs vidare eller på annat sätt distribueras i vinstsyfte.

|                                      |            |                          |                 |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Dokumentnummer:</b>               | 44-6754-4  | <b>Version:</b>          | 1.00            |
| <b>Datum (nytt eller omarbetat):</b> | 2025-01-14 | <b>Föregående datum:</b> | Första upplagan |

Säkerhetsdatablad krävs ej för denna produkt. Detta säkerhetsinformationsblad har skapats på frivillig basis.

### Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Clinpro™ Clear Fluoride Treatment - Flavorless

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Identifierade användningar

Medicinteknisk utrustning; se produktens bruksanvisning.

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsinformationsbladet för medicintekniska produkter

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adress:</b>  | KCI Medical AB, REGUS Solna, Frosunda Port, Gustav III Boulevard, 34 Solna 169 73, Sweden |
| <b>Telefon:</b> | (+)46-370780420                                                                           |
| <b>e-post:</b>  | psops_supportteam@solventum.com                                                           |
| <b>Hemsida:</b> | Solventum.com                                                                             |

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

CHEMTREC 1-800-424-9300 eller 1-703-527-3887, Kontraktnummer # 1015211

### Avsnitt 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

Hälsö- och miljöklassificeringarna för detta material har härledts med hjälp av beräkningsmetoden, utom i de fall då testdata finns tillgängliga eller klassificeringen av den fysiska formen. Klassificering (er) baserade på testdata eller fysisk form anges nedan, om tillämpligt.

Detta är en medicinteknisk produkt enligt definitionen i direktiv 93/42/EEC (MDD), respektive EU-förordning 2017/745 (MDR), som är invasiv eller används i direkt fysisk kontakt med människokroppen, och som därför är undantagen från krav på klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 (Artikel 1.5). Trots att så ej krävs, anges klassificering och märkningsuppgifter nedan.

##### Klassificering:

Denna produkt klassificeras inte som farlig enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 med ändringar.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

Ej tillämpligt

#### Kompletterande information:

#### Kompletterande faroangivelser::

EUH032

Utvecklar mycket giftig gas i kontakt med syra.

### 2.3 Andra faror

För information om faror och säker användning, se motsvarande avsnitt i detta dokument.  
Denna produkt innehåller inte några ämnen som har bedömts som PBT eller vPvB.

## Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2. Blandingar

| Beståndsdelar  | Identifiering                           | %    | Klassificeringen i enighet med förordningen (EG) nr 1272/2008                                        |
|----------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sötningsmedel  | (CAS-nr) 87-99-0<br>(EG-nr) 201-788-0   | <= 5 | Ämnet är inte klassificerat som farligt                                                              |
| natriumfluorid | (CAS-nr) 7681-49-4<br>(EG-nr) 231-667-8 | <= 3 | EUH032<br>Acute Tox. 3, H301<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Fosfatsalt     | (CAS-nr) 7558-79-4<br>(EG-nr) 231-448-7 | <= 2 | Ämnet är inte klassificerat som farligt                                                              |
| Buffert        | (CAS-nr) 102-71-6<br>(EG-nr) 203-049-8  | <= 1 | Ämne med en nationell yrkesmässig exponeringsgräns                                                   |

Se avsnitt 16 för fullständiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.  
Tabellen visar klassificeringar fastställda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar från råvaruleverantörer.

För information om beståndsdelarnas hygieniska gränsvärden, samt för PBT och vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 i detta dokument.

## Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sök läkarhjälp.

#### Hudkontakt

Tvätta med tvål och vatten. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

#### Ögonkontakt

Skölj genast med stora mängder vatten. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.

**Vid förtäring**

Skölj munnen. Vid obehag, sök läkarhjälp.

**Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

Använd ett brandbekämpningsmedel som lämpar sig för angränsande material/eldsvåda.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ingen inneboende i denna produkt.

**Farliga sönderdelnings- eller biprodukter****Ämne**

kolmonoxid

Koldioxid

**Betingelser**

Vid förbränning

Vid förbränning

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Inget behov av särskilda skyddsåtgärder för brandbekämpningspersonal förutses.

**Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Utrym området. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begränsat utrymme, ska förses med mekanisk ventilation för att sprida eller suga ut ångor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. Se andra avsnitt i detta dokument för information om fysikaliska och hälsorelaterade faror, andningsskydd, ventilation och personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Undvik utsläpp till miljön.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Samla spill. Arbeta från kanterna på spillet och inåt. Täck med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgängligt oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihåg att tillförsel av absorberande material inte tar bort en fysikaliska, hälso- eller miljöfara. Samla upp så mycket som möjligt av spillet. Placera i en förslutbar behållare. Torka upp rester med rengöringsmedel och vatten. Förslut behållaren. Släng insamlat material så snart som möjligt i enlighet med gällande lokala/regionala/nationella regler.

**Avsnitt 7: Hantering och lagring**

Se produktens bruksanvisning för ytterligare information.

**Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden**

Om en beståndsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, så finns inget hygieniskt gränsvärde för ämnet.

| Beståndsdelar | CAS-nr    | Referens | Gränsvärde                                                                                   | Anm. |
|---------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Buffert       | 102-71-6  | AFS      | NGV(8 h): 5 mg/m <sup>3</sup> (0.8 ppm); H, V<br>KGV(15 min): 10 mg/m <sup>3</sup> (1.6 ppm) |      |
| Fluorider     | 7681-49-4 | AFS      | NGV(som F)(8 h):2 mg/m <sup>3</sup>                                                          |      |

AFS : Arbetsmiljöverkets föreskrift

NGV: Nivågränsvärde

KGV: Korttidsgränsvärde

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Använd i välventilerade utrymmen.

### 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

#### Ögon/ansiktsskydd

Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för ögonkontakt. Välj vid behov ut och använd ögon/ansiktsskydd för att förhindra ögonkontakt. Följande ögon/ansiktsskydd rekommenderas: Skyddsglasögon med sidoskydd.

#### Tillämpliga normer/standarder

Använd ögonskydd som överensstämmer med EN 166

#### Hud/handskydd

Inga skyddshandskar krävs. Se avsnitt 7.1 för ytterligare information om hudskydd.

#### Andningsskydd

Krävs ej.

## Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Aggregationstillstånd               | Vätska                 |
| Färg                                | Färglös                |
| Lukt                                | Måttlig (bubbelgum)    |
| Smältpunkt/frys punkt               | Ej tillämpligt         |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall         | Inga data tillgängliga |
| Brandfarlighet                      | Ej tillämpligt         |
| Undre brännbarhets-/explosionsgräns | Inga data tillgängliga |
| Övre brännbarhets-/explosionsgräns  | Inga data tillgängliga |
| Flampunkt                           | Ingen flampunkt        |
| Självantändningstemperatur          | Inga data tillgängliga |
| Relativ densitet                    | 1 [Ref:vatten=1]       |
| pH                                  |                        |
| Kinematisk viskositet               | Inga data tillgängliga |
| Löslighet i vatten                  | Betydande              |
| Densitet                            | 1 g/ml                 |

### 9.2 Annan information

#### 9.2.2 Andra säkerhetsegenskaper

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EU Volatile Organic Compounds | Inga data tillgängliga |
| Avdunstningshastighet         | Inga data tillgängliga |

## Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Detta material anses vara icke-reaktivt vid normal användning.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Farlig polymerisation sker ej

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Inga kända.

**10.5 Oförenliga material**

Inga kända.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter****Ämne****Betingelser**

Inga kända.

Se avsnitt 5.2 för farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning.

**Avsnitt 11: Toxikologisk information**

Informationen nedan kanske inte överensstämmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller beståndsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krävs av en behörig myndighet. Dessutom är uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade på FN:s GHS-beräkningsregler och klassificeringar härrörande från interna riskbedömningar.

**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Symptom och tecken på exponering**

Baserat på testdata och/eller information om ingående beståndsdelar, så kan denna produkt ge följande hälsoeffekter:

**Inandning**

Denna produkt har en karaktäristisk doft, men inga skadliga hälsoeffekter förväntas.

**Hudkontakt**

Mild hudirritation: Symptom kan inkludera lokal rodnad, svullnad, klåda eller torrhet.

**Ögonkontakt**

Svår ögonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, värk, tårögdhet, förgrumling av hornhinnan, nedsatt syn och möjligen permanent nedsatt syn.

**Förtäring**

Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmärtor, upprörd mage, illamående, kräkning och diarré. Kan orsaka andra hälsoeffekter (se nedan).

**Andra hälsoeffekter****Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka effekter på målorgan**

Exponering som kan orsaka följande hälsoeffekt(er) förväntas ej vid normal, avsedd användning:

Effekter på hårda vävnader: Tecken/symtom kan vara färgförändringar på tänder och naglar; förändringar i skelett, tänder eller naglar; skelettuppluckring och håravfall.

**Toxikologiska data**

Om en beståndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, så innebär det antingen att det inte finns data

tillgänglig eller att data är otillräcklig för klassificering.

### Akut toxicitet

| Namn           | Exp.väg              | Art                 | Värde                                             |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Produkten      | Dermal               |                     | Ingen data tillgänglig; beräknad ATE >5 000 mg/kg |
| Produkten      | Förtäring            |                     | Ingen data tillgänglig; beräknad ATE >5 000 mg/kg |
| Sötningsmedel  | Förtäring            | Råtta               | LD50 > 4 000 mg/kg                                |
| Sötningsmedel  | Dermal               | liknande hälsofaror | LD50 beräknad att vara > 5 000 mg/kg              |
| natriumfluorid | Dermal               | Råtta               | LD50 > 2 000 mg/kg                                |
| natriumfluorid | Inandning-damm/dimma | Råtta               | LC50 1 mg/l                                       |
| natriumfluorid | Förtäring            | Råtta               | LD50 148,5 mg/kg                                  |
| Fosfatsalt     | Förtäring            | Råtta               | LD50 > 2 000 mg/kg                                |
| Fosfatsalt     | Dermal               | liknande föreningar | LD50 > 2 000 mg/kg                                |
| Buffert        | Dermal               | Kanin               | LD50 > 2 000 mg/kg                                |
| Buffert        | Förtäring            | Råtta               | LD50 9 000 mg/kg                                  |

ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)

### Frätande/irriterande på huden

| Namn           | Art                      | Värde                        |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Sötningsmedel  | Kanin                    | Ingen signifikant irritation |
| natriumfluorid | officiell klassificering | Irriterande                  |
| Fosfatsalt     | Kanin                    | Ingen signifikant irritation |
| Buffert        | Kanin                    | Minimal irritation           |

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

| Namn           | Art           | Värde                        |
|----------------|---------------|------------------------------|
| Sötningsmedel  | In vitro data | Ingen signifikant irritation |
| natriumfluorid | Kanin         | Frätande                     |
| Fosfatsalt     | Kanin         | Ingen signifikant irritation |
| Buffert        | Kanin         | Milt irriterande             |

### Hudsensibilisering

| Namn          | Art                 | Värde            |
|---------------|---------------------|------------------|
| Produkten     | Marsvin             | Ej klassificerad |
| Sötningsmedel | Människa            | Ej klassificerad |
| Fosfatsalt    | liknande föreningar | Ej klassificerad |
| Buffert       | Människa            | Ej klassificerad |

### Luftvägssensibilisering

För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig eller så är data otillräcklig för klassificering.

### Mutagenitet i könsceller

| Namn          | Exp.väg  | Värde      |
|---------------|----------|------------|
| Sötningsmedel | In vitro | Ej mutagen |
| Sötningsmedel | In vivo  | Ej mutagen |

|            |          |            |
|------------|----------|------------|
| Fosfatsalt | In vitro | Ej mutagen |
| Buffert    | In vitro | Ej mutagen |
| Buffert    | In vivo  | Ej mutagen |

### Cancerogenitet

| Namn          | Exp.väg   | Art             | Värde                                     |
|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|
| Sötningsmedel | Förtäring | Flera djurarter | Data är ej tillräcklig för klassificering |
| Buffert       | Dermal    | Flera djurarter | Ej cancerogen                             |
| Buffert       | Förtäring | Mus             | Data är ej tillräcklig för klassificering |

### Reproduktionstoxicitet

#### Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter

| Namn          | Exp.väg   | Värde                                             | Art   | Resultat              | Expo.tid            |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| Sötningsmedel | Förtäring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk (honlig) | Råtta | NOAEL 20%             | 3 generation        |
| Sötningsmedel | Förtäring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk (hanlig) | Råtta | NOAEL 20%             | 3 generation        |
| Sötningsmedel | Förtäring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk            | Kanin | NOAEL 6 770 mg/kg/dag | under dräktighet    |
| Buffert       | Förtäring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk            | Mus   | NOAEL 1 125 mg/kg/dag | under organbildning |

### Målorg.

#### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

| Namn           | Exp.väg   | Målorg.                  | Värde                                     | Art      | Resultat             | Expo.tid               |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Sötningsmedel  | Dermal    | fotirritation            | Ej klassificerad                          | Marsvin  | Irriterande Positiv  |                        |
| natriumfluorid | Inandning | irritation i luftvägarna | Data är ej tillräcklig för klassificering | Människa | NOAEL Ej tillgänglig | yrkesmässig exponering |

#### Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

| Namn           | Exp.väg   | Målorg.                                                                                           | Värde                                                     | Art                 | Resultat               | Expo.tid               |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Sötningsmedel  | Inandning | ögon   njure och/eller urinblåsa   andningsorgan                                                  | Ej klassificerad                                          | Hund                | NOAEL 3,5 mg/l         | 14 dagar               |
| Sötningsmedel  | Förtäring | njure och/eller urinblåsa                                                                         | Ej klassificerad                                          | Mus                 | NOAEL 2%               | 106 veckor             |
| Sötningsmedel  | Förtäring | hjärta   endokrina systemet   hematopoetiska systemet   lever   nervsystem   ögon   andningsorgan | Ej klassificerad                                          | Råtta               | NOAEL 20 000 mg/kg/dag | 13 veckor              |
| natriumfluorid | Inandning | ben, tänder, naglar och/eller hår                                                                 | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering: | Människa            | NOAEL Ej tillgänglig   | yrkesmässig exponering |
| natriumfluorid | Förtäring | ben, tänder, naglar och/eller hår                                                                 | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering: | Människa            | NOAEL 0,33 mg/kg/dag   | miljöexponering        |
| Fosfatsalt     | Förtäring | njure och/eller urinblåsa                                                                         | Data är ej tillräcklig för klassificering                 | liknande föreningar | NOAEL 322,88 mg/kg/dag | 90 dagar               |
| Buffert        | Dermal    | njure och/eller urinblåsa                                                                         | Ej klassificerad                                          | Flera djurarter     | NOAEL 2 000 mg/kg/dag  | 2 år                   |
| Buffert        | Dermal    | lever                                                                                             | Ej klassificerad                                          | Mus                 | NOAEL 4 000 mg/kg/dag  | 13 veckor              |
| Buffert        | Förtäring | njure och/eller urinblåsa                                                                         | Data är ej tillräcklig för klassificering                 | Råtta               | LOAEL 1 000            | 2 år                   |

|         |           |       |                  |         |                             |           |
|---------|-----------|-------|------------------|---------|-----------------------------|-----------|
|         |           |       |                  |         | mg/kg/dag                   |           |
| Buffert | Förtäring | lever | Ej klassificerad | Marsvin | NOAEL<br>1 600<br>mg/kg/dag | 24 veckor |

### Fara vid aspiration

För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig eller så är data otillräcklig för klassificering.

**För ytterligare toxikologisk information om detta material och / eller dess komponenter, vänligen se kontaktuppgifter på detta dokumentets första sida.**

Produkten är säker vid avsedd användning baserat på utvärdering av toxikolog.

### 11.2. Information om andra faror

Detta material innehåller inga ämnen som bedöms vara hormonstörande för människors hälsa.

## Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstående information överensstämmer inte nödvändigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller klassificering av ingående ämnen i avsnitt 3 i de fall då det finns av myndighet fastställda ämnesklassificeringar. Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 på UN GHS beräkningsregler och klassificeringar som härrör från 3M:s bedömningar.

### 12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgängliga för produkten

| Produkt/ämne   | CAS #     | Organism       | Typ             | Exponering | Slutpunkt för testet | Resultat                 |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------------|--------------------------|
| Sötningsmedel  | 87-99-0   | Vattenloppa    | Experimentell   | 48 h       | LC50                 | 48 500 mg/l              |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Grönalger      | Beräknad        | 96 h       | EbC50                | 95 mg/l                  |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Ryggradslös    | Beräknad        | 96 h       | EC50                 | 57 mg/l                  |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | -              | Beräknad        | 96 h       | EC50                 | 23,2 mg/l                |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Regnbågsforell | Beräknad        | 96 h       | LC50                 | 110 mg/l                 |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Regnbågsforell | Beräknad        | 21 dagar   | NOEC                 | 8 mg/l                   |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Vattenloppa    | Experimentell   | 21 dagar   | NOEC                 | 8,2 mg/l                 |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Jordmikrober   | Analog förening | 63 dagar   | NOEC                 | 106 mg/kg (Dry Weight)   |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | leddjur        | Experimentell   | 126 dagar  | NOEC                 | 800 mg/kg (Dry Weight)   |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Bakterie       | Experimentell   | 16 h       | NOEC                 | 231 mg/l                 |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Rödmask        | Experimentell   | 154 dagar  | NOEC                 | 1 200 mg/kg (Dry Weight) |
| Fosfatsalt     | 7558-79-4 | aktivt slam    | Beräknad        | 3 h        | NOEC                 | 1 000 mg/l               |
| Fosfatsalt     | 7558-79-4 | Grönalger      | Beräknad        | 72 h       | EC50                 | >100 mg/l                |
| Fosfatsalt     | 7558-79-4 | Regnbågsforell | Beräknad        | 96 h       | LL50                 | >100 mg/l                |
| Fosfatsalt     | 7558-79-4 | Vattenloppa    | Beräknad        | 48 h       | EC50                 | >100 mg/l                |



|            |           |                       |               |          |       |             |
|------------|-----------|-----------------------|---------------|----------|-------|-------------|
| Fosfatsalt | 7558-79-4 | Grönalger             | Beräknad      | 72 h     | NOEC  | 100 mg/l    |
| Buffert    | 102-71-6  | aktivt slam           | Experimentell | 3 h      | IC50  | >1 000 mg/l |
| Buffert    | 102-71-6  | Fisk (Fathead minnow) | Experimentell | 96 h     | LC50  | 11 800 mg/l |
| Buffert    | 102-71-6  | Grönalger             | Experimentell | 72 h     | ErC50 | 512 mg/l    |
| Buffert    | 102-71-6  | Vattenloppa           | Experimentell | 48 h     | EC50  | 609,98 mg/l |
| Buffert    | 102-71-6  | Grönalger             | Experimentell | 72 h     | ErC10 | 26 mg/l     |
| Buffert    | 102-71-6  | Vattenloppa           | Experimentell | 21 dagar | NOEC  | 16 mg/l     |

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produkt/ämne   | Cas-nr    | Typ av test                               | Varaktighet | Typ av studie                      | Resultat               | Protokoll            |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Sötningsmedel  | 87-99-0   | Experimentell<br>Biologisk<br>nedbrytning | 14 dagar    | Biologisk<br>syreförbrukning       | 82 %BOD/ThO<br>D       | OECD 301C - MITI (I) |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Data ej tillgänglig -<br>otillräcklig     | N/A         | N/A                                | N/A                    | N/A                  |
| Fosfatsalt     | 7558-79-4 | Data ej tillgänglig -<br>otillräcklig     | N/A         | N/A                                | N/A                    | N/A                  |
| Buffert        | 102-71-6  | Experimentell<br>Biologisk<br>nedbrytning | 19 dagar    | Dissolv. Organic<br>Carbon Deplete | 96 % removal<br>of DOC | liknande OECD 301E   |

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produkt/ämne   | Cas No.   | Typ av test                                                      | Varaktighet | Typ av studie                                    | Resultat | Protokoll                |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Sötningsmedel  | 87-99-0   | Modellerad<br>Biokoncentration                                   |             | Bioackumuleringsf<br>aktor                       | 2.3      | Catalogic™               |
| Sötningsmedel  | 87-99-0   | Modellerad<br>Biokoncentration                                   |             | Log<br>fördelningskoeffici<br>ent oktanol/vatten | -2.6     | Episuite™                |
| natriumfluorid | 7681-49-4 | Experimentell BCF-<br>Fisk                                       | 28 dagar    | Bioackumuleringsf<br>aktor                       | ≤ 6.4    | OECD305-Bioconcentration |
| Fosfatsalt     | 7558-79-4 | Data ej tillgänglig<br>eller otillräcklig för<br>klassificering. | N/A         | N/A                                              | N/A      | N/A                      |
| Buffert        | 102-71-6  | Experimentell BCF-<br>Fisk                                       | 42 dagar    | Bioackumuleringsf<br>aktor                       | <3.9     | liknande OECD 305        |

## 12.4 Rörligheten i jord

| Produkt/ämne  | Cas No. | Typ av test                    | Typ av studie | Resultat | Protokoll |
|---------------|---------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Sötningsmedel | 87-99-0 | Modellerad<br>Rörlighet i jord | Koc           | 10 l/kg  | Episuite™ |

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som har bedömts som PBT eller vPvB.

## 12.6. Endokrinstörande egenskaper

Detta material innehåller inga ämnen som bedöms vara hormonstörande för miljöpåverkan

## 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

## Avsnitt 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Se produktens bruksanvisning för ytterligare information.

## Avsnitt 14: Transportinformation

Inte farligt för transport

|                                                              | Vägtransport (ADR)                                              | Flyg transport (IATA)                                           | Sjötransport (IMDG)                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer</b>                        | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning</b>                     | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>14.3 Faroklass för transport</b>                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>                                | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>14.5 Miljöfaror</b>                                       | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Se de andra avsnitten i säkerhetsdatabladet för mer information | Se de andra avsnitten i säkerhetsdatabladet för mer information | Se de andra avsnitten i säkerhetsdatabladet för mer information |
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>Kontrolltemperatur</b>                                    | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>Nödtemperatur</b>                                         | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>ADR klassificeringskod</b>                                | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |
| <b>IMDG Segregeringskod</b>                                  | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          | Inga data tillgängliga                                          |

Vänligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges på första sidan i säkerhetsdatabladet för ytterligare information om transport / transport av materialet med järnväg (RID) eller inre vattenvägar (ADN).

## Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Cancerogenitet**

Kontakta tillverkaren för mer information

**Status i globala kemikalieregister**

Kontakta tillverkaren för mer information

**Avsnitt 16: Annan information****Förteckning över ingående ämnens faroangivelser (H)**

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| EUH032 | Utvecklar mycket giftig gas i kontakt med syra.         |
| H301   | Giftigt vid förtäring.                                  |
| H315   | Irriterar huden.                                        |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Information om uppdateringar**

Revisionsinformation ej tillgänglig

Den produkt som detta säkerhetsinformationsblad avser klassificeras som en medicinteknisk produkt enligt förordningen om medicintekniska produkter EU 2017/745. Medicintekniska produkter som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med människokroppen är undantagna från kraven på klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP, artikel 1, punkt 5). Förordningen om medicintekniska produkter föreskriver inte användning av säkerhetsdatablad för medicintekniska produkter som är invasiva eller används vid direkt fysisk kontakt med människokroppen, eftersom säker användning av produkten beskrivs genom bruksanvisningen och / eller märkningen för produkten. Solventums säkerhetsinformationsblad tillhandahålls som service till kunder för att ge kompletterande toxikologisk och kemisk information om produkten. Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Solventum enligt kontaktuppgifter på säkerhetsinformationsbladet.

**Solventum Sveriges säkerhetsinformationsblad är tillgängliga på [Solventum.com](https://www.solventum.com)**