



Clip · Clip F · Clip Flow

LICHTHÄRTENDES FÜLLUNGSMATERIAL FÜR
TEMPORÄRE VERSORGUNGEN



Clip · Clip F · Clip Flow

ZEITSPAREND FÜR IHRE PRAXIS

Clip, Clip F bzw. Clip Flow sind ideale Composite-Materialien für das Legen von provisorischen Füllungen aller Art. Die Indikationen reichen von der Anwendung im Rahmen der Inlay- / und Onlay-Technik bis zu wiederholten temporären Verschlüssen bei endodontischen Behandlungen. Clip Flow kann darüber hinaus als Unterfütterungsmaterial, zum Ausblocken, zum Abdecken des Gingivasaumes, zur Fixierung von Kunststoffmatrizen während der Füllungslegung sowie als Verschluss von Wurzelkanalzugängen genutzt werden.

Zeitsparend für Ihre Praxis

Clip ist ein Füllungsmaterial, mit dem ein sauberer, provisorischer Verschluss gelegt werden kann. Die Anwendung des Materials ist zeitsparend. Clip kann mit einer Halogen- / LED-Polymerisationslampe ausgehärtet werden und selbst nach der Aushärtung bleibt es weiterhin elastisch und kann vor der endgültigen Versorgung der Kavität mit einem geeigneten Instrument in einem Stück entfernt werden.



Einfaches Entfernen in einem Stück in allen Indikationsbereichen

Quelle: Dr. Peter Bastobbe, Mainleus

Zudem wird die Kavität aufgrund der hervorragenden Abdichtung vor Eindringen von Essensresten und Bakterien geschützt. Clip vereint somit viele Vorteile in nur einem Material. Der Behandlungsablauf wird für Sie einfacher und zeitsparender. Die unkomplizierte Handhabung, die hohe Wirtschaftlichkeit, die Materialersparnis und das leichte Entfernen der provisorischen Füllung sprechen für Clip.

Inlay- / und Onlay-Technik

Ein Vorteil aller Clip-Produkte ist die einfache Anwendung im Rahmen der Inlay- / und Onlay-Technik. Dadurch, dass sich Clip in einem Stück entfernen lässt, entfällt ein Ausbohren der provisorischen Füllung aus der Kavität. Diese ist daher nach dem Entfernen von Clip unverändert und der Sitz der definitiven Restauration wird nicht beeinträchtigt.



Applikation von Clip Flow in die Kavität



Ergebnis

Endodontische Behandlungen

Auch in der Endodontie finden Clip-Produkte ihre Anwendung: Bei länger andauernden Wurzelbehandlungen über mehrere Sitzungen dichtet Clip die Kavität speicheldicht ab und schützt so vor Eindringen von Keimen. Vorteilhaft ist auch hier die einfache und zeitsparende Handhabung des Materials bei wiederholtem Verschluss und Wiedereröffnen des Zugangs für die endodontische Behandlung.

Clip F – mit Fluoridabgabe

Clip F bietet nicht nur alle Vorteile von Clip in der Anwendung, sondern weist zudem eine kontinuierliche Fluoridfreisetzung in der frisch präparierten Kavität auf.

Clip Flow

VIELSEITIG UND FLIESSFÄHIG

Clip Flow als Unterfütterungsmaterial

Provisorische Kronen und Brücken können mit Clip Flow hervorragend unterfüttert werden, sodass bis zur definitiven Versorgung eine perfekte Passung garantiert werden kann.

Clip Flow zum Ausblocken

Vor einer Abdrucknahme stellt Clip Flow beispielsweise das ideale Hilfsmittel zum Ausblocken von untersichgehenden Bereichen dar. Mit Clip Flow lässt sich so die Abdrucknahme entschieden vereinfachen.



Applizieren von Clip Flow



Polymerisieren



Ausgeblockte Interdentalräume



Entfernen von Clip Flow

Gingivaschutz mit Clip Flow

Mit Clip Flow können Sie zum Schutz der Zähne, zum Beispiel bei der Verwendung von In-Office-Bleichmitteln, einen Gingivaschutz aufgetragen. Es dient als Barriere für Bleichmittel und schützt das umgebende Weichgewebe und nicht zu bleichende Zähne. Das Abdecken des Gingivasaumes geschieht mit Clip Flow schnell und einfach.



Abdecken des Gingivasaumes



Entfernen in einem Stück

Fixierung von Kunststoffmatrizen mit Clip Flow

Clip Flow ermöglicht die einfache Fixierung von Kunststoffmatrizen, damit diese während einer Füllungslegung optimal an ihrem Platz gehalten werden.



Fixierung der Matritze



Wiederherstellung der Zahnform und Funktion

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda

Implantat-Abutments

Der Zugang der Verbindungsschraube zwischen Abutment und Implantat wird häufig mit einem temporären Material verschlossen, um bei der definitiven Befestigung der Restauration auf dem Abutment zu verhindern, dass Befestigungszement in diesen Zugang gelangt und ihn so permanent verschließt. Mit Clip Flow lässt sich dies schnell, komfortabel und reversibel umsetzen.



Abutment mit offenem Zugang



Verschluss des Zugangs mit Clip Flow



Lichthärten des Materials



Fertiggestellter Verschluss

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda

Clip · Clip F · Clip Flow

LICHTHÄRTENDES FÜLLUNGSMATERIAL FÜR TEMPORÄRE VERSORGUNGEN

Indikationen

Alle Arten von temporären Füllungen
Temporärer Schutz bei der Inlay- / und Onlay-Technik

Weitere Indikationen Clip Flow

Verschluss von Implantatschrauben-Öffnungen
Unterfütterungsmaterial für provisorische Kronen und Brücken
Ausblockmaterial für untersichgehende Bereiche im Zahnbogen, z. B. vor der Abdrucknahme
Abdecken des Gingivasaumes
Fixierung von Kunststoffmatrizen während der Füllungslegung
Temporäre Füllungen von Kavitäten und Verschluss von Wurzelkanalzugängen

Vorteile

- Leicht zu platzieren – leicht in einem Stück zu entfernen
- Präparationsgrenzen bleiben erhalten
- Belastbar und speicheldicht
- Nicht klebrig
- Zeitsparend durch Lichthärtung
- Elastisch
- Fließfähig (Clip Flow)
- NDT®-Spritze (Clip Flow)

Handelsformen

Clip

REF 1284 Spritze 2 × 4 g
REF 1285 Spritze 3 × 4 g
REF 1287 Caps 25 × 0,25 g
REF 9301 Dispenser – Caps

Clip F

REF 1289 Spritze 2 × 4 g
REF 1283 Spritze 3 × 4 g

Clip Flow

REF 1282 Spritze 2 × 1,8 g, Zubehör
REF 2148 Applikationskanülen Typ 46, 100 Stück



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.de

VOCO-Kundenservice

Tel.: +49 (0) 4721-719-1111
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch: