

# Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrixsystem für alle Klasse II Kavitäten



**Testen ohne Risiko**  
mit der **60-Tage-Geld-zurück-Garantie!**<sup>1</sup>



FX-KFF-00

Preis pro Klasse II  
Anwendung: 1,80 €


**Inhalt:** Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!



**Warum sollten Sie ein Teilmatrixsystem verwenden?**

**System im Tofflemire-Stil**

- ⊗ Approximale Anatomie kann nicht hergestellt werden
- ⊗ Geringer Kontakt an der Randleiste
- ⊗ Große "Essensfalle"
- ⊗ Höheres Risiko von Brüchen, einer okklusalen Interferenz, einer wiederkehrenden Karies und Zahnfleischerkrankung



**Composi-Tight® 3DFusion™ Teilmatrixsystem**

- ✓ Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- ✓ Bänder mit ausgeprägter Kurvatur orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- ✓ Anatomisch korrekte Kontakte
- ✓ Kontakte auf der richtigen Höhe
- ✓ Benutzerfreundliches System
- ✓ Keine Nachbearbeitung notwendig

<sup>1</sup>Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.


\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

# Fusion™ Frontzahnmatrixsystem *Neu!*

Das brandneue Fusion™ Frontzahnmatrixsystem von Garrison gibt Ihnen die Materialien und Techniken an die Hand, mit denen Sie viele Arten von Frontzahn-Läsionen sicher wiederherstellen können.



**ANK01 enthält:**  
50 kurze Bänder  
50 hohe Bänder  
25 extra kleine Keile  
25 kleine Keile  
25 mittlere Keile  
25 große Keile




Anwendungstutorial auf Englisch

## BlueView VariStrip™

Vorkonturierte Frontzahnmatrizen

- Blue View VariStrip™ hat die optimalen Kurvatur und Bandhöhe
- Sie können den Strip approximal platzieren und anschließend hindurchziehen bis er der Zahnhöhe genau entspricht.



Anwendungstutorial

Variable Länge / Breite

**Gebogene Form** Bietet die optimale Kurvatur und Bandhöhe für fast jede Frontzahn-Restauration.

**Blaue Färbung** Für Kontrast zwischen Matrize und Zahnstruktur ohne Beeinträchtigung der Komposit-Polymerisation.



Dr. Martin von Sontagh, Österreich

**VS01 enthält:**  
100/Pck. Blue View VariStrip™  
Nur 0,05 mm dick

**VS02 enthält:**  
50/Pck. Blue View VariStrip™  
Nur 0,05 mm dick

**Garrison Dental Solutions**  
Carlstrasse 50  
D-52531 Übach-Palenberg  
Tel. +49 (0)2451 971-409  
Fax +49 (0)2451 971-410  
E-Mail: info@garrisondental.net  
Web: www.garrisondental.com

**Garrison**  
Dental Solutions

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

# Composi-Tight® 3DFusion™


Teilmatrixsystem für Klasse II Kavitäten



*Neu!*

## Fusion™

Frontzahnmatrixsystem für Klasse III & IV Kavitäten



**Garrison**  
Dental Solutions

# Composi-Tight® 3D Fusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Composi-Tight® 3D Fusion™  
Ringseparierzange  
Art.Nr. FXP01



## 3D Fusion™ FX500

- Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
  - Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
  - Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste der Zähne ab
- Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)**



## 3D Fusion™ FX400

- Für kurze, schiefstehende Zähne
  - Hält auf Kofferdam
  - Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangenen Rings
- Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)**



## 3D Fusion™ FX600

- Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
  - Große Silikonbacken verhindern Eindrücken des Matrizenbandes
- Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)**



## 3D Fusion™ FXR01

(1x grün, 1x orange, 1x blau)  
**Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)**



## Wählen Sie Ihr Lieblingsband nach Ihren Präferenzen: Ob Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder ...

	Kinderzähne	Prämolare	klein-zervikal	Prämolare und kleine Molare	Molare	Molare groß-zervikal
<b>Firm Bänder</b>	Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	FXH100 4,3 mm	FXH150 4,3 mm Subg. 5,9 mm	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm Subg. 7,7 mm
<b>FX Bänder</b>	Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	FX100 4,4 mm	FX150 4,1 mm Subg. 6,0 mm	FX175 5,6 mm	FX200 6,6 mm	FX300 6,0 mm Subg. 8,7 mm

## ... oder unsere altbewährten Matrizenbänder

	Slick Bands™ XR	Slick Bands™ XR Matrizenbänder				
0,038 mm dünn						
Höhe	—	SXR100 4,6 mm	SXR150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SXR175 5,4 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>SM Bänder</b>	Slick Bands™ Matrizenbänder					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	SM100 4,6 mm	SM150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SM175 5,4 mm	SM200 6,4 mm	SM300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>M Bänder</b>	Composi-Tight® 3D Matrizenbänder					
0,035 mm dünn						
Höhe	M050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	M100 4,6 mm	M150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	M175 5,5 mm	M200 6,4 mm	M300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>AU Bänder</b>	Composi-Tight Gold® Matrizenbänder					
0,035 mm dünn						
Höhe	AU050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	—	AU200 6,4 mm	AU300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
<b>B Bänder</b>	Composi-Tight® Original Matrizenbänder					
0,035 mm dünn						
Höhe	B050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	B100 4,6 mm	B150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	—	B200 6,4 mm	B300 6,4 mm Subg. 8,6 mm

# Composi-Tight® 3D Fusion™

Ultra Adaptive Wedges

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedes Mal.



- | Art.-Nr.      | Inhalt   |
|---------------|--|
| <b>FXK4</b>   | <b>Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 400 Keilen,</b><br>je 100 ultrafein, klein, mittel und groß |
| <b>FXK4-M</b> | <b>Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 200 Keilen,</b><br>je 50 ultrafein, klein, mittel und groß  |

	Ultrafein	Klein	Mittel	Groß
<b>Art. Nr.</b>	<b>FXYL</b>	<b>FXBL</b>	<b>FXOR</b>	<b>FXGR</b>
<b>Inhalt</b>	<b>100 / Pck.</b>	<b>100 / Pck.</b>	<b>100 / Pck.</b>	<b>100 / Pck.</b>

Perfekte Abdichtung ohne herauszurutschen



Menge	Artikelnummer / Beschreibung	Preis
		Praxis:
		Straße, Nr.
		PLZ / Ort
		Telefon
		Depot
		Unterschrift
		Gesamt

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50  
D-52531 Übach-Palenberg • info@garrisondental.net  
www.garrisondental.com



Fax-Antwort an 02451 971 410  
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409

<sup>1</sup>Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.  
\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.