

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Contax (Activator)**

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 2225

Side 1 af 4

**1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****Identifikation af stoffet eller blandingen**

Contax (Activator)

**Virksomhedens betegnelse**

|           |                                          |          |                        |
|-----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| Firma:    | DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |          |                        |
| Gade:     | Elbgaustraße 248                         |          |                        |
| By:       | D-22547 Hamburg                          |          |                        |
| Telefon:  | +49. (0) 40. 84006-0                     | Telefax: | +49. (0) 40. 84006-222 |
| Internet: | www.dmg-dental.com                       | e-Mail:  | info@dmg-dental.com    |

**2. Fareidentifikation****Klassifikation**

Indikationer af farer : Lokalirriterende  
R-sæt:  
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**Specifikke ricisi for mennesker og miljø**

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****Kemisk karakterisering ( Blanding )**

Kemisk karakteristisk (tilberedning): Akrylat.-harpiks.

**4. Førstehjælpsforanstaltninger****Hvis det indåndes**

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

**I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

**Ved indtagelse**

Konsulter læge.

**5. Brandbekæmpelse****Egnede slukningsmidler**

Vandstøvstråle. Slukningspulver. Sand. Skum. Kuldioxid (CO2).

**Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**

Hel vandstråle.

**6. Forholdsregler ved udslip ved uheld****Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer, således**

Brug særligt arbejdstøj. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandløb.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Contax (Activator)**

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 2225

Side 2 af 4

**Metoder til oprensning, f.eks.**

Skal optages mekanisk.

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

**7. Håndtering og opbevaring****Håndtering****Sikkerhedsinformation**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå kontakt med øjnene.

**Opbevaring****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

Må kun lagres i originalbeholdere.

**8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****Grænseværdier for eksponering****Eksponeringskontrol****Hygiejniske foranstaltninger**

Tilsmudset tøj tages straks af. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

**Åndedrætsværn**

Følgende skal undgås: indånding.

**Håndværn**

Der skal bære godkendte handsker: Egnede materiale: NBR (Nitrilkautsjuk).

**Øjenværn**

Tætsluttende beskyttelsesbrille.

**9. Fysisk-kemiske egenskaber****Generel information**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Tilstandsform: | flydende  |
| Farve:         | gul       |
| Lugt:          | af: ester |

**Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø**

|                           | Metode    |
|---------------------------|-----------|
| pH-værdien:               | 3,5       |
| <b>Tilstand-ændringer</b> |           |
| Kogepunkt:                | 100 °C    |
| nedbrydningspunkt:        | > 200 °C  |
| Flammepunkt:              | 100 °C    |
| Damptryk:<br>(ved 20 °C)  | 23 hPa    |
| Relativ massefylde:       | 1,1 g/cm³ |
| Vandopløselighed:         | 50% g/L   |
| Dampmassefylde:           | > 1       |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Contax (Activator)**

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 2225

Side 3 af 4

**10. Stabilitet og reaktivitet****Forhold som skal undgås**

hede. Lys.

**Materialer som skal undgås**

Skal holdes fjernt fra stærke syrer, baser, tungmetalsalte og reducerede stoffer.

**Farlige nedbrydningsprodukter**

Ved brand kan der opstå: gasser / pampe, irriterende. (Akrylat., stikkende)

**11. Toksikologiske oplysninger****Akut toksicitet**

LD50: (Rotte.): 5000mg/kg

**Irriterende og ætsende virkninger**Virker irriterende i øjnene. stærkt irriterende. Risiko for alvorlig øjenskade.  
hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden.**Andre informationer til godkendelser**

Indeholder Methacrylates: Kan udløse allergisk reaktion. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**12. Miljøoplysninger****Økotoksicitet**Produktet er delvist nedbrydeligt. >50 %  
Fisketoksicitet LC50: >230mg / l / 96 h**Andre informationer**

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

**13. Forhold vedrørende bortskaffelse****Overvejelser ved bortskaffelse**

Kan under overholdning af forskrifterne og efter aftale med renovationen og de ansvarlige myndigheder afbrændes sammen med husholdningsaffald.

Skal tilføres en forbrænding af særligt affald under iagttagelse af myndighedernes regler.

**Affaldsnummer - overskud**

180106 AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING); Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker; Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer  
Klassificeret som farligt affald.

**14. Transportoplysninger****Andre oplysninger**

Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser.

**15. Oplysninger om regulering****Etikettering**

Faresymboler:

Xi - Lokalirriterende

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Contax (Activator)**

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 2225

Side 4 af 4

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Methacrylic esters.

**R-Sætninger**

- 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**S-Sætninger**

- 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder Wasser und Seife.  
36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

**National regulativ information**

Vandforurenende-klasse (D):

**16. Andre oplysninger****Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

- 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**Yderligere information**

-

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)