


Neues Update für Ihre Software

KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD / KaVo DIAGNOcam




90095381_Rev0. de © Copyright: KaVo Dental GmbH.

Das neue Software Update verfügt über weitere Funktionalitäten, die die Bedienung Ihrer KaVo DIAGNOcam erleichtern und die Bedienung der neuen KaVo DIAGNOcam Vision Full HD ermöglichen.

Volle Integration der KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Zusätzlich zur bestehenden KaVo DIAGNOcam kann nun auch die neue DIAGNOcam Vision Full HD mit allen verfügbaren Funktionen in der DIAGNOcam Software genutzt werden.

So haben Sie in der Software die Möglichkeit, zwischen einer Einzel- oder einer Multi-Aufnahme zu wählen und in weniger als einer Sekunde einen 3-in-1 Shot in den verfügbaren Modi Intraoral, Transillumination und Fluoreszenz aufzunehmen.



Übersichtliche Benutzer- oberfläche in neuem Design

Um die Einfachheit und die Übersichtlichkeit der Software zu unterstreichen, wird die Benutzeroberfläche an das neue KaVo Design angepasst.

Die bestehenden Funktionalitäten sind weiterhin verfügbar und können wie gewohnt genutzt werden.

Kostenlos mit einem Klick:
Jetzt Ihr Update installieren

Download der neuesten KaVo DIAGNOcam Software unter:
www.kavo.com/de/diagnocam-software

Zur Installation wenden Sie sich an Ihren Dentalfachhändler
oder unseren KaVo e-Service unter:
www.kavo.com/de-de/technischer-service