


Nouvelle mise à jour de votre logiciel

KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD / KaVo DIAGNOcam




90095381_Rev0_fr © Copyright: KaVo Dental GmbH.

La nouvelle mise à jour du logiciel contient des fonctionnalités supplémentaires qui facilitent l'utilisation de votre KaVo DIAGNOcam et permettent l'utilisation de la nouvelle KaVo DIAGNOcam Vision Full HD.

Intégration complète de la KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

La nouvelle KaVo DIAGNOcam Vision Full HD, ainsi que la DIAGNOcam existante, peuvent désormais être utilisées avec toutes les fonctions disponibles dans le logiciel DIAGNOcam.

Au sein du logiciel, vous avez la possibilité de choisir entre un cliché unique ou plusieurs clichés et de prendre un cliché 3 en 1 en moins d'une seconde dans les modes intra-oral, par transillumination et par fluorescence.



Une interface utilisateur épurée dans un nouveau design

Afin de souligner la simplicité et la clarté du logiciel, l'interface utilisateur sera adaptée au nouveau style de design de KaVo.

Les fonctionnalités existantes demeurent disponibles et peuvent être utilisées comme d'habitude.

Gratuit en un simple clic :
installez votre mise à jour dès maintenant

Téléchargez la dernière version du logiciel KaVo DIAGNOcam ici :

www.kavo.com/fr/diagnocam-software

Pour l'installation, contactez votre distributeur dentaire ou notre service électronique KaVo à l'adresse suivante :

<https://www.kavo.com/remote-support-0>