

# Nuovo aggiornamento software

KaVo DIAGNOcam™  
Vision Full HD /  
KaVo DIAGNOcam




90095381\_Rev0\_it © Copyright KaVo Dental GmbH.

Il nuovo aggiornamento software include funzionalità aggiuntive che semplificano l'utilizzo di KaVo DIAGNOcam e della nuova KaVo DIAGNOcam Vision Full HD.

## Integrazione completa di KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

È ora possibile utilizzare sia la nuova KaVo DIAGNOcam Vision Full HD sia la DIAGNOcam esistente con tutte le funzioni disponibili nel software DIAGNOcam.

All'interno del software, è possibile scegliere tra uno scatto singolo o più scatti e scattare una foto 3 in 1 in meno di un secondo, nelle modalità intraorale, con transilluminazione e in fluorescenza.



## Interfaccia utente chiara in un nuovo design

Per sottolineare la semplicità e la chiarezza del software, l'interfaccia utente è adattata al nuovo stile e design KaVo.

Le funzionalità esistenti sono sempre disponibili e possono essere utilizzate come di consueto.

## Installazione gratuita dell'aggiornamento con un clic

Download della versione più aggiornata del software KaVo DIAGNOcam all'indirizzo:  
[www.kavo.com/it/diagnocam-software](http://www.kavo.com/it/diagnocam-software)

Per l'installazione, rivolgersi al rivenditore specializzato o contattare KaVo e-Service all'indirizzo:

<https://www.kavo.com/remote-support-0>