

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Powder**

Data di revisione: 27.09.2022

N. del materiale: 023193

Pagina 1 di 6

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

DeltaFil\_Powder

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

|            |                                          |          |                        |
|------------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| Ditta:     | DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |          |                        |
| Indirizzo: | Elbgaustraße 248                         |          |                        |
| Città:     | D-22547 Hamburg                          |          |                        |
| Telefono:  | +49. (0) 40. 84006-0                     | Telefax: | +49. (0) 40. 84006-222 |
| E-Mail:    | info@dmg-dental.com                      |          |                        |
| Internet:  | www.dmg-dental.com                       |          |                        |

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

polyacrylic acid

**Avvertenza:** Pericolo**Pittogrammi:****Indicazioni di pericolo**

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza**

P273

Non disperdere nell'ambiente.

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

**Etichettatura speciale di determinate miscele**

La miscela contiene 85 - &lt; 90 % di componenti la cui tossicità acuta non è nota (dermale).

La miscela contiene 85 - &lt; 90 % di componenti la cui tossicità acuta non è nota (per inalazione).

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscela**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Powder**

Data di revisione: 27.09.2022

N. del materiale: 023193

Pagina 2 di 6

**Componenti pericolosi**

| N. CAS    | Nome chimico                                                                                      |           |          | Quantità    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
|           | N. CE                                                                                             | N. indice | N. REACH |             |
|           | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)                                                   |           |          |             |
| 9003-01-4 | polyacrylic acid                                                                                  |           |          | 10 - < 15 % |
|           | 618-347-7                                                                                         |           |          |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H318 H335 H400 H411 |           |          |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS    | N. CE                                                                                                                                         | Nome chimico     | Quantità    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|           | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA                                                                                           |                  |             |
| 9003-01-4 | 618-347-7                                                                                                                                     | polyacrylic acid | 10 - < 15 % |
|           | per inalazione: CL50 = >5,1 mg/l (polveri o nebbie); dermico: DL50 = >2000 mg/kg; per via orale: DL50 = 1500 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1 |                  |             |

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito ad inalazione**

Portare la persona all'aperto. Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua e sapone.

**In seguito a contatto con gli occhi**

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**In seguito ad ingestione**

Consultare immediatamente il medico.

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Getto d'acqua a diffusione. Estintore a polvere. Sabbia. Schiuma. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>).

**Mezzi di estinzione non idonei**

Pieno getto d'acqua.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Altre informazioni**

Raccogliere meccanicamente.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Powder**

Data di revisione: 27.09.2022

N. del materiale: 023193

Pagina 3 di 6

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Evitare il contatto con gli occhi. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Non mangiare né bere durante l'impiego.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

Conservare soltanto nel contenitore originale.

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Si deve evitare: umidità.

**SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)**

| N. CAS    | Nome dell'agente chimico                                                    | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Categoria | Provenienza |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1309-37-1 | Ossido di ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), polvere e fumi (come Fe) | -   | 5                 |                     | 8 ore     | ACGIH-2002  |

**Altre informazioni sugli valori limite**Non respirare le polveri. MAK/MAC: 6 mg/m<sup>3</sup>**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei**

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Protezioni per occhi/volto**

Occhiali di protezione ermetici.

**Protezione delle mani**

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile).

**Protezione respiratoria**

Si deve evitare: inalazione.

Apparecchio filtrante (maschera completa o imboccatura) con filtro: P1

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico:

Polvere

Colore:

bianco/a

Odore:

inodore

Punto di fusione/punto di congelamento:

Miscela non sottoposta a test.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Powder**

Data di revisione: 27.09.2022

N. del materiale: 023193

Pagina 4 di 6

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione:

Miscela non sottoposta a test.

Punto di infiammabilità:

&gt; 100 °C

Temperatura di autoaccensione:

Miscela non sottoposta a test.

Valore pH:

2

Idrosolubilità:

Miscela non sottoposta a test.

Pressione vapore:  
(a 20 °C)

Miscela non sottoposta a test.

Proprietà esplosive  
non applicabile

punto di disintegrazione:

&gt; 200 °C

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.4. Condizioni da evitare**

calore.

disintegrazione a temperature a partire da: 200 °C

**10.5. Materiali incompatibili**

umidità.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

In caso di incendio possono svilupparsi: sostanze gassose / vapori, irritante. (Acrilato., pungente)

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****ATEmix testato**

DL50, orale

Dosi

4575 mg/kg

Specie

Ratto

Fonte

ATEmix:

**Tossicità acuta**

| N. CAS    | Nome chimico              |                  |          |       |          |
|-----------|---------------------------|------------------|----------|-------|----------|
|           | Via di esposizione        | Dosi             | Specie   | Fonte | Metodo   |
| 9003-01-4 | polyacrylic acid          |                  |          |       |          |
|           | orale                     | DL50 1500 mg/kg  | Ratto    | ECHA  | OCSE 401 |
|           | cutanea                   | DL50 >2000 mg/kg | Coniglio | ECHA  | OCSE 402 |
|           | inalazione polvere/nebbia | CL50 >5,1 mg/l   | Ratto    | ECHA  | OCSE 403 |

**Irritazione e corrosività**

Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

Effetto irritante agli occhi: Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Preparato non esaminato.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Powder**

Data di revisione: 27.09.2022

N. del materiale: 023193

Pagina 5 di 6

| N. CAS    | Nome chimico                     |                 |           |                                      |       |          |
|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------|----------|
|           | Tossicità in acqua               | Dosi            | [h]   [d] | Specie                               | Fonte | Metodo   |
| 9003-01-4 | polyacrylic acid                 |                 |           |                                      |       |          |
|           | Tossicità acuta per i pesci      | CL50 27 mg/l    | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   | ECHA  | OECD 203 |
|           | Tossicità acuta per le alghe     | CE50r mg/l 0,13 | 72 h      | Desmodesmus subspicatus              | ECHA  |          |
|           | Tossicità acuta per le crustacea | EC50 47 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) | ECHA  |          |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

| N. CAS    | Nome chimico                                       |        |    |       |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|----|-------|
|           | Metodo                                             | Valore | d  | Fonte |
|           | Valutazione                                        |        |    |       |
| 9003-01-4 | polyacrylic acid                                   |        |    |       |
|           | OCSE 301F                                          | 87,4%  | 28 |       |
|           | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE) |        |    |       |

**12.3. Potenziale di bioaccumulo****Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua**

| N. CAS    | Nome chimico     | Log Pow |
|-----------|------------------|---------|
| 9003-01-4 | polyacrylic acid | 0,27    |

**12.4. Mobilità nel suolo**

Preparato non esaminato.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni sull'eliminazione**

Può essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione dell'autorità competente.

**Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

180106 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO); rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani; sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporti/Dati ulteriori**

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Powder**

Data di revisione: 27.09.2022

N. del materiale: 023193

Pagina 6 di 6

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione nazionale**

Classe di pericolo per le acque (D): - - non pericoloso per l'acqua

**SEZIONE 16: altre informazioni****Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008 [CLP]**

| Classificazione         | Procedura di classificazione |
|-------------------------|------------------------------|
| Eye Dam. 1; H318        | Metodo di calcolo            |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Metodo di calcolo            |

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo se ingerito.                                              |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                   |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                       |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  |

**Ulteriori dati**

-

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Liquid**

Data di revisione: 18.02.2021

N. del materiale: 023209

Pagina 1 di 4

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

DeltaFil\_Liquid

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ditta: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH  
Indirizzo: Elbgaustraße 248  
Città: D-22547 Hamburg  
Telefono: +49. (0) 40. 84006-0 Telefax: +49. (0) 40. 84006-222  
E-Mail: info@dmg-dental.com  
Internet: www.dmg-dental.com

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Questa miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Etichettatura speciale di determinate miscele**

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele****Componenti pericolosi**

| N. CAS  | Nome chimico                                    |           |          | Quantità |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|         | N. CE                                           | N. indice | N. REACH |          |
|         | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008) |           |          |          |
| 87-69-4 | acidum tartaricum                               |           |          | 5-10 %   |
|         | 201-766-0                                       |           |          |          |
|         | Eye Irrit. 2; H319                              |           |          |          |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito ad inalazione**

Portare la persona all'aperto. Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua e sapone.

**In seguito a contatto con gli occhi**

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**In seguito ad ingestione**

Necessario trattamento medico

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Liquid**

Data di revisione: 18.02.2021

N. del materiale: 023209

Pagina 2 di 4

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Getto d'acqua a diffusione. Estintore a polvere. Sabbia. Schiuma. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>).

**Mezzi di estinzione non idonei**

Pieno getto d'acqua.

**Ulteriori dati**

Il prodotto stesso non è infiammabile.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

Usare indumenti protettivi adatti. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Altre informazioni**

Raccogliere meccanicamente.

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non mangiare né bere durante l'impiego.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

Conservare soltanto nel contenitore originale.

**SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****Altre informazioni sugli valori limite**

Sinora non sono stati stabiliti valori limite a livello nazionale.

**8.2. Controlli dell'esposizione****Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Protezioni per occhi/volto**

Occhiali di protezione ermetici.

**Protezione delle mani**

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile).



**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Liquid**

Data di revisione: 18.02.2021

N. del materiale: 023209

Pagina 3 di 4

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stato fisico:                                                                     | liquido/a             |
| Colore:                                                                           | incolore              |
| Odore:                                                                            | neutrale              |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | 100 °C                |
| Punto di infiammabilità:                                                          | > 100 °C              |
| Valore pH (a 23 °C):                                                              | 2                     |
| Idrosolubilità:<br>(a 23 °C)                                                      | > 500 g/L             |
| Densità (a 23 °C):                                                                | 1.2 g/cm <sup>3</sup> |
| punto di disintegrazione:                                                         | > 200 °C              |

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.4. Condizioni da evitare**

calore.

**10.5. Materiali incompatibili**

Tenere lontano/a/e/i da forti acidi e basi, da sali di metalli pesanti e da sostanze riducenti.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

In caso di incendio possono svilupparsi: sostanze gassose / vapori, irritante. (Acrilato., pungente)

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****ATEmix testato**

|             | Dosi       | Specie | Fonte   |
|-------------|------------|--------|---------|
| DL50, orale | 6845 mg/kg | Ratto  | ATEmix: |

**Irritazione e corrosività**

Effetto irritante agli occhi: irritante.

Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Il prodotto è parzialmente biodegradabile. (appr. 70 %)

Acuta tossicità per i pesci LC50: &gt; 100 mg / l / 96 h

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni sull'eliminazione**

Può essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione dell'autorità competente.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**DeltaFil\_Liquid**

Data di revisione: 18.02.2021

N. del materiale: 023209

Pagina 4 di 4

Portare in un inceneritore per rifiuti speciali, rispettando le normative ufficiali.

**Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

180106 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO); rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani; sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

**Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto**

180106 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO); rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani; sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

**Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio**

180106 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO); rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani; sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporti/Dati ulteriori**

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione nazionale**

Classe di pericolo per le acque (D): 3 - estremamente inquinante per l'acqua

**SEZIONE 16: altre informazioni****Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

H319 Provoca grave irritazione oculare.  
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*