

## SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato 2019-02-08

Version 1.02

### Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktkode: 5060694

Produktnavn: CARESTREAM DENTAL X-ray Fixer

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser: Fotokemikalie. Forbeholdt faglig anvendelse.  
Anvendelser, der frarådes: Ingen oplysninger tilgængelige

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Carestream Health Denmark ApS, Midtager 29, 2605, Broendby

#### Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Produktinformation: +46 (0)8 5900 1580  
For at modtage oplysninger om miljø, sundhed og sikkerhed kan du sende e-mail til: WW-EHS@carestreamhealth.com

#### 1.4. Nødtelefon

Emergency Telephone: CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONALT)  
+(45)-69918573 (Denmark)

### Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [GHS]

#### 2.2. Mærkningselementer

Ingen.

#### 2.3. Andre farer

Ingen.

### Punkt 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

#### 3.1 Stoffer

| Kemisk navn | EF-Nr   | CAS-Nr    | Vægt procent | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | REACH-registrering snummer | SVHC candidates |
|-------------|---------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Vand        | Present | 7732-18-5 | 40-45        | No hazards have                                                  | ingen data                 |                 |

|                    |         |           |       |                         |                         |                                                                      |
|--------------------|---------|-----------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    |         |           |       | been classified         | tilgængelige            |                                                                      |
| Ammoniumthiosulfat | Present | 7783-18-8 | 40-45 | ingen data tilgængelige | 01-2119537325-41        |                                                                      |
| Natriumsulfit      | Present | 7757-83-7 | 5-10  | ingen data tilgængelige | 01-2119537420-49        |                                                                      |
| Natriumborat       | Present | 1330-43-4 | <3    | Repr. 1B (H360FD)       | ingen data tilgængelige | Reason for inclusion Toxic for reproduction, Article 57c (215-540-4) |

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

#### **Punkt 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

##### **4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt med øjnene</b> | Skyl grundigt med store mængder vand i mindst 15 minutter med øjenlågene adskilt. Søg lægehjælp. |
| <b>Kontakt med huden</b>  | Vask huden med sæbe og vand. Søg læge i tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner.   |
| <b>Indtagelse</b>         | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.                                            |
| <b>Indånding</b>          | Flyt til frisk luft.                                                                             |

##### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Symptomer</b> | Ingen oplysninger tilgængelige. |
|------------------|---------------------------------|

##### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Information til lægen</b> | Behandles symptomatisk. |
|------------------------------|-------------------------|

#### **Punkt 5: BRANDBEKÆMPELSE**

##### **5.1. Slukningsmidler**

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede slukningsmidler</b>  | Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Produktet er ikke brandfarligt. |
| <b>Uegnede slukningsmidler</b> | Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand.                                                       |

##### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Særlige farer i forbindelse med kemikaliet</b> | Ingen oplysninger tilgængelige. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

##### **5.3**

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Special protective equipment for fire-fighters</b> | Brandmandskab skal bære trykluffforsynet åndedrætsværn og fuld brand- og redningsdragt. Anvend personlige værnemidler. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

##### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhedsforanstaltninger til</b> | Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuér personer til |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**beskyttelse af personer** sikre områder. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Rør ikke ved beskadigede beholdere eller spildt materiale, medmindre der bæres egnet beskyttelsestøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

**Til indsatspersonel** Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8.

## **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** Forebyg udledning til vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder. Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12.

## **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

**Metoder til inddæmning** Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Opdæm med henblik på opsamling af store væskespild.

**Metoder til oprydning** Udslippet standses, opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit) og opbevares i en beholder til bortskaffelse i henhold til lokale/nationale bestemmelser (se punkt 13). Rengør den kontaminerede overflade grundigt.

**Forebyggelse af sekundære farer** Rengør kontaminerede genstande og områder grundigt i overensstemmelse med miljøforskrifterne.

## **6.4. Reference to other sections**

**Henvisning til andre punkter** Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger.

# **Punkt 7: HÅNTERING OG OPBEVARING**

## **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

**Råd om sikker håndtering** Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Produktet må kun håndteres i et lukket system eller under egnet udsugning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

**Generelle hygiejneregler** Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Tilsudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Det anbefales, at udstyr, arbejdsområde og tøj rengøres regelmæssigt. Vask hænder før pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet.

## **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**Opbevaringsbetingelser** Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

**Materialer, der skal undgås** Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer. Stærke baser. Kontakt med stærke syrer frigiver svovldioxid. Kontakt med natriumhypoklorit (blegemiddel) kan udvikle kloramin (giftig gas). Kontakt med stærke baser frigiver ammoniak.

## **7.3**

**Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM)** De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.

# **Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

**8.1. Kontrolparametre****Exposure Limits**

| Kemisk navn               | Den Europæiske Union | U.K.                                                         | Frankrig                      | Spanien                                             | Germany                                                       |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Natriumborat<br>1330-43-4 | -                    | STEL 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA 1 mg/m <sup>3</sup>          | TWA 1 mg/m <sup>3</sup><br>R1 | TWA 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 6 mg/m <sup>3</sup> | -                                                             |
| Kemisk navn               | Italien              | Portugal                                                     | Nederlandene                  | Finland                                             | Danmark                                                       |
| Natriumborat<br>1330-43-4 | -                    | TWA 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 6 mg/m <sup>3</sup><br>C(A4) | -                             | -                                                   | TWA 1 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Kemisk navn               | Østrig               | Schweiz                                                      | Polen                         | Norge                                               | Irland                                                        |
| Natriumborat<br>1330-43-4 | -                    | STEL 0.8 mg/m <sup>3</sup>                                   | -                             | TWA 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 3 mg/m <sup>3</sup><br>Repr1B |

**Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL)** Ingen oplysninger tilgængelige.

**Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)** Ingen oplysninger tilgængelige.

**8.2. Eksponeringskontrol**

**Tekniske sikkerhedsforanstaltninger** Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering. Hvor det er nogenlunde praktisk gennemførligt skulle dette kunne opnå ved brug af lokal aftræksventilation og god generel udsugning. Håndter kun produktet i lukket system eller sørg for egnet udsugning ved maskineri. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.

**Personlige værnemidler** Disse anbefalinger gælder for det leverede produkt.

**Beskyttelse af øjne/ansigt** Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet.

**Beskyttelse af huden og kroppen** Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet.

**Åndedrætsværn** Der kræves ikke beskyttelsesudstyr under normale anvendelsesforhold. Hvis eksponeringsgrænsen, overskrides eller der fremkommer irritation, kan udluftning og evakuering blive nødvendig.

**Generelle hygiejneregler** Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

**Punkt 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER****9.1**

**Tilstandsform** Væske  
**Udseende** Ingen oplysninger tilgængelige  
**Farve** farveløs  
**Lugt** Lugtfri.  
**Lugttærskel** Ingen oplysninger tilgængelige

**Egenskab****Værdier****Bemærkninger/ • Metode****pH-værdi**

4.9

**Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval:** ingen data tilgængelige

ingen data tilgængelige

|                                              |                         |                                |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Kogepunkt/Kogepunktsinterval</b>          | > 100 °C                |                                |
| <b>Flammepunkt</b>                           | ingen data tilgængelige | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Fordampningshastighed</b>                 | ingen data tilgængelige | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b>    | ingen data tilgængelige | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Antændelsesgrænser i luft</b>             |                         | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Øvre antændelsesgrænse</b>                | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>Nedre antændelsesgrænse</b>               | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>Damptryk</b>                              | 18 mbar @ 20 °C         |                                |
| <b>Dampmassefylde</b>                        | 0.6                     |                                |
| <b>Massefylde</b>                            | 1.32                    |                                |
| <b>Vandopløselighed</b>                      | fuldstændig opløselig   |                                |
| <b>Opløselighed i andre opløsningsmidler</b> | ingen data tilgængelige | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand</b> | ingen data tilgængelige | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>             | ingen data tilgængelige | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>              | ingen data tilgængelige | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Viskositet, kinematisk</b>                | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>Viskositet, dynamisk</b>                  | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>Explosive properties</b>                  | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>Oxidizing properties</b>                  | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>9.2</b>                                   |                         |                                |
| <b>Blødgøringspunkt</b>                      | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>Molekylvægt</b>                           | ingen data tilgængelige |                                |
| <b>Massefylde</b>                            | ingen data tilgængelige |                                |

## Punkt 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### Eksplosionsdata

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| <b>Følsomt over for mekaniske påvirkninger</b> | Ingen |
| <b>Følsomt over for statisk elektricitet</b>   | Ingen |

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning

Farlig polymerisation forekommer ikke

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, åben ild og gnister. Må ikke nedfryses.

### 10.5

Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer. Stærke baser. Kontakt med stærke syrer frigiver svovldioxid. Kontakt med natriumhypoklorit (blegemiddel) kan udvikle kloramin (giftig gas). Kontakt med stærke baser frigiver ammoniak.

### 10.6

Nitrogenoxider (NOx) Svovloxider

**Punkt 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER****11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger****Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje**

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding</b>          | Visse astmatikere eller personer overfølsomme overfor sulfitter kan få hvæsen, åndedrætsbesvær, maveonde, udslæt og diarre og opleve svaghed eller føle sig nær besvimelse. |
| <b>Kontakt med øjnene</b> | Kan forårsage let hudirritation.                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt med huden</b>  | Kan forårsage hudirritation og/eller dermatitis.                                                                                                                            |
| <b>Ingestion</b>          | Visse astmatikere eller personer overfølsomme overfor sulfitter kan få hvæsen, åndedrætsbesvær, maveonde, udslæt og diarre og opleve svaghed eller føle sig nær besvimelse. |

**Oplysninger om toksikologiske virkninger**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Symptomer</b> | Ingen oplysninger tilgængelige. |
|------------------|---------------------------------|

**Numeriske toksicitetsmål****Acute toxicity**

Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHS-dokumentet

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oral)</b>                  | 4,678.00 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermal)</b>                | 10,363.00 mg/kg |
| <b>ATEmix (indånding - støv/tåge)</b> | 0.04 mg/l       |
| <b>ATEmix (indånding - damp)</b>      | 142.20 mg/l     |

**Oplysninger om bestanddele**

| Kemisk navn        | Oral LD50                                                             | Dermal LD50                                                              | Indånding LC50                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vand               | 90,000 mg/kg ( Rat )                                                  |                                                                          |                                                                                                |
| Ammoniumthiosulfat | > 2000 mg/kg ( Rat )                                                  |                                                                          |                                                                                                |
| Natriumsulfit      | 5680 mg/kg ( Rat )<br>Oral LD50 Rat 5680 mg/kg<br>(Source: OECD_SIDS) |                                                                          | 22 mg/L ( Rat ) 1 h<br>Inhalation LC50 Rat >22 mg/L 1 h (Source: IUCLID)                       |
| Natriumborat       | 2660 mg/kg ( Rat )<br>Oral LD50 Rat 2660 mg/kg<br>(Source: JAPAN_GHS) | 2000 mg/kg ( Rabbit )<br>Dermal LD50 Rabbit >2000 mg/kg (Source: IUCLID) | 2 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h<br>Inhalation LC50 Rat >2 mg/m <sup>3</sup> 4 h (Source: HSDB) |

**Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering**

|                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudætsning/-irritation</b>                                 | Ingen oplysninger tilgængelige.                                                                        |
| <b>Serious eye damage/eye irritation</b>                      | Ingen oplysninger tilgængelige.                                                                        |
| <b>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering</b> | Ingen oplysninger tilgængelige.                                                                        |
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>                                  | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>Carcinogenicity</b>                                        | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reproductive toxicity</b>    | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>enkel STOT-eksponering</b>   | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>STOT - repeated exposure</b> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <b>Aspirationsfare</b>          | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

## Punkt 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1 Toksicitet

#### Ecotoxicity

.

**Ukendt akvatisk toksicitet** 0% af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt fare for vandmiljøet.

| Kemisk navn   | Toksicitet for alger                                                                                                         | Toksicitet for fisk                                   | Toksicitet for mikroorganismer | Toksicitet for dafnier og andre akvatiske invertebrater |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Natriumsulfit | -                                                                                                                            | 220 - 460: 96 h<br>Leuciscus idus mg/L<br>LC50 static |                                | 330: 24 h Psammechinus<br>miliaris mg/L LC50            |
| Natriumborat  | 158: 96 h Desmodesmus<br>subspicatus mg/L EC50<br>2.6 - 21.8: 96 h<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata mg/L EC50<br>static | 340: 96 h Limanda<br>limanda mg/L LC50                |                                | 1085 - 1402: 48 h<br>Daphnia magna mg/L<br>LC50         |

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Forventes at være hurtigt bionedbrydeligt.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

**Bioakkumulation:** .

#### Biokoncentreringsfaktor (BCF)

| Kemisk navn   | log Pow |
|---------------|---------|
| Natriumsulfit | -4      |

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 12.6 Andre negative virkninger

Ingen oplysninger tilgængelige.

## Punkt 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Disse oplysninger er givet for at hjælpe brugerne til korrekt bortskaffelse af arbejdsopløsninger og brug, i henhold til Carestream Health-specifikationer.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbejdsopløsning</b>         | Affald klassificeres på nuværende tidspunkt som farligt under Europarådets Direktiv 91/689/EØF. Den Europæiske Affaldskatalogkode er 09 01 04 fikservæsker. Bortskaf i henhold til lokale regulativer eller retningslinier relevante for denne affaldskategori. Sørg for at benytte autoriserede bortskaffelsesvirksomheder. |
| <b>Restaffald/restprodukter</b> | Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tomme beholdere</b>          | Tøm flasken eller beholderen fuldstændigt og rens grundigt med vand mindst 3 gange. Beholderen kan efter tømning fjernes som fast affald - eller indgå i genanvendelsessystemer afhængig af lokale aftaler/tilbud. EAK Kode: 15 01 02 Plast.                                                                                 |
| <b>Kontamineret emballage</b>   | Emballering der er forurenet med rester af farligt materiale, skal bortskaffes som miljøfarlige affaldsstoffer. EAK Kode: 15 01 10 emballage der indeholder rester af eller er forurenet af farlige stoffer.                                                                                                                 |

#### Punkt 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

De nedenfor angivne oplysninger gives som en hjælp til dokumentation. De kan supplere oplysningerne på pakken. Din pakke bærer måske en anden version af etiketten afhængig af fremstillingsdatoen. Afhængig af mængden i den indre emballage og anvisningerne på pakken kan det være underlagt særlige regulatoriske undtagelser. Se venligst produktemballagen for yderligere detaljer.

##### IMDG/IMO

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 14.1. UN/ID-nr                   | Ikke reguleret |
| 14.2. Betegnelse på forsendelsen | Ikke reguleret |
| 14.3. Fareklasse                 | Ikke reguleret |
| 14.4. Emballagegruppe            | Ikke reguleret |
| 14.5. »Marine pollutant«         | Ingen          |
| 14.6. Særlige bestemmelser       | Ingen          |

##### ADR/RID

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 14.1. UN/ID-nr                   | Ikke reguleret |
| 14.2. Betegnelse på forsendelsen | Ikke reguleret |
| 14.3. Fareklasse                 | Ikke reguleret |
| 14.4. Emballagegruppe            | Ikke reguleret |
| 14.5. Miljøfare                  | Ikke relevant  |
| 14.6. Særlige bestemmelser       | Ingen          |
| Klassificeringskode              | Ingen          |

##### ICAO/IATA

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 14.1. UN/ID-nr                   | Ikke reguleret |
| 14.2. Betegnelse på forsendelsen | Ikke reguleret |
| 14.3. Fareklasse                 | Ingen          |
| 14.4. Emballagegruppe            | Ikke reguleret |
| 14.5. Miljøfare                  | Ikke relevant  |
| 14.6. Særlige bestemmelser       | Ingen          |
| ERG-kode                         | Ingen          |

For transportinformation, gå til: <http://ship.carestream.com>

#### Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

##### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing

Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

#### Den Europæiske Union

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

#### Godkendelser og/eller begrænsninger vedrørende anvendelse:

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV)

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII)

#### Persistent Organic Pollutants

Ikke relevant

#### Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009

Ikke relevant

#### Internationale fortegnelser

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| AICS          | Er i overensstemmelse med |
| DSL/NDL       | Er i overensstemmelse med |
| EINECS/ELINCS | Er i overensstemmelse med |
| ENCS          | Er i overensstemmelse med |
| IECSC         | Er i overensstemmelse med |
| KECL          | Er i overensstemmelse med |
| NZIoC         | Er i overensstemmelse med |
| PICCS         | Er i overensstemmelse med |
| TSCA          | Er i overensstemmelse med |

#### Tekstforklaring:

AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/europæisk liste over nye anmeldte kemiske stoffer

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (forteegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (forteegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

TSCA - Forteegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance/mixture.

#### Punkt 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

#### Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3

H360FD - Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

H226 - Brandfarlig væske og damp

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

#### Legend Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

|          |                       |       |                              |
|----------|-----------------------|-------|------------------------------|
| TWA:     | tidsvægtet gennemsnit | STEL: | Kort tids eksponeringsgrænse |
| Ceiling: | Maksimal grænseværdi: | *     | Hudbetegnelse                |

Udstedelsesdato 2014-02-05

Revisionsdato 2019-02-08

**Ansvarsfraskrivelse**

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten