

## Desinfektionswanne

### Technisches Datenblatt

## Desinfektionswanne für die manuelle Kaltsterilisation

### UNIGLOVES Desinfektionswannen

eignen sich für die Kaltsterilisation und aseptische Lagerung von Instrumenten.

Die Desinfektionswanne besteht aus:

Wanne

Werkzeughalter (inneres Tablett)

Deckel (fest bei 1 Liter Variante)

Das innere Tablett der Desinfektionswanne wird in die UNIGLOVES Instrumentendesinfektion oder UNIGLOVES Bohrerbad eingetaucht.

Erhältlich in 2 Varianten:

Unigloves Desinfektionswanne 1 Liter hat eine Kapazität von 1000 ml und ist mit einem perforierten Werkzeughalter und einem durchsichtigen Deckel ausgestattet. Der Deckel taucht automatisch auf bzw. ab, wenn dieser geschlossen oder geöffnet wird. Dies ermöglicht es Ihnen, die Instrumente beim Öffnen ablaufen und trocknen zu lassen. Hitzebeständig bis 60°C.

Unigloves Desinfektionswanne 3 Liter hat eine Kapazität von 3000 ml und ist mit einem perforierten Werkzeughalter und einem weißen Deckel ausgestattet. Das innere Tablett kann zum Abtropfvorgang fixiert werden. Dies ermöglicht es Ihnen, die Instrumente direkt in der Wanne ablaufen und trocknen zu lassen. Hitzebeständig bis 110°C.

## Desinfektionswanne

### Technisches Datenblatt

#### Bestellnummer & Verpackungseinheiten:

Artikel Nummer:	Verpackung		Kartongröße (cm):
90-1010	1000 ml	Karton	26,5x12,5x8,7 H
90-330	3000 ml	Karton	35,4x24x11,4 H