

**Renfert**

making work easy




EASY blank wax

NEU CAD/CAM Wachs Blank

# EASYblank wax

## CAD/CAM Wachs Blank

CAD/CAM Wachs Blank zur Fertigung von virtuell modellierten Kronen und Brücken für die Press- und Gießtechnik.



Fräsbild Spanbildung  
Renfert EASYblank wax

Fräsbild Spanbildung  
Wettbewerbsprodukt

### Vorteile

- Präzise Fräsergebnisse mit sehr glatter Oberfläche und hoher Kantenstabilität durch hohe Materialhomogenität.
- Speziell für Vollkeramik geeignet, da rückstandsfrei verbrennbar.
- Sicherer Fräsprozess aufgrund kleiner Spanbildung ohne Verkleben des Fräasers und Anhaften an der Objekt Oberfläche.

### Making work easy

Der Renfert EASYblank wax ist der optimale CAD/CAM Wachs Blank für gefräste Restaurationen in gewohnter Renfert Qualität „made in Germany“.

„Making work easy“ steht für außerordentliche Produkteigenschaften, wie z.B. hohe Materialhomogenität. Diese bewirkt unter anderem eine perfekte Passung und Oberflächengüte bei der finalen Restauration.

### Technische Daten

	No. 7700014	No. 7700020
Maße (Ø x H)	Ø 98,5 mm x 14 mm (mit 10 mm Absatz)	Ø 98,5 mm x 20 mm (mit 10 mm Absatz)
Tropfpunkt	100–120°C	100–120°C
Gewicht	ca. 99 g	ca. 138 g
Farbe	blau	blau

### Bestellinformationen

1 EASY blank wax, Ø 98,5 x 14 mm, 1 Stück	No. 7700014
2 EASY blank wax, Ø 98,5 x 20 mm, 1 Stück	No. 7700020

