



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**\* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**\* 1.1 Identificateur de produit**

**Nom commercial du produit/désignation** EC 55  
**Identifiant unique de formulation** UFI: 8R27-ER2H-710F-VAKE  
**Catégorie de produits** PC-MED-1 Dispositifs médicaux destinés au nettoyage et à la désinfection

**Composant(s) déterminant la classification de danger**

propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, alkylpolyglycoside, éthanediol, 2-aminoéthanol

**\* 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Secteur d'utilisation**

SU20 Services de santé  
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)  
SU3 Utilisations industrielles

**\* Usage de la substance/du mélange**

Concentré pour le nettoyage désinfectant des instruments médicaux et dentaires, y compris les instruments à rotation rapide et endoscopiques.

Uniquement pour les utilisateurs professionnels.

**Usages déconseillés**

Ne pas utiliser en projection/pulvérisation.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur**

Elma Schmidbauer GmbH  
Gottlieb-Daimler-Str. 17  
D-78224 Singen (Htwl.)  
Téléphone +49 7731 882-0  
Télécopie +49 7731 882-266  
E-mail info@elma-ultrasonic.com  
Site web www.elma-ultrasonic.com

Service responsable de l'information:  
Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

**\* 1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg (Sprache/Language: DE, EN) +49 761 19240  
France: numéro ORFILA (INRS) + 33 (0)1 45 42 59 59  
Belgique: Centre Antipoisons Belge 070 245 245

**\* RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Procédure de classification
Met. Corr. 1, H290	Jugement d'experts et éléments de preuve.
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul.
Skin Corr. 1A, H314	Méthode de calcul.
Eye Dam. 1, H318	Méthode de calcul.
STOT RE 2, H373	Méthode de calcul.
Aquatic Acute 1, H400	Méthode de calcul.
Aquatic Chronic 2, H411	Méthode de calcul.

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**Consignes en cas de risques physiques**

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

**Consignes en cas de risques pour la santé**

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Consignes en cas de risques pour l'environnement**

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**\* 2.2 Éléments d'étiquetage****étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]****Composant(s) déterminant la classification de danger**

propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, alkylpolyglycoside, éthanediol, 2-aminoéthanol

**Pictogrammes des risques**

GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

**Mention d'avertissement**

Danger

**Mentions de danger**

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence**

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

P308 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

**\* Autre étiquetage**

caractéristique des composants selon le décret CE n°648/2004:

5 - 15% agents de surface non ioniques

< 5% phosphonates

Désinfectants

parfums

**\* 2.3 Autres dangers****\* Effets nocifs possibles sur les hommes et symptômes possibles**

Possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et les yeux et par ingestion.

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

**\* Effets nocifs possibles sur l'environnement**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

D'après la recette le produit ne contient pas de substances PBT/vPvB.



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**\* RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants**

**3.1 Substances**

non applicable

**\* 3.2 Mélanges**

**Composants dangereux**

n°CAS	N°CE	Nom de la substance	Concentration	Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
94667-33-1	619-057-3	propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium	10 - 20 pds %	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	M=10 (Aquatic Acute 1) M=10 (Aquatic Chronic 1)
2372-82-9	219-145-8	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine	10 - 20 pds %	Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	M=10 (Aquatic Acute 1) M=1 (Aquatic Chronic 1)
68515-73-1	500-220-1	alkylpolyglycoside	< 5 pds %	Eye Dam. 1; H318	
107-21-1	203-473-3	éthanediol	< 5 pds %	Acute Tox. 4 ; H302 STOT RE 2; H373	
141-43-5	205-483-3	2-aminoéthanol	< 5 pds %	Met. Corr. 1 ; H290 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412	STOT SE 3;H335: C>=5%

**Numéro d'enregistrement REACH**

Numéro d'enregistrement REACH	Nom de la substance
01-2119950327-36	propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium
01-2119980592-29	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine
01-2119456816-28	éthanediol
01-2119486455-28	2-aminoéthanol
01-2119488530-36	alkylpolyglycoside

**Indications diverses**

Mélange alcalique aqueux de désinfectants, agent de surface non ionique, agents complexants, agent d'inhibition de corrosion, amines, solvant, parfums et colorant.

**\* RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1 Description des premiers secours**

**Remarques générales**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés.

Des symptômes ne peuvent apparaître que quelques heures après l'exposition, faire une surveillance médicale pendant au moins 48h après l'accident.

Premiers secours: veillez à votre autoprotection!



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**En cas d'inhalation**

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.  
En cas d'inhalation, faire respirer de l'air frais et demander l'avis d'un médecin.  
En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.  
En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtalmologiste.

**En cas d'ingestion**

NE PAS faire vomir.  
Demander immédiatement un avis médical.  
Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.  
Traitement médical nécessaire.

\* **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

\* **Effets**  
Risque de perforation gastrique.

\* **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

\* **Informations pour le médecin**  
Traitement symptomatique.  
Aide élémentaire, décontamination, traitement symptomatique.  
Surveillance médicale pendant au moins 48 heures.

\* **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1 Moyen d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés**

Mousse  
Poudre d'extinction  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
eau pulvérisée

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Produits de combustion dangereux**

Produits de pyrolyse, toxique  
En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux  
En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de:  
Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>)  
Monoxyde de carbone  
Phosphore oxydes

\* **5.3 Conseils aux pompiers**

\* **Équipement spécial de protection en cas d'incendie**  
ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie.  
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

\* **Informations complémentaires**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**\* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Pour les non-secouristes**

Assurer une aération suffisante.  
Utiliser un équipement de protection personnel.  
Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

**Pour les secouristes**

Veiller à assurer une aération suffisante.  
Protection individuelle  
Utiliser un équipement de protection individuel.  
En cas de vapeurs/poussières/aérosols utiliser un appareil de protection respiratoire.  
Formation de dépôts glissants en présence d'eau.  
Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.  
Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Pour la rétention**

Matière appropriée pour recueillir le produit:  
Sable  
Sciure de bois  
Liant universel  
Kieselguhr  
Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

**\* 6.4 Référence à d'autres sections**

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Evacuation: voir rubrique 13

**\* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**\* 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**\* Mesures de protection**

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.  
Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols.  
Éviter le contact avec les yeux et la peau.  
Maintenir les récipients hermétiquement fermés.  
Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

**Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale**

Des installations de nettoyage sont disponibles en nombre suffisant  
ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.  
Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés.  
Travailler dans des locaux bien aérés.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.  
enduire une crème de protection pour les mains avant la manipulation du produit.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Conserver uniquement dans le fût d'origine maintenu fermé.

**Classe de stockage**

8B Substances corrosives non combustibles



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**Matières à éviter**

Ne pas stocker ensemble avec:  
Aliments pour humains et animaux  
Tenir à l'écart de:  
Acide fort  
Agent oxydant

**Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Conservé le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.  
Conservé sous clé et hors de portée des enfants.  
Conservé sous clé.  
Stocker dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.  
Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.  
Ne pas conserver à une température inférieure à 0 °C.  
Ne pas conserver à une température supérieure à 35 °C.  
Si le produit est stocké pendant longtemps le couleur verte peut pâlir. Ceci n'a aucune influence sur la fonction.  
Durée de stockage: 3 ans.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

**Recommandation**

Assurer une bonne aération des locaux lors de températures de bain plus élevées.  
Voir paragraphe 1.2  
voir section 8.

**Solutions spécifiques au domaine**

DE: TRGS 525 "Substances dangereuses dans les établissements de soins médicaux", section 7 travailler avec désinfectants.  
DE: DGUV Regel 107-002 (BGR 206) "travaux de désinfection en service de la santé".

**\* RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**\* 8.1 Paramètres de contrôle**

**\* Valeurs limites au poste de travail**

n°CAS	N°CE	Agent	valeur limite au poste de travail
107-21-1	203-473-3	Éthylène-glycol	20 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 52 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 40 Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 104 à résorption cutanée 2000/39/CE
141-43-5	205-483-3	2-aminoéthanol	1 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 2,5 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 3 Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 7,6 à résorption cutanée 2006/15/CE
141-43-5	205-483-3	2-Aminoethanol	1 (1) [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 2,5 (1) [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 3 (1)(2) Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 7,6 (1)(2) (1) Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. (2) 15 minutes average value (BE)
107-21-1	203-473-3	Ethane-1,2-diol, particulate	20 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 52 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 40 Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 104 (BE)



Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

n°CAS	N°CE	Agent	valeur limite au poste de travail
107-21-1	203-473-3	Ethane-1,2-diol	20 (1)(2) [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 52 (1)(2) [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 40 (1)(2)(3) Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 104 (1)(2)(3) (1) Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air. (2) Additional indication "M" means that irritation occurs when the exposure exceeds the limit value or there is a risk of acute poisoning. The work process must be designed in such a way that the exposure never exceeds the limit value. For evaluation, the sampled period should be as short as possible. However, the sampled period shall be long enough to perform a reliable measurement. The measured result shall be related to the considered period. (3) 15 minutes average value (BE)
141-43-5	205-483-3	2-Aminoethanol	2 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 5 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 4 Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 10 (CH)
107-21-1	203-473-3	Ethane-1,2-diol, particulate	10 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 26 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 20 Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 52 (CH)
107-21-1	203-473-3	Ethane-1,2-diol, vapour	10 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 26 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 20 Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 52 (CH)
2372-82-9	219-145-8	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	0,05 (1) [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 0,4 (1)(2) (1) Inhalable fraction (2) 15 minutes average value (CH)
141-43-5	205-483-3	2-Aminoethanol	1 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 2,5 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 3 (1) Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 7,6 (1) <b>Bold type: Restrictive statutory limit values</b> Skin (1) 15 minutes average value (F)
107-21-1	203-473-3	Ethane-1,2-diol, vapour	20 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)] 52 [mg/m <sup>3</sup> ] Court terme(ml/m <sup>3</sup> ) 40 (1) Court terme(mg/m <sup>3</sup> ) 104 (1) <i>Italic type: Indicative statutory limit values</i> Skin (1) 15 minutes average value (F)



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

\*

<b>DNEL salarié</b>				
n°CAS	Agent	DNEL valeur	DNEL type	Remarque
94667-33-1	propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium	0.5 mg/m <sup>3</sup>	long terme par inhalation (systémique)	Facteur d'évaluation 12.5
94667-33-1	propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium	0.7 mg/kg p.c. /jour	long terme dermique (systémique)	Facteur d'évaluation 17.5
2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine	0.789 mg/m <sup>3</sup>	long terme par inhalation (systémique)	Facteur d'évaluation 12.5
2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine	8.96 mg/kg p.c. /jour	long terme dermique (systémique)	Facteur d'évaluation 50
141-43-5	2-aminoéthanol	3 mg/kg p.c. /jour	long terme dermique (systémique)	Facteur d'évaluation 100
141-43-5	2-aminoéthanol	0.51 mg/m <sup>3</sup>	long terme par inhalation (local)	
141-43-5	2-aminoéthanol	1 mg/m <sup>3</sup>	long terme par inhalation (systémique)	Facteur d'évaluation 75

\*

<b>PNEC</b>				
n°CAS	Agent	PNEC Valeur	PNEC type	Remarque
68515-73-1	alkylpolyglycoside	0.176 mg/L	eaux, eau douce	Facteur d'évaluation 10
68515-73-1	alkylpolyglycoside	560 mg/L	station d'épuration (STP)	Facteur d'évaluation 1
94667-33-1	propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium	0.001 mg/L	eaux, eau douce	Facteur d'évaluation 10
94667-33-1	propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium	0.118 mg/L	station d'épuration (STP)	Facteur d'évaluation 100
2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine	0.001 mg/L	eaux, eau douce	Facteur d'évaluation 10
2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine	0.18 mg/L	station d'épuration (STP)	Facteur d'évaluation 100
141-43-5	2-aminoéthanol	0.07 mg/L	eaux, eau douce	Facteur d'évaluation 10
141-43-5	2-aminoéthanol	100 mg/L	station d'épuration (STP)	Facteur d'évaluation 10

## 8.2 Contrôle de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Mesures techniques pour éviter l'exposition

Ventilation technique en cas d'exposition continue ou à des températures de bain plus élevées.

### Protection individuelle

#### Protection yeux/visage

lunettes assurant une protection complète des yeux

#### Protection des mains

gants résistant aux produits chimiques

Indications se référant au matériel des gants de protection [exécution/type, épaisseur]: FKM, 0,4mm.

Indications se référant au matériel des gants de protection [exécution/type, épaisseur]: NBR, 0,35mm.

Indications se référant au matériel des gants de protection [exécution/type, épaisseur]: Butyl, 0,5mm.

#### Protection corporelle:

vêtement de protection léger

#### Protection respiratoire

Une protection respiratoire est nécessaire lors de:

aspiration insuffisante

effet prolongé

Appareil de protection respiratoire approprié:

filtre à combinaison multiple ABEK/P3



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

**Mesures techniques pour éviter l'exposition**

Évitez la pénétration dans la terre/le sous-sol.  
Ne pas rejeter dans les eaux superficielles.

**\* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**État physique**

liquide

**Couleur**

vert

**Odeur**

de menthe et d'amine

**Données de sécurité**

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Seuil olfactif:			2-aminoéthanol: 5,3 - 11 mg/m <sup>3</sup> (2,1 - 4,3 ppm).
Point de fusion/point de congélation	Point de solidification		non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition			non déterminé
inflammabilité	solide		non applicable
inflammabilité	gazeux		non applicable
Limites inférieure et supérieure d'explosion	Limite supérieure d'explosivité 13.1 Vol-%		Valeur pour 2-aminoéthanol.
Limites inférieure et supérieure d'explosion	Limite inférieure d'explosivité 2.5 Vol-%		Valeur pour 2-aminoéthanol.
Point éclair	> 63 °C		
Température d'auto-inflammabilité	264 °C		Valeur pour propionate de N,N-Didécyl-N-méthylpoly(oxyéthyl)ammonium.
Température de décomposition	≥ 100 °C		
pH	dans l'état fourni env. 11.5 (20°C)		
Viscosité			non déterminé
solubilité(s)	Solubilité dans l'eau		miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	0.34		Valeur pour N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine.
Pression de vapeur	env. 25 hPa (20°C)		
Densité et densité relative	1.01- 1.02 g/cm <sup>3</sup> (20°C)		
Densité de vapeur relative	2.1		Valeur pour 2-aminoéthanol.
caractéristiques des particules			non applicable (liquide).



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

\* **9.2 Autres informations**

\* **Informations sur les classes de danger physique**

\* **Explosifs**

\* **Estimation/classification**

Le mélange ne contient pas de substances explosibles (CLP I 2.1.4.3 a).  
CLP I 2.1.4.3 a: La méthode de classification ne s'applique pas car il n'y a pas, dans la molécule, de groupes chimiques associés à des propriétés explosives.

\* **gaz inflammables**

\* **Estimation/classification**

non applicable (liquide).

\* **Aérosols**

\* **Estimation/classification**

non significative - aucun aérosol.  
Les critères de classification pour la classe de danger ne sont pas conformes à la définition.

\* **Gaz comburant**

\* **Estimation/classification**

non applicable (liquide).

\* **gaz sous pression**

\* **Estimation/classification**

non applicable (liquide - aucun gaz dissous).

\* **liquides inflammables**

**Caractéristiques en matière de sécurité**

	Valeur	Méthode, Résultat	Source, Remarque
Point éclair (°C)	> 60 °C		

\* **Estimation/classification**

Le mélange n'est pas classé comme liquides inflammables.  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

\* **solides inflammables**

\* **Estimation/classification**

non applicable (liquide).

\* **Matières et mélanges auto-réactifs**

\* **Estimation/classification**

Le mélange ne contient pas de substances autoréactifs (CLP I 2.8.4.2 a).  
CLP I 2.8.4.2 a: Il n'y a pas, dans la molécule, de groupes chimiques associés à des propriétés explosives ou autoréactives.

\* **Liquides pyrophoriques**

\* **Estimation/classification**

Le mélange ne contient pas de substances pyrophoriques - non spontanément inflammable (CLP I 2.9.4.1).  
CLP I 2.9.4.1: Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour les liquides pyrophoriques lorsque l'expérience acquise dans la fabrication ou l'utilisation d'une substance ou d'un mélange montre que celle-ci/celui-ci ne s'enflamme pas spontanément au contact de l'air à température normale, c'est-à-dire que la substance demeure notoirement stable à température ambiante pendant une durée prolongée (plusieurs jours).

\* **Matières solides pyrophoriques**

\* **Estimation/classification**

non applicable (liquide).



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

\* **matières et mélanges auto-échauffants**

\* **Estimation/classification**

Le mélange ne contient pas de substances auto-échauffants.

\* **Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables**

\* **Estimation/classification**

non significative - ne dégage pas au contact de l'eau des gaz inflammables (CLP I 2.12.4.1).  
CLP I 2.12.4.1: Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour cette classe: a) si la structure chimique de la substance ou du mélange ne contient pas de métaux ou de métalloïdes; ou b) si l'expérience acquise dans la production ou la manipulation de cette substance ou de ce mélange montre qu'elle/il ne réagit pas avec l'eau, par exemple si la substance est fabriquée avec adjonction d'eau ou lavée à l'eau; ou c) s'il est avéré que la substance ou le mélange est soluble dans l'eau et donne un mélange stable.

\* **Liquides comburants**

\* **Estimation/classification**

Le mélange ne contient pas de substances comburantes.

\* **Matières solides comburantes**

\* **Estimation/classification**

non applicable (liquide).

\* **Peroxydes organiques**

\* **Estimation/classification**

Le mélange ne contient pas de peroxydes organiques.

\* **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux**

**Caractéristiques en matière de sécurité**

	Valeur	Méthode, Résultat	Source, Remarque
Taux de corrosion (mm aluminium/année)	> 6.25 mm/a	Jugement d'experts et éléments de preuve.	
Taux de corrosion (mm acier/année)			non disponible

\* **Estimation/classification**

Le mélange est classé comme corrosif pour les métaux (Met. Corr. 1 H290).

\* **Explosibles désensibilisés**

\* **Estimation/classification**

Le mélange ne contient pas de substances explosibles désensibilisés.

**Autres caractéristiques de sécurité**

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Taux d'évaporation			eau: 0,36 (ASTM D3539).
Teneur en solvant	< 7.5 %		
Propriétés explosives			aucune
Propriétés comburantes			aucune

\* **Autres informations**

Aucune autre information significative disponible.

\* **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

\* **10.1 Réactivité**

Réaction exothermique avec:  
Acide  
Aucune autre réaction dangereuse connue s'il est utilisé conformément aux prescriptions.



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**10.2 Stabilité chimique**

Le produit est stable à la température ambiante.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réagit au contact des agents d'oxydation.  
Réagit au contact des acides forts.  
Réagit au contact de l'acide nitrique.

**10.4 Conditions à éviter**

Chaleur et rayonnement direct du soleil.

**10.5 Matières incompatibles**

Réagit au contact des acides forts.  
Agent oxydant  
Acide nitrique

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Le produit ne se décompose pas s'il est utilisé conformément aux prescriptions.

**\* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

**\* Toxicité aiguë**

**\* Données d'animaux**

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Toxicité orale aiguë	1000- 1500 mg/kg	ATE: Estimation de la toxicité aiguë	
	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl- N-méthyl- poly(oxyéthyl)ammonium DL50: 1157 mg/kg Espèce Rat		
	n°CAS2372-82-9 N-(3- aminopropyl)-N- dodécylpropane-1,3- diamine DL50: 261 mg/kg Espèce Rat		
	n°CAS107-21-1 éthanediol 750 mg/kg		LDLo
	n°CAS141-43-5 2- aminoéthanol DL50: 1089 mg/kg Espèce Rat		
Toxicité dermique aiguë	env. 4000 mg/kg	ATE: Estimation de la toxicité aiguë	
	n°CAS141-43-5 2- aminoéthanol DL50: 1025 mg/kg Espèce Lapin		
Toxicité inhalatrice aiguë	Toxicité inhalatrice aiguë (vapeur) > 50 mg/L	ATE: Estimation de la toxicité aiguë	
	n°CAS141-43-5 2- aminoéthanol Toxicité inhalatrice aiguë (vapeur) 11 mg/L	ATE: Estimation de la toxicité aiguë	



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

- \* **Estimation/classification**  
Nocif en cas d'ingestion.  
Peut être nocif par contact cutané.
- \* **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
- Données d'animaux**
- | Résultat / Évaluation | Méthode            | Source, Remarque |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| fortement caustique.  | Méthode de calcul. |                  |
- \* **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
- Données d'animaux**
- | Résultat / Évaluation | Méthode            | Source, Remarque |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| fortement caustique.  | Méthode de calcul. |                  |
- \* **Sensibilisation respiratoire**
- \* **Estimation/classification**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- \* **Sensibilisation cutanée**
- Données d'animaux**
- | Résultat / Évaluation                                   | Dose / Concentration | Méthode            | Source, Remarque |
|---|----------------------|--------------------|------------------|
| Le mélange n'est pas classé comme sensibilisant cutané. |                      | Méthode de calcul. |                  |
- \* **Mutagenicité sur les cellules germinales**
- \* **Estimation/classification**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- \* **Cancerogénité**
- \* **Estimation/classification**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- \* **Toxicité pour la reproduction**
- \* **Estimation/classification**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- \* **Evaluation résumée des propriétés CMR**  
Le mélange n'est pas classé comme mutagène / n'est pas classé comme cancérogène / n'est pas classé comme toxique pour la reproduction.
- \* **Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**
- \* **STOT SE 1 et 2**
- \* **Estimation/classification**  
Le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible (exposition unique).  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- \* **STOT SE 3**
- \* **Irritation des voix respiratoires**
- \* **Estimation/classification**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- \* **Effet narcotique**
- \* **Estimation/classification**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

\* **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

\* **Estimation/classification**

STOT RE 2 H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

\* **Danger par aspiration**

\* **Estimation/classification**

Le mélange n'est pas classé comme dangereux par aspiration.  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Propriétés perturbant le système endocrinien			Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

\* **Autres informations**

Provoque de graves brûlures.

\* **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

\* **12.1 Toxicité**

\* **Toxicité aquatique**

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson	CL50: 1.7 mg/L	calculé.	
	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl- N-méthyl- poly(oxyéthyl)ammonium CL50: 0.52 mg/L Espèce Lepomis macrochirus (crapet arlequin) Durée du test 96 h		
	n°CAS2372-82-9 N-(3- aminopropyl)-N- dodécylpropane-1,3- diamine CL50: 0.431 mg/L Espèce Danio rerio Durée du test 96 h	OCDE 203	
	n°CAS141-43-5 2- aminoéthanol CL50: 150 mg/L Espèce Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) Durée du test 96 h		
Toxicité chronique (à long terme) pour les poissons	EqNOEC 0.019 mg/L	calculé.	
	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl- N-méthyl- poly(oxyéthyl)ammonium NOEC 0.032 mg/L Durée du test 34 d		



Fiche de données de sécurité conformément au  
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

	Dose efficace	Méthode, Évaluation	Source, Remarque
Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol NOEC 1.24 mg/L Espèce Oryzias latipes (Ricefish) Durée du test 41 d	OCDE 210	
	EC50 0.3 mg/L	calculé.	
	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium EC50 0.07 mg/L Espèce Daphnia magna (puce d'eau géante) Durée du test 48 h	OCDE 202	
Toxicité chronique (à long terme) pour les invertébrés aquatiques	n°CAS2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine EC50 0.073 mg/L Espèce Daphnia magna (puce d'eau géante) Durée du test 48 h		
	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol EC50 65 mg/L Espèce Daphnia magna (puce d'eau géante) Durée du test 48 h		
	EqNOEC 0.013 mg/L	calculé.	
Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les algues et les cyanobactéries	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium NOEC 0.018 mg/L Durée du test 21 d		
	n°CAS2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine NOEC 0.024 mg/L Espèce Daphnia magna (puce d'eau géante) Durée du test 21 d	OCDE 211	
	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol NOEC 0.85 mg/L Espèce Daphnia magna (puce d'eau géante) Durée du test 21 d		
	EC50 0.1 mg/L	calculé.	
	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium EC50 0.15 mg/L Espèce Desmodesmus subspicatus Durée du test 72 h	OCDE 201	



Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

	Dose efficace	Méthode, Évaluation	Source, Remarque
	n°CAS2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine ErC50: 0.015 mg/L Espèce Selenastrum capricornutum Durée du test 72 h	OCDE 201	
	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol EC50 2.8 mg/L Espèce Pseudokirchneriella subcapitata Durée du test 72 h		
Toxicité aquatique chronique (à long terme) pour les algues et cyanobactéries	EqNOEC 0.023 mg/L	calculé.	
	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium NOEC: 0.044 mg/L Espèce Desmodesmus subspicatus Durée du test 72 h	OCDE 201	
	n°CAS2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine EC10: 0.0095 mg/L Espèce Selenastrum capricornutum Durée du test 72 h	OCDE 201	
	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol NOEC: 1 mg/L Espèce Selenastrum capricornutum Durée du test 72 h		
	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol EC5: 0.75 mg/L Espèce Scenedesmus quadricauda Durée du test 8 d		
Toxicité sur autres organismes aquatiques	non déterminé		
Toxicité sur les microorganismes	non déterminé		

\* **Estimation/classification**

Très toxique pour les organismes aquatiques.  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

\* **12.2 Persistance et dégradabilité**

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Biodégradation			Biodégradable.
Biodégradation	Taux de décomposition 100 % Durée du test 28 d	OCDE 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B	n°CAS68515-73-1 alkylpolyglycoside
Biodégradation	Taux de décomposition 34 % Durée du test 29 d	OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C	n°CAS94667-33-1 propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium
Biodégradation	Taux de décomposition 79 % Durée du test 28 d	OCDE 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	n°CAS2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine



Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Biodégradation	Taux de décomposition 90-100 % Durée du test 10 d	OCDE 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A	n°CAS107-21-1 éthanediol
Biodégradation	Taux de décomposition > 90 % Durée du test 21 d	OCDE 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol
Biodégradation	Taux de décomposition 90-100 % Durée du test 28 d	OCDE 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D	n°CAS141-43-5 2-aminoéthanol

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Estimation/classification

propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium: A le potentiel de bioaccumulation.  
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine: faible potentiel de bioaccumulation (log Kow: 0,34).  
alkylpolyglycoside: L'accumulation significative dans les organismes n'est pas prévue (log Kow: 1,7).  
éthylène-glycol: L'accumulation dans les organismes n'est pas prévue (log Kow: -1,36).  
2-aminoéthanol: L'accumulation dans les organismes n'est pas prévue (log Kow: -1,3).

### 12.4 Mobilité dans le sol

#### Estimation/classification

propionate de N,N-Didecyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium: immobile, forte adsorption sur le sol.  
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine: immobile, forte adsorption sur le sol.  
alkylpolyglycoside: Adsorption faible sur le sol (Koc: ~50).  
éthylène-glycol: L'adsorption sur le sol n'est pas prévue.  
2-aminoéthanol: L'adsorption sur le sol n'est pas prévue.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

D'après la recette le produit ne contient pas de substances PBT/vPvB.

### \* 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Propriétés perturbant le système endocrinien			Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### \* 12.7 Autres effets nocifs

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Potentiel de dégradation de l'ozone (ODP):			Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Autres informations écotoxicologiques

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Demande chimique en oxygène (DCO)	env. 1.1 g O2/g		
AOX			D'après la recette le produit ne contient pas d'halogènes liés organiquement.



Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**Informations complémentaires**

Les agents de surface dans notre produit sont biodégradables selon l'annexe III du Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents.

Danger aigu pour le milieu aquatique: Aquatic Acute 1 H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.

Danger chronique pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 2 H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

Eviter le contact du produit avec les eaux de source ou les eaux de surface.

Aucune autre information significative disponible.

**\* RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**\* 13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**\* Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV**

Code des déchets produit	Désignation des déchets
070601 *	eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
150110 *	emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus
161003 *	concentrés aqueux contenant des substances dangereuses
Code des déchets conditionnement	Désignation des déchets
150110 *	emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

**Élimination appropriée / Produit**

Ne pas éliminer avec des déchets domestiques.

Traiter dans un centre d'élimination pour déchets spéciaux, en respectant les prescriptions correspondantes.

Élimination selon la loi "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".

**\* Élimination appropriée / Emballage**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

**\* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

	Transport par voie terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)
<b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>	ONU 1903	ONU 1903	ONU 1903
<b>14.2 Nom d'expédition des Nations unies</b>	DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)	Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)
<b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>	8	8	8
<b>14.4 Groupe d'emballage</b>	II	II	II
<b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>	-	-	-

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

aucune

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

négligeable

**Modes de transport**

Respecter les réglementations relatives à la dispense concernant des petites quantités de produit.



Fiche de données de sécurité conformément au  
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

Numéro ONU ou numéro d'identification	ONU 1903
Nom d'expédition des Nations unies	DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)
Classe(s) de danger pour le transport	8
Étiquette de danger	8
Code de classification	C9
Groupe d'emballage	II
Dangers pour l'environnement	-
Quantité limitée (LQ)	1 L
Dispositions particulières	274
Code de restriction en tunnel	E

**Remarque**

Dangereux pour l'environnement: non soumis à étiquetage selon ADR 3.3 DS 375 pour récipient jusqu'à 5 litres.

**Transport maritime (IMDG)**

Numéro ONU ou numéro d'identification	ONU 1903
Nom d'expédition des Nations unies	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)
Classe(s) de danger pour le transport	8
Groupe d'emballage	II
Dangers pour l'environnement	-
Quantité limitée (LQ)	1 L
Polluant marin	Non
EmS	F-A, S-B

**Remarque**

Marine polluant (Environmentally Hazardous): not require labeling according to IMDG-Code, 2.10.2.7 for containers up to 5 litre.

**Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Numéro ONU ou numéro d'identification	ONU 1903
Nom d'expédition des Nations unies	Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)
Classe(s) de danger pour le transport	8
Groupe d'emballage	II
Dangers pour l'environnement	-

**Remarque**

Environmentally Hazardous: not require labeling according to IATA, A197 for containers up to 5 litre.

**\* RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

\* **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

\* **Réglementations EU**

**Autorisations**  
négligeable



**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

\* **Limites d'utilisation**

Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH), Annexe XVII No 3 - non signifiante s'il est utilisé conformément aux prescriptions.  
Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH), Annexe XVII No 75 - non signifiante s'il est utilisé conformément aux prescriptions.

\* **Notice explicative sur la limite d'occupation**

Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).  
Tenir compte des restrictions prévues par le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE) concernant les femmes enceintes ou allaitant.

\* **autres réglementations (UE)**

**À observer:**

Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents  
Directive 2012/18/UE, Annexe I: E1.

\* **Directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles [Industrial Emissions Directive] COV**

Teneur en COV, état de livraison 5.6 %

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

\* **Directives nationales**

Pour ce mélange aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été faite.

\* **RUBRIQUE 16: Autres informations**

\* **Abréviations et acronymes**

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

ASTM: Société américaine pour les essais des matériaux

ATE: Estimation de la toxicité aiguë

AVV: Ordonnance de transfert de déchets (DE)

DGR: Règlement sur les marchandises dangereuses (IATA)

DNEL: dose dérivée sans effet

EmS: procédures d'urgence

ErC50: Concentration efficace 50 % (concentration d'inhibition) du taux de croissance

IATA: International Air Transport Association

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale

IMDG: Marchandises dangereuses dans le transport maritime international

IMO: International Maritime Organization

JArbSchG: Loi relative à la protection des jeunes au travail (DE)

LDL0: Dose létale faible

OECD: Organisation de Coopération et de Développement Économiques

PBT: persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC: Concentration prédite sans effet

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

SCL: Specific concentration limit

TI: Instruction technique

TRGS: Règles techniques pour les substances dangereuses

VOC: Composés organiques volatils

vPvB: très persistantes et très bioaccumulables

**Références littéraires et sources importantes des données**

Agence européenne des produits chimiques, <http://echa.europa.eu/>.

Informations de nos fournisseurs.

**Indications diverses**

Respecter la législation nationale et locale en vigueur relative à des produits chimiques.

Ces données correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de produit sur contrat.

**Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)**

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.



Fiche de données de sécurité conformément au  
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**EC 55**

Date d'édition 16.12.2022  
Date d'exécution 02.12.2022  
Version 2.3 (fr)  
remplace la version de 04.12.2018 (2.2)

---

H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Indications de changement**

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente