

# ENCORE® Latex Underglove

OPERATIONSHANDSCHUHE

## Puderfreier grüner OP- Unterhandschuh für eine einfache Doppelbehandschuhung

### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Enthält Glycerin und Polydimethylsiloxan, die Feuchtigkeit speichern und die Haut rehydrieren.
- Die Außenfläche mit geringem Reibungswiderstand ermöglicht müheloses Anziehen und optimalen Tragekomfort bei Doppelbehandschuhung.
- Grüne Farbe für einfaches Erkennen von Beschädigungen des Handschuhs
- Die Innenschicht mit DERMASHIELD™-Technologie ermöglicht dank der Feuchtigkeit spendenden Eigenschaften ein müheloses Anziehen mit trockenen und feuchten Händen und Wechseln während der Operation.

*WARNHINWEIS: Eine sichere Verwendung dieses Handschuhs von Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde bisher noch nicht durch entsprechende Tests bestätigt. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.*

### Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere hochriskante Eingriffe in der Orthopädie, Traumachirurgie und Kardiologie
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen
- Einfaches Erkennen von Beschädigungen des Handschuhs
- Ideal als Unterhandschuh bei einer Doppelbehandschuhung

### INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



## ENCORE® Vertrauen und Leistungsfähigkeit

Dieser Handschuh genießt größtes Vertrauen bei Chirurgen, OP-Pflegepersonal und chirurgisch-technischen Assistenten, die neben einem optimalen Schutz auch höchste Ansprüche an Fingerbeweglichkeit, Tragekomfort, Griffsicherheit und ihre eigene Leistungsfähigkeit stellen.

# ENCORE® Latex Underglove

OPERATIONSHANDSCHUHE

## PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Grün
Dicke	Micro
Manschetten-Stil	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	HYDRASOFT™-Beschichtung
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Niedrig
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	330113055	330113060	330113065	330113070	330113075	330113080	330113085	330113090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

**Nordamerika**  
Tel. (USA): +1 800 952 9916  
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854  
E-Mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tel (USA): 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mittel- und Südamerika**  
Tel.: +52 (442) 296 20 50  
E-Mail: cslac@ansell.com  
**Brasilien**  
Tel.: + 55 11 3356 3100  
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-Mail: info@ansell.eu

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-Mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tel.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien und Neuseeland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-Mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
Tel.: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com