

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 11/09/2008

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 115-039.2

Data revisione: 12/08/2015

Numero Revisione: 1

EndoRez® Points

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: 1832, 1833, 1631, 1632, 1633, 1675, 1676, 1705, 1834, 1835, 1836, 1837, 3355, 3356

Denominazione Prodotto: EndoREZ® Points

Descrizione prodotto: Punte in resina ricoperte di gutta perca

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Materiale di riempimento del canale ad uso professionale

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
D-51149 Köln (GERMANY)
Email: infoDE@ultradent.com
Tel emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703)-527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

La miscela è stata valutata e/o testata relativamente ai pericoli fisici, per la salute, e per l'ambiente e si applica la seguente classificazione

Simboli di Pericolo: Xi
Frase R: R36/37/38, R43

Classificazione in conformità con il Regolamento CE N°1272/2008 (CPL)

Salute: Irritazione pelle, Categoria 2
Sensibilizzazione pelle, Categoria 1

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione in conformità con la direttiva 1999/45/EC
Pittogrammi di pericolo:

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 11/09/2008

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 115-039.2

Data revisione: 12/08/2015

Numero Revisione: 1

EndoRez® Points

Xi



Irritante

Frasi R e S:

R36/37/38: Irritante per occhi apparato respiratorio e pelle

R43: Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle

Classificazione in conformità con il Regolamento CE N°1272/2008 (CPL)

Pittogrammi di pericolo:



Punto esclamativo

Avvertenze: PERICOLO

Frasi di Pericolo:

H315: Causa irritazione alla pelle

H317: Può causare una reazione allergica alla pelle

Consigli di Prudenza

Prevenzione: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso

Reazione:

P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti

P337+ P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

Stoccaggio: P273 – Non disperdere nell'ambiente

Smaltimento: P501 Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Nessuna reazione avversa

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 11/09/2008

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 115-039.2

Data revisione: 12/08/2015

Numero Revisione: 1

EndoRez® Points

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Denominazione chimica	CAS	EINECS	CONTE NUTO %	Classificazione in conformità con la direttiva 67/548/EEC	Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)
Diacrilato di poli(etilenglicole)	26570-48-9	N/A	<1%	Xi; R36/37/38; R22; R43	Irr. Pelle, Cat. 2; Sens. Pelle, Cat. 1; DAN. OCCHI, Cat. 1; H302; H315; H317; H318

Consultare la sezione 16 per il testo completo delle Frasi R e H

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Lavare gli occhi con acqua per 5 minuti. Richiedere intervento medico se si sviluppa o persiste un'irritazione.

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone. Richiedere intervento medico se si sviluppa o persiste un'irritazione.

Ingestione: Se ingerito in quantità ridotte il prodotto è innocuo, in caso contrario consultare un dottore.

Inalazione: Non è previsto nessun trattamento specifico dato che il materiale non è considerato pericoloso per inalazione. Se si è esposti a eccessivi livelli di polveri o fumi, portarsi all'aria aperta e richiedere intervento medico se si sviluppano tosse o altri sintomi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Può causare irritazione meccanica agli occhi

Pelle: Può causare irritazione e sensibilizzazione alla pelle

Ingestione: Può essere nocivo se ingerito in grosse quantità

Inalazione: Nessun effetto atteso per questo prodotto

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Non applicabile

5. MISURE ANTINCENDIO

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 11/09/2008

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 115-039.2

Data revisione: 12/08/2015

Numero Revisione: 1

EndoRez® Points

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: Consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti a combustione pericolosa: Nessuno risaputo

Pericolo di esplosione: Non determinato

Esplosione di incendio: Non determinato

Sensibilità alla scarica statica: Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Procedure di base: evacuare il personale; utilizzare un equipaggiamento antincendio protettivo adeguato. Utilizzare un apparecchio di respirazione autonomo quando il prodotto è coinvolto nell'incendio.

Attrezzatura antincendio: Schiuma, chimico secco e diossido di carbonio (CO₂)

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedure generali: Fare riferimento alla sezione 8 Dispositivi di Protezione Personale

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non applicabile

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Grandi perdite: Spazzare o aspirare le perdite e collocarle in un contenitore per lo smaltimento.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Procedure generali: Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti

Precauzioni nella manipolazione: Utilizzare adeguati dispositivi di protezione

Precauzioni nello stoccaggio: Consultare l'etichetta del prodotto

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Vita del prodotto: Consultare l'etichetta del prodotto

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: Materiale di riempimento del canale dentale ad uso dentale professionale

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 11/09/2008

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 115-039.2

Data revisione: 12/08/2015

Numero Revisione: 1

EndoRez® Points

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Non determinati

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Indossare occhiali protettivi

Protezione pelle: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Protezione sistema respiratorio: Una buona ventilazione generale sarebbe sufficiente a tenere sotto controllo i livelli di particelle nell'aria

9. PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Solido

Colore: Dipende dal colore

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: Non determinata

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Reattività: Stabile

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se conservato e manipolato secondo le condizioni raccomandate

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: Nessuna

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Acidi forti, basi forti e agenti ossidanti

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Non applicabile

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Monossido di carbonio, diossido di carbonio, idrocarburi, zinco

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è biocompatibile se usato come indicato da professionisti dentali in base alla ISO 10993-1

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 11/09/2008

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 115-039.2

Data revisione: 12/08/2015

Numero Revisione: 1

EndoRez® Points

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica (acuta):

LC50 – 96 ore: Non determinato

EC50 – 48 ore: Non determinato

EC50 – 96 ore: Non determinato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non determinato

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Non facilmente biodegradabile

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: Non applicabile

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Materiale non pericoloso

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione pericolo: Non applicabile

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante ambientale #1: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale : Materiale non pericoloso

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 11/09/2008

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 115-039.2

Data revisione: 12/08/2015

Numero Revisione: 1

EndoRez® Points

RID- Ferroviaria: Materiale non pericoloso

IMDG – via mare: Materiale non pericoloso

IATA - Aerea: Materiale non pericoloso

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: Materiale non pericoloso

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare sezione 11

Informazioni aggiuntive: Questo prodotto non è considerato pericoloso per il trasporto

16. ALTRE INFORMAZIONI

Fraasi R Rilevanti e/o indicazioni di pericolo H (sigla e testo per esteso)

R22: Nocivo se ingerito

R36/37/38: Irritante per gli occhi, sistema respiratorio e pelle

R43: Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle

DAN OCCHI, Cat. 1: Danni Occhi, Categoria 1

Irr. Pelle, Cat. 2: Irritazione pelle, Categoria 2

Sensib. Pelle, Cat 1: Sensibilizzazione pelle, Categoria 1

H302: Nocivo per ingestione

H315: Causa irritazione alla pelle

H317: Può causare una reazione allergica alla pelle

H318: Causa gravi danni agli occhi

Preparato da: Anu Kattoju

Revisione: This SDS replaces the 09/11/2008 SDS. Revised: **Section 1:** Date-Revised

Informazioni generali: N/A=Non applicabile

Informazioni aggiuntive della scheda di sicurezza: Revisione #1

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.