

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

**Nombre comercial :** FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
**Revisión :** 19.02.2026  
**Fecha de edición :** 09.06.2026

**Versión (Revisión) :** 6.0.0 (5.1.0)

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
Identificador único de la fórmula : no procede

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos relevantes identificados

FD 360 limpia y mantiene cualquier tapicería de cuero y contribuye con ello esencialmente a la conservación de los sillones de tratamiento y otras fundas de cuero.

##### Categoría de productos [PC]

PC 35 - Productos de lavado y limpieza

##### Usos no recomendados

Ninguna al usar según las indicaciones.

##### Observación

El producto es para uso profesional.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Proveedor

orochemie GmbH + Co. KG

**Calle :** Max-Planck-Straße 27

**Código postal/Ciudad :** 70806 Kornwestheim

**Teléfono :** +49 7154 1308-0

**Telefax :** +49 7154 1308-40

**Persona de contacto para informaciones :** DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321

Bietigheim-Bissingen, Germany

Tel: +49 7142 705-0, Fax.: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

en España:

DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U., C/Serra de la Salut, nº 11-Nave 6, Pol. Ind. Santiga, 08210 Barbera del Valles, Barcelona, Spain, spain@duerrdental.com

#### 1.4 Teléfono de emergencia

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Peligroso para el medio ambiente acuático : Crónica 3 ; Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

##### Procedimiento de clasificación

La clasificación se efectuó según los métodos de evaluación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] y nuestros propios análisis.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

##### Indicaciones de peligro

H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.3 Otros peligros

##### Posibles efectos peligrosos y síntomas para seres humanos

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

##### Posibles efectos perjudicantes para el medio ambiente

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

**Nombre comercial :** FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
**Revisión :** 19.02.2026  
**Fecha de edición :** 09.06.2026

**Versión (Revisión) :** 6.0.0 (5.1.0)

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

La mezcla contiene de las sustancias que cumplen con los criterios de sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT/VPvB) de acuerdo con la Reglamentación (Comunidad Europea [EC]) n.º 1907/2006, Anexo XIII. Consulte la SECCIÓN 3 de esta hoja de datos de seguridad.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2 Mezclas

##### Descripción

FD 360 contiene surfactantes especiales, compuestos de silicona y componentes de mantenimiento basados en aceite de aguacate.

##### Componentes peligrosos

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; N.º CAS : 134737-05-6

Partes por peso :  $\geq 1 - < 5 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

ALCOHOL SECUNDARIO, ETOXILADO ( > 5 - 15 OE) ; Número-REACH : - ; N.º CAS : 68131-40-8

Partes por peso :  $\geq 1 - < 3 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO ; N.º CE : 209-136-7; N.º CAS : 556-67-2

Partes por peso :  $\geq 0,025 - < 0,05 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Repr. 2 ; H361f Aquatic Chronic 1 ; H410 PBT ; EUH440 mPmB; EUH441

Límites de concentración específicos: (M=10)

##### Advertencias complementarias

Para obtener el texto completo de las declaraciones sobre sustancias peligrosas y sustancias peligrosas para la UE, consulte la SECCIÓN 16.

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

##### Informaciones generales

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

##### En caso de inhalación

No son necesarias medidas especiales.

##### En caso de contacto con la piel

Lavar abundantemente con agua. En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

##### En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo.

##### En caso de ingestión

No son necesarias medidas especiales. Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga contracciones espasmódicas.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguno

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
Revisión : 19.02.2026  
Fecha de edición : 09.06.2026

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.1.0)

### 5.1 Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) Polvo extintor Chorro de agua pulverizado Dispersión finísima de agua El producto en sí no es combustible. Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.

#### Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se conocen.

#### Productos de combustión peligrosos

No se conocen.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Adaptar equipo protector al incendio circundante.

#### Equipo especial de protección en caso de incendio

Adaptar equipo protector al incendio circundante.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar equipamiento de protección personal. Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Usar equipamiento de protección personal. Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

#### Para el personal de emergencia

##### Protección individual

Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No son necesarias medidas especiales.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

#### Para limpieza

No son necesarias medidas especiales.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Ninguno

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. Observar los avisos de seguridad y las instrucciones de uso del envase.

#### Medidas de protección

##### Medidas de protección contra incendios

Medidas usuales de prevención de la defensa contra incendios. No fumar durante su utilización.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes

Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

#### Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Almacenar separado de alimentos.

### 7.3 Usos específicos finales

Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

**Nombre comercial :** FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
**Revisión :** 19.02.2026  
**Fecha de edición :** 09.06.2026

**Versión (Revisión) :** 6.0.0 (5.1.0)

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1 Parámetros de control

##### Valores DNEL/PNEC

No se disponen de indicaciones sobre la preparación.

##### DNEL/DMEL

OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de valor límite :     | DNEL Consumidor (local y sistémico) |
| Vía de exposición :        | Inhalación                          |
| Frecuencia de exposición : | Largo plazo                         |
| Valor límite :             | 13 mg/m <sup>3</sup>                |
| Tipo de valor límite :     | DNEL Consumidor (sistémico)         |
| Vía de exposición :        | Oral                                |
| Frecuencia de exposición : | Largo plazo                         |
| Valor límite :             | 3,7 mg/kg                           |
| Tipo de valor límite :     | DNEL trabajador (local y sistémico) |
| Vía de exposición :        | Inhalación                          |
| Frecuencia de exposición : | Largo plazo                         |
| Valor límite :             | 73 mg/m <sup>3</sup>                |

##### PNEC

OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Tipo de valor límite : | PNEC (Aguas, Agua dulce)      |
| Valor límite :         | 1,5 µg/l                      |
| Tipo de valor límite : | PNEC (Aguas, Agua de mar)     |
| Valor límite :         | 0,15 µg/l                     |
| Tipo de valor límite : | PNEC (Sedimento, agua dulce)  |
| Valor límite :         | 3 mg/kg                       |
| Tipo de valor límite : | PNEC (Sedimento, agua de mar) |
| Valor límite :         | 0,3 mg/kg                     |
| Tipo de valor límite : | PNEC (Tierra)                 |
| Valor límite :         | 0,54 mg/kg                    |
| Tipo de valor límite : | PNEC (Estación de depuración) |
| Valor límite :         | 10 mg/l                       |

#### 8.2 Controles de la exposición

##### Protección individual

##### Protección de ojos y cara

No son necesarias medidas especiales.

##### Protección de piel

##### Protección de la mano

Contacto breve (nivel 2: < 30 min): Guantes protectores desechables de la categoría III según EN 374, p. ej. material nitrilo, grosor de capa 0,1 mm.

Contacto prolongado (nivel 6: < 480 min): Guantes protectores de la categoría III según EN 374, p. ej. material nitrilo, grosor de capa 0,7 mm.

Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control.

##### Protección corporal

Protección corporal: no necesario.

##### Protección respiratoria

No son necesarias medidas especiales.

##### Informaciones generales

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Conservar las ropas de trabajo en un lugar separado. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

##### Otras medidas de protección

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
Revisión : 19.02.2026  
Fecha de edición : 09.06.2026

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.1.0)

Asegurar una ventilación adecuada.

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto : Líquido

Color : blanco

Olor : característico

#### Parámetros de la ingeniería de prevención

|                                                         |                                |        |                |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|--------------------|
| Punto de fusión/punto de congelación :                  | ( 1013 hPa )                   |        | no determinado |                    |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : | ( 1013 hPa )                   | aprox. | 100            | °C                 |
| Temperatura de descomposición :                         | ( 1013 hPa )                   |        | no determinado |                    |
| Punto de inflamabilidad :                               |                                |        | no aplicable   |                    |
| Temperatura de auto-inflamación :                       |                                |        | no aplicable   |                    |
| Límite inferior de explosividad :                       |                                |        | no aplicable   |                    |
| Límite superior de explosividad :                       |                                |        | no aplicable   |                    |
| Presión de vapor :                                      | ( 50 °C )                      |        | no determinado |                    |
| Densidad :                                              | ( 20 °C )                      | aprox. | 0,99           | g/cm <sup>3</sup>  |
| Test de separación de disolventes :                     | ( 20 °C )                      | <      | 3              | %                  |
| Solubilidad en agua :                                   | ( 20 °C )                      |        | 100            | Peso %             |
| pH :                                                    |                                |        | 3,5 - 4,5      |                    |
| log P O/W :                                             |                                |        | no determinado |                    |
| Tiempo de vaciado :                                     | ( 20 °C )                      | <      | 20             | s probeta DIN 4 mm |
| Umbral olfativo :                                       |                                |        | no determinado |                    |
| Contenido máximo de COV (CE) :                          |                                |        | 0              | Peso %             |
| Líquidos comburentes :                                  | No aplicable.                  |        |                |                    |
| Propiedades explosivas :                                | No aplicable.                  |        |                |                    |
| Corrosivos para los metales :                           | Sin efecto corroído a metales. |        |                |                    |

#### 9.2 Otros datos

Ninguno

### SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1 Reactividad

Ninguna al usar según las indicaciones.

#### 10.2 Estabilidad química

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenamiento y manejo estable (ver apartado 7).

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna al usar según las indicaciones.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Noy hay información disponible.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Noy hay información disponible.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen.

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
Revisión : 19.02.2026  
Fecha de edición : 09.06.2026

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.1.0)

### Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad oral aguda

Parámetro : ATEmix  
Vía de exposición : Oral  
Dosis efectiva : 25000 mg/kg  
Parámetro : LD50 ( SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; N.º CAS : 134737-05-6 )  
Vía de exposición : Oral  
Especie : Rata  
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg  
Parámetro : LD50 ( OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )  
Vía de exposición : Oral  
Especie : Rata  
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg  
Parámetro : ATE ( ALCOHOL SECUNDARIO, ETOXILADO ( > 5 - 15 OE) ; N.º CAS : 68131-40-8 )  
Vía de exposición : Oral  
Dosis efectiva : 500 mg/kg

#### Experiencias de la práctica/en seres humanos

No se conocen efectos tóxicos en el hombre.

#### Toxicidad dermal aguda

Parámetro : ATEmix  
Vía de exposición : Dérmica  
Dosis efectiva : insignificante  
Parámetro : LD50 ( OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )  
Vía de exposición : Dérmica  
Especie : Rata  
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg

#### Toxicidad inhalativa aguda

Parámetro : ATEmix  
Vía de exposición : Inhalación (vapor)  
Dosis efectiva : insignificante  
Parámetro : CL50 ( OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )  
Vía de exposición : Inhalación  
Especie : Rata  
Dosis efectiva : 36 mg/l  
Tiempo de exposición : 4 h

### Corrosión

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Contacto con los ojos No irritante.  
Método : OECD 437.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y dañar la capacidad reproductiva)

#### Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
Revisión : 19.02.2026  
Fecha de edición : 09.06.2026

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.1.0)

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## 11.2 Información relativa a otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

### Informaciones adicionales

La clasificación se efectuó según los métodos de evaluación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] y nuestros propios análisis.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Toxicidad acuática

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

##### Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)

Parámetro : CL50 ( SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; N.º CAS : 134737-05-6 )

Especie : Danio rerio

Parámetro analizador : Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)

Dosis efectiva : 30,8 mg/l

Tiempo de exposición : 96 h

Parámetro : CL50 ( OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )

Especie : Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)

Parámetro analizador : Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)

Dosis efectiva : > 22 µg/l

Tiempo de exposición : 96 h

##### Toxicidad de peces crónica (a largo plazo)

Parámetro : NOEC ( OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )

Especie : Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)

Parámetro analizador : Toxicidad de peces crónica (a largo plazo)

Dosis efectiva : 4,4 µg/l

Tiempo de exposición : 93 day(s)

##### Toxicidad aguda (breve) para crustáceos

Parámetro : EC50 ( SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; N.º CAS : 134737-05-6 )

Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)

Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien

Dosis efectiva : > 200 mg/l

Tiempo de exposición : 48 h

Parámetro : EC50 ( OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )

Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)

Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien

Dosis efectiva : > 15 µg/l

Tiempo de exposición : 48 h

##### Toxicidad crónica (a largo plazo) para invertebrados acuáticos

Parámetro : NOEC ( OCTAMETILCICLOTETRAILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )

Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)

Parámetro analizador : Crónico (largo plazo) toxicidad para dafnien

Dosis efectiva : 15 µL/L

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

Nombre comercial : FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
Revisión : 19.02.2026  
Fecha de edición : 09.06.2026

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.1.0)

Tiempo de exposición : 21 day(s)

### Toxicidad aguda (breve) para algas y cianobacterias

Parámetro : ErC50 ( SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; N.º CAS : 134737-05-6 )

Especie : Pseudokirchneriella subcapitata

Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas

Dosis efectiva : 7,2 mg/l

Tiempo de exposición : 72 h

Método : OCDE 201

Parámetro : EC50 ( OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2 )

Especie : Pseudokirchneriella subcapitata

Parámetro analizador : Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas

Dosis efectiva : > 22 µg/l

Tiempo de exposición : 72 h

## 12.2 Persistencia y degradabilidad

### Desintegración abiótica

Ningún dato disponible.

### Biodegradable

Ningún dato disponible.

## 12.3 Potencial de bioacumulación

Noy hay información disponible.

## 12.4 Movilidad en el suelo

### Distribución

No hay datos disponibles

## 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

La mezcla contiene las siguientes sustancias que cumplen los requisitos PBT y/o mPmB según REACH, anexo XIII

### - PBT :

OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2

### - mPmB :

OCTAMETILCICLOTETRASILOXANO ; N.º CAS : 556-67-2

## 12.6 Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

## 12.7 Otros efectos adversos

Noy hay información disponible.

## 12.8 Informaciones ecotoxicológica adicionales

Ningún dato disponible.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos)

##### Antes del uso previsto

##### Operaciones de eliminación

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos.

##### Tras el uso previsto

##### Operaciones de valorización

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

##### Clave de los residuos/marcas de residuos según CER/AVV

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

**Nombre comercial :** FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
**Revisión :** 19.02.2026  
**Fecha de edición :** 09.06.2026

**Versión (Revisión) :** 6.0.0 (5.1.0)

Concentrado/cantidades mayores: 07 06 99 desechos, n.m.o.s.

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

#### 14.1 Número ONU o número ID

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

#### 14.4 Grupo de embalaje

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no procede

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos UE

Autorización y/o limitaciones de aplicación

Limitaciones de aplicación

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII (limitaciones)

Restricción de uso de conformidad con el anexo XVII de REACH n.º : 3, 40, 70, 75

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de seguridad de sustancias para esta mezcla.

### SECCIÓN 16. Otra información

#### 16.1 Indicación de modificaciones

02. Elementos de la etiqueta · 03. Componentes peligrosos

#### 16.2 Abreviaciones y acrónimos

ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

CAS = Servicio de Resúmenes Químicos

CE = Comisión Europea

CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]

CMR = Carcinogénico, Mutagénico o Tóxico para la Reproducción

CO<sub>2</sub> = Dióxido de carbono

COV = Compuestos Orgánicos Volátiles

DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado

DNEL = Nivel sin efecto derivado

EC50 = Máxima Concentración Media Efectiva

EN = Normas Armonizadas Europeas

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP

GHS/SGA = Sistema Globalmente Armonizado

Frases H = Indicaciones de Peligro SGA

IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

**Nombre comercial :** FD 360 Limpieza y mantenimiento del cuero  
**Revisión :** 19.02.2026  
**Fecha de edición :** 09.06.2026

**Versión (Revisión) :** 6.0.0 (5.1.0)

ICAO-TI = Organización de Aviación Civil Internacional- Instrucción técnicos  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
LC50 = Concentración letal media  
LD50 = Dosis letal media  
Log Kow = Logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
MARPOL 73/78 = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
NOEC/NOEL = Concentración/dosis sin efecto observado  
OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  
ONU = Organización de las Naciones Unidas  
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico  
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto  
REACH = Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas [Reglamento (CE) No. 1907/2006]  
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril  
STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos – Exposiciones Repetidas  
STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única  
SVHC = Sustancia Extremadamente Preocupante  
TLV/STEL = Límite de exposición profesional/15 min  
TLV/TWA = Límite de exposición profesional/8 h  
UE = Unión Europea  
vPvB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa

### 16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes

Ninguno

### 16.4 Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

La clasificación se efectuó según los métodos de evaluación del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] y nuestros propios análisis.

### 16.5 Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH440 | Se acumula en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos.          |
| EUH441 | Acumulación elevada en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos. |
| H226   | Líquidos y vapores inflamables.                                                            |
| H302   | Nocivo en caso de ingestión.                                                               |
| H318   | Provoca lesiones oculares graves.                                                          |
| H361f  | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.                                            |
| H410   | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                   |
| H412   | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                       |

### 16.6 Indicaciones de enseñanza

Ninguno

### 16.7 Informaciones adicionales

Respetar las instrucciones de uso en la etiqueta.

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.