

# Produktinformation Filter

## Abluft-Viren-Bakterienfilter Absaugsysteme HEPA H14



Abluft-Viren-Bakterienfilter für VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, Variosuc und PTS 120, VS 600\*, Tyscor VS 1, Tyscor VS 2\*



Abluft-Viren-Bakterienfilter für V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, Tyscor V/VS 2/4, PTS 200 und Kliniksaugsysteme, V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 und V 18000

<b>Art.Nr.</b>	<b>7120100000 (mit Gehäuse)</b> <b>7120-143-00 (mit Zubehör)</b> <b>7119100010 (Einzelfilter)</b>	<b>0705-991-50 (mit Gehäuse und Zubehör)</b> <b>0705-991-05 (Einzelfilter)</b>
<b>Gewicht (g)</b>	75	6000 (mit Gehäuse)
<b>Länge (mm)</b>	145	435 (mit Gehäuse)
<b>Durchmesser (mm)</b>	52	300 (mit Gehäuse)
<b>Filterqualität HEPA H14</b> nach EN 1822-1:2019-10 / ISO 45H entsprechend ISO 29463-3:2018 <i>Die Abluft-Viren-Bakterienfilter wurden von der Università di Camerino getestet und es ergaben sich folgende Testergebnisse:</i>		
<b>Rückhalt Partikel</b>	Rückhaltevermögen von 99,995 % für Partikel <0,3 µm	
<b>Rückhalt Mikroorganismen</b>	Mit dem Bakterium Staphylococcus aureus ATCC wurde ein Rückhalt von >99,999 % bestätigt Mit dem Virus PhiX174 (Größe von 25-30 nm) wurde ein Rückhalt von >99,99 % bestätigt	

## Viren-Bakterienfilter Druckluftsysteme ULPA U16



Viren-Bakterienfilter für die Membran-Trocknungsanlage

<b>Art.Nr.</b>	<b>1650100172</b>
<b>Gewicht (g)</b>	60
<b>Länge (mm)</b>	70
<b>Durchmesser (mm)</b>	28,5
<b>Filterqualität ULPA U16</b> entsprechend EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U entsprechend ISO 29463-3:2018 <i>Die Viren-Bakterienfilter wurden vom SGS Institut Fresenius GmbH getestet und es ergaben sich folgende Testergebnisse:</i>	
<b>Rückhalt Partikel</b>	Für Partikel (unabhängig von der Größe) ergibt sich ein Rückhaltevermögen von >99,99995 %
<b>Rückhalt Mikroorganismen</b>	Mit dem Virus PhiX174 (Größe von 25-30nm) wurde ein Rückhalt von >99,994 % bestätigt

\*2x Filter für VS 600 und Tyscor VS 1/2

# Filterübersicht Druckluftsysteme

Kompressoren mit Membran-Trocknungsanlage						
						
	Silver Airline Kompressoren Ansaugfilter	Tornado Kompressoren Ansaugfilter	Sinterfilter (Nur bei Membran Trockenluftanlage)	Feinfilter	Viren-Bakterienfilter	
	0832-982-00	5180-982-00	1650-101-00	1610-121-00	1650100172	
Kompressor	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Primo	1x		1x	1x	oder	1x
Duo	2x		1x	1x	oder	1x
Trio	3x		1x	1x	oder	1x
Quattro	4x		1x	1x	oder	1x
Duo Tandem 1 Aggr.	2x		1x	1x	oder	1x
Duo Tandem 2 Aggr.	4x		1x	1x	oder	1x
Quattro Tandem 1 Aggr.	4x		1x	1x	oder	1x
Quattro Tandem 2 Aggr.	8x		2x	2x	oder	2x
Quattro P20	16x		4x	4x	oder	4x
Tornado 1		1x	1x	1x	oder	1x
Tornado 2/2+		1x	1x	1x	oder	1x
Tornado 4		2x	1x	1x	oder	1x
PTS 120		1x	1x	1x	oder	1x
PTS 200 1 Aggr.	2x		1x	1x	oder	1x
PTS 200 2 Aggr.	4x		1x	1x	oder	1x