

Approximale Finier- und Konturierstreifen



Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

Starter Set zum Finieren, Polieren und ASR (approximale Schmelzreduktion) bis 0,30 mm
2 gezackte FitStrips, 2 Griffe
4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)
4 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm)

FPSK01

Siehe Rückseite für Nachfüllpackungen →

Perfekt gerüstet für ASR

Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

NEU Universal Set für ASR (approximale Schmelzreduktion)-Messung und Finieren/Polieren **FPSK04**
1 ASR-Messlehre, 2 Griffe
4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)
6 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

NEU ASR Set für approximale Schmelzreduktion bis 0,50 mm **FPSK05**
1 ASR-Messlehre, 2 Griffe
10 doppelt beschichtet (je 2x fein/gelb 0,11 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)



FPSK04

NEU! Subgingivale Trimmer



Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

NEU Subgingivales Finieren/Polieren Set **FPSK07**
(alle subgingivalen Streifen sind einseitig beschichtet)
1 gezackter FitStrip, 2 Griffe
3 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm
3 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm
3 subgingivale FitStrips medium/blau 0,13 mm

NEU Subgingivales und reguläres Finieren/Polieren Set **FPSK08**
(alle Streifen sind einseitig beschichtet)
1 gezackter FitStrip, 2 Griffe
2 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm
2 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm
1 subgingivale FitStrip medium/blau 0,13 mm
4 reguläre FitStrips einseitig beschichtet
(je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

FPSK08



Nachfüllpackungen

Super fein
15 Micron



10 Streifen einseitig beschichtet

FPSXFSS
0,08 mm dünn

10 Streifen doppelt beschichtet

FPSXFDS
0,11 mm dünn

4 Streifen einseitig beschichtet

FPSXFSS-4
0,08 mm dünn

4 Streifen doppelt beschichtet

FPSXFDS-4
0,11 mm dünn

Fein
30 Micron



FPSFSS
0,10 mm dünn

FPSFDS
0,15 mm dünn

FPSFSS-4
0,10 mm dünn

FPSFDS-4
0,15 mm dünn

Medium
46 Micron



FPSMSS
0,13 mm dünn

FPSMDS
0,21 mm dünn

FPSMSS-4
0,13 mm dünn

FPSMDS-4
0,21 mm dünn

Grob
90 Micron



FPSCSS
0,18 mm dünn

FPSCDS
0,30 mm dünn

FPSCSS-4
0,18 mm dünn

FPSCDS-4
0,30 mm dünn

Medium
46 Micron



–

FPSTMDS
0,40 mm dünn

–

FPSTMDS-4
0,40 mm dünn

Medium
46 Micron



–

FPSXTMDS
0,50 mm dünn

–

FPSXTMDS-4
0,50 mm dünn

Säge, gezackt
unbeschichtet



FPSSAW
10x Säge 0,05 mm dünn

FPSSAW-4
4x Säge 0,05 mm dünn

NEU Subgingival
Super fein
15 Micron



FPSGXFSS
0,08 mm dünn

–

FPSGXFSS-4
0,08 mm dünn

–

NEU Subgingival
Fein
30 Micron



FPSGFSS
0,10 mm dünn

–

FPSGFSS-4
0,10 mm dünn

–

NEU Subgingival
Medium
46 Micron



FPSGMSS
0,13 mm dünn

–

FPSGMSS-4
0,13 mm dünn

–

FitStrip Ersatz-Griffe
2 Stück
Art.-Nr. FPSHANDLE-2



ASR-Messlehre
in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm)
Art.-Nr. FPSGAUGE




Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com

Garrison
Dental Solutions



Composi-Tight 3DFusion

Teilmatrixsystem für Klasse II Kavitäten



Approximale Finier- und Konturierstreifen



Garrison
Dental Solutions

Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Composi-Tight® 3D Fusion™
Ringseparierzange
Art.Nr. FXP01



3DFusion™ FX500

- Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
 - Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
 - Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste der Zähne ab
- Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)



3DFusion™ FX400

- Für kurze, schiefstehende Zähne
 - Hält auf Kofferdam
 - Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangenen Rings
- Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)



3DFusion™ FX600

- Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
 - Große Siliconbacken verhindern Eindrücken des Matrizenbandes
- Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)



3DFusion™ FXR01

(1x grün, 1x orange, 1x blau)
Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)



Composi-Tight® 3DFusion™

Testen ohne Risiko
mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie!¹



Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!

FX-KFF-00



Inhalt:



1 Ring blau



1 Ring orange



1 Ring grün



80 Stk. sortiert in 4 Größen



70 Stk. sortiert in 5 Größen



1 Zange

Ihr Teilmatrizensband - passt sich jeder Zahnform an!

Full Curve Matrizenbänder legen sich weiter um den Zahn- perfekt für große Kavitäten!

Einfache Platzierung: die Kurve erhöht die Stabilität der Bänder; gleichzeitig sind sie ultra-dünn und trotzdem formbar.

Einfaches Entfernen dank Slick Bands™ Antihaf-Beschichtung und praktischer Greiflasche.



	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
0,038 mm dünn					
Höhe	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
Artikel Nr.	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Inhalt	100 / Pck.	60 / Pck.	100 / Pck.	100 / Pck.	60 / Pck.

¹Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non Stick Matrices

Ihr Teilmatrizensband - passt sich jeder Zahnform an!



- Art.-Nr. Inhalt**
- FXB01** Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder Kit mit 420 Bändern, (je 100 FX100, FX175 und FX200 und je 60 FX150 und FX300)
- FXB02** Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder Kit mit 210 Bändern, (je 50 FX100, FX175 und FX200 und je 30 FX150 und FX300)

Ultra Adaptive Wedges

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedes Mal.



- Art.-Nr. Inhalt**
- FXK4** Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 400 Keilen, je 100 ultrafein, klein, mittel und groß
- FXK4-M** Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 200 Keilen, je 50 ultrafein, klein, mittel und groß



- | Art. Nr. | FXYL | FXBL | FXOR | FXGR |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Inhalt | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. |

Bestellen Sie ganz bequem und einfach, ohne Registrierung über unseren Online Katalog auf <http://katalog.garrisondental.net> oder scannen Sie den folgenden QR Code.



*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50
D-52531 Übach-Palenberg • info@garrisondental.net
www.garrisondental.com



Fax-Antwort an 02451 971 410
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409