

**Futar Cut & Trim**

Fecha de revisión: 12.09.2022

Código del producto: 231

Página 1 de 6

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

**1.1. Identificador del producto**

Futar Cut & Trim

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

**Uso de la sustancia o de la mezcla**

Compuesto por aceites de silicona y rellenos con catalizador de platino (en ámbito ppm).

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                           |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Compañía:                 | Kettenbach GmbH & Co. KG |                         |
| Calle:                    | Im Heerfeld 7            |                         |
| Población:                | D-35713 Eschenburg       |                         |
| Teléfono:                 | + 49(0) 2774/705-0       | Fax: +49 (0)2774/705-66 |
| Correo elect.:            | info@kettenbach.com      |                         |
| Página web:               | www.kettenbach.com       |                         |
| Departamento responsable: | Regulatory Affairs       |                         |

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**

**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

**Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

Esta mezcla no está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

**2.2. Elementos de la etiqueta**

**Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

**Componentes determinantes del peligro para el etiquetado**

4-Methoxyphenol

**Consejos de prudencia**

|                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente en Consulte las disposiciones de la Comunidad relacionadas con los desechos..                                                                                       |
| P305+P354+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P280           | Llevar guantes de protección.                                                                                                                                                                           |

**Indicaciones adicionales para el etiquetado**

Como producto industrial no existe la obligación de caracterizar el producto según las normas de la UE o las leyes nacionales correspondiente.

**2.3. Otros peligros**

Ningunos peligros especiales de nombrar.

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**

**3.2. Mezclas**

**Características químicas**

Compuesto por aceites de silicona y rellenos con catalizador de platino (en ámbito ppm).

**Futar Cut & Trim**

Fecha de revisión: 12.09.2022

Código del producto: 231

Página 2 de 6

**Componentes peligrosos**

| N.º CAS    | Nombre químico                                |            |           | Cantidad |
|------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|----------|
|            | N.º CE                                        | N.º índice | N.º REACH |          |
|            | Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008) |            |           |          |
| 63148-57-2 | 4-Methoxyphenol                               |            |           | <5 %     |
|            | Repr. 2; H361f                                |            |           |          |
| 68478-92-2 | Platinum                                      |            |           | <2 %     |
|            | 270-844-4                                     |            |           |          |
|            |                                               |            |           |          |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios****En caso de inhalación**

no aplicable

**En caso de contacto con la piel**

Generalmente el producto no produce irritación de piel.

**En caso de contacto con los ojos**

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. En caso de aparición de malestares o prolongación de los mismos, dirigirse al oculista.

**En caso de ingestión**

En caso de continuas molestias, acudir a un médico.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción****Medios de extinción adecuados**Dispersión finísima de agua. Espuma. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

No aplicable

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Informaciones generales**

No requerido.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza****Otra información**

Recoger mecánicamente.

**6.4. Referencia a otras secciones**

No se producen sustancias peligrosas.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**

**Futar Cut & Trim**

Fecha de revisión: 12.09.2022

Código del producto: 231

Página 3 de 6

**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

**Indicaciones para la manipulación segura**

No son necesarias medidas especiales.

**Indicaciones para prevenir incendios y explosiones**

No son necesarias medidas especiales.

**Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo**

Considerar las medidas precautorias convencionales manejando productos químicos.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

**Indicaciones adicionales para la manipulación**

No son necesarias medidas especiales.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Condiciones necesarias para almacenes y depósitos**

No existen requerimientos particulares.

**Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto**

No requerido.

**Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento**

No existen requerimientos particulares.

**7.3. Usos específicos finales**

No requerido.

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**

**8.1. Parámetros de control**

**8.2. Controles de la exposición**

**Controles técnicos apropiados**

no aplicable

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

**Protección de los ojos/la cara**

No requerido.

**Protección de las manos**

Guantes de un solo uso.

Material adecuado: PE (polietileno).

Material no adecuado: NR (Caucho natural, Látex natural).

Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

**Protección cutánea**

No requerido.

**Protección respiratoria**

En caso de utilización correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una protección respiratoria.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Estado físico:

Pasta

Color:

Catalizador: blanco Masa-básica: azul

Olor:

inodoro

**Cambio de estado**

Punto de fusión/punto de congelación:

no aplicable

**Futar Cut & Trim**

Fecha de revisión: 12.09.2022

Código del producto: 231

Página 4 de 6

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:

no aplicable

**Propiedades explosivas**

no explosivo.

pH:

neutral

Solubilidad en agua:

insoluble

Densidad (a 20 °C):

1,6 - 1,7 g/cm³

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

**10.1. Reactividad**

Ningun peligro al uso prescrito.

**10.2. Estabilidad química**

Ningun peligro al uso prescrito.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ningun peligro al uso prescrito.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Ningun peligro al uso prescrito.

**10.5. Materiales incompatibles**

Ningun peligro al uso prescrito.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Ningun peligro al uso prescrito.

**Información adicional**

Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento.

**SECCIÓN 11. Información toxicológica**

**11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

**Toxicidad aguda**

Toxicidad extrema, oral LD50: > 2000 mg/kg Rata

**Irritación y corrosividad**

Efecto de irritación en la piel: no irritante.

Efecto irritante de los ojos: no irritante.

**Efectos sensibilizantes**

sin peligro de sensibilización.

**11.2. Información sobre otros peligros**

**Otros datos**

Ningun peligro al uso prescrito.

**SECCIÓN 12. Información ecológica**

**12.1. Toxicidad**

El producto no fue examinado.

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

El producto no fue examinado.

**12.3. Potencial de bioacumulación**

El producto no fue examinado.

**12.4. Movilidad en el suelo**

El producto no fue examinado.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

**Futar Cut & Trim**

Fecha de revisión: 12.09.2022

Código del producto: 231

Página 5 de 6

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

**Indicaciones adicionales**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

1 (Presenta poco peligro para el agua.)

No llega a aguas residuales y se elabora conforme a lo prescrito.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Recomendaciones de eliminación**

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.

Indicaciones complementarias:

**Código de identificación de residuo - Producto no utilizado**

070217 RESIDUOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS; Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales; Residuos que contienen siliconas distintos de los mencionados en el código 07 02 16

**Código de identificación de residuo - Producto usado**

200399 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Otros residuos municipales; Residuos municipales no especificados en otra categoría

**Eliminación de envases contaminados**

Embalajes completamente vaciados pueden aprovechar.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte****Transporte terrestre (ADR/RID)**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** N/A

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** N/A

**14.4. Grupo de embalaje:** N/A

**Transporte fluvial (ADN)**

**14.1. Número ONU o número ID:** N/A

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** N/A

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** N/A

**14.4. Grupo de embalaje:** N/A

**Transporte marítimo (IMDG)**

**14.1. Número ONU o número ID:** N/A

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** N/A

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** N/A

**14.4. Grupo de embalaje:** N/A

**Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### Futar Cut & Trim

Fecha de revisión: 12.09.2022

Código del producto: 231

Página 6 de 6

**14.1. Número ONU o número ID:** N/A

**14.2. Designación oficial de** N/A

**transporte de las Naciones Unidas:**

**14.3. Clase(s) de peligro para el** N/A

**transporte:**

**14.4. Grupo de embalaje:** N/A

Material peligroso: N/A

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

N/A

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

N/A

**Otras indicaciones aplicables**

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

**Legislación nacional**

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

**Datos adicionales**

N/A

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No es necesaria una evaluación de la seguridad química de esta sustancia.

## SECCIÓN 16. Otra información

**Cambios**

2022-09-12

**Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)**

H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.

**Indicaciones adicionales**

La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica.

El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

*(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)*