

Futura-Serie

High-End
Prothesen-Werkstoffe





High-End

Prothesen-Werkstoffe

Futura-Serie

Mehr als ein Kunststoff.

Mit diesen Materialien erleben Sie das Arbeiten mit High-End Prothesen-Werkstoffen auf eine ganz neue Art und Weise. Erfahren Sie selbst, welche herausragenden ästhetischen Arbeiten Sie mit den farbstabilen Materialien aus der Futura-Serie erzielen können. Die große Auswahl an Farben sowie verschiedene Möglichkeiten der Individualisierung lassen nahezu keine Wünsche mehr offen.

Viele unserer Anwender sind vor allem von der einfachen Handhabung und den reproduzierbaren, sehr guten Ergebnissen begeistert.

Durch das breite Produktsortiment der **Futura**-Familie können Sie so nahezu alle Indikationen von implantatgetragenen Prothesen bis hin zur therapeutischen Schiene abdecken. Und all das mit der Sicherheit für Sie, dass Sie mit dem bewährten Futura-System arbeiten.

Alle Werkstoffe aus der Futura-Familie sind selbstverständlich frei von Bisphenol-A und werden unter strengsten Kontrollen, ISO- und CE-zertifiziert, in Deutschland hergestellt. Profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung und ständiger Weiterentwicklung.

Überzeugen Sie sich selbst!

Ihre Vorteile

- ✓ **Made in Germany**
Höchste Qualitätsstandards
seit über 60 Jahren
- ✓ **5 Produktlinien**
Kalt- und Heißpolymerisate,
große Farbauswahl
- ✓ **Bisphenol-A-frei**
Sicher und verträglich



Eine Serie – viele Indikationen

	FuturaGen Com4	FuturaJet universal	FuturaPress LT Com4	FuturaBasic Cold Com4	FuturaBasic Hot Com4
Anwendungsbereich	Injektionsverfahren, Reparaturen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Totalprothesen, Teilprothesen, Schienen	Injektionsverfahren, Reparaturen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Totalprothesen, Teilprothesen, Schienen	Reparaturen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Totalprothesen, Teilprothesen, Schienen	Reparaturen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Totalprothesen, Teilprothesen, Schienen	Totalprothesen, Kuvetten-technik
Verarbeitungsbreite	ca. 7 min	ca. 7 min	ca. 7 min	ca. 5 min	Werte folgen
Mischungsverhältnis Pulver: Flüssigkeit (Gewicht [g])	14:6 (Injektionsverfahren) 10:5 (Fließverfahren)	2:1	10 : 7	10 : 7	Werte folgen
Polymerisation	35 °C Kuvettentemp., Injektionsdruck 30 min./ 45 °C, 2-4 bar, 15 min.	35 °C Kuvettentemp., Injektionsdruck 30 min./ 45 °C, 2-4 bar, 15 min.	45 °C, 2-4 bar, 15 min.	45 °C, 2-4 bar, 15 min.	Werte folgen
Physikalische Daten					
Vickershärte	ca. 140 MPa	ca. 140 MPa	ca. 160 MPa	ca. 128 MPa	Werte folgen
Biegefestigkeit	ca. 75 MPa	ca. 70 MPa	ca. 73 MPa	ca. 99 MPa	Werte folgen
E-Modul	ca. 2.550 MPa	ca. 2.400 MPa	ca. 2.400 MPa	ca. 2.700 MPa	Werte folgen
Wasseraufnahme	23,3 µ/mm³	16,0 µ/mm³	22,0 µ/mm³	20,5 µ/mm³	Werte folgen
Wasserlöslichkeit	2,2 µg/mm³	2,2 µg/mm³	2,3 µg/mm³	1,5 µg/mm³	Werte folgen
Restmonomergehalt	erfüllt die Norm	erfüllt die Norm	erfüllt die Norm	erfüllt die Norm	erfüllt die Norm

Kaltpolymerisat



FuturaGen Com4


Der Edle.

Mit den hervorragenden physikalischen Eigenschaften setzt dieses Kaltpolymerisat auf Methylmethacrylat-Basis neue Maßstäbe.

- >> Extrem **glatte Oberfläche** reduziert Plaqueanlagerungen
- >> Sehr großes **Farbsortiment**
- >> Minimaler Restmonomergehalt
- >> Sehr hohe **Festigkeit**, dadurch auch ideal für Aufbiss-Schienen
- >> **Sehr gute Passung** durch minimierten Schrumpf: prädestiniert auch für implantat-getragene Arbeiten
- >> Optimal zur **Individualisierung** z. B. mit Futura Intensivfarben (Art.-Nr. 650971 – 650975) und separaten Adern (Art.-Nr. 689110 + 689111)



FuturaGen Com4 – Produktmerkmale



Injektionsverfahren



Reparaturen



Modellgusskomplettierungen



Totalprothesen



Unterfütterungen

Pulverfarben: rosa, rosa-transparent, klar, orange, rosa K, rosa C, rosa S, rosa IV, rosa UB, rosa-opak
Gebinde: 0,5 kg und 1 kg bzw. 0,5 l und 1 l

Verarbeitungsbreite: ca. 7 min
Mischungsverhältnis: 14:6 (Gewicht)

Adern separat erhältlich.





FuturaJet universal

Das Multitalent.

FuturaJet universal ist das Multitalent unter den Kunststoffen. Hervorragend geeignet für das Injektionsverfahren und alle herkömmlichen Kunststofftechniken.

- >> Große Farbauswahl
- >> Einfach in der Anwendung
- >> **Universell** einsetzbar
- >> Gute mechanische Eigenschaften
- >> **Sehr gute Passung**
- >> Wenig Restmonomer

Topseller

Viele Labore vertrauen auf FuturaJet universal für zufriedene Patienten!

FuturaJet universal – Produktmerkmale



Injektions-
verfahren



Reparaturen



Modellgusskom-
plettierungen



Totalprothesen



Unterfütterungen

Pulverfarben: rosa, rosa-transparent, rosa K, klar, rosa C, rosa-transparent-geadert, rosa-opak, rosa-geadert

Gebinde: 0,5 kg und 1 kg bzw. 0,5 l und 1 l

Verarbeitungsbreite: ca. 7 min

Mischungsverhältnis: 2:1 (Gewicht)



FuturaPress LT Com4

Kaltpolymerisat

Die Klassiker.

Gerne zur **Komplettierung von Modellgussarbeiten** verwendet, da der Kunststoff nach dem Einlaufen lassen nicht mehr verläuft. Einfach in der Anwendung und seit Jahren bewährt. FuturaPress LT Com4 erlaubt Ihnen das Stopfen von bis zu drei Sätteln in einem Arbeitsgang.

- >> Hohe Farbstabilität
- >> Gute physikalische Eigenschaften
- >> Geringer Schrumpf
- >> Einfach in der Handhabung

FuturaPress LT Com4 – Produktmerkmale



Reparaturen



Modellgusskomplettierungen



Unterfütterungen



Totalprothesen

Pulverfarben FuturaPress LT Com4:

rosa-transparent, rosa, rosa-opak, rosa-geadert, klar, rosa C, rosa K, rosa 0,7g Adern, rosa-transparent-geadert

Gebinde: 0,5 kg und 1 kg bzw. 0,5 l und 1 l

Verarbeitungsbreite: ca. 7 min

Mischungsverhältnis: 10:7 (Gewicht)



Modellgussprothese mit Kunststoffsattel

Abbildungen können abweichen.

Tipp

Tipps und Tricks zur Verarbeitung von Prothesen-Werkstoffen für herausragende ästhetische Ergebnisse



Für Anfänger & Profis von Dr. Simone Drees

Wichtige Tipps und Tricks zur Verarbeitung von Prothesen-Werkstoffen von Dr. Simone Drees. Ganze sechs Seiten stehen für Sie zum kostenlosen Download bereit unter:

sdent.eu/prothesenkunststoffe

FuturaBasic Cold Com4

Kaltpolymerisat

Der Preiswerte.

Meister des Understatements: Mit FuturaBasic Cold Com4 haben Sie ein Kaltpolymerisat an der Hand, welches Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Selbstverständlich wird auch dieser Werkstoff unseren extrem strengen Kontrollen unterzogen.

- >> Einfache Verarbeitung
- >> Farbstabil
- >> Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

FuturaBasic Cold Com4 – Produktmerkmale



Reparaturen



Modellgusskomplettierungen



Totalprothesen



Unterfütterungen

Pulverfarben: rosa, klar, rosa-transparent, rosa-geadert, rosa K, rosa C, rosa-opak, rosa transparent geadert, rosa 0,7g Adern

Gebinde: 0,5 kg und 1 kg bzw. 1 l

Verarbeitungsbreite: ca. 5 min.

Mischungsverhältnis: 10:7 (Gewicht)

FuturaBasic Hot Com4

Heißpolymerisat

Der Ökonomische.

Meister des Understatements: Mit FuturaBasic Hot Com4 haben Sie ein Heißpolymerisat an der Hand, welches Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Selbstverständlich wird auch dieser Kunststoff unseren extrem strengen Kontrollen unterzogen.

- >> Einfache Verarbeitung
- >> Farbstabil
- >> Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

FuturaBasic Hot Com4 – Produktmerkmale



Totalprothesen



Küvettentechnik



Pulverfarben: rosa, klar, rosa-transparent, rosa-transparent-geadert

Gebinde: 1 kg bzw. 0,5 l und 1 l



MicroClean Reinigungsgerät
inkl. Grundausstattung

Art.-Nr. 676410



Technische Informationen unter www.schuetz-dental.de

MicroClean Reinigungssystem

Mit MicroClean bieten Sie Prothesenträgern einen besonderen Reinigungs-Service.

Das Reinigungssystem MicroClean reinigt Zahnersatz **automatisch, materialgerecht und sehr schonend**. Selbst stärkste Verschmutzungen wie Plaque und Zahnstein werden durch MicroClean mühelos automatisch entfernt. Auch an schwer zugänglichen Stellen.

Egal, ob getragene Prothesen oder prothetische Neuanfertigungen, z. B. Kronen oder Brücken: säubern, glänzen und vorpolieren ohne Zeitaufwand, ohne Materialabtrag bis in die feinsten Interdentalräume, Fissuren und Teleskopspitzen.

Ihre Vorteile

- Zusatzleistung abrechenbar
- Perfektes automatisches Reinigen
- Speziell an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Schubverteilungsarme)
- Erstklassige gleichmäßige Oberflächenkonditionierung ohne Friktionsverluste! (Teleskoparbeiten)
- Einfache Entfernung von Befestigungszementen
- Der Einsatz von Ultraschallreinigung entfällt
- Erheblich effizienteres, unterbrechungsfreies Arbeiten

	Inhalt	Art.-Nr.
Grundausstattung (je 1 x)	Reinigungsfluid für MicroClean/EcoClean, 500 ml, orange (universal)	678855
	Reinigungsfluid für MicroClean/EcoClean, 500 ml, grün (säurehaltig)	678857
	Nadeln für MicroClean, 150 g, lang	678865
	Info-Aufsteller für MicroClean/EcoClean	678860
	Haltemagnet komplett für MicroClean	678849
	Pinzette, 18 cm für MicroClean/EcoClean	678852
	Messzylinder 50 ml für MicroClean	676452
	Plastik Behälter für MicroClean/EcoClean	678820
Optional	Plastikbehälter, klein, 100 ml für MicroClean/EcoClean	678864
	Nadeln für MicroClean/EcoClean, 150 g, kurz	678866
	Nadeln für MicroClean/EcoClean, 200 g, lang	678856

Mit Enamel plus Temp wird neben der Funktion auch die Ästhetik des späteren Zahnersatzes nachempfunden. Somit bieten provisorische Versorgungen aus Enamel plus Temp die perfekte Grundlage für eine ganzheitliche diagnostische Versorgung. Dies bietet sowohl dem Patienten als auch dem Behandler die Möglichkeit, vor der endgültigen Versorgung Anpassungen vorzunehmen, die später in die finale Arbeit übernommen werden können.

Farbe	Menge	Art.-Nr.
Enamel plus Temp Intro Kit		
4 x Dentin, 50 g: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4) 1 x Universal Enamel UE2, 50 g 1 x Opalescent Blue Enamel, 50 g 1 x Selbstpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 100 ml 1 x Enamel plus Temp Polierpaste, 100 g 1 x Enamel plus Temp Polierbürste		400000
Enamel plus Temp Intro Kit + 13 Farben		
Inhalt Art.-Nr. 400000 zzgl. 13 x Farben, à 10 g: 3 x Dentin: UD0 - UD1 (A1) - UD5, 5 x Enamel: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey 2 x Opak Dentin: DOL (light) - DOD (dark) 2 x Modifier: MO (orange) - MY (yellow) 1 x Pink für Papillen und zzgl. 1 x Lichtpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 10 ml		400001





Biokompatibel – Nicht toxisch****
Reduziert Plaqueanlagerung – Fluoreszierend**

Farbe	Menge	Art.-Nr.
Enamel plus Temp Dentine		
UD0	100 g	400005
UD1 (A1)	100 g	400006
UD2 (A2)	100 g	400007
UD3 (A3)	100 g	400008
UD3,5 (A3,5)	100 g	400009
UD4 (A4)	100 g	400010
B1	100 g	400012
B2 (62)	100 g	400013
B3 (65)	100 g	400014
B4	100 g	400015
C2	100 g	400016
D3	100 g	400017

Farbe	Menge	Art.-Nr.
Enamel plus Temp Universal Enamel		
UE1	100 g	400030
UE2	100 g	400031
UE3	100 g	400032
Enamel plus Temp Enamel		
CLEAR	100 g	400035
WHITE	100 g	400036
GREY	100 g	400037
BLUE	100 g	400038
Enamel plus Temp		
Pink for gum	100 g	400043
Polierpaste	100 g	400044
Polierbürste	12 Stück	400045

Farbe	Menge	Art.-Nr.
Enamel plus Temp Flüssigkeiten		
Light Curing Liquid	10 ml	400003
Hot Curing Liquid	100 ml	400041
Self Curing Liquid	100 ml	400039
Self Curing Liquid	1 l	400040



**Zytotoxizitätstest mit direktem Zellkontakt ASTM F 813-83 und mit Agardiffusion nach ASTM F895-84 mit Test-Extraktion.
Irritations- und Allergiesensibilisierungstest nach Buehler, OECD 406-92 und DIR CEE 93/21.

Das passt zu Futura

Sebond Pink hell/dunkel

Pastenopaker zur perfekten **Abdeckung** von Modellguss-Sätteln und Retentionen. **Opaker und Primer in einem.**

Art.-Nr. hell 644090
Art.-Nr. dunkel 644091



Comtray

Hochvernetzter, lichthärtender, **sofort verarbeitungsfähiger** Kunststoff in vorgefertigter Form auf **Komposit-Basis**. Zur Erstellung von individuellen Abformlöffeln, Basisplatten und Aufstellbehelfen.



Art.-Nr. weiß 658035
Art.-Nr. rosa 658030

HS Cross-Liquid

Das hochaktive, chemische Aufrauhmittel, mit dem Sie kreuzvernetzte Zähne **sicher** mit dem Prothesenkunststoff verbinden.

Art.-Nr. 659140



Calibris Polierbürsten

Diese Polierbürste ist ideal zur Politur von Kunststoffprothesen. Der integrierte Leinenschwammel **intensiviert** das Polieren und Sie **sparen Zeit**.



Art.-Nr. 660050

FuturaSep Plus

Einkomponenten-Isoliermittel auf Alginatbasis. Zur **sicheren Isolierung** von Gips gegen Kunststoffe.

Art.-Nr. 659121



MicroClean

Duales Prothesenreinigungssystem: Mechanische und chemische Reinigung in einem. Besonders **schonendes Arbeiten** durch speziell abgerundete Reinigungsnadeln.



Art.-Nr. 676410

Futura Polish Polierpaste

Die **saubere Art**, Kunststoff zu polieren. Mit dieser Polierpaste haben Sie im Handumdrehen eine **hochglanzpolierte Prothese**. Und all das ohne nasses Bimspulver.

Art.-Nr. 659123




Kunststofffräser spezial

Für Prothesenkunststoffe, Gips, Löffel- und Modellstumpfmateriale

Art.-Nr. 681204



Jetzt Spezial-Prospekte anfordern!





Wir sind gerne für Sie da!



06003 814-0



info@schuetz-dental.de



www.schuetz-dental.de

Schütz Dental Newsletter

Jetzt registrieren und immer einen Schritt voraus sein.

Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Aktionen mit unseren Newslettern zu den Themenbereichen Zahntechnik, Zahnmedizin und Implantologie. Verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen oder Veranstaltungen von Schütz Dental.

Registrieren Sie sich gleich unter: sdent.eu/newd

Onlineshop

Schnell und einfach online bestellen.

Bestellen Sie rund um die Uhr, wann und wo immer Sie möchten. Ganz bequem über unseren Schütz Dental Onlineshop. Registrieren Sie sich jetzt und bestellen Sie direkt, einfach und schnell online.

www.schuetz-dental.de

Besuchen Sie uns online!

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Die gezeigten Angaben sind Beispiele, wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot.



Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906
www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de