

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Honigum**

Revisjonsdato: 17.05.2021

Produktkode: 5010

Side 1 av 5

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Honigum

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****Bruk som blir frarådd**

gravide eller ammende personer bør ikke arbeide med farlige stoffer

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|           |  |                                 |
|-----------|--|---------------------------------|
| Selskap:  | DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |                                 |
| Gate:     | Elbgaustraße 248                         |                                 |
| Sted:     | D-22547 Hamburg                          |                                 |
| Telefon:  | +49. (0) 40. 84006-0                     | Telefax: +49. (0) 40. 84006-222 |
| E-post:   | info@dmg-dental.com                      |                                 |
| Internet: | www.dmg-dental.com                       |                                 |

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Eye Irrit. 2

Fareutsagn:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**2.2. Merkingselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Signalord:** Advarsel**Piktogrammer:****Fareutsagn**

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Forsiktighetsutsagn**

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P280

Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.

**2.3. Andre farer**

Ingen nevneverdige farer. Vennligst vær i alle tilfeller oppmerksom på informasjonen i sikkerhetsdatabladet.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2. Stoffblandinger****Kjemisk karakteristikk**

Pasta

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Honigum**

Revisjonsdato: 17.05.2021

Produktkode: 5010

Side 2 av 5

**Farlige komponenter**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                      |           |           | Innhold |
|------------|--|-----------|-----------|---------|
|            | EF-nr.   | Index-nr. | REACH-nr. |         |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008) |           |           |         |
| 68131-39-5 | Fatty Alcohol Ethoxylate                       |           |           | < 2.5 % |
|            | Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H318 H400         |           |           |         |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Ved innånding**

ikke anvendelig

**Ved hudkontakt**

Får man stoffet på huden, vask straks med: Vann og såpe.

**Ved øyekontakt**

Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

**Ved svelging**

Det er nødvendig med behandling hos lege

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1. Sløkkingsmidler****Egnet slukkemiddel**Vannspredningstråle. Sløkkingspulver. Sand. Skum. Kuldiksyd (CO<sub>2</sub>).**Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Bruk egnede verneklær.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****Andre opplysninger**

Må optas mekanisk. Må optas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Emballasjen skal holdes tett lukket. Bruk egnede verneklær og vernehansker. Unngå kontakt med øynene.

**7.2. Vilkår for sikker lagring herunder eventuelle uforenligheter****Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket. Sørg for adekvat ventilasjon av lagringsrom. Bare lagring i originalbeholder.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Honigum**

Revisjonsdato: 17.05.2021

Produktkode: 5010

Side 3 av 5

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametrer****Ytterligere råd til kontrollparametere**

Ingen nasjonale grenseverdier er fastlagt til nå.

**8.2. Eksponeringskontroll****Beskyttelse og hygienetiltak****Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Tettsittende vernebriller.

**Håndvern**

Kontrollerte beskytteshansker må brukes: Egnert material: NBR (Nitrilkaustsjuk).

**Hudvern**

Det må ikke spises eller drikkes under bruk.

**Åndedrettsvern**

Ingen nevneverdige farer.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|  |                |                             |
|--|----------------|-----------------------------|
| Tilstandsform:                                     | Pasta          |                             |
| Farge:   | karakteristisk |                             |
| Lukt:  | karakteristisk |                             |
| Kokepunkt eller begynnelsekokepunkt og kokeområde: |                | > 300 °C                    |
| Flammepunkt:                                       |                | > 130 °C                    |
| Autooksidasjonstemperatur:                         |                | > 400 °C                    |
| pH-verdi (ved 20 °C):                              |                | ikke anvendelig             |
| Vannløselighet:                                    |                | ikke oppløselig             |
| Tetthet:   |                | 1,2 - 1,7 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ damp tetthet:                              |                | > 1                         |

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.4. Forhold som skal unngås**

Hete.

Nedbryting finner sted ved temperaturer fra: 100 °C

Spaltning ved dannelse av: Formaldehyd.

**10.5. Uforenlige materialer**

Ved kontakt med vann: Dannelse av: vannstoff.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

vannstoff. Formaldehyd.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**Honigum**

Revisjonsdato: 17.05.2021

Produktkode: 5010

Side 4 av 5

**Akutt giftighet**

LD50: Rotte 5000 mg/kg

**Irritasjon- og etsevirkning**

Irritasjon på huden: Ikke irriterende.

Irritasjonsvirkning i øyet: irriterende.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

Fistktoxisitet LC50: &gt; 200 mg/l/96h

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Ikke kontrollert tilberedning.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**Andre opplysninger**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsbehandling**

Kan under hensyn til forskriftene etter rådlegging med renovatøren og vedkommende myndighet bli brent sammen med husavfall.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

180106 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling); Avfall fra fødeavdelinger og fra diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker; Kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer; farlig avfall

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Andre relevante opplysninger**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Nasjonal forskrifter**

Vannfare-klasse (D):

1 - svakt farlig for vann

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2.  
re-classification of GHS-CLP labeling (H319)

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

### Honigum

Revisjonsdato: 17.05.2021

Produktkode: 5010

Side 5 av 5

H400

Meget giftig for liv i vann.

*(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)*