

# Lückenlos dokumentiert mit Hygoprint

Gleich mitbestellen!



Mit Hygoprint erfüllen Sie alle Anforderungen an eine lückenlose Sterilisations-Dokumentation, wie sie das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Das praktische System aus Printer und Etiketten kann mit vorgedruckten Protokollvorlagen zur zentralen Chargendokumentation sinnvoll ergänzt werden.

#### Hygoprint Etikettendrucker

inkl. 2 Rollen Etiketten, Artikelnr. 6020-080-50

#### Ersatz-Etiketten einfach selbstklebend

5 Rollen à 1000 Etiketten, Artikelnr. 6020-090-50

#### Ersatz-Etiketten doppelt selbstklebend

8 Rollen à 500 Etiketten, Artikelnr. 6020-090-51

#### Ersatz-Farbrolle

Artikelnr. 6020-080-60

#### Dokumentationsblöcke mit Protokollvordrucken

5 Blöcke à 100 Blatt, Artikelnr. 6020-090-10



Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Dental-Depots.

# Jetzt Hygofol bei Ihrem Fachhändler bestellen

#### Hygofol Sterilisierverpackung Beutel

7,5 x 30 cm, 500 Stück	Artikel-Nr. 6020-061-00
10 x 30 cm, 500 Stück	Artikel-Nr. 6020-062-00
15 x 30 cm, 500 Stück	Artikel-Nr. 6020-063-00

#### Hygofol Sterilisierverpackung Rolle

5 cm x 100 m	Artikel-Nr. 6020-050-50
7,5 cm x 100 m	Artikel-Nr. 6020-051-50
10 cm x 100 m	Artikel-Nr. 6020-052-50
15 cm x 100 m	Artikel-Nr. 6020-053-50
25 cm x 100 m	Artikel-Nr. 6020-055-50
Hygopac Sealcheck	Artikel-Nr. 6022100027
Siegelnahttest Jährliche Leistungsbeurteilung	Artikel-Nr. 0000-500

Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Dental-Depots.

PO07-577-01/DD-dd.de/1/01/008 Technische Änderungen vorbehalten

Absender (Praxis-Stempel)

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

DÜRR DENTAL SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
www.duerrdental.com  
info@duerrdental.com

 **DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM

# Instrumente einfach und sicher verpacken

#### Dürr Dental Sterilisierverpackung Hygofol



DRUCKLUFT  
ABSAUGUNG  
BILDGEBUNG  
ZAHNERHALTUNG  
HYGIENE

 **DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM

# Sicher versiegeln, Normen erfüllen

# Praktische Beutelware in drei Größen



Die Sterilisation gehört zu den wichtigsten Maßnahmen einer konsequenten Praxishygiene. Die Sterilisierverpackung Hygofol bietet mit ihrer Mehrschichten-Laminatfolie und besonders reißfestem Sterilisationspapier höchste Sicherheit. In Kombination mit dem Dürr Dental Durchlauf-Siegelgerät Hygopac Plus erzielen Sie leicht peelbare, 12 mm breite Siegelnähte. Damit erfüllen Sie alle Anforderungen gemäß EN ISO 11607 und EN 868.

Der tägliche Siegelnahttest Hygopac Sealcheck ermöglicht die tägliche Kontrolle der Siegelnahtqualität im Rahmen der Funktionsbeurteilung (OQ) nach EN ISO 11607-2.



Hygofol ist als vorgefertigte Beutelware in drei bewährten Standardgrößen erhältlich: 7,5 x 30 cm, 10 x 30 cm und 15 x 30 cm. Mit dieser praktischen Lösung verpacken Sie sämtliche Instrumente schnell und sicher.

Daumenausschnitt für sicheres Handling



# Von der Rolle – individuell zuschneiden

Hygofol ist jetzt auch als Rollenware erhältlich. Diese Variante ist ideal für die individuelle Konfektionierung geeignet. Sie können Ihre Instrumente damit besonders passgenau verpacken. Die Rolle ist in fünf Größen erhältlich: 5 cm x 100 m, 7,5 cm x 100 m, 10 cm x 100 m, 15 cm x 100 m, 25 cm x 100 m.

## Darauf kommt es an:

- Hohe Durchstoßfestigkeit und hervorragende mechanische Festigkeit
- Hohe Zugfestigkeit der Siegelnaht