

# KaVo MASTER Serie

## Genießen Sie maximale Power mit innovativem KaVo Komfort.

1. Höchste Behandlungsqualität.
2. Maximaler Behandlungskomfort.
3. Größte Patientenzufriedenheit.

### Hand- und Winkelstücke

#### MASTERmatic™ Serie

**Eigenschaften der MASTERmatic Serie:**

- Plasmaec-Behandlung für bessere Griffhaftigkeit
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter\*
- Glasstab-Lichtleiter
- integrierte getrennte Kühlmedien
- M25 L / M05 L: Optimaler Zugang und beste Sicht durch verkleinerten Kopf und 100°/19° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie MASTERmatic™ und -Wasserfilter
- außer M10 L

**MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5**  
Dreieckspritz - mit Druckknopfspannzange - Keramik-Kugellager - Kopf 20x kleiner als bei GENTLEpower LUX 25 LP - sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))  
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3630

**MASTERmatic LUX Unterteil 1:1**  
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschlopfen  
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3620

**MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 2:1**  
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschlopfen  
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3610

**MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5**  
Minikopf für Kurzschaftbohrer - Endüdenspray - mit Druckknopfspannzange - Keramik-Kugellager - Kopf 4,8x kleiner als bei GENTLEpower 25 LP - sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))  
M05 L | Mat. Nr. 1.009.3640

**MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 7:4:1**  
Maximale Benutzungsflexibilität mit 14 Wechselschlopfen  
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3580

**MASTERmatic LUX Handstück 1:1**  
Für Hand- und Winkelstückbohrer  
M10 L | Mat. Nr. 1.009.3570

#### COMFORTdrive™

**COMFORTdrive Winkelstück**  
Hochtouriges Winkelstück - besonders leicht und handlich - integrierter kollektortorser Motor - Glasstab-Lichtleiter - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter - Dreieckspritz - zum direkten Anschluss nur an KaVo COMFORTbase - max. Arbeitsdrehzahl: 200.000 min<sup>-1</sup> - 24 Monate Garantie  
200 XD | Mat. Nr. 1.000.5500

#### INTRA™ Köpfe

**INTRA Kopf 1:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup>  
L68 | Mat. Nr. 1.008.1833

**INTRA Kopf 2:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L67 | Mat. Nr. 1.008.1832

**INTRA Kopf 3:1**  
Mit Druckknopfspannzange - Kugellager - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente - geeignete Endform der ESTETICA Endo/ER0 Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L  
L66 B | Mat. Nr. 1.008.1834

**INTRA Kopf 3:1**  
Mit Druckknopfspannzange - Kugellager - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente - geeignete Endform der ESTETICA Endo/ER0 Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L  
L66 B | Mat. Nr. 1.008.1831

**INTRA Mini Kopf 1:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Miniaturwinkelstückbohrer (6 mm) - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup>  
L52 | Mat. Nr. 1.008.1825

**INTRA Kopf 1:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für FG-Bohrer Ø 1,0 mm - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min<sup>-1</sup>  
L80 | Mat. Nr. 1.004.4456

**INTRA Microkopf 1:1**  
Mit Rosenbohrer Gr. 2 und U-Rosenbohrer Gr. 0 - für mikrochirurgische Eingriffe - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L22 | Mat. Nr. 1.008.1835

**INTRA Propyl Kopf 2:1**  
Mit Gewinde und Knopf für screw-type und snap-on Polieraufsätze - mit Mehrfachbelichtung gegen Eindringen von Polierpaste - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
L31 | Mat. Nr. 1.008.1824

**INTRA EVA Kopf**  
Fellen frei drehbar - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehzahl: 15.000 min<sup>-1</sup>  
L61 G | Mat. Nr. 1.008.1828

**INTRA EVA Kopf**  
Mit 36 Rastenstellungen zum Anretzen der Fellen - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min<sup>-1</sup>  
L61 R | Mat. Nr. 1.008.1829

**INTRA Kopf 10:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalfüller - max. Arbeitsdrehzahl: 2.000 min<sup>-1</sup>  
L62 | Mat. Nr. 1.008.1830

**INTRA Endo Kopf**  
Mit Druckknopfspannzange - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - Hubabwärtige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
L31 | Mat. Nr. 1.008.1822

**INTRA Endo Kopf**  
Mit Druckknopfspannzange - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - Hubabwärtige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
L31 Y | Mat. Nr. 1.008.1823

**INTRA Endo/Propyl Kopf**  
Mit Druckknopfspannzange - für Wurzelkanalinstrumente und Polieraufsätze mit Winkelstützschiff - wechsellagige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>  
L31 Y | Mat. Nr. 1.008.1826

### Elektromotoren / Luftmotoren

#### Elektromotoren

**INTRA LUX Motor KL 703 LED**  
Kollektormotor - Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min<sup>-1</sup> - in Verbindung mit KaVo Elektromotor - kontrollierte Drehmomentabgabe - max. Drehmoment 2,7 Nm - stillenstabil - KaVo Multi LED - durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie  
KL 703 LED | Mat. Nr. 1.007.9590

**INTRA LUX Motor KL 701**  
Drehzahlbereich von 2.000 bis 40.000 min<sup>-1</sup> (in Verbindung mit KaVo Elektromotor) - Drehmoment 2,7 Nm - stillenstabil - KaVo Multi LED - durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie  
KL 701 | Mat. Nr. 1.001.8776

**INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie  
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210

**INTRAmatic™ L-Motor 181 H**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie  
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200

**INTRAmatic™ L-Motor 181 M**  
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup> - Vorwärts- und Rückwärtslauf - stillenstabil - zum Anschluss auf M3,7x-Kupplungen - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie  
181 M | Mat. Nr. 0.535.5250

#### Turbinen

#### MASTERtorque™ Serie

**Eigenschaften der MASTERtorque Serie:**

- Direkt Stop Technology (DST): Bohrer stoppt in einer Sekunde, null Rücklaufzug
- Plasmaec-Oberfläche
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Spannzangen-Haltekraft bis 32 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Glasstab-Lichtleiter
- Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/19° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie

**MASTERtorque LUX Turbinenwinkelstück**  
Maximale Leistung 31 Watt - bis 57 dB(A) - Kopfhöhe 13,3 mm - Vierdrehspritz  
M9000 L | Mat. Nr. 1.008.3600

**MASTERtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück**  
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,3 mm - bis 59 dB(A) - 30 Watt Leistung - Dreieckspritz  
M8700 L | Mat. Nr. 3.001.0000

\* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung) Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

# KaVo EXPERT Serie

## Erreichen Sie mehr mit zuverlässiger Leistung von KaVo.

1. Höchste Langlebigkeit.
2. Effizientes Arbeiten.
3. Verlässliche Ausstattung.

### Hand- und Winkelstücke

#### EXPERTmatic™ Serie

**Eigenschaften der EXPERTmatic Serie:**

- Grifföse Oberfläche durch KaVo EXPERTrip
- Innengeführte getriebene Kühlmedien
- E25 L / E20 L / E15 L: Glasstab-Lichtleiter
- 18 Monate Garantie

**EXPERTmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5**  
Dreieckspritz - mit Druckknopfspannzange - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter  
E25 L | Mat. Nr. 1.007.5550

**EXPERTmatic LUX Winkelstück 1:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E20 L | Mat. Nr. 1.007.5540

**EXPERTmatic LUX Reduzier-Winkelstück 5:4:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E15 L | Mat. Nr. 1.007.5530

**EXPERTmatic Übersetzungs-Winkelstück 1:5**  
Dreieckspritz - mit Druckknopfspannzange - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter  
E25 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5551

**EXPERTmatic Winkelstück 1:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E20 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5541

**EXPERTmatic Reduzier-Winkelstück 5:4:1**  
Mit Druckknopfspannzange - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem  
E15 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5531

**EXPERTmatic Handstück 1:1**  
Für Hand- und Winkelstückbohrer  
E10 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5560

**EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 5:4:1**  
Prophylaxe Kopf mit Aufnahme für snap-on Aufsätze  
E31 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4998

**EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 2:7:1**  
Prophylaxe Kopf mit 36 Rastenstellungen zum Anretzen der Polieransätze - mit gedämpftem Hub 0,8 mm  
E61 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4999

#### Luftmotoren

#### MULTIFlex™ Kupplungen

**MULTIFlex LED Kupplung**  
Mit KaVo MULTILED - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 LED | Mat. Nr. 1.007.3197

**MULTIFlex LUX Kupplung**  
Mit KaVo Hochdrucklampe - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 LUX | Mat. Nr. 0.553.1550

**MULTIFlex LUX Kupplung**  
Passend für Mikrowert-Kaltilch-Intervallvorzug - mit integriertem Glasstab-Lichtleiter - 12 Monate Garantie  
Mikrowert | Mat. Nr. 0.553.1600

**MULTIFlex Kupplung**  
Mit 4-Loch-Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 RN | Mat. Nr. 0.553.1600

**MULTIFlex Kupplung**  
Mit 4-Loch-Normanschluss - ohne Sprayregulierung - 12 Monate Garantie  
471 | Mat. Nr. 0.553.1310

#### Turbinen

#### EXPERTtorque™ Serie

**Eigenschaften der EXPERTtorque Serie:**

- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Druckknopfspannzange
- Spannzangen-Haltekraft bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/19° Winkelkombination
- 18 Monate Garantie

**EXPERTtorque LUX Turbinenwinkelstück**  
29 Watt Leistung - Glasstab-Lichtleiter (25.000 Lux) - Vierdrehspritz - Kopfhöhe 13,6 mm - bis 62 dB(A)  
E680 L | Mat. Nr. 1.006.8700

**EXPERTtorque Turbinenwinkelstück**  
29 Watt Leistung - Vierdrehspritz - bis 62 dB(A) - Kopfhöhe 13,6 mm  
E680 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.006.9000

**EXPERTtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück**  
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,2 mm - Dreieckspritz - Glasstab-Lichtleiter - 27 Watt Leistung - bis 66 dB(A)  
E677 L | Mat. Nr. 1.007.8600

\* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung, LN = Passend für NSK-Flank-Click-Kupplung) Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

### MULTIFlex™ Kupplungen

**MULTIFlex LED Kupplung**  
Mit KaVo MULTILED - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 LED | Mat. Nr. 1.007.3197

**MULTIFlex LUX Kupplung**  
Mit KaVo Hochdrucklampe - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 LUX | Mat. Nr. 0.553.1550

**MULTIFlex Kupplung**  
Passend für Mikrowert-Kaltilch-Intervallvorzug - mit integriertem Glasstab-Lichtleiter - 12 Monate Garantie  
Mikrowert | Mat. Nr. 0.553.1600

**MULTIFlex Kupplung**  
Mit 4-Loch-Normanschluss - Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagventil - 12 Monate Garantie  
465 RN | Mat. Nr. 0.553.1600

**MULTIFlex Kupplung**  
Mit 4-Loch-Normanschluss - ohne Sprayregulierung - 12 Monate Garantie  
471 | Mat. Nr. 0.553.1310

### Prophylaxe und Minimalinvasiv

**SONICflex™ 2008 quick**  
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - schneller Spitzenwechsel - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L/L: Glasstab-Lichtleiter - mit KaVo oder Sirona Anschluss - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Drehmomentstütze - SONICflex-Set mit Scaler-System Nr. 504/847A - 24 Monate Garantie  
SONICflex quick Set 2008 L | Mat. Nr. 1.007.6054  
SONICflex quick Set 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.6055  
SONICflex quick Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6056  
SONICflex quick Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6051

\* Dieses Instrument passt auf ein nicht KaVo Kupplungssystem (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

### Prophylaxe und Minimalinvasiv

**SONICflex™ 2003**  
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - mit Drehmomentstütze - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Glasstab-Lichtleiter - 18 Monate Garantie  
SONICflex LUX Set 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8333  
SONICflex LUX Handstück 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8243  
SONICflex Set 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8334  
SONICflex Handstück 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8246

### Prophylaxe und Minimalinvasiv

**PROPHYflex™ 4**  
Pulverstehtestete zum schonenden Reinigen von Zahnoberflächen - komplett sterilisierbares Pulverstanzgerät - Perfekte Ergonomie - Saubere Reinigung - Vermeidung von Entzündungen - Automaat - Flexibles Arbeiten - mit KaVo- und Sirona-Anschluss - 12 Monate Garantie  
PROPHYflex 4 Flamingo | Mat. Nr. 3.002.8800  
PROPHYflex 4 5° Flamingo | Mat. Nr. 3.004.5950  
PROPHYflex 4 Wave | Mat. Nr. 3.002.2000  
PROPHYflex 4 5° Wave | Mat. Nr. 3.004.5900  
PROPHYflex 4 Lime | Mat. Nr. 3.002.8200  
PROPHYflex 4 5° Lime | Mat. Nr. 3.004.5930

\* Dieses Instrument passt auf ein nicht KaVo Kupplungssystem (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

**PROPHYpearls™**  
Säuregelelektrolyt zur schonenden Reinigung durch Kugelformige Pearls  
neutral® | Mat. Nr. 1.070.1626  
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1798  
mint® | Mat. Nr. 1.070.1823  
peach® | Mat. Nr. 1.070.1829  
orange 1 | Mat. Nr. 1.070.1833  
black Currant® | Mat. Nr. 1.070.1829  
\* 80 Sticks (je 15 g)

**PROPHYflex Pulver**  
Säuregelelektrolyt zur schonenden Reinigung - einfache und schnelle Behandlungen  
neutral® | Mat. Nr. 1.070.1626  
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1798  
mint® | Mat. Nr. 1.070.1823  
peach® | Mat. Nr. 1.070.1829  
orange 1 | Mat. Nr. 1.070.1833  
black Currant® | Mat. Nr. 1.070.1829  
\* 80 Sticks (je 15 g)

**Perio KIT**  
Für lokale antibiotische Behandlungen mit dem PROPHYflex - entfernt Biofilm in Taschen - reinigt Implantate - für eine fokussierte und schonende Reinigung  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.009.3731  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.009.3731  
Perio KIT | Mat. Nr. 1.010.0287  
PROPHYflex 4 Perio KIT | Mat. Nr. 1.011.0403  
\*Tipp: können bis zu 10 mal aufbereitet werden

**PROPHYflex Perio Powder**  
Säuregelelektrolyt - besonders saftig - geschmacklos - Einsatz an Implantaten  
Perio Powder | Mat. Nr. 1.009.3732  
Perio Powder | Mat. Nr. 1.009.3732  
Perio Powder | Mat. Nr. 1.010.0287  
PROPHYflex 4 Perio KIT | Mat. Nr. 1.011.0403  
\*Tipp: können bis zu 10 mal aufbereitet werden

**DIAGNOcam™**  
Säuregelelektrolyt zur schonenden Reinigung - ideal zur Patientenklärung und hervorragendes Monitoring - einfache Bedienung an Praxissoftware möglich - 12 Monate Garantie  
DIAGNOcam™ | Mat. Nr. 1.001.9000

**DIAGNOdent™ pen und DIAGNOdent™ Display**  
Geräte zur frühzeitigen Erkennung von veresteteren Fissuren- und Approximalkaries - Detektion von Korrekturen in Parodontal-Taschen - kabelloses Instrument mit optionalem Intraoral-Display - pen/Display - 12 Monate Garantie  
DIAGNOdent™ pen 2190 | Mat. Nr. 1.002.7000  
DIAGNOdent™ Display 2191 | Mat. Nr. 1.004.6400

**SMARTmatic 553 / Prophylaxe-Winkelstück B:1**  
Für Scheiteldurchmesser 2,35 mm - max. Arbeitsdrehzahl 20.000 U/min - für Polier- und Wurzelkanalinstrumente  
553 | Mat. Nr. 1.011.6870

**SMARTmatic PROPHY 531 / Prophylaxe-Winkelstück B:1**  
Mit Doppelgewinde (1-64-UNC und 1-72-UNC) - für screw-type Polierer / Bürstchen - Abschraubbarer Träger für snap-on Polieraufsätze - max. Antreibdrehzahl 20.000 U/min  
531 | Mat. Nr. 1.011.6760

**SMARTmatic PROPHY 533 / Prophylaxe-Winkelstück B:1**  
70° oszillierende Drehbewegung - für snap-on Polieraufsätze - max. Antreibdrehzahl 20.000 U/min  
533 | Mat. Nr. 1.011.6860

**SMARTmatic PROPHY 519 / Prophylaxe-Winkelstück B:1**  
Doppelverbindung für Ermal-Propylaxenaufsätze - max. Antreibdrehzahl 20.000 U/min  
519 | Mat. Nr. 1.011.6740

### Chirurgie-Programm

**MASTERurg LUX Wireless**  
Großer Finger-Touchscreen (7") - kabelloses Multifunktions-Fullanalog-System (DST-Speicher) - Multi-Programme - integrierte Kühlmittelepumpe - Pulswahlprogramm - max. Drehmoment 80 Ncm - Motor INTRA LUX 5600 LED (burstentst., Drehzahlbereich 0 - 40.000 min<sup>-1</sup>) - Motor und Motorisierung austauschbar über Thermo-Modellierkopf - 12 Monate Garantie  
MASTERurg LUX Wireless | Mat. Nr. 1.009.1200  
INTRA LUX 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.8000

**SURGmatic 515 L Pro Übersetzungs-Winkelstück 1:5**  
Übersetzung 1:5 mit bis zu 200.000 min<sup>-1</sup> - Allround-Instrument mit hoher Schneidestärke für chirurgische und klassische Anwendungen - Dreieckspritz - externer Kühlmedienanschluss - CoolHead-Technologie - EXPERTrip - 12 Monate Garantie  
515 L Pro (mit Licht) | Mat. Nr. 1.014.4000

**SURGmatic 5201 XL Pro Winkelstück 20:1**  
Reduzierung 20:1 - optimiertes Heavon-Spannsystem mit max. Drehmoment 80 Ncm - Kopf- und Winkelstück leicht zerlegbar und zu reinigen - EXPERTrip - Kopf mit innenliegendem Kühlsystem - externer Kühlmedienanschluss - optimierte Kopfverziehung und Kugellager - 12 Monate Garantie  
5201 XL Pro (mit Licht) | Mat. Nr. 1.013.7541

**SURGmatic 5201 L Pro Winkelstück 20:1**  
Reduzierung 20:1 - optimiertes Heavon-Spannsystem mit max. Drehmoment 55 Ncm - Kopf- und Winkelstück leicht zerlegbar und zu reinigen - EXPERTrip - Kopf mit innenliegendem Kühlsystem - externer Kühlmedienanschluss - optimierte Kopfverziehung und Kugellager - 12 Monate Garantie  
5201 L Pro (mit Licht) | Mat. Nr. 1.013.7540

**SURGmatic 511 L Handstück 1:1**  
EXPERTrip - für Handstückbohrer mit Länge 44,5 mm - kann auch mit Winkelstückbohrern verwendet werden - externer Kühlmedienanschluss - 12 Monate Garantie  
511 (mit Licht) | Mat. Nr. 1.009.1070

**INTRA LUX Winkelstück 27:1**  
Glasstab-Lichtleiter - in Kopf und Unterteil zerlegbar - Kopf mit Innensystem (nachträglich) und Meyer-externer Kühlmedienanschluss - verstärkte Getriebe für höhere Drehmomente - automatische Erkennung durch Motor S 550 - 12 Monate Garantie  
INTRA LUX Winkelstück 27:1 | Mat. Nr. 1.001.9280

**CL 3-09** | Mat. Nr. 1.002.3693  
bestehend aus:  
Chirurgie-Reduzierkopf INTRA LUX 3:1  
CL 3 | Mat. Nr. 1.001.8993  
Chirurgie-Unterteil INTRA LUX 9:1  
CL 09 | Mat. Nr. 1.001.9280

**INTRA LUX Handstück 1:1**  
Glasstab-Lichtleiter - für Handstückbohrer mit Standardlänge 44,5 mm - externer Kühlmedienanschluss - verstärkte Bohrerspinnung - automatische Erkennung durch Motor S 550 - 12 Monate Garantie  
CL 10 | Mat. Nr. 1.002.5911

### Spezialinstrumente

**RONDoflex™ plus**  
Air-Abbrasion System mit Wasserspray für minimale abrasive Kavitätentfernung - Fluoridierung - Fluoridierung - Aufarbeiten von Klebflächen und Entfernen von Zementresten - mit KaVo- und Sirona-Anschluss - 12 Monate Garantie  
360 | Mat. Nr. 1.002.2700

**RONDoflex Pulver 271**  
1000 g | Mat. Nr. 1.000.5997  
RONDoflex Pulver 300 g  
1000 g | Mat. Nr. 1.000.5996

### Hygiene und Pflege

**KaVo QUATTROcare™ Plus 2124 A**  
Programmiertes Pflegegerät zur maschinellen Pflege von Instrumenten und Turbinen (inkl. Sperrsystem, Spannzangen-Pflegeprogramm mit 3 INTRAmatic™ und 1 MULTIFlex™-Kupplung) - mit 1 Dose KaVo QUATTROcare Plus Spray - Pflegekugeln für alle gängigen Motorbohrer - Produkte als Zubehör lieferbar - 12 Monate Garantie  
2124 A | Mat. Nr. 1.008.8605

**KaVo QUATTROcare™ Plus Spray**  
Pflegegerät zur Anwendung in KaVo QUATTROcare PLUS Instrumenten - 500 ml Inhalt - Lieferung in Packungen mit 6 Dosen  
2140 | Mat. Nr. 1.002.8255

**KaVo Spray**  
Universell: Pflegegerät zur manuellen Pflege von KaVo Instrumenten, Turbinen und Luftmotoren - universelles Treibmittel - 500 ml Inhalt - Lieferung nur in Packungen mit 6 Dosen  
2110 A | Mat. Nr. 0.411.9640  
Sprühkopf NTRA (Packung mit 5 Stück) | Mat. Nr. 0.411.9911  
Sprühkopf Sirona-Turbinen (1 Stück) | Mat. Nr. 1.005.8365  
Sprühkopf MULTIFlex (Packung mit 5 Stück) | Mat. Nr. 0.411.9921  
Sprühkopf COMFORTdrive (1 Stück) | Mat. Nr. 1.005.3154

**KaVo CLEANspray™/DRISpray™**  
Reinigungs- und Trocknungsspray für die manuelle, validierte Intraoral-Desinfizierung von Instrumenten und Turbinen - mit Gutschichten-Nachweiser der Restprotein-Entfernung  
Pack. KaVo CLEANspray (4 Dosen):  
2110 P | Mat. Nr. 1.007.0579  
Pack. KaVo DRISpray (4 Dosen):  
2117 P | Mat. Nr. 1.007.0580  
KaVo CLEAN-/DRISpray Starterkit:  
2116 P | Mat. Nr. 1.007.0573