

KENDA Deluxe

FÜR MEHR LUXUS BEI DER KOMPOSITPOLITUR

KENDA Deluxe wurde in enger Zusammenarbeit mit klinischen Experten entwickelt und ist ein leistungsstarkes 2-Schritt-Diamantpoliersystem für die moderne ästhetische Zahnmedizin.



Mehr Informationen



Anwendungsvideo



 COLTENE



Ein Vorpolierer – adaptives und sanftes Glätten ohne Veränderung der bestehenden Oberflächenmorphologie



Ein Hochglanz-Polierer – brillante Ergebnisse in Sekundenschnelle



ShapeGuard – Eine Form für alle Oberflächen



ISO 858 206 030 513 065



ISO 852 206 248 515 033



ISO 858 205 543 512 140



ISO 858 206 250 513 050



ISO 858 205 304 513 100



ISO 838 206 030 503 065



ISO 838 206 248 504 033



ISO 838 205 543 502 140



ISO 838 206 250 503 050



ISO 838 205 304 503 100



Polierertyp 6, 12, 20, 25, 100 Stk	ISO 858 206 030 513 065					ISO 838 206 030 503 065				
	ISO 852 206 248 515 033					ISO 838 206 248 504 033				
	ISO 858 205 543 512 140					ISO 838 205 543 502 140				
	ISO 858 206 250 513 050					ISO 838 206 250 503 050				
	0405					0455				
	0406					0456				
	0407					0457				
	0408					0458				
	0409					0459				
Ø (mm)	6,5					6,5				
Kopflänge in mm	10					10				
U/min	REC					REC				
	max					max				

REF (Set und Muster)										
0400.012	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
0400.003	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-

Konturierung - raue Oberfläche

Finieren & Polieren - glatte Oberfläche

Hochglanzfinish - glänzende Oberfläche



1. Schritt



2. Schritt