

KaVo MASTER Serie

Genießen Sie maximale Power mit innovativem KaVo Komfort.

1. Höchste Behandlungsqualität.
2. Maximaler Behandlungskomfort.
3. Größte Patientenzufriedenheit.

Hand- und Winkelstücke

MASTERmatic™ Serie

Eigenschaften der MASTERmatic Serie:

- Plasmatec-Beschichtung für bessere Griffhaftigkeit
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter*
- Glasstab-Lichtleiter
- integrierte getrennte Kühlmedien
- 24 Monate Garantie MASTERmatic™ und INTRA™ Köpfe
- *außer H01



MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Optimaler Zugang und beste Sicht durch verstellbaren Kopf und 100°/90° Winkelkombination - Dreidüsen-Spray - mit Druckknopfsprange - Keramik-Kugellager - Kopf 20x kleiner als bei GENTLEPOWER LUX 25 LP - sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3630



MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Optimaler Zugang und beste Sicht durch verstellbaren Kopf und 100°/90° Winkelkombination - Mini-Kopf für Kurzhafthöhler - Einzeldüsen-Spray - mit Druckknopfsprange - Keramik-Kugellager - Kopf 4,3x kleiner als bei GENTLEPOWER 25 LP - sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3640



MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:4,2
Optimaler Zugang und beste Sicht im modernen Bereich durch energiesparende Winkelkombination - optimierter Dreidüsen-Spray - mit Druckknopfsprange - Keramik-Kugellager - CoolHead-Technologie
M45 L | Mat. Nr. 1.014.0280



MASTERmatic LUX Reduziererteilteil 7:4,1
Maximale Behandlungseffektivität mit 14 Wechselköpfen
M29 L | Mat. Nr. 1.009.3580



MASTERmatic LUX Reduziererteilteil 2:7,1
Maximale Behandlungseffektivität mit 14 Wechselköpfen
M27 L | Mat. Nr. 1.009.3610



MASTERmatic LUX Unterteil 1:1
Maximale Behandlungseffektivität mit 14 Wechselköpfen
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3620



MASTERmatic LUX Handstück 1:1
Für Hand- und Winkelstückbohrer
M10 L | Mat. Nr. 1.009.3070

INTRA™ Köpfe



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfsprange - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehrzahl: 40.000 min⁻¹
L68 | Mat. Nr. 1.008.1833



INTRA Kopf 2:1
Mit Druckknopfsprange - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehrzahl: 20.000 min⁻¹
L67 | Mat. Nr. 1.008.1832



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfsprange - Kugellager - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente - geeignet für Endoflex der ESTETICA E70/E80 Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L
L68 B | Mat. Nr. 1.008.1834



INTRA Kopf 3:1
Mit Druckknopfsprange - Kugellager - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente - geeignet für Endoflex der ESTETICA E70/E80 Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L
L66 B | Mat. Nr. 1.008.1831



INTRA Mini Kopf 1:1
Mit Druckknopfsprange - für Miniaturwinkelstückbohrer (6 mm) - max. Arbeitsdrehrzahl: 40.000 min⁻¹
L52 | Mat. Nr. 1.008.1825



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfsprange - für FG-Böhrer Ø 1,6 mm - max. Arbeitsdrehrzahl: 40.000 min⁻¹
L80 | Mat. Nr. 1.004.4456



INTRA Microkopf 1:1
Mit Rosenbohrer Gr. 2 und U-Kegelelbohrer Gr. 0 - für mikrochirurgische Eingriffe - max. Arbeitsdrehrzahl: 20.000 min⁻¹
L22 | Mat. Nr. 1.008.1835



INTRA Propyl Kopf 2:1
Mit Gewinde und Knopf für screw-type und snap-on Polieraufsätze - mit Mehrfachabblättrung gegen Eindringen von Polymeren - max. Arbeitsdrehrzahl: 15.000 min⁻¹
L31 | Mat. Nr. 1.008.1824



INTRA EVA Kopf
Fellen frei drehbar - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehrzahl: 20.000 min⁻¹
L61 G | Mat. Nr. 1.008.1828



INTRA EVA Kopf
Mit 36 Rastenstellungen zum Anretzen der Fellen - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehrzahl: 20.000 min⁻¹
L61 H | Mat. Nr. 1.008.1829



INTRA Kopf 10:1
Mit Druckknopfsprange - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalfüller - max. Arbeitsdrehrzahl: 2.000 min⁻¹
L62 | Mat. Nr. 1.008.1830



INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfsprange - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - wechsellagige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehrzahl: 3.000 min⁻¹
L31 | Mat. Nr. 1.008.1822



INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfsprange - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - wechsellagige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehrzahl: 3.000 min⁻¹
L31 Y | Mat. Nr. 1.008.1823



INTRA Endo/Propyl Kopf
Mit Druckknopfsprange - für Wurzelkanalinstrumente und Polieraufsätze mit Winkelstützschiff - wechsellagige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehrzahl: 3.000 min⁻¹
L53 | Mat. Nr. 1.008.1826

Elektromotoren / Luftmotoren

Elektromotoren



INTRA LUX Motor KL 703 LED
Kleinmotor mit Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹ - integrierte Kühlmittelpumpe - Schallabstrahlwert KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie
KL 703 L | Mat. Nr. 1.007.9950



INTRA LUX Motor KL 701
Drehzahlbereich von 2.000 bis 40.000 min⁻¹ (in Verbindung mit KaVo Elektronik) - korrelierte Drehmomentabgabe - max. Drehmoment 8 Nm - sterilisierbar - KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie
KL 701 | Mat. Nr. 1.001.8776

Luftmotoren



INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ - Vorwärts- und Rückwärtslauf - sterilisierbar - 4-Loch-Anschluss - INTRAmatic LUX Kupplung - KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar - 12 Monate Garantie
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210



INTRAmatic™ L-Motor 181 H
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ - Vorwärts- und Rückwärtslauf - sterilisierbar - 4-Loch-Anschluss - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200



INTRAmatic™ L-Motor 181 M
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ - Vorwärts- und Rückwärtslauf - sterilisierbar - zum Anschluss auf MULTIFlex-Kupplungen - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie
181 M | Mat. Nr. 0.535.5250

Turbinen

MASTERtorque™ Serie

Eigenschaften der MASTERtorque Serie:

- Direct Stop Technology (DST): Bohrer stoppt in einer Sekunde, Null Rückzug
- Plasmatec-Oberfläche
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Spannzangen-Kabelkraft bis 32 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Glasstab-Lichtleiter
- Optimierter Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/90° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie



MASTERtorque LUX Turbinenwinkelstück
Maximale Leistung 31 Watt - bis 57 dB(A) - Kopfhöhe 13,1 mm - Verdünnungsspray
M9700 L | Mat. Nr. 1.008.7900
M9700 S | Mat. Nr. 1.008.5400
M9700 L1 | Mat. Nr. 1.007.9990
M9700 L anthracite | Mat. Nr. 1.001.7700



MASTERtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf, Kopfhöhe 12,1 mm - bis 59 dB(A) - 30 Watt Leistung - Dreidüsen-Spray
M9700 L | Mat. Nr. 3.001.7900
M9700 L1 | Mat. Nr. 3.001.0600

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (LS = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

Turbinen

EXPERTtorque™ Serie

Eigenschaften der EXPERTtorque Serie:

- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Druckknopfsprange
- Spannzangen-Halterkraft bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Optimierter Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/90° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie



EXPERTtorque LUX Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung - Glasstab-Lichtleiter (25.000 Lux) - Verdünnungsspray - Kopfhöhe 13,6 mm - im Durchmesser bis 59 dB(A)
E680 L | Mat. Nr. 1.006.8700
E680 L1 | Mat. Nr. 1.006.4600
E680 L1 | Mat. Nr. 1.006.4700



EXPERTtorque Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung - Verdünnungsspray - im Durchmesser bis 59 dB(A) - Kopfhöhe 13,6 mm - im Durchmesser bis 59 dB(A)
E680 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.006.9000



EXPERTtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf, Kopfhöhe 12,2 mm - Dreidüsen-Spray - Glasstab-Lichtleiter - 27 Watt Leistung - im Durchmesser bis 59 dB(A)
E677 L | Mat. Nr. 1.007.3600
E677 L1 | Mat. Nr. 1.006.6100

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (LS = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung, LN = Passend für HSK-Flack&Go-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

MULTIFlex™ Kupplungen



MULTIFlex LED Kupplung
Mit KaVo Multi LED - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehung-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückstellstop durch integriertes Rückstellagenteil - 12 Monate Garantie
465 LED | Mat. Nr. 1.007.3797



MULTIFlex LUX Kupplung
Passend für Midwest-Kaltschlüssellösung - mit integriertem Glasstab-Lichtleiter - 12 Monate Garantie
Midwest | Mat. Nr. 0.533.1390



MULTIFlex Kupplung
Mit 4-Loch-Normanschluss - Drehung-Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückstellagenteil - 12 Monate Garantie
465 B | Mat. Nr. 0.533.1300



MULTIFlex Kupplung
Mit 4-Loch-Normanschluss - ohne Sprayregulierung - 12 Monate Garantie
451 | Mat. Nr. 0.533.1210

Chirurgie-Programm



MASTERurg LUX Wireless
Großer Farb-Touchscreen (8,3") - kabelloser Multifunktionsfunktionslaser - Datendokumentation (ISO-Speicherkarte) - Multi-Programm - integrierte Kühlmittelpumpe - Schallabstrahlwert KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 12 Monate Garantie
MASTERurg LUX Wireless | Mat. Nr. 1.009.1000
INTRA LUX 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.8000



EXPERTurg LUX
Großes LED-Farbdisplay (8,3") - Multifunktionsfunktionslaser (Kabellänge 2,5 m) - Single User-Betrieb zum Abspeichern - integrierte Kühlmittelpumpe - Schallabstrahlwert KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 12 Monate Garantie
EXPERTurg 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.3300

Chirurgische Hand- und Winkelstücke



SUNmatic 515 L Pro Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Übersetzung 1:5 mit bis zu 200.000 min⁻¹ - Allround-Instrument mit hoher Schneidleistung für chirurgische und klinische Anwendungen - Dreidüsen-Spray - externer Kühlmedienanschluss - CoolHead-Technologie - EXPERT-Griff - 12 Monate Garantie
515 L Pro (mit Licht) | Mat. Nr. 1.034.4400



SUNmatic 5201 L Pro Winkelstück 20:1
Reduzierung 20:1 - optimiertes Hexagon-Spannsystem mit max. Drehmoment 55 Nm - Kopf- und Winkelstück leicht zerlegbar und zu reinigen - EXPERT-Griff - Kopf mit innenliegendem Kuhlssystem - externer Kühlmedienanschluss - optimale Kopfverzahnung und Kugellager - 12 Monate Garantie
5201 L Pro (mit Licht) | Mat. Nr. 1.013.7541



SUNmatic 5201 L Pro Winkelstück 20:1
Reduzierung 20:1 - optimiertes Hexagon-Spannsystem mit max. Drehmoment 55 Nm - Kopf- und Winkelstück leicht zerlegbar und zu reinigen - EXPERT-Griff - Kopf mit innenliegendem Kuhlssystem - externer Kühlmedienanschluss - optimale Kopfverzahnung und Kugellager - 12 Monate Garantie
5201 L Pro (mit Licht) | Mat. Nr. 1.013.7540



SUNmatic 511 L Handstück 1:1
EXPERT-Griff - für Handstückbohrer mit Länge 44,5 mm - kann auch mit Winkelstückbohrern verwendet werden - externer Kühlmedienanschluss - 12 Monate Garantie
511 L (mit Licht) | Mat. Nr. 1.009.1010



INTRA LUX Winkelstück 27:1
Glasstab-Lichtleiter - für Kopf und Unterteil zerlegbar - Kopf mit Invar-Kristallsystem (nach Kinoshita und Meyer) - externer Kühlmedienanschluss - verstärkte Getriebe für höhere Drehmomente - automatische Erkennung durch Motor SL 500 - 12 Monate Garantie
CL 3-09 | Mat. Nr. 1.002.3693 bestehend aus:
Chirurgie-Reduzierkopf INTRA LUX 31
CL 3 | Mat. Nr. 1.008.8993
Chirurgie-Unterteil INTRA LUX 91
CL 09 | Mat. Nr. 1.001.9258



INTRA LUX Handstück 1:1
Glasstab-Lichtleiter - für Handstückbohrer mit Standardlänge 44,5 mm - externer Kühlmedienanschluss - verstärkte Bohreranspannung - automatische Erkennung durch Motor SL 500 - 12 Monate Garantie
CL 10 | Mat. Nr. 1.002.9911



INTRA Chirurgie Handstück 1:1
Für Handstückbohrer mit Standardlänge 44,5 mm - externer Kühlmedienanschluss - leicht zerlegbar - verstärkte Bohreranspannung - 12 Monate Garantie
3610 N | Mat. Nr. 0.524.5600



INTRA Chirurgie Handstück 1:1
Für Handstückbohrer mit Sonderlänge 70,0 mm - externer Kühlmedienanschluss - leicht zerlegbar - verstärkte Bohreranspannung - 12 Monate Garantie
3610 N2 | Mat. Nr. 0.524.5610



INTRA Chirurgie Handstück 1:1
Für Handstückbohrer mit Sonderlänge 70,0 mm - externer Kühlmedienanschluss - leicht zerlegbar - verstärkte Bohreranspannung - 12 Monate Garantie
3610 N3 | Mat. Nr. 0.524.5620

Prophylaxe und Minimalinvasiv



eSCALER
Für Prophylaxe und Parodontologie - ringförmige LEDs - Frequenz 24-32 kHz - 10 Leistungsstufen - Zuführkabel einstellbar - Dynamik-Technologie™ - linear abtastende Spitzenerkennung - Lichtleiter und LED-Modul ohne Treiber austauschbar - 12 Monate Garantie
KaVo eSCALER | Mat. Nr. 1.014.0600



SONICflex™ quick 2008
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - schneller Spitzenwechsel - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L/LS Glasstab-Lichtleiter - mit KaVo oder Sirona Anschluss - Bewegungsrichtung zirkulär - mit Drehmomentschlüssel - SONICflex™-Set mit Sirona-Spitzen Nr. SA/FA/VA - 24 Monate Garantie
SONICflex quick 2008 L | Mat. Nr. 1.007.9604
SONICflex quick 2008 LS | Mat. Nr. 1.007.9605
SONICflex quick 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.9606



SONICflex™ 2008
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L Glasstab-Lichtleiter - Bewegungsrichtung zirkulär - mit Drehmomentschlüssel - SONICflex™-Set mit Sirona-Spitzen Nr. SA/FA/VA - 24 Monate Garantie
SONICflex LUX Set 2008 L | Mat. Nr. 1.000.8333
SONICflex LUX Set 2008 LS | Mat. Nr. 1.000.8334
SONICflex LUX Handstück 2008 L | Mat. Nr. 1.000.4243
SONICflex Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8336
SONICflex Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.10246

* Dieses Instrument passt auf ein nicht-KaVo Kupplungssystem (LS = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

Prophylaxe und Minimalinvasiv



PROPHYflex™ 4
Zahnärztliches Instrument zum schonenden Reinigen von Zahnoberflächen - komplexe Oxidations-Reinigungsmechanismen - perfekte Ergonomie - Gabelnde Behandlung - Vermeidung von störendem Pulvernebel - Flankenschutz - mit KaVo- und Sirona-Anschluss - 12 Monate Garantie
PROPHYflex 4 (Farb) | Mat. Nr. 3.002.8800
PROPHYflex 4 (Farb) | Mat. Nr. 3.002.8800
PROPHYflex 4 (Weiß) | Mat. Nr. 3.002.8800
PROPHYflex 4 (Weiß) | Mat. Nr. 3.004.5900
PROPHYflex 4 (Lime) | Mat. Nr. 3.003.0300
PROPHYflex 4 (Lime) | Mat. Nr. 3.004.5900



PROPHYpears™
Supragingivale - substanzschonende Reinigung durch kugelförmige Pearls
neutron | Mat. Nr. 1.013.3826
pearl | Mat. Nr. 1.013.3828
pearl | Mat. Nr. 1.013.3829
orange | Mat. Nr. 1.013.3830
black current | Mat. Nr. 1.001.1831
neutron | Mat. Nr. 1.002.1719
pearl | Mat. Nr. 1.013.4400
pearl | Mat. Nr. 1.013.4400
je 20 Sticks (je 15 g) PROPHYpears mint, PROPHYpears peach, PROPHYpears orange, PROPHYpears black current
• 50 Sticks (je 15 g)




PROPHYflex Pulver
Supragingivale - bei starken Verfärbungen - einfache und schnelle Behandlung
orange | Mat. Nr. 1.007.0214
berry | Mat. Nr. 1.007.0215
cherry | Mat. Nr. 1.007.0216
pearl | Mat. Nr. 1.007.0217
• 80 Sticks (je 15 g)




Perio Kit
Für subgingivale Behandlungen mit dem PROPHYflex - entfernt Biofilm im Taschen - entfernt Implantate - für eine fokussierte und schonende Reinigung
Perio Kit | Mat. Nr. 1.009.3721
Berry Set | Mat. Nr. 1.010.2287
Pearl Set | Mat. Nr. 1.010.2288
Perio Kit 4 | Mat. Nr. 1.011.9403
*Tipp können bis zu 10 mal aufbereitet werden



PROPHYflex Perio Powder
Sub- / supragingival - besonders sanft - geschmacksneutral - Einsatz an Implantaten
PROPHYflex Perio Powder | Mat. Nr. 1.009.3722
4 Flaschen (je 30g)



DIAGNocam™ Vision Full HD
Dreifache Diagnostik auf einen Klick
Eggl 080 Intraoral - Transillumination- oder Fluoreszenz-Aufnahmen - Das DIAGNocam Vision Full HD liefert Ihnen alles in einem. Das alles mit nur einer einzigen Aufnahme in Echtzeit und in Full-HD-Auflösung.
12 Monate Garantie
DIAGNocam™ Vision Full HD | Mat. Nr. 1.011.1213



DIAGNodent™ pen und DIAGNodent™ Display
Gerät zur frühzeitigen Erkennung von versteckter Fissuren- und Approximalkaries - Detektion von Konkrementen in Biorotations-Fachern - laborloses Instrument mit optionalem externen Display - per Display 12 Monate Garantie
Pack KaVo DIAGNodent (pen 2190) | Mat. Nr. 1.002.7000
DIAGNodent™ Display 2191 | Mat. Nr. 1.004.8400

