

KaVo MASTER Serie

Genießen Sie maximale Power mit innovativem KaVo Komfort.

1. Höchste Behandlungsqualität.
2. Maximaler Behandlungskomfort.
3. Größte Patientenzufriedenheit.

Hand- und Winkelstücke

MASTERmatic™ Serie

- Eigenschaften der MASTERmatic Serie:**
- Plasmatic-Beschichtung für bessere Griffgrip
 - Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
 - Glasstab-Lichtleiter
 - Innengeführte getrennte Kühlmedien
 - M25 L/ M25 L: Optimaler Zugang und beste Sicht durch verkleinerten Kopf und 100°/79° Winkelkombination
 - 24 Monate Garantie MASTERmatic™ und INTRA™ Köpfe
 - außer M20 L



MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Dreiecksansicht – mit Druckknopfpannzange – Keramik-Kugellager – Kopf 50% kleiner als bei GENTL Power LUX 25 LP – sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3630



MASTERmatic LUX Unterteil 1:1
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselköpfen
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3620



MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 2:7:1
Dreiecksansicht – mit Druckknopfpannzange – Keramik-Kugellager – Kopf 50% kleiner als bei GENTL Power LUX 25 LP – sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3620



MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Minikopf für kurzschaftbohrer – Einlöseansatz – mit Druckknopfpannzange – Keramik-Kugellager – Kopf 43% kleiner als bei GENTL Power 25 LP – sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3640



MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 7:4:1
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselköpfen
M29 L | Mat. Nr. 1.009.3570



MASTERmatic LUX Handstück 1:1
Für Hand- und Winkelstücke – besonders leicht und handlich – integrierter kollektortloser Motor – Glasstab-Lichtleiter – Keramik-Kugellager – durch Anwender austauschbarer Wasserfilter – Dreiecksansicht – zum direkten Anschluss nur an KaVo COMFORTbase – max. Arbeitsdrehzahl: 200.000 min⁻¹ – 24 Monate Garantie
M10 L | Mat. Nr. 1.009.3570

COMFORTdrive™

COMFORTdrive Winkelstück
Hochtouriges Winkelstück – besonders leicht und handlich – integrierter kollektortloser Motor – Glasstab-Lichtleiter – Keramik-Kugellager – durch Anwender austauschbarer Wasserfilter – Dreiecksansicht – zum direkten Anschluss nur an KaVo COMFORTbase – max. Arbeitsdrehzahl: 200.000 min⁻¹ – 24 Monate Garantie
200 XD | Mat. Nr. 1.000.5500

INTRA™ Köpfe



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfpannzange – für Winkelstückbohrer – mit Schutzabwischer und verstärktem Spannsystem – max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L58 | Mat. Nr. 1.008.1833



INTRA Kopf 2:1
Mit Druckknopfpannzange – für Winkelstückbohrer – mit Schutzabwischer und verstärktem Spannsystem – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L67 | Mat. Nr. 1.008.1832



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfpannzange – kugellagert – für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente – geeignet für Endfunktion der ESTETICA E70/EB0 Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L
L68 B | Mat. Nr. 1.008.1834



INTRA Kopf 3:1
Mit Druckknopfpannzange – kugellagert – für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente – geeignet für Endfunktion der ESTETICA E70/EB0 Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L
L68 B | Mat. Nr. 1.008.1831



INTRA Mini Kopf 1:1
Mit Druckknopfpannzange – für Miniaturlinienstückbohrer (16 mm) – max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L52 | Mat. Nr. 1.008.1835



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfpannzange – für R50-Bohrer 0,16 mm – max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L80 | Mat. Nr. 1.004.4456



INTRA Microkopf 1:1
Für mikrochirurgische Eingriffe – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L22 | Mat. Nr. 1.008.1835



INTRA Propy Kopf 2:1
Mit Gewinde und Kopf für screw-type und snap-on – für mikrochirurgische Eingriffe – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L31 | Mat. Nr. 1.008.1824



INTRA EVA Kopf
Fein frei drehbar – mit gedämpftem Hub 0,8 mm – für Feilen der Firma Intensiv – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L61 R | Mat. Nr. 1.008.1828



INTRA EVA Kopf
Fein frei drehbar – mit gedämpftem Hub 0,8 mm – für Feilen der Firma Intensiv – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L61 R | Mat. Nr. 1.008.1829



INTRA Kopf 10:1
Mit Druckknopfpannzange – für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalfüller – max. Arbeitsdrehzahl: 2.000 min⁻¹
L52 | Mat. Nr. 1.008.1830



INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfpannzange – für Hand-Wurzelkanalbohrer und Wurzelkanalfüller – max. Arbeitsdrehzahl: 2.000 min⁻¹
L31 | Mat. Nr. 1.008.1822



INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfpannzange – für Hand-Wurzelkanalbohrer und Wurzelkanalfüller – max. Arbeitsdrehzahl: 2.000 min⁻¹
L31 | Mat. Nr. 1.008.1822



INTRA Endo/Prophy Kopf
Mit Druckknopfpannzange – für Wurzelkanalinstrumente und Polieraufsätze mit Winkelstückschacht – wechselseitige Drehbewegung 60° – max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min⁻¹
L53 | Mat. Nr. 1.008.1826

Elektromotoren / Luftmotoren

Elektromotoren



INTRA LUX Motor KL 703 LED
Kollektortyp Motor – Drehzahlbereich von 500 bis 40.000 min⁻¹ – in Verbindung mit Motor-Gewinde (L) – kontrollierte Drehmoment – abgabe: max. Drehmoment 2,7 Nm – sterilisierbar – KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar – 36 Monate Garantie
KL 703 LED | Mat. Nr. 1.007.0150



INTRA LUX Motor KL 701
Drehzahlbereich von 2.000 bis 40.000 min⁻¹ – in Verbindung mit KaVo-Elektronik – max. Drehmoment 2,7 Nm – sterilisierbar – KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar – 36 Monate Garantie
KL 701 | Mat. Nr. 1.001.8776

Luftmotoren



INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – gestrichelter Einsatz im Implantat – INTRAmatic LUX-Kupplung – KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar – 12 Monate Garantie
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210



INTRAmatic™ L-Motor 181 H
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – gestrichelter Einsatz im Implantat – INTRAmatic 2-Kupplung – 12 Monate Garantie
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200

KaVo EXPERT Serie

Erreichen Sie mehr mit zuverlässiger Leistung von KaVo.

1. Höchste Langlebigkeit.
2. Effizientes Arbeiten.
3. Verlässliche Ausstattung.

Hand- und Winkelstücke

EXPERTmatic™ Serie

- Eigenschaften der EXPERTmatic Serie:**
- Griffplatte überstrichen durch KaVo EXPERTgrip
 - Innengeführte getrennte Kühlmedien
 - E25 L/ E20 L/ E15 L/ E10 L-Glasstab-Lichtleiter
 - 18 Monate Garantie



EXPERTmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Dreiecksansicht – mit Druckknopfpannzange – Keramik-Kugellager – durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
E25 L | Mat. Nr. 1.007.5550



EXPERTmatic LUX Winkelstück 1:1
Mit Druckknopfpannzange – für Winkelstückbohrer – Schutzabwischer und verstärktes Spannsystem
E20 L | Mat. Nr. 1.007.5540



EXPERTmatic LUX Reduzier-Winkelstück 5:4:1
Mit Druckknopfpannzange – für Winkelstückbohrer – Schutzabwischer und verstärktes Spannsystem
E15 L | Mat. Nr. 1.007.5530



EXPERTmatic Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Dreiecksansicht – mit Druckknopfpannzange – Keramik-Kugellager – durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
E25 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5551



EXPERTmatic Winkelstück 1:1
Mit Druckknopfpannzange – für Winkelstückbohrer – Schutzabwischer und verstärktes Spannsystem
E20 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5541



EXPERTmatic Reduzier-Winkelstück 5:4:1
Mit Druckknopfpannzange – für Winkelstückbohrer – Schutzabwischer und verstärktes Spannsystem
E15 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5531



EXPERTmatic Handstück 1:1
Für Hand- und Winkelstückbohrer
E10 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5500



EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 5:4:1
Prophylaxe-Kopf mit Aufnahme für snap-on Aufsätze
E31 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4998



EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 2:7:1
Precontrol-Kopf mit 36 Einstellungen zum Anretzen der Polieransätze – mit gedämpftem Hub 0,8 mm
E61 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4999

Turbinen

MASTERtorque™ Serie

- Eigenschaften der MASTERtorque Serie:**
- Direct Stop Technology DST: Bohrer stoppt in einer Sekunde, null Rückzug
 - Plasmatic-Oberfläche
 - Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
 - Spinnengelenk-Halterkraft bis 32 N
 - Hartmetall-Führungsbüchse
 - Keramik-Kugellager
 - Glasstab-Lichtleiter
 - Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/79° Winkelkombination
 - 24 Monate Garantie



MASTERtorque LUX Turbinenwinkelstück
Maximale Leistung 31 Watt – bis 57 dB(A) – Kopfhöhe 13 mm – Verdünnungsansatz – Spinnengelenk-Halterkraft bis 32 N
M9000 L | Mat. Nr. 1.008.7900
M9000 L5* | Mat. Nr. 1.008.5400
M9000 L chocolate brown | Mat. Nr. 1.007.9900
M9000 L antracite | Mat. Nr. 1.007.7900



MASTERtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,1 mm – bis 59 dB(A) – 30 Watt Leistung – Dreiecksansatz
M6700 L | Mat. Nr. 3.001.0000
M6700 L5* | Mat. Nr. 3.001.0060

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckerstellung der MULTiflex Versionen.

Turbinen

EXPERTtorque™ Serie

- Eigenschaften der EXPERTtorque Serie:**
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
 - Druckknopfpannzange
 - Spannengelenk-Halterkraft bis 30 N
 - Hartmetall-Führungsbüchse
 - Keramik-Kugellager
 - Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/79° Winkelkombination
 - 18 Monate Garantie



EXPERTtorque LUX Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung – Glasstab-Lichtleiter (25.000 Lux) – Verdünnungsansatz – Kopfhöhe 15,8 mm – bis 62 dB(A)
E680 L | Mat. Nr. 1.006.8700
E680 L5* | Mat. Nr. 1.006.4600
E680 L5* | Mat. Nr. 1.006.4700



EXPERTtorque Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung – Verdünnungsansatz – bis 62 dB(A) – Kopfhöhe 15,8 mm
E680 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.006.8000



EXPERTtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,1 mm – Dreiecksansatz – Glasstab-Lichtleiter – 27 Watt Leistung – bis 65 dB(A)
E677 L | Mat. Nr. 1.007.3600
E677 L5* | Mat. Nr. 1.006.0100

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH
(L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung, L5* = Passend für HX Flex-Quick-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckerstellung der MULTiflex Versionen.

MULTiflex™ Kupplungen



MULTiflex LED Kupplung
Mit KaVo MULTILED – 4 Loch-LUX-Anschluss – Drehimpuls-Sprayingregulierung mit Rückzugsschaltventil – Rückzugsschaltventil durch integriertes Rückzugsschaltventil – 12 Monate Garantie
465 LED | Mat. Nr. 1.007.3107



MULTiflex LUX Kupplung
Mit KaVo Hochdruckpumpe – 4 Loch-LUX-Anschluss – Drehimpuls-Sprayingregulierung mit Rückzugsschaltventil – Rückzugsschaltventil durch integriertes Rückzugsschaltventil – 12 Monate Garantie
465 L5N | Mat. Nr. 0.535.5250



MULTiflex LUX Kupplung
Passend für Midwest-Kalibschversorgung – mit integriertem Glasstab-Lichtleiter – 12 Monate Garantie
Midwest | Mat. Nr. 0.553.5390



MULTiflex Kupplung
Mit 4 Loch-Normanschluss – Drehimpuls-Sprayingregulierung mit Rückzugsschaltventil – 12 Monate Garantie
465 RN | Mat. Nr. 0.553.5600



MULTiflex Kupplung
Mit 4 Loch-Normanschluss – ohne Sprayingregulierung – 12 Monate Garantie
457 | Mat. Nr. 0.553.5210

Prophylaxe und Minimalinvasiv

SONICflex™ 2008 quick

Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie – über 50 Spitzen – schneller Spitzenwechsel – Frequenz: 6.000 Hz – 3 Leistungsstufen einstellbar – 2000 U/L Glasstab-Lichtleiter – mit KaVo oder Sirona Anschlüssen – Bewegungsrichtung: zirkulär – mit Drehmomentanschloss – SONICflex-Set mit Sirona Click&Go-System (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung) – 24 Monate Garantie
SONICflex quick Set 2008 L | Mat. Nr. 1.007.8604
SONICflex quick Set 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.8605
SONICflex quick Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.8606

SONICflex quick Handstück 2008 L | Mat. Nr. 1.005.9310
SONICflex quick Handstück 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.9340
SONICflex quick Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.005.9311

* Dieses Instrument passt auf ein nicht KaVo Kupplungssystem (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

Prophylaxe und Minimalinvasiv

SONICflex™ 2003

Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie – über 50 Spitzen – Frequenz: 6.000 Hz – 3 Leistungsstufen einstellbar – Bewegungsrichtung: zirkulär – mit Drehmomentanschloss – SONICflex-Set mit Sirona Click&Go-System (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung) – 24 Monate Garantie
SONICflex 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8333
SONICflex 2003 Handstück 2003 L | Mat. Nr. 1.000.4243
SONICflex Set 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8334
SONICflex Handstück 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.4246

Prophylaxe und Minimalinvasiv

PROPHYflex™ 4

Pulvertanksystem zum schonenden Reinigen von Kronenflächen – kontrolliert dosierte Pulverabgabe – Perfekte Ergonomie – Saubere Behandlung – Vermeidung von störenden Pulvernebel – Fließendes Arbeiten – mit KaVo- und Sirona-Anschlüssen – 12 Monate Garantie
PROPHYflex 4 Flamingo | Mat. Nr. 3.002.8800
PROPHYflex 4 S | Mat. Nr. 3.004.5950
PROPHYflex 4 Wave | Mat. Nr. 3.002.8900
PROPHYflex 4 S Wave | Mat. Nr. 3.004.5900
PROPHYflex 4 Lime | Mat. Nr. 3.002.8200
PROPHYflex 4 S Lime | Mat. Nr. 3.004.5930

PROPHYflex™ 1:5

Supragingival – substanzschonende Reinigung durch kugelförmige Beads neutral* | Mat. Nr. 1.010.1826
neutral* | Mat. Nr. 1.010.1826
orange* | Mat. Nr. 1.010.1829
black constant* | Mat. Nr. 1.010.1829
* 80 Sticks (je 15 g)

PROPHYflex Pulver

Supragingival – bei starken Verfärbungen – entfernt Biofilm in Fischen – erzeugt Implantat-plaque* | Mat. Nr. 1.010.1826
orange* | Mat. Nr. 1.010.1829
black constant* | Mat. Nr. 1.010.1829
* 80 Sticks (je 15 g)

Perio Kit

Für subgingivale Behandlungen mit dem PROPHYflex – entfernt Biofilm in Fischen – erzeugt Implantat-plaque* | Mat. Nr. 1.010.1826
orange* | Mat. Nr. 1.010.1829
black constant* | Mat. Nr. 1.010.1829
* 80 Sticks (je 15 g)

PROPHYflex Perio Powder

Sub- / Supragingival – besonders sanft – geschmeidig und leicht im Implantat – entfernt Biofilm in Fischen – erzeugt Implantat-plaque* | Mat. Nr. 1.010.1826
orange* | Mat. Nr. 1.010.1829
black constant* | Mat. Nr. 1.010.1829
* 80 Sticks (je 15 g)

DIAGNOcam™ Vision Full HD

Dreifache Diagnostik auf einen Klick – Optische, Transillumination- oder Fluoreszenz-Aufnahmen: Die DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen alles in einem. Das alles mit nur einer einzigen Aufnahme in Echtzeit und in Full-HD-Auflösung – 12 Monate Garantie
DIAGNOcam™ Vision Full HD | Mat. Nr. 1.011.9113

DIAGNOcam™

Strahlungsfreie Karstschichterkennung – Ideal zur Patientenklärung und Nervengerechtes Monitoring – einfache Anbindung an Praxissoftware möglich – 12 Monate Garantie
DIAGNOcam™ | Mat. Nr. 1.001.9000

DIAGNOdent™ pen und DIAGNOdent™ Display

Geräte zur frühzeitigen Erkennung von versteckter Parodontitis und Approximalkaries – Detektion von Korrekturen in Parodontal-Taschen – kabelloses Instrument mit optionalem externen Display – pen Display: 12 Monate Garantie
DIAGNOdent™ Display 2101 | Mat. Nr. 1.002.7000

SMARTmatic 553 / Prophylaxewinkelstück 8:1

Für Schichtaufbau 2,5 mm – max. Antriebsdrehzahl: 20.000 U/min – für Polier- und Wurzelkanalinstrumente
553 | Mat. Nr. 1.011.6810

SMARTmatic PROPHY S31 / Prophylaxewinkelstück 8:1

Für Schichtaufbau 2,5 mm – max. Antriebsdrehzahl: 20.000 U/min – für Polier- und Wurzelkanalinstrumente
S31 | Mat. Nr. 1.011.6760

SMARTmatic PROPHY S33 Prophylaxewinkelstück 8:1

Für Schichtaufbau 2,5 mm – für snap-on Polieraufsätze – max. Antriebsdrehzahl: 20.000 U/min
S33 | Mat. Nr. 1.011.6800

SMARTmatic PROPHY S19 / Prophylaxewinkelstück 8:1

Für Schichtaufbau 2,5 mm – für snap-on Polieraufsätze – max. Antriebsdrehzahl: 20.000 U/min
S19 | Mat. Nr. 1.011.6740

Chirurgie-Programm



MASTERurg LUX Wireless
Großer Farb-Touchscreen A371 – kabelloser Multifunktions-Flussanalyzer – Datenokumentation (SD-Speicherkarte) – Multiprogramm – integrierte Kühlmittelpumpe – Fließendes Arbeiten – mit KaVo- und Sirona-Anschlüssen – 12 Monate Garantie
MASTERurg LUX Wireless | Mat. Nr. 1.009.7200
INTRA LUX 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.8000

