

ARTIKELINFORMATION

DESMARRES Lidhaken, 140 mm (5 1/2"), Tiefe: 11 mm, Breite: 14 mm, unsteril, wiederverwendbar (OA312R)



Attribute	Wert
Produkttyp	Lidhaken
Autor	DESMARRES
Aesculap Produkt Gruppen	Allgemein Chirurgische Instr.
Altern. Produktname	Venenhäkchen
Länge	140.00 mm
Länge (Inch)	5 1/2"
Maulteil	Blatt
Maulbreite	14.00 mm
Disziplin	Hand-/Fußchirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohrenchirurgie, Allgemein-/Viszeralchirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gefäßchirurgie
UDI-Direktmarkierung	Ja
Einmalgebr./Wiederverwendbar	wiederverwendbar
Sterilität	unsteril
Produkt enthält Latex	Nein

Attribute	Wert
Maultiefe	11.00 mm
Design	einendig
Typ Arbeitsende	Blatt