

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Trykt dato: 15.06.2012

MSDS: 6700

Side 1 af 5

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**Identifikation af stoffet eller blandingen**

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Virksomhedens betegnelse

Firma: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Gade: Elbgaustraße 248
By: D-22547 Hamburg
Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefax: +49. (0) 40. 84006-222
Internet: www.dmg-dental.com e-Mail: info@dmg-dental.com

2. Fareidentifikation**Klassifikation**

Indikationer af farer : Meget brandfarlig

R-sæt:

Meget brandfarlig.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**Kemisk karakterisering (emne)**

Ethanol.

Formel: C₂H₆O

Molekylvægt: 46,07

Farlige komponenter

EF-nr.	CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Mængde	Klassifikation
200-578-6	64-17-5	ethanol, ethylalkohol	95 - 100 %	F R11

(Hele ordlyden af de anførte R-sætninger findes i overskrift 16)

Indeksnr.: 603-002-00-5

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Hvis det indåndes**

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe. Tilsmudset tøj skal skiftes. Cremes ind med fedtholdig salve.

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved indtagelse

Drik omgående ved indtagelse: Vand. Konsulter læge.

5. Brandbekæmpelse**Egnede slukningsmidler**Forstøvet vand. alkoholbestandigt skum. Kuldioxid (CO₂). Slukningspulver. Sand.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Trykt dato: 15.06.2012

MSDS: 6700

Side 2 af 5

Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Hel vandstråle.

Særlige eksponeringsfarer hidrørende fra selve det pågældende stof/kemiske produkt, forbrændingsprodukter eller udviklede luftarter

Koncentrerede dampe er tungere end luft. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

6. Forholdsregler ved udslip ved uheld**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer, således**

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Følgende skal undgås: indånding. hudkontakt. øjenkontakt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

Metoder til oprensning, f.eks.

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering****Sikkerhedsinformation**

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Opbevaring**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Opbevares køligt.

Yderligere information om opbevaringsforhold

3A ()

Opbevaring-Klasse (D):

3A

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Grænseværdier for eksponering****Grænseværdier for luftforurening**

CAS-nr.	Stof/materiale	ml/m³	mg/m³	f/cm³	Anm.	Bem.
64-17-5	Ethanol	1000	1900			

Eksponeringskontrol**Hygiejniske foranstaltninger**

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

Åndedrætsværn

Følgende skal undgås: indånding. overskridelse af grænseværdi: filtermaske (helmaske eller mundstykssæt) med filter: A

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Trykt dato: 15.06.2012

MSDS: 6700

Side 3 af 5

Håndværn

Der skal bære godkendte handsker: Egnede materiale: NBR (Nitrilkautsjuk).

Øjenværn

Tætsluttende beskyttelsesbrille.

9. Fysisk-kemiske egenskaber**Generel information**

Tilstandsform:	flydende
Farve:	farveløs-transparent
Lugt:	karakteristisk

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

	Metode
pH-værdien:	neutral
Tilstand-ændringer	
Smeltepunkt:	ca. -115 °C
Kogepunkt:	ca. 80 °C
Flammepunkt:	12 °C
Laveste Eksplosionsgrænser:	3.5 vol. %
Højeste Eksplosionsgrænser:	15 vol. %
Damptryk: (ved 20 °C)	59 hPa
Relativ massefylde (ved 20 °C):	0,7903 g/cm ³
Vandopløselighed:	fuldstændig blandbar
Viskositet/dynamisk: (ved 20 °C)	1,3 mPa·s

Andre oplysninger

Antændelsestemperatur:	425 °C
------------------------	--------

10. Stabilitet og reaktivitet**Forhold som skal undgås**
hede.**Materialer som skal undgås**
Oxidationsmidler. peroxider. Syre. Alkalimetaller.**11. Toksikologiske oplysninger****Akut toksicitet**

Akut toxicitet, oral LD50: (art: Rotte.): > 6200 mg/kg; Akut toxicitet, inhalativ 95.6 mg / l / 4 h

Irriterende og ætsende virkninger

Ved længere eller ofte gentagen hudkontakt: irriterende.; Ved øjenkontakt: irriterende.

12. Miljøoplysninger**Økotoksicitet**Fisketoksicitet (Leuciscus idus): LC50: > 8140 mg / l / 48 h (Ethanol);
Daphnientoksicitet (Daphnia magna): EC50: 9268 - 14221 mg / l / 48 h

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Trykt dato: 15.06.2012

MSDS: 6700

Side 4 af 5

Persistens og nedbrydelighed

Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)

13. Forhold vedrørende bortskaffelse**Overvejelser ved bortskaffelse**

Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler.

Affaldsnummer - overskud

180106 AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING); Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker; Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
Klassificeret som farligt affald.

14. Transportoplysninger**Landtransport**

UN-nummer: 1170
ADR/RID - klasse: 3
Klassifikationskode: F1
Advarseltavle
Fare-nr.: 33
Faresedler: 3
ADR/RID - emballagegruppe: II
Flydende kvantitet (LQ): 1 L

Betegnelse på forsendelsen

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)

Andre relevante oplysninger (Landtransport)

E2

Skibstransport

UN-nummer: 1170
IMDG - code: 3
Faresedler: 3
IMDG - emballagegruppe: II
EmS: F-E, S-D
Flydende kvantitet (LQ): 3 L

Betegnelse på forsendelsen

ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

Andre relevante oplysninger (Skibstransport)

E2

Fly transport

UN/ID-nr.: 1170
ICAO/IATA - klasse: 3
Faresedler: 3
ICAO - emballagegruppe: II
Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Trykt dato: 15.06.2012

MSDS: 6700

Side 5 af 5

IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:	353
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger:	5 L
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:	364
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:	60 L

Betegnelse på forsendelsen

ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

Andre relevante oplysninger (Fly transport)

E2

: Y341

15. Oplysninger om regulering**Etikettering**

Faresymboler:

F - Meget brandfarlig



F - Meget brandfarlig

R-Sætninger

11 Meget brandfarlig.

S-Sætninger

- 02 Opbevares utilgængeligt for børn.
- 07 Emballagen skal holdes tæt lukket.
- 16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

National regulativ information**16. Andre oplysninger****Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

11 Meget brandfarlig.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Trykt dato: 20.06.2012

MSDS: 2222

Side 1 af 4

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**Identifikation af stoffet eller blandingen**

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Virksomhedens betegnelse

Firma:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH		
Gade:	Elbgaustraße 248		
By:	D-22547 Hamburg		
Telefon:	+49. (0) 40. 84006-0	Telefax:	+49. (0) 40. 84006-222
Internet:	www.dmg-dental.com	e-Mail:	info@dmg-dental.com

2. Fareidentifikation**Klassifikation**

Indikationer af farer : Lokalirriterende
R-sæt:
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**Kemisk karakterisering (Blanding)**

Kemisk karakteristik (tilberedning): Akrylat.-harpiks.

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Hvis det indåndes**

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved indtagelse

Tilkald straks læge.

5. Brandbekæmpelse**Egnede slukningsmidler**

Vandstøvstråle. Slukningspulver. Sand. Skum. Kuldioxid (CO2).

Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Hel vandstråle.

6. Forholdsregler ved udslip ved uheld**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer, således**

Brug særligt arbejdstøj. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandløb.

Metoder til oprensning, f.eks.

Skal optages mekanisk.

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Trykt dato: 20.06.2012

MSDS: 2222

Side 2 af 4

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering****Sikkerhedsinformation**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå kontakt med øjnene.

Opbevaring**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
Må kun lagres i originalbeholdere.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Grænseværdier for eksponering****Eksponeringskontrol****Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering**

Sørg for tilstrækkelig udluftning i lagerrum.

Hygiejniske foranstaltninger

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

Åndedrætsværn

Følgende skal undgås: indånding.

Håndværn

Der skal bære godkendte handsker: Egnede materiale: NBR (Nitrilkautsjuk).

Øjenværn

Tætsluttende beskyttelsesbrille.

9. Fysisk-kemiske egenskaber**Generel information**

Tilstandsform:	flydende
Farve:	gul
Lugt:	af: ester

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

	Metode
pH-værdien (ved 20 °C):	4.5 - 7
Tilstand-ændringer	
Kogepunkt:	100 °C
nedbrydningspunkt:	> 200 °C
Flammepunkt:	> 100 °C
Damptryk: (ved 20 °C)	23 hPa
Relativ massefylde:	1,1 g/cm ³

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Trykt dato: 20.06.2012

MSDS: 2222

Side 3 af 4

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Opløselighed ca. 50 %

Dampmassefylde:

> 1

10. Stabilitet og reaktivitet**Forhold som skal undgås**

Lys. hede.

Materialer som skal undgås

Skal holdes fjernt fra stærke syrer, baser, tungmetalsalte og reducerede stoffer.

Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand kan der opstå: gasser / pampe, irriterende. (Akrylat., stikkende)

Yderligere information

Lysfølsom(t/me) stof(fer).

11. Toksikologiske oplysninger**Akut toksicitet**

LD50: Rotte. 5500mg/kg

Irriterende og ætsende virkninger

hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden.

Virker irriterende i øjnene. hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden.

Sensibiliserende virkninger

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Andre informationer til godkendelser

Indeholder Methacrylates: Kan udløse allergisk reaktion. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

12. Miljøoplysninger**Økotoksicitet**

Akvatoksicitet LC50: > 360 mg / l / 48h

Persistens og nedbrydelighed

Produktet er delvist nedbrydeligt. 50%

Andre informationer

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Indslæb i miljøet skal undgås.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse**Overvejelser ved bortskaffelse**

Kan under overholdning af forskrifterne og efter aftale med renovationen og de ansvarlige myndigheder afbrændes sammen med husholdningsaffald.

Skal tilføres en forbrænding af særligt affald under iagttagelse af myndighedernes regler.

Affaldsnummer - overskud

180106 AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING); Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker; Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
Klassificeret som farligt affald.

14. Transportoplysninger

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Trykt dato: 20.06.2012

MSDS: 2222

Side 4 af 4

Andre oplysninger

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

15. Oplysninger om regulering**Etikettering**

Faresymboler:

Xi - Lokalirriterende



Xi - Lokalirriterende

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Methacrylic esters.

R-Sætninger

- 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S-Sætninger

- 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder Vand og sæbe. .

National regulativ information

Vandforurenende-klasse (D):

2 - Vandforurenende

16. Andre oplysninger**Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

- 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Yderligere information

-

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Etching Gel

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 6100

Side 1 af 5

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**Identifikation af stoffet eller blandingen**

Etching Gel

Virksomhedens betegnelse

Firma:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH		
Gade:	Elbgaustraße 248		
By:	D-22547 Hamburg		
Telefon:	+49. (0) 40. 84006-0	Telefax:	+49. (0) 40. 84006-222
Internet:	www.dmg-dental.com	e-Mail:	info@dmg-dental.com

2. Fareidentifikation**Klassifikation**

Indikationer af farer : Ætsende

R-sæt:

Ætsningsfare.

GHS: Farekategorier:

Hudætsning/-irritation: Skin Corr. 1B

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1

Risikosætninger:

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**Kemisk karakterisering (Blanding)**

PHOSPHORIC ACID

Farlige komponenter

EF-nr.	CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Mængde
		Klassifikation	
		GHS-klassificering	
231-633-2	7664-38-2	fosforsyre ... %, phosphorsyre ... %	30 - 45 %
		C R34	
		Skin Corr. 1B; H314	

(Hele ordlyden af de anførte R-sætninger findes i overskrift 16)

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Hvis det indåndes**

ikke anvendelig

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved indtagelse

Tilkald straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Etching Gel

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 6100

Side 2 af 5

Andre informationer

Materialet er ikke brændbart.

6. Forholdsregler ved udslip ved uheld**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer, således**

Brug særligt arbejdstøj.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

Metoder til oprensning, f.eks.

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering****Sikkerhedsinformation**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå kontakt med øjnene.

Andre informationer

Sørg for tilstrækkelig udluftning i lagerrum.

Opbevaring**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
Må kun lagres i originalbeholdere.**Samlagingshenvisninger**

Må ikke lagres sammen med: Alkalier (lage). metal.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Grænseværdier for eksponering****Eksponeringskontrol****Hygiejniske foranstaltninger**

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

Åndedrætsværn

Følgende skal undgås: indånding. overskridelse af grænseværdi: filtermaske (helmaske eller mundstykssæt) med filter: A

Håndværn

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.: NBR (Nitrilkautsjuk). Butylkautsjuk.

Øjenværn

Tætsluttende beskyttelsesbrille.

9. Fysisk-kemiske egenskaber**Generel information**Tilstandsform: Gel
Farve: blå**Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø**

Metode

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Etching Gel

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 6100

Side 3 af 5

pH-værdien: ca. 1

Tilstand-ændringer

Kogepunkt: 100 °C

Flammepunkt: ikke anvendelig

Laveste Eksplosionsgrænser: ikke anvendelig

Højeste Eksplosionsgrænser:

Damptryk: 20 hPa

(ved 23 °C)

Relativ massefylde: 1,4 g/cm³

Vandopløselighed: let opløselig.

Dampmassefylde: < 1

Andre oplysninger

Antændelsestemperatur: ikke anvendelig

10. Stabilitet og reaktivitet**Materialer som skal undgås**

Alkalier (lage).

11. Toksikologiske oplysninger**Akut toksicitet**

LD50: Rotte. >810mg/kg

Irriterende og ætsende virkninger

Virker irriterende i øjnene. Ætsningsfare.

Ved hudkontakt: Ætsningsfare.

Andre informationer til godkendelser

Indeholder Methacrylate: Kan udløse allergisk reaktion. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

12. Miljøoplysninger**Andre informationer**

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Indslæb i miljøet skal undgås.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse**Overvejelser ved bortskaffelse**

Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler.

Affaldsnummer - overskud

180106 AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING); Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker; Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
Klassificeret som farligt affald.

14. Transportoplysninger**Landtransport**

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Etching Gel

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 6100

Side 4 af 5

UN-nummer: 1805
 ADR/RID - klasse: 8
 Klassifikationskode: C1
 Advarseltavle
 Fare-nr.: 80
 Faresedler: 8
 ADR/RID - emballagegruppe: III
 Flydende kvantitet (LQ): LQ7

Betegnelse på forsendelsen

fosforsyre ... %, phosphorsyre ... %

Andre relevante oplysninger (Landtransport)

E1

: 3

: E

Indenrigsskibstransport

UN-nummer: 1805
 ADNR - klasse: 8
 Klassifikationskode: C1
 Faresedler: 8
 Emballagegruppe: III
 Flydende kvantitet (LQ): LQ7

Betegnelse på forsendelsen

fosforsyre ... %, phosphorsyre ... %

Skibstransport

UN-nummer: 1805
 IMDG - code: 8
 Faresedler: 8
 IMDG - emballagegruppe: III
 EmS: F-A, S-B
 Flydende kvantitet (LQ): 5 L

Betegnelse på forsendelsen

fosforsyre ... %, phosphorsyre ... %

Andre relevante oplysninger (Skibstransport)

Særlige forskrifter: 223

Fly transport

UN/ID-nr.: 1805
 ICAO/IATA - klasse: 8
 Faresedler: 8
 ICAO - emballagegruppe: III
 Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L
 IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 819
 IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 5 L
 IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 821
 IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 60 L

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Etching Gel

Trykt dato: 15.07.2011

MSDS: 6100

Side 5 af 5

Betegnelse på forsendelsen

fosforsyre ... %, phosphorsyre ... %

Andre relevante oplysninger (Fly transport)

E1

: Y819

60 L

15. Oplysninger om regulering**Etikettering**

Faresymboler: C - Ætsende

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

fosforsyre ... %, phosphorsyre ... %

R-Sætninger

34 Ætsningsfare.

S-Sætninger

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

GHS-Mærkning

Signalord: fare

Piktogrammer: ætsning

Faresætninger

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

National regulativ information

Vandforurenende-klasse (D):

16. Andre oplysninger**Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

34 Ætsningsfare.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)