

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Date d'impression: 20.06.2012

MSDS: 2222

Page 1 de 4

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**Identification de la substance ou du mélange**

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Identification de la société productrice

Société:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH		
Rue:	Elbgaustraße 248		
Lieu:	D-22547 Hamburg		
Téléphone:	+49. (0) 40. 84006-0	Téléfax:	+49. (0) 40. 84006-222
Internet:	www.dmg-dental.com	e-mail:	info@dmg-dental.com

2. Identification des dangers**Classification**

Indications de danger : Irritant

Phrases-R:

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

3. Composition/informations sur les composants**Caractérisation chimique (Mélange)**

Spécification chimique (préparation): Acrylate.-résine.

4. Premiers secours**Après inhalation**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après ingestion

Appeler aussitôt un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie**Moyen d'extinction approprié**Jet d'eau en aspersion. Poudre d'extinction. Sable. Mousse. Dioxyde de carbone (CO₂).**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Jet d'eau à grand débit.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**Les précautions individuelles**

Porter un vêtement de protection approprié. Assurer une aération suffisante.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Les méthodes de nettoyage

Recueillir mécaniquement.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Date d'impression: 20.06.2012

MSDS: 2222

Page 2 de 4

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

7. Manipulation et stockage**Manipulation****Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Éviter le contact avec les yeux.

Stockage**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.
Stocker uniquement dans les récipients d'origine.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**Valeurs limites d'exposition****Contrôles de l'exposition****Contrôle de l'exposition professionnelle**

Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Protection respiratoire

Éviter ce qui suit : inhalation.

Protection des mains

Porter les gants de protection homologués : Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile).

Protection des yeux

Lunettes de protection hermétiques.

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations générales**

L'état physique:	liquide
Couleur:	jaune
Odeur:	comme: ester

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

	Testé selon la méthode
pH-Valeur (à 20 °C):	4.5 - 7
Modification d'état	
Point d'ébullition:	100 °C
point de décomposition:	> 200 °C
Point d'éclair:	> 100 °C
Pression de vapeur: (à 20 °C)	23 hPa

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Date d'impression: 20.06.2012

MSDS: 2222

Page 3 de 4

Densité: 1,1 g/cm³
Solubilité dans d'autres solvants: Solubilité ca. 50 %
Densité de vapeur: > 1

10. Stabilité et réactivité**Conditions à éviter**

Lumière. forte chaleur.

Matières à éviter

Tenir à l'écart d'acides forts, de lessives, de sels de métaux lourds et de substances réductrices.

Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Gaz / vapeurs, irritant. (Acrylate., piquant)

Information supplémentaire

Substance(s) photosensible(s).

11. Informations toxicologiques**Toxicité aiguë**

DL50: Rat. 5500mg/kg

Irritation et corrosivité

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

Effet irritant sur l'oeil: Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

Effets sensibilisants

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Information supplémentaire référentes à des preuves

Contient du (de la) Methacrylates: Peut déclencher une réaction allergique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

12. Informations écologiques**Écotoxicité**

Toxicité aquatique CL50: > 360 mg / l / 48h

Persistance et dégradabilité

Le produit est partiellement biodégradable. 50%

Information supplémentaire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Eviter une introduction dans l'environnement.

13. Considérations relatives à l'élimination**Élimination**

Peut être incinéré avec les ordures ménagères dans le cadre des règlements et après avoir pris contact avec la déchetterie et l'administration compétente.

Evacuer vers une usine d'incinération pour déchets spéciaux en respectant les réglementations administratives.

Code d'élimination des déchets-Produit

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Bond A + B)

Date d'impression: 20.06.2012

MSDS: 2222

Page 4 de 4

- 180106 DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux); déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme; produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
Classé comme déchet dangereux.

14. Informations relatives au transport**Information supplémentaire**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

15. Informations relatives à la réglementation**Etiquetage**

Symboles de danger:

Xi - Irritant



Xi - Irritant

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Methacrylic esters.

Phrases-R

- 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Phrases-S

- 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec Eau et savon. .

Prescriptions nationales

Classe de contamination de l'eau (D): 2 - pollue l'eau

16. Autres informations**Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3**

- 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Information supplémentaire

-

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Date d'impression: 15.06.2012

MSDS: 6700

Page 1 de 5

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**Identification de la substance ou du mélange**

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Identification de la société productrice

Société: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rue: Elbgaustraße 248
Lieu: D-22547 Hamburg
Téléphone: +49. (0) 40. 84006-0 Téléfax: +49. (0) 40. 84006-222
Internet: www.dmg-dental.com e-mail: info@dmg-dental.com

2. Identification des dangers**Classification**

Indications de danger : Facilement inflammable

Phrases-R:

Facilement inflammable.

3. Composition/informations sur les composants**Caractérisation chimique (substance)**

Ethanol.

Formule: C₂H₆O

Poids moléculaire: 46,07

Composants dangereux

N° CE	N° CAS	Substance	Quantité	Classification
200-578-6	64-17-5	alcool éthylique, éthanol	95 - 100 %	F R11

Le texte intégral des phrases R mentionnées figure au point 16.

N° Index: 603-002-00-5

4. Premiers secours**Après inhalation**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon. Changer les vêtements imprégnés. Appliquer une crème grasse.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après ingestion

En cas d'ingestion accidentelle, faire boire immédiatement : Eau. Consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie**Moyen d'extinction approprié**Eau pulvérisée. mousse résistante à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO₂). Poudre d'extinction. Sable.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Date d'impression: 15.06.2012

MSDS: 6700

Page 2 de 5

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau à grand débit.

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/au mélange en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

Les vapeurs concentrées sont plus lourdes que l'air. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**Les précautions individuelles**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Eviter ce qui suit : inhalation. contact avec la peau. contact avec les yeux.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Les méthodes de nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

7. Manipulation et stockage**Manipulation****Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Assurer une aération suffisante.

Stockage**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver dans un endroit frais.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

3A ()

Classe de stockage (D):

3A

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**Valeurs limites d'exposition****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

N° CAS	Substance	ml/m³	mg/m³	f/cm³	Catégorie	Origine
64-17-5	Alcool éthylique	1000	1900		VME (8 h)	
		5000	9500		VLE (15 min)	

Contrôles de l'exposition**Mesures d'hygiène**

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Date d'impression: 15.06.2012

MSDS: 6700

Page 3 de 5

Protection respiratoire

Eviter ce qui suit : inhalation. dépassement de la valeur limite: appareil filtrant (masque complet ou embout buccal) avec filtre: A

Protection des mains

Porter les gants de protection homologués : Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile).

Protection des yeux

Lunettes de protection hermétiques.

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations générales**

L'état physique:	liquide
Couleur:	incolore-transparent
Odeur:	caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Testé selon la méthode

pH-Valeur:	neutre
------------	--------

Modification d'état

Point/intervalle de fusion:	ca. -115 °C
-----------------------------	-------------

Point d'ébullition:	ca. 80 °C
---------------------	-----------

Point d'éclair:	12 °C
-----------------	-------

Limite inférieure d'explosivité:	3.5 vol. %
----------------------------------	------------

Limite supérieure d'explosivité:	15 vol. %
----------------------------------	-----------

Pression de vapeur: (à 20 °C)	59 hPa
----------------------------------	--------

Densité (à 20 °C):	0,7903 g/cm³
--------------------	--------------

Hydrosolubilité:	complètement miscible
------------------	-----------------------

Viscosité dynamique: (à 20 °C)	1,3 mPa·s
-----------------------------------	-----------

Autres données

Température d'inflammation:	425 °C
-----------------------------	--------

10. Stabilité et réactivité**Conditions à éviter**

forte chaleur.

Matières à éviter

Agents oxydants. peroxydes. Acide. Métaux alcalins.

11. Informations toxicologiques**Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë, par voie orale DL50: (Espèce: Rat.): > 6200 mg/kg; Toxicité aiguë, par inhalation 95.6 mg / l / 4 h

Irritation et corrosivité

En cas de contact prolongé ou répété avec la peau : irritant.; En cas de contact avec les yeux: irritant.

12. Informations écologiques

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Date d'impression: 15.06.2012

MSDS: 6700

Page 4 de 5

ÉcotoxicitéToxicité pour le poisson (*Leuciscus idus*): CL50: > 8140 mg / l / 48 h (Ethanol);Toxicité pour la daphnia (*Daphnia magna*): EC50: 9268 - 14221 mg / l / 48 h**Persistance et dégradabilité**

Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

13. Considérations relatives à l'élimination**Élimination**

Éliminer en observant les réglementations administratives.

Code d'élimination des déchets-Produit

180106 DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux); déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme; produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
Classé comme déchet dangereux.

14. Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/RID)**

N° ONU: 1170
Classe ADR/RID: 3
Code de classement: F1
Panneau d'avertissement
N° danger: 33
Étiquettes: 3
Groupe d'emballage ADR/RID: II
Quantité limitée (LQ): 1 L

Nom d'expédition

ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE)

Autres informations utiles (Transport terrestre)

E2

Transport maritime

N° ONU: 1170
Code IMDG: 3
Étiquettes: 3
Groupe d'emballage IMDG: II
EmS: F-E, S-D
Quantité limitée (LQ): 3 L

Nom d'expédition

ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

Autres informations utiles (Transport maritime)

E2

Transport aérien

N° ONU/ID: 1170
ICAO/IATA-DGR: 3
Étiquettes: 3

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)

Date d'impression: 15.06.2012

MSDS: 6700

Page 5 de 5

Groupe d'emballage ICAO: II
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 1 L
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 353
IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 5 L
IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 364
IATA-Quantité maximale (cargo): 60 L

Nom d'expédition

ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

Autres informations utiles (Transport aérien)E2
: Y341**15. Informations relatives à la réglementation****Etiquetage**

Symboles de danger: F - Facilement inflammable

F - Facilement
inflammable**Phrases-R**

11 Facilement inflammable.

Phrases-S

02 Conserver hors de la portée des enfants.
07 Conserver le récipient bien fermé.
16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Prescriptions nationales**16. Autres informations****Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3**

11 Facilement inflammable.

Fiche de données de sécurité

conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006

Etching Gel

Date d'impression: 29.12.2010

MSDS: 6100

Page 1 de 5

1. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise**Identification de la substance ou de la préparation**

Etching Gel

Identification de la société productrice

Société:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH		
Rue:	Elbgaustraße 248		
Lieu:	D-22547 Hamburg		
Téléphone:	+49. (0) 40. 84006-0	Téléfax:	+49. (0) 40. 84006-222
Internet:	www.dmg-dental.com	e-mail:	info@dmg-dental.com

2. Identification des dangers**Classification**

Indications de danger : Corrosif

Phrases-R:

Provoque des brûlures.

GHS:

Catégories de danger:

Corrosion/irritation cutanée: Skin Corr. 1B

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Dam. 1

Mentions de danger:

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

3. Composition/informations sur les composants**Caractérisation chimique (Mélange)**

PHOSPHORIC ACID

Composants dangereux

N° CE	N° CAS	Substance	Quantité
		Classification	
		Classification SGH	
231-633-2	7664-38-2	acide phosphorique ... %	30 - 45 %
		C R34	
		Skin Corr. 1B; H314	

Le texte intégral des phrases R mentionnées figure au point 16.

4. Premiers secours**Après inhalation**

non applicable

Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après ingestion

Appeler aussitôt un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Fiche de données de sécurité

conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006

Etching Gel

Date d'impression: 29.12.2010

MSDS: 6100

Page 2 de 5

Information supplémentaire

Le matériau n'est pas combustible.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**Les précautions individuelles**

Porter un vêtement de protection approprié.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Les méthodes de nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

7. Manipulation et stockage**Manipulation****Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Éviter le contact avec les yeux.

Information supplémentaire

Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.

Stockage**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

Stocker uniquement dans les récipients d'origine.

Indications concernant le stockage en commun

Ne pas stocker ensemble avec : Alcalis (bases). Métal.

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle**Valeurs limites d'exposition****Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Protection respiratoire

Éviter ce qui suit : inhalation. dépassement de la valeur limite: appareil filtrant (masque complet ou embout buccal) avec filtre: A

Protection des mains

Porter des gants appropriés.: NBR (Caoutchouc nitrile). Caoutchouc butyle.

Protection des yeux

Lunettes de protection hermétiques.

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations générales**

L'état physique: Gel

Couleur: bleu

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Testé selon la méthode

Fiche de données de sécurité

conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006

Etching Gel

Date d'impression: 29.12.2010

MSDS: 6100

Page 3 de 5

pH-Valeur: ca. 1

Modification d'état

Point d'ébullition: 100 °C

Point d'éclair: non applicable

Limite inférieure d'explosivité: non applicable

Limite supérieure d'explosivité:

Pression de vapeur: 20 hPa
(à 23 °C)

Densité: 1,4 g/cm³

Hydrosolubilité: facilement soluble.

Densité de vapeur: < 1

Autres données

Température d'inflammation: non applicable

10. Stabilité et réactivité**Matières à éviter**

Alcalis (bases).

11. Informations toxicologiques**Toxicité aiguë**

DL50: Rat. >810mg/kg

Effets corrosifs et irritants

Effet irritant sur l'oeil: Provoque des brûlures.

Contact avec la peau: Provoque des brûlures.

Information supplémentaire référentes à des preuves

Contient du (de la) Methacrylate: Peut déclencher une réaction allergique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

12. Informations écologiques**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Eviter une introduction dans l'environnement.

13. Considérations relatives à l'élimination**Élimination**

Éliminer en observant les réglementations administratives.

Code d'élimination des déchets-Produit

180106 DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux); déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme; produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
Classé comme déchet dangereux.

14. Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/RID)**

Fiche de données de sécurité

conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006

Etching Gel

Date d'impression: 29.12.2010

MSDS: 6100

Page 4 de 5

No. ONU: 1805
 ADR/RID classe: 8
 Code de classement: C1
 Panneau d'avertissement
 No. danger: 80
 Étiquettes: 8
 ADR/RID Groupe d'emballage: III
 Quantité limitée (LQ): LQ7

Nom d'expédition

acide phosphorique ... %

Autres informations utiles (Transport terrestre)

E1
 : 3
 : E

Transport fluvial

No. ONU: 1805
 ADN-RClasse:
 8
 Code de classement: C1
 Étiquettes: 8
 Groupe d'emballage: III
 Quantité limitée (LQ): LQ7

Nom d'expédition

acide phosphorique ... %

Transport maritime

No. ONU: 1805
 IMDG-Code: 8
 Étiquettes: 8
 IMDG-Groupe d'emballage: III
 EmS: F-A, S-B
 Quantité limitée (LQ): 5 L

Nom d'expédition

acide phosphorique ... %

Autres informations utiles (Transport maritime)

Réglementations particulières: 223

Transport aérien

ONU/ID No.: 1805
 ICAO/IATA-DGR: 8
 Étiquettes: 8
 ICAO-Groupe d'emballage: III
 Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 1 L
 IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 819
 IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 5 L
 IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 821
 IATA-Quantité maximale (cargo): 60 L

Fiche de données de sécurité

conformément à la Réglementation (EU) No. 1907/2006

Etching Gel

Date d'impression: 29.12.2010

MSDS: 6100

Page 5 de 5

Nom d'expédition

acide phosphorique ... %

Autres informations utiles (Transport aérien)

E1

: Y819

60 L

15. Informations relatives à la réglementation**Étiquetage**

Symboles de danger: C - Corrosif

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

acide phosphorique ... %

Phrases-R

34 Provoque des brûlures.

Phrases-S

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

Étiquetage SGH

Mention d'avertissement: Danger

Pictogrammes: corrosion

Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Prescriptions nationales

Classe de contamination de l'eau (D):

16. Autres informations**Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3**

34 Provoque des brûlures.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)