

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 1 av 18

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Luxatemp MaxProtect\_Base Paste

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Fotokemikalier, Polymerisation

**Användningar från vilka avrådas**

gravida eller ammande personer ska inte arbeta med farliga ämnen

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

|             |                                          |                                 |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Leverantör: | DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |                                 |
| Gatuadress: | Elbgaustraße 248                         |                                 |
| Stad:       | D-22547 Hamburg                          |                                 |
| Telefon:    | +49. (0) 40. 84006-0                     | Telefax: +49. (0) 40. 84006-222 |
| E-post:     | info@dmg-dental.com                      |                                 |
| Internet:   | www.dmg-dental.com                       |                                 |

**Ytterligare information**

Ämnet är inte registreringspliktigt enligt förordning (EG) Nr. 1907/2006 [REACH].

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Acute Tox. 4; H302  
Eye Irrit. 2; H319  
Skin Sens. 1; H317  
Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate  
(1-metyl-1,2-etandiy)bis[oxi(metyl-2,1-etandiy)]diakrylat  
Triethylene glycol dimethacrylate  
2-hydroxyetylmetakrylat

**Signalord:** Varning**Piktogram:****Faroangivelser**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                 |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 2 av 18

**Skyddsangivelser**

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                         |
| P302+P352      | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.                                                                                        |
| P305+P351+P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P312           | Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.                                                                                    |
| P501           | Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering på behörig återvinningscentral.                                                        |

**2.3 Andra faror**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 3 av 18

**Relevanta ingredienser**

| CAS nr       | Kemiskt namn                                                                                                                                                                                     |              |                  | Mängd/halt  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|              | EG nr                                                                                                                                                                                            | Index nr     | REACH nr         |             |
|              | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)                                                                                                                                                    |              |                  |             |
| 41637-38-1   | ethoxylated bisphenol A dimethacrylate                                                                                                                                                           |              |                  | 30 - < 35 % |
|              | 609-946-4                                                                                                                                                                                        |              | 01-2119980659-17 |             |
|              | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                          |              |                  |             |
| 73297-29-7   | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and a,a',a''-1,2,3-propanetriyltris[w-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] |              |                  | 10 - < 15 % |
|              | 676-718-9                                                                                                                                                                                        |              |                  |             |
|              | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                               |              |                  |             |
| 2143103-44-8 | Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate                                      |              |                  | 1 - < 5 %   |
|              | 944-336-4                                                                                                                                                                                        |              | 01-2120266262-60 |             |
|              | Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H317 H412                                                                                                                                                       |              |                  |             |
| 42978-66-5   | (1-metyl-1,2-etandiy)bis[oxi(metyl-2,1-etandiy)]diakrylat                                                                                                                                        |              |                  | 1 - < 5 %   |
|              | 256-032-2                                                                                                                                                                                        | 607-249-00-X | 01-2119484613-34 |             |
|              | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H335 H411                                                                                                |              |                  |             |
| 109-16-0     | Triethylene glycol dimethacrylate                                                                                                                                                                |              |                  | 1 - < 5 %   |
|              | 203-652-6                                                                                                                                                                                        |              | 01-2119969287-21 |             |
|              | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                                              |              |                  |             |
| 868-77-9     | 2-hydroxietylmetakrylat                                                                                                                                                                          |              |                  | 1 - < 5 %   |
|              | 212-782-2                                                                                                                                                                                        | 607-124-00-X | 01-2119490169-29 |             |
|              | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317                                                                                                                                        |              |                  |             |
| 818-61-1     | 2-hydroxietylakrylat                                                                                                                                                                             |              |                  | < 1 %       |
|              | 212-454-9                                                                                                                                                                                        | 607-072-00-8 |                  |             |
|              | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H311 H302 H314 H318 H317 H400 H412                                                      |              |                  |             |
| 72829-09-5   | 1,12-Dodecane Dimethacrylate                                                                                                                                                                     |              |                  | < 0,1 %     |
|              | 276-900-4                                                                                                                                                                                        |              | 01-2120756306-53 |             |
|              | Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H317 H400 H410                                                                                                                                |              |                  |             |
| 80-62-6      | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat                                                                                                                               |              |                  | < 0,1 %     |
|              | 201-297-1                                                                                                                                                                                        | 607-035-00-6 | 01-2119452498-28 |             |
|              | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335                                                                                                                        |              |                  |             |
| 108-88-3     | toluen                                                                                                                                                                                           |              |                  | < 0,1 %     |
|              | 203-625-9                                                                                                                                                                                        | 601-021-00-3 | 01-2119471310-51 |             |
|              | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H361d H302 H315 H336 H373 H304                                                                       |              |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 4 av 18

**Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)**

| CAS nr       | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                                | Mängd/halt  |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                                             |             |
| 41637-38-1   | 609-946-4 | ethoxylated bisphenol A dimethacrylate                                                                                                                      | 30 - < 35 % |
|              |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg                                                                                                        |             |
| 2143103-44-8 | 944-336-4 | Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate | 1 - < 5 %   |
|              |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg                                                                                                        |             |
| 42978-66-5   | 256-032-2 | (1-metyl-1,2-etandiyl)bis[oxi(metyl-2,1-etandiyl)]diakrylat                                                                                                 | 1 - < 5 %   |
|              |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100                                                                           |             |
| 109-16-0     | 203-652-6 | Triethylene glycol dimethacrylate                                                                                                                           | 1 - < 5 %   |
|              |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg                                                                                                        |             |
| 868-77-9     | 212-782-2 | 2-hydroxietylmetakrylat                                                                                                                                     | 1 - < 5 %   |
|              |           | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = 5564 mg/kg                                                                                                         |             |
| 818-61-1     | 212-454-9 | 2-hydroxietylakrylat                                                                                                                                        | < 1 %       |
|              |           | dermal: LD50 = 298 mg/kg; oral: LD50 = 540 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,2 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=1                                             |             |
| 72829-09-5   | 276-900-4 | 1,12-Dodecane Dimethacrylate                                                                                                                                | < 0,1 %     |
|              |           | oral: LD50 = >2000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                        |             |
| 80-62-6      | 201-297-1 | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat                                                                                          | < 0,1 %     |
|              |           | inhalativ: LC50 = 29,8 mg/l (ångor); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg                                                                   |             |
| 108-88-3     | 203-625-9 | toluen                                                                                                                                                      | < 0,1 %     |
|              |           | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = 636 mg/kg                                                                                                          |             |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Vid inandning**

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

**Vid hudkontakt**

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Läkarvård nödvändig.

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

**Vid nedsväljning**

Ring en läkare omedelbart.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Vattendimma. Släckningspulver. Sand. Skum. Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 5 av 18

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ej antändlig. COx, NOx

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier. Helskyddsdräkt.

**Övrig information**

Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. Använd lämpliga skyddskläder.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För rengöring**

Tag upp mekaniskt. Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**Annan information**

Tag upp mekaniskt.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Undvik kontakt med ögonen.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov. Ät inte eller drick inte under hanteringen.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Lagras enbart i originalbehållare.

**Råd om samförvaring**

Inga särskilda åtgärder behövs.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Fotokemikalier, Polymerisation

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 6 av 18

**Hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5)**

| CAS nr     | Ämne                                  | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Ursprung |
|------------|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 77-99-6    | 1,1,1-Trimetylolpropan                | -   | 5                 |                   | NGV (8 h)      |          |
| 818-61-1   | 2-Hydroxietylakrylat                  | 1   | 5                 |                   | NGV (8 h)      |          |
|            |                                       | 2   | 10                |                   | Väglödande KGV |          |
| 1309-37-1  | Järnoxid, (som Fe) - respirabelt damm | -   | 3,5               |                   | NGV (8 h)      |          |
| 80-62-6    | Metylmetakrylat                       | 50  | 200               |                   | NGV (8 h)      |          |
|            |                                       | 100 | 400               |                   | KGV (15 min)   |          |
| 13463-67-7 | Titandioxid - totaldamm               | -   | 5                 |                   | NGV (8 h)      |          |
| 108-88-3   | Toluen                                | 50  | 192               |                   | NGV (8 h)      |          |
|            |                                       | 100 | 384               |                   | KGV (15 min)   |          |

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Luxatemp MaxProtect\_Base Paste

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 7 av 18

## DNEL-/DMEL-värden

| CAS nr                        | Ämne                                                               | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 41637-38-1                    | ethoxylated bisphenol A dimethacrylate                             |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | systemisk | 3,52 mg/m <sup>3</sup>     |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | systemisk | 2 mg/kg kroppsvikt/dygn    |
| 42978-66-5                    | (1-metyl-1,2-etandiy)bis[oxi(metyl-2,1-etandiy)]diakrylat          |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | systemisk | 2,35 mg/m <sup>3</sup>     |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | systemisk | 1,7 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| 109-16-0                      | Triethylene glycol dimethacrylate                                  |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | systemisk | 48,5 mg/m <sup>3</sup>     |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | systemisk | 13,9 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| 868-77-9                      | 2-hydroxietylmetakrylat                                            |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | systemisk | 4,9 mg/m <sup>3</sup>      |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | systemisk | 1,3 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| 13463-67-7                    | titandioxid                                                        |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | lokal     | 10 mg/m <sup>3</sup>       |
| 80-62-6                       | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | lokal     | 208 mg/m <sup>3</sup>      |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | systemisk | 13,7 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | lokal     | 1,5 mg/cm <sup>2</sup>     |
| Arbetsstagare DNEL, akut      |                                                                    | inhalativ      | lokal     | 416 mg/m <sup>3</sup>      |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | systemisk | 348,4 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbetsstagare DNEL, akut      |                                                                    | dermal         | lokal     | 1,5 mg/cm <sup>2</sup>     |
| 108-88-3                      | toluen                                                             |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | systemisk | 192 mg/m <sup>3</sup>      |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | systemisk | 384 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | lokal     | 192 mg/m <sup>3</sup>      |
| 77-99-6                       | propylidynetrimethanol                                             |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | dermal         | systemisk | 0,94 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                                                                    | inhalativ      | systemisk | 3,3 mg/m <sup>3</sup>      |

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Luxatemp MaxProtect\_Base Paste

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 8 av 18

## PNEC-värden

| CAS nr                            | Ämne                                                                                                                                                        |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Del av miljön                     |                                                                                                                                                             | Värde       |
| 2143103-44-8                      | Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate |             |
| Sötvatten                         |                                                                                                                                                             | 0,016 mg/l  |
| Havsvatten                        |                                                                                                                                                             | 0,002 mg/l  |
| Sötvattensediment                 |                                                                                                                                                             | 2,992 mg/kg |
| Havssediment                      |                                                                                                                                                             | 0,299 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                                                                                                             | 10,18 mg/l  |
| Jord                              |                                                                                                                                                             | 0,589 mg/kg |
| 42978-66-5                        | (1-metyl-1,2-etandiyl)bis[oxi(metyl-2,1-etandiyl)]diakrylat                                                                                                 |             |
| Sötvatten                         |                                                                                                                                                             | 0,005 mg/l  |
| Havsvatten                        |                                                                                                                                                             | 0 mg/l      |
| Sötvattensediment                 |                                                                                                                                                             | 0,487 mg/kg |
| Havssediment                      |                                                                                                                                                             | 0,049 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                                                                                                             | 10 mg/l     |
| Jord                              |                                                                                                                                                             | 0,095 mg/kg |
| 109-16-0                          | Triethylene glycol dimethacrylate                                                                                                                           |             |
| Sötvatten                         |                                                                                                                                                             | 0,016 mg/l  |
| Havsvatten                        |                                                                                                                                                             | 0,002 mg/l  |
| Sötvattensediment                 |                                                                                                                                                             | 0,002 mg/kg |
| Havssediment                      |                                                                                                                                                             | 0,185 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                                                                                                             | 1,7 mg/l    |
| Jord                              |                                                                                                                                                             | 0,027 mg/kg |
| 868-77-9                          | 2-hydroxietylmetakrylat                                                                                                                                     |             |
| Sötvatten                         |                                                                                                                                                             | 0,482 mg/l  |
| Sötvattensediment                 |                                                                                                                                                             | 3,79 mg/kg  |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                                                                                                             | 10 mg/l     |
| Jord                              |                                                                                                                                                             | 0,476 mg/kg |
| 818-61-1                          | 2-hydroxietylakrylat                                                                                                                                        |             |
| Sötvatten                         |                                                                                                                                                             | 0,017 mg/l  |
| Havsvatten                        |                                                                                                                                                             | 0,002 mg/l  |
| Sötvattensediment                 |                                                                                                                                                             | 0,064 mg/kg |
| Havssediment                      |                                                                                                                                                             | 0,006 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                                                                                                             | 10 mg/l     |
| 13463-67-7                        | titandioxid                                                                                                                                                 |             |
| Sötvatten                         |                                                                                                                                                             | 0,127 mg/l  |
| Sötvatten (periodiskt utsläpp)    |                                                                                                                                                             | 0,61 mg/l   |
| Havsvatten                        |                                                                                                                                                             | 1 mg/l      |
| Sötvattensediment                 |                                                                                                                                                             | 1000 mg/kg  |
| Havssediment                      |                                                                                                                                                             | 100 mg/kg   |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                                                                                                             | 100 mg/l    |
| Jord                              |                                                                                                                                                             | 100 mg/kg   |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 9 av 18

|                                   |                                                                    |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 80-62-6                           | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat |             |
| Sötvatten                         |                                                                    | 0,94 mg/l   |
| Havsvatten                        |                                                                    | 0,094 mg/l  |
| Sötvattensediment                 |                                                                    | 10,2 mg/kg  |
| Havssediment                      |                                                                    | 10,2 mg/kg  |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                    | 10 mg/l     |
| Jord                              |                                                                    | 1,48 mg/kg  |
| 108-88-3                          | toluen                                                             |             |
| Sötvatten                         |                                                                    | 0,68 mg/l   |
| Havsvatten                        |                                                                    | 0,68 mg/l   |
| Sötvattensediment                 |                                                                    | 16,39 mg/kg |
| Havssediment                      |                                                                    | 16,39 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                                    | 13,61 mg/l  |
| Jord                              |                                                                    | 2,89 mg/kg  |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Tillräcklig ventilation i lagerområdet måste säkerställas.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning****Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tättslutande skyddsglasögon.

**Handskar**

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

Lämpligt material: NBR (Nitrithandskar).

**Hudskydd**

Användning av skyddskläder.

**Andningsskydd**

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Aggregationstillstånd: | Pasta          |
| Färg:                  | färglös        |
| Lukt:                  | karaktäristisk |

**Provnormer**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | ej fastställd |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ej fastställd |
| Brandfarlighet:                                         | ej fastställd |
| Nedre Explosionsgränser:                                | ej fastställd |
| Övre Explosionsgränser:                                 | ej fastställd |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 10 av 18

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Flampunkt:                      | > 93 °C       |
| Självantändningstemperatur:     | ej fastställd |
| Sönderfallstemperatur:          | ej fastställd |
| pH-värde:                       | ej fastställd |
| Vattenlöslighet:<br>(vid 20 °C) | ej fastställd |
| Löslighet i andra lösningsmedel |               |
| ej fastställd                   |               |
| Fördelningskoefficient          | ej fastställd |
| n-oktanol/vatten:               |               |
| Ångtryck:                       | ej fastställd |
| Densitet:                       | ej fastställd |
| Relativ ångdensitet:            | > 1           |

**9.2 Annan information****Information om faroklasser för fysisk fara**

Explosiva egenskaper

Produkten är inte: Sprängämne.

Oxiderande egenskaper

Produkten är inte: brandfrämjande.

**Andra säkerhetskaraktärer**

Avdunstningshastighet:

ej fastställd

Halt av fast substans:

ej fastställd

Sublimeringspunkt:

ej fastställd

Mjukningspunkt:

ej fastställd

Flytttemperatur:

ej fastställd

nedbrytningspunkt:

ej fastställd estim.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga kända farliga reaktioner.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Ljus. värme.

Nedbrytning sker vid temperaturer över: 200 °C

Nedbrytning under bildning av: Akrylat.

**10.5 Oförenliga material**

Hålls borta från syror, lutar, tungmetallsalter och reducerande ämnen.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Vid brand kan frigöras: Gaser / ångor, irriterande. (Akrylat., stickande)

**Ytterligare information**

Ljuskänsligt(a) ämne(n).

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Skadligt vid förtäring. (På basis av testdata)

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 11 av 18

**ATEblandning testad**

|            | Dos        | Arter | Källa          |
|------------|------------|-------|----------------|
| LD50, oral | 1931 mg/kg | Råtta | ATEmix (calc.) |

**ATEblandning beräknad**

ATE (dermal) 218335 mg/kg; ATE (inhalation ånga) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) &gt; 5 mg/l

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 12 av 18

| CAS nr       | Kemiskt namn                                                                                                                                                |                  |       |                    |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|----------|
|              | Exponeringsväg                                                                                                                                              | Dos              | Arter | Källa              | Metod    |
| 41637-38-1   | ethoxylated bisphenol A dimethacrylate                                                                                                                      |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Råtta | ECHA               | OECD 423 |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 >2000 mg/kg | Råtta | ECHA               | OECD 402 |
| 2143103-44-8 | Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 >5000 mg/kg | Råtta | supplier SDS       | OECD 401 |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 >2000 mg/kg | Råtta | ECHA               |          |
| 42978-66-5   | (1-metyl-1,2-etandiy)bis[oxi(metyl-2,1-etandiy)]diakrylat                                                                                                   |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Råtta | supplier SDS/ ECHA | OECD 423 |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 >2000 mg/kg | Kanin | supplier SDS/ ECHA | OECD 402 |
| 109-16-0     | Triethylene glycol dimethacrylate                                                                                                                           |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 >5000 mg/kg | Råtta | supplier SDS       |          |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 >2000 mg/kg | Mus   | supplier SDS       |          |
| 868-77-9     | 2-hydroxietylmetakrylat                                                                                                                                     |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 5564 mg/kg  | Råtta | supplier SDS       |          |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 >5000 mg/kg | Kanin | supplier SDS       |          |
| 818-61-1     | 2-hydroxietylakrylat                                                                                                                                        |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 540 mg/kg   | Råtta | ECHA               |          |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 298 mg/kg   | Kanin | GESTIS             |          |
| 72829-09-5   | 1,12-Dodecane Dimethacrylate                                                                                                                                |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg | Råtta | supplier SDS/ ECHA |          |
| 80-62-6      | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat                                                                                          |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 >5000 mg/kg | Råtta | supplier SDS       |          |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 >5000 mg/kg | Kanin | supplier SDS       |          |
|              | inhalation (4 h) ånga                                                                                                                                       | LC50 29,8 mg/l   | Råtta | supplier SDS       |          |
| 108-88-3     | toluen                                                                                                                                                      |                  |       |                    |          |
|              | oral                                                                                                                                                        | LD50 636 mg/kg   | Råtta | supplier SDS       |          |
|              | dermal                                                                                                                                                      | LD50 >5000 mg/kg | Kanin | ECHA               |          |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 13 av 18

**Irritation och frätning**

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate; (1-metyl-1,2-etandiy)bis[oxi(metyl-2,1-etandiy)]diakrylat; Triethylene glycol dimethacrylate; 2-hydroxietylmetakrylat; 2-hydroxietylakrylat; 1,12-Dodecane Dimethacrylate; metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat)

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**11.2 Information om andra faror****Ytterligare information**

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Luxatemp MaxProtect\_Base Paste

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 14 av 18

| CAS nr       | Kemiskt namn                                                                                                                                                |                     |           |                                     |                    |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------|
|              | Akvatisk toxicitet                                                                                                                                          | Dos                 | [h]   [d] | Arter                               | Källa              | Metod    |
| 41637-38-1   | ethoxylated bisphenol A dimethacrylate                                                                                                                      |                     |           |                                     |                    |          |
|              | Akut fisktoxicitet                                                                                                                                          | LC50 > 100 mg/l     | 96 h      | Danio rerio                         | supplier SDS       |          |
|              | Akuta algtoxicitet                                                                                                                                          | ErC50 > 100 mg/l    | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     | supplier SDS       |          |
|              | Akuta crustaceatoxicitet                                                                                                                                    | EC50 > 100 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | supplier SDS       |          |
| 2143103-44-8 | Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate |                     |           |                                     |                    |          |
|              | Akut fisktoxicitet                                                                                                                                          | LC50 18 mg/l        | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | supplier SDS       | OECD 203 |
|              | Akuta algtoxicitet                                                                                                                                          | ErC50 >25,4 mg/l    |           | Pseudokirchneriella subcapitata     | supplier SDS       | OECD 201 |
|              | Akuta crustaceatoxicitet                                                                                                                                    | EC50 15,9 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | supplier SDS       | OECD 202 |
| 42978-66-5   | (1-metyl-1,2-etandiyl)bis[oxi(metyl-2,1-etandiyl)]diakrylat                                                                                                 |                     |           |                                     |                    |          |
|              | Akut fisktoxicitet                                                                                                                                          | LC50 >4,6 mg/l      | 96 h      | Leuciscus idus (goldorfe)           | supplier SDS       |          |
|              | Akuta algtoxicitet                                                                                                                                          | ErC50 65,9 mg/l     | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     | supplier SDS       |          |
|              | Akuta crustaceatoxicitet                                                                                                                                    | EC50 89 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | supplier SDS       |          |
|              | Akut bakteriertoxicitet                                                                                                                                     | EC50 >1000 mg/l ( ) | 0,5 h     | Aktiverat slam                      | supplier SDS       |          |
| 109-16-0     | Triethylene glycol dimethacrylate                                                                                                                           |                     |           |                                     |                    |          |
|              | Akuta algtoxicitet                                                                                                                                          | ErC50 >100 mg/l     | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     |                    | OECD 201 |
|              | Crustaceatoxicitet                                                                                                                                          | NOEC 32 mg/l        | 21 d      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     |                    |          |
| 868-77-9     | 2-hydroxyetylmetakrylat                                                                                                                                     |                     |           |                                     |                    |          |
|              | Akut fisktoxicitet                                                                                                                                          | LC50 >100 mg/l      | 96 h      | Oryzias latipes (Risfisk)           | supplier SDS       |          |
|              | Akuta algtoxicitet                                                                                                                                          | ErC50 836 mg/l      | 72 h      | Selenastrum capricornutum           | supplier SDS       |          |
|              | Akuta crustaceatoxicitet                                                                                                                                    | EC50 380 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | supplier SDS       | OECD 202 |
| 72829-09-5   | 1,12-Dodecane Dimethacrylate                                                                                                                                |                     |           |                                     |                    |          |
|              | Akuta algtoxicitet                                                                                                                                          | ErC50 0,017 mg/l    | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     | supplier SDS/ ECHA |          |
|              | Akuta crustaceatoxicitet                                                                                                                                    | EC50 >100 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | supplier SDS/ ECHA |          |
| 80-62-6      | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat                                                                                          |                     |           |                                     |                    |          |
|              | Akut fisktoxicitet                                                                                                                                          | LC50 >100 mg/l      | 96 h      |                                     | supplier SDS       | OECD 203 |
|              | Akuta algtoxicitet                                                                                                                                          | ErC50 110 mg/l      | 72 h      | Selenastrum capricornutum           | ECHA               |          |
|              | Fisktoxicitet                                                                                                                                               | NOEC 9,4 mg/l       |           |                                     | supplier SDS       | OECD 210 |
|              | Algtoxicitet                                                                                                                                                | NOEC >110 mg/l      |           | Selenastrum capricornutum           | supplier SDS       | OECD 201 |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 15 av 18

|  |                    |      |         |  |                                 |              |          |
|--|--------------------|------|---------|--|---------------------------------|--------------|----------|
|  | Crustaceatoxicitet | NOEC | 37 mg/l |  | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | supplier SDS | OECD 202 |
|--|--------------------|------|---------|--|---------------------------------|--------------|----------|

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Produkten har inte testats.

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                       |       |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
|            | Metod                                                              | Värde | d  | Källa |
|            | Utvärdering                                                        |       |    |       |
| 41637-38-1 | ethoxylated bisphenol A dimethacrylate                             |       |    |       |
|            | OECD 301D                                                          | 24%   | 28 |       |
|            | Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)              |       |    |       |
| 42978-66-5 | (1-metyl-1,2-etandiy)bis[oxi(metyl-2,1-etandiy)]diakrylat          |       |    |       |
|            | OECD 301B                                                          | 48%   | 28 |       |
|            | Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)              |       |    |       |
| 109-16-0   | Triethylene glycol dimethacrylate                                  |       |    |       |
|            | OECD 301B                                                          | 85%   |    |       |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).                |       |    |       |
| 868-77-9   | 2-hydroxietylmetakrylat                                            |       |    |       |
|            | OECD 301D                                                          | 84    | 28 |       |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)                 |       |    |       |
| 818-61-1   | 2-hydroxietylakrylat                                               |       |    |       |
|            | OECD 301B                                                          | 79%   | 28 |       |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)                 |       |    |       |
| 72829-09-5 | 1,12-Dodecane Dimethacrylate                                       |       |    |       |
|            | OECD 301B                                                          | 97,3% | 28 |       |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)                 |       |    |       |
| 80-62-6    | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat |       |    |       |
|            | OECD 301C                                                          | 94%   | 14 |       |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).                |       |    |       |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Produkten har inte testats.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr       | Kemiskt namn                                                                                                                                                | Log Pow   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 41637-38-1   | ethoxylated bisphenol A dimethacrylate                                                                                                                      | 5,62      |
| 2143103-44-8 | Reaction product of 2,2'-oxydiethanol and 2-hydroxyethyl acrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate and hexan-6-olide and trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate | 3,35-3,76 |
| 42978-66-5   | (1-metyl-1,2-etandiy)bis[oxi(metyl-2,1-etandiy)]diakrylat                                                                                                   | 2,5       |
| 109-16-0     | Triethylene glycol dimethacrylate                                                                                                                           | 2,3       |
| 868-77-9     | 2-hydroxietylmetakrylat                                                                                                                                     | 0,42      |
| 818-61-1     | 2-hydroxietylakrylat                                                                                                                                        | -0,17     |
| 72829-09-5   | 1,12-Dodecane Dimethacrylate                                                                                                                                | 6,5       |
| 80-62-6      | metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat                                                                                          | 1,38      |
| 108-88-3     | toluen                                                                                                                                                      | 2,73      |

**12.4 Rörlighet i jord**

Produkten har inte testats.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Produkten har inte testats.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 16 av 18

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**Ytterligare information**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Kan, med hänsyn till forskrifterna och i samverkan med avfallshanteraren och vederbörande myndighet brännas tillsammans med husavfallet.

Pasta: Tillförs specialavfallförbränningen under iakttagelse av myndigheternas föreskrifter.

**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

180106 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (UTOM KÖKS- OCH RESTAURANGAVFALL UTAN DIREKT ANKNYTNING TILL PATIENTBEHANDLING); Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor; Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen; farligt avfall

**Förorenad förpackning**

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Ytterligare information**

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 75

Information enligt direktiv 2012/18/EU

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 17 av 18

**Nationella bestämmelser**

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 3 - starkt vattenskadlig

Uptag genom hud/Sensibilisering: Utlöser överkänsliga reaktioner av allergisk karaktär.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information****Förkortningar och akronymer**

Flam. Liq: Brandfarliga vätskor  
Acute Tox: Akut toxicitet  
Asp. Tox: Fara vid aspiration  
Skin Corr: Frätande på huden  
Skin Irrit: Irriterande på huden  
Eye Dam: Allvarlig ögonskada  
Eye Irrit: Ögonirritation  
Skin Sens: Hudsensibilisering  
Carc: Cancerogenitet  
Repr: Reproduktionstoxicitet  
STOT SE: Specifik organotoxicitet - enstaka exponering  
STOT RE: Specifik organotoxicitet - upprepade exponeringar  
Aquatic Acute: Akut fara för vattenmiljön  
Aquatic Chronic: Fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Luxatemp MaxProtect\_Base Paste**

Reviderad datum: 06.08.2024

Produktkod: G000025

Sida 18 av 18

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008****[CLP]**

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet |
|-------------------------|----------------------------|
| Acute Tox. 4; H302      | På basis av testdata       |
| Eye Irrit. 2; H319      | Beräkningsmetod            |
| Skin Sens. 1; H317      | Beräkningsmetod            |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod            |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| H225  | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                               |
| H302  | Skadligt vid förtäring.                                           |
| H304  | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H311  | Giftigt vid hudkontakt.                                           |
| H314  | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H315  | Irriterar huden.                                                  |
| H317  | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318  | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H319  | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H335  | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                              |
| H336  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                      |
| H361d | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                          |
| H373  | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.      |
| H400  | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410  | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411  | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| H412  | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |
| H413  | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.     |

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar. -

*(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*